

Glaswaage

Typ: GS 58

GB Glass scale
F Pèse-personne en verre
E Báscula de vidrio para personas
I Bilancia in vetro

NL Weegschaal met glazen weegplateau
P Balança de vidro
TR Cam Terazi
GR Γυάλινη-υγαριά
DK Glasvægt

S Glasvåg
N Glassvekt
FIN Lasivaaka
RUS Стеклянные весы
PL Waga szklana
CZ Skleněná váha

SLO Steklena tehnica
HU Üvegmérleg
RO Cântar de sticla
الميزان الزجاجي



Wir leisten 5 Jahre Garantie für Material- und Fabrikationsfehler des Produktes.

Die Garantie gilt nicht:

- im Falle von Schäden, die auf unsachgemässer Bedienung beruhen
- für Verschleissteile
- für Mängel, die dem Kunden bereits bei Kauf bekannt waren
- bei Eigenverschulden des Kunden

Die gesetzlichen Gewährleistungen des Kunden bleiben durch die Garantie unberührt. Für Geltendmachung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu führen. Die Garantie ist innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren ab Kaufdatum gegenüber der Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Germany, geltend zu machen. Der Kunde hat im Garantiefall das Recht zur Reparatur der Ware bei unseren eigenen oder bei von uns autorisierten Werkstätten. Weitergehende Rechte werden dem Kunden (aufgrund der Garantie) nicht eingeräumt.

beurer



Hersteller und Service Deutschland
Beurer GmbH,
Söflinger Straße 218,
89077 Ulm, Germany
Tel: +49 (0)731/3989-144, Fax -255
www.beurer.de, kd@beurer.de



Gebrauchsanleitung

GB Operating Instructions
F Mode d'emploi
E Modo de empleo
I Istruzioni per l'uso
NL Gebruikershandleiding


P Instruções de utilização
TR Kullanma Talimatı
GR Οδηγίες χρήσης
DK Betjeningsvejledning
S Bruksanvisning

N Bruksveiledning
FIN Käyttöohje
RUS Инструкция по применению
PL Instrukcja obsługi


CZ Návod k použití
SLO Navodila za uporabo
H Használati utasítás
RO Instructiuni de utilizare
Arabic دليل الاستعمال

1. Inbetriebnahme



GB Getting started
F Mise en service
E Puesta en marcha
I Messa in funzione
NL Ingebruikname



D Batterie einlegen oder Isolierschutzstreifen entfernen.
E Insert batteries or remove insulating strip.
F Insérez les piles ou retirez la bande de protection isolante.



D Waage auf einen ebenen und festen Boden stellen.
E Place the scale on a secure, flat surface.



P Colocação em funcionamento
TR İlk çalıştırma
GR Εναρξη λειτουργίας
DK Ibrugtagning

E Colocar las pilas o quitar las tiras de protección de aislamiento.
D Inserire le batterie o rimuovere la linguetta di protezione.
NL Plaats de batterij of verwijder de isolatieband.
P Colocar a pilha ou retirar a fita de isolamento.
TR Pilı takın veya izole koruma bandını çıkartın.
GR Τοποθετήστε τη μπαταρία ή αφαιρέστε την προστατευτική ταινία μόνωσης.

F Posez la balance sur un sol plat et dur.
E Colocar la báscula sobre un suelo plano y estable.
D Posizionare la bilancia su un fondo piano e solido.
NL Plaats de weegschaal op een vlakke en vaste ondergrond.
P Colocar a balança sobre piso nivelado e firme.
TR Teraziyi düz ve sağlam bir yüzey üzerine koyun.

D Waage ist umschaltbar.
E Scales can be switched to alternative units of measurement.
F La balance est réglable.
E La báscula es comutable.
D La bilancia è commutabile.
NL De weegschaal is om-schakelbaar.

S Börja använda vågen
N Bruk
FIN Käyttöönotto
RUS Ввод в эксплуатацию
PL Uruchomienie

DK Indsæt batteri eller fjern isoleringsstremmel.
S Lägg in batteriet eller ta bort skyddsrem-sorna.
N Sett inn batteri eller fjern isoleringsstripene.
FIN Aseta paristo paikalleen ja poista eristyssuoja-nauha.
RUS Вставьте батареи или удалите защитную изоляционную полоску.
PL Włożyć baterię lub usunąć ochronny pasek izolacyjny.

GR Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
DK Stil vægten på et jævnt, fast gulv.
S Placer vågen på ett jämnt och fast underlag.
N Plasser vekten på et jevnt og fast underlag.
FIN Aseta vaaka tasaiselle ja tukkevalle alustalle.
RUS Установить весы на прочную ровную поверхность.

P A balança é comutável.
TR Terazi modu değiştirilebilir.
GR Η ζυγαριά μπορεί να τεθεί σε λειτουργία.
DK Vægten kan omstilles.
S Vägen går att ställa om.
N Vekten kan stilles om.
FIN Mittayksikön voi valita.
RUS Весы переключаются.

CZ Uvedení do provozu
SLO Prvi vklop
H Üzembe helyezés
RO Punerea în funcțiune
Arabic التشغيل

CZ Vložte baterii nebo odstraňte izolační proužek.
SLO Vstavite baterijo ali odstranite izolirni zaščitni trak.
H Helyezze be az elemet, vagy távolítsa el a szigetelőcsíket.
RO Introducerea bateriilor sau scoaterea benzilor de protecție pentru izolare.

قم بـإدخال البطاريات أو قم بـإزالة الشريط الحماية العازلة.

PL Ustaw wagę na twardym i płaskim podłożu.
CZ Postavte váhu na pevný a rovný podklad.
SLO Tehnico postavite na čvrsto podlago oz. tla.
H Állítsa a mérleget szírárd, vízszintes felületre.
RO Așezați cânțarul pe o podea fixă netedă.
Arabic ضع الميزان على أرضية صلبة ومستوية.

PL Istnieje możliwość zmiany jednostek wagi.
CZ Váhu ze přepínat.
SLO Tehnico je moč preklapljati.
H A mérleg bekapcsolható.
RO Cânțarul prezintă posibilitatea de comutare între trepte.
Arabic الميزان قابل للتحويل.


2. Wiegen

GB Weighing
F Pesée
E Pesado
I Pesatura
NL Wegen

P Pesar
TR Tartma
GR Ζύγιση
DK Vejning
S Vägning

N Foreta veiling
FIN Punnitus
RUS Взвешивание
PL Ważenia
CZ Vážení

SLO Tehtanje
H Mérés
RO Căntărire
الوزن




Quickstart

- D** Waage betreten.
- GB** Step onto the scale.
- F** Montez sur le pèse-personne.
- E** Súbase a la báscula.
- DK** Salire sulla bilancia.
- NL** Stap op de weegschaal.

- P** Subir para a balança.
- TR** Teraziye çökün.
- GR** Ανεβείτε στη ζυγαριά.
- DK** Træd op på vægten.
- S** Ställ dig på vägen.
- N** Gå opp på vekten.
- FIN** Astu vaa'alle.


- RUS** Встать на весы.
- PL** Wejdź na wagę.
- CZ** Stoupněte si na váhu.
- SLO** Stopite na tehtnico.
- H** Álljon rá a mérlegre.
- RO** Așezați-vă pe căntar.
- الوقوف على الميزان.**



- D** Stehen Sie während des Messvorgangs still!
- GB** Stand still whilst being weighed!
- F** Ne bougez pas pendant la mesure !
- E** ¡Durante el proceso de medición permanezca quieto!
- DK** Restare fermi durante il processo di pesatura!
- NL** Sta stil tijdens het wegen.
- P** Não se mexa durante o processa de pesagem!

- TR** Tartma esnasında hareketsiz durun!
- GR** Σταθείτε ακίνητος κατά τη διαδικασία μέτρησης!
- DK** Stå stille under vejning!
- S** Stå stilla under mätningen!
- N** Stå stille mens veiingen pågår!
- FIN** Seiso punnitukseen aikana liikkumatta.
- RUS** Во время взвешивания стойте неподвижно!

- PL** Podczas ważenia należy stać bez ruchu!
- CZ** Během vážení stůjte tiše!
- SLO** Med tehtanjem stoje mirno!
- H** A mérés idején álljon nyugodtan!
- RO** În timpul procesului de măsurare stați nemîscat(ă)!
- ف** اثناء عملية القياس في وضع ساكت!




- D** **Hinweis:** Bei Erstbenutzung und Standortwechsel.
- GB** **Note:** for first use and relocation.
- F** **Remarque :** Première utilisation et changement de place.
- E** **Indicación:** para usarla por primera vez o cambiarla de sitio.
- DK** **Avvertenza:** al primo utilizzo e in caso di spostamento
- NL** **Aanwijzing:** Voor het eerste gebruik of verplaatsing.
- P** **Nota:** Para a primeira utilização e mudança do local de utilização.

- TR** **Not:** İlk kullanımında veya yer değişikliğinde.
- GR** **Υπόδειξη:** Κατά την πρώτη χρήση και τη μετακίνηση.
- DK** **Bemærk:** Ved første ibrugtagning og ændring af vægtens placering.
- S** **Anvisning:** Vid första användningen och vid platsbyte.
- N** **Merk:** Ved første-gangbruk og ved flytting av vekten.
- FIN** **Neuvo:** Ensimmäisellä käytökkerralla ja vaa'an siiron jälkeen.
- RUS** **Примечание:** При первом использовании и изменении положения весов.


- PL** **Wskazówka:** przy pierwszym użyciu i po przestawieniu w inne miejsce.
- CZ** **Upozornění:** V případě prvního použití a změny místa.
- SLO** **Napotek:** Pri prvi uporabi in menjavi mesta postavite.
- H** **Megjegyzés:** első használat / helyváltoztatás esetén.
- RO** **Indicație:** La prima utilizare și schimbarea locației.
- إرشاد:** عند أول استخدام وتحفيظ الموقع.

3. Erinnerungsfunktion

(GB) Reminder function	(P) Função de lembrete	(N) Påminningsfunksjon	(CZ) Funkce připomenutí
(F) Fonction mémoire	(TR) Hatırlama işlevi	(FIN) Muistutustoiminto	(SLO) Funkcija pomnjenja
(E) Función de recordatorio	(GR) Λειτουργία υπενθύμισης	(RUS) Функция напоминания	(H) Emlékeztető funkció
(I) Funzione di memoria	(DK) Påmindelsesfunktion	(PL) Funkcja przypomnienia	(RO) Funcție memento
(NL) Herinneringsfunctie	(S) Påminnelsefunktion		(AR) وظيفة التذكير
	<p>de recordatorio está activada.</p> <p>● Per valori confrontabili la bilancia dispone di un allarme acustico 24 ore dopo l'ultima misurazione del peso. Attivazione e disattivazione tramite pulsante ALARM. Se sul display viene visualizzato „“, la funzione di memoria è attivata.</p> <p>● De weegschaal beschikt over een geluidssignal dat 24 uur na de laatste weging klinkt om u eraan te herinneren dat u een nieuwe weging kunt uitvoeren om een vergelijkingswaarde te verkrijgen. In- en uitschakelen door de ALARM-toets in te drukken. Wanneer „“ op het display wordt weergegeven, is de herinneringsfunctie ingeschakeld.</p> <p>● Para obtenção de valores comparáveis, a balança dispõe de um alarme acústico, que é emitido 24 horas depois da última pesagem. Activação e desactivação premindo o botão ALARM. A função de lembrete está activa quando é exibido „“ no visor.</p> <p>● Karşılaştırılabilir değerler için terazi sona tırtılmadan 24 saat sonrası akustik bir alarma sahiptir. ALARM tuşuna basarak etkinleştirilebilir ve devre dışı bırakılabilir. Ekranda „“ belirirse hatırlama işlevi etkinleştirilmiştir.</p> <p>● Για πάρομιες τιμές η ρυγαριά διαθέτει ηχητική ειδοποίηση 24 ώρες μετά την τελευταία γύρηση. Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση μέσω πίεσης του πλήκτρου ALARM. Αν στην οθόνη εμφανίζεται „“, η λειτουργία υπενθύμισης είναι ενεργοποιημένη.</p> <p>● Para poder comparar valores la báscula dispone de una alarma acústica 24 horas después del último pesaje. Activación y desactivación pulsando la tecla ALARM. Si en la pantalla aparece „“, la función</p>	<p>For sammenlignelige værdier har vægten en akustisk alarm 24 timer efter seneste vejning. Aktivering og deaktivering ved at trykke på ALARM-knappen. Når der står „“ på displayet, er påmindelsesfunktionen aktiveret.</p> <p>● För jämförbara värden har väggen ett ljudlarm 24 timmar efter den senaste vägningen. Du aktiverar och inaktiveringarlar det genom att trycka på ALARM-knappen. Om „“ visas på displayen är påminnelsefunktionen aktiverad.</p> <p>● For at verdien skal bli mest mulig sammenlignbare sender vekten ut et lydsignal 24 timer etter siste veining. Funksjonen aktiveres og deaktiveres ved å trykke på ALARM-knappen. Displayet viser „“ når påminningsfunksjonen er aktiveret.</p> <p>● Vertailukelposia arvoja varten vaaka voi lähetää hälytysäisen 24 tuntia viimeisen punnitsemisen jälkeen. Toiminto voidaan ottaa käytöön tai poistaa käytöstä painamalla ALARM-painiketta. Jos näytöllä ilmestyy „“, muistutustoiminto on käytössä.</p> <p>● Для сравнения значений весы оснащены акустическим сигналом, который включается через 24 часа после последнего взвешивания. Включение и выключение функции осуществляется нажатием кнопки ALARM. Значок „“ на дисплее означает, что функция напоминания включена.</p> <p>● Dla zapewnienia porównywalnych wartości waga dysponuje alarmem akustycznym włączanym po upływie 24 godzin od ostatniego ważenia.</p>	<p>Włączenie i wyłączenie następuje przez naciśnięcie przycisku ALARM. Jeśli wyświetlacz pokazuje „“, funkcja przypomnienia jest włączona.</p> <p>● Pro srovnatelné hodnoty má váha funkci zvukové výstrahy 24 hodin po posledním vážení. Aktivace a deaktivace pomocí tlačítka ALARM. Jestliže se na displeji objeví „“, je funkce připomenutí aktivní.</p> <p>● Za primerljive vrednosti ima tehnika na voljo zvočni signal 24 ur po zadnjem tehtanju. Aktivacija in deaktivacija se izvede s pritiskom tipke ALARM. Ko se na zaslon prikaže „“, je funkcija pomnenja aktivirana.</p> <p>● A mérleg az összehasonlítható értékekhez használt 24 óra után követően bekapcsolás és kikapcsolás az ALARM gomb megnyomásával. Ha be van kapcsolva az emlékeztető funkció, akkor az „“ jelénlik meg a kijelzőn.</p> <p>● Pentru valori comparabile, cîntărul dispune de o alarmă sonoră generată la 24 de ore după ultima cîntărare. Activare și dezactivare prin apăsarea tastei ALARM. Dacă apare „“ pe display, funcția memento este activată.</p> <p>● لغرض مقارنة القيم يشتمل الميزان على إنذار صوتي كل 24 ساعة بعد آخر عملية الوزن.</p> <p>● وينبئ التفعيل وإيقاف الفعالية عن طريق الضغط على الزر .ALARM</p> <p>● إذا ظهر في الشاشة الرمز „“، تكون وظيفة التذكير فعالة.</p>

4. Fehlermeldung

- GB** Error messages
- F** Messages d'erreur
- E** Avisos de errores
- I** Messaggi di errore
- NL** Foutmeldingen



- D** Mensagens de erro
- TR** Hata mesajları
- GR** Μηνύματα σφαλμάτων
- DK** Fejlmeddelelse
- S** Felmeddelanden


- D** Batterie leer
- GB** Battery empty
- F** Batterie vide
- E** Pilas agotadas
- I** Batterie esauaste
- NL** Batterij leeg
- P** Bateria descarregada
- TR** Pil boş

- N** Feilmeldinger
- FIN** Virheilmoitukset
- RUS** Сообщения об ошибках
- PL** Komunikaty błędów

- GR** Η μπαταρία είναι άδεια
- DK** Batteri tomt
- S** Batteriet tomt
- N** Batteri tomt
- FIN** Paristo tyhjä
- RUS** Батарейка разряжена
- PL** Zużyta bateria
- cz** Vybité baterie

- CZ** Chybová hlášení
- SLO** Javljene napake
- H** Hibajelzések
- RO** Mesaje de eroare

بلاغ الخطأ



- D** Maximale Tragkraft überschritten
- GB** Maximum weight capacity exceeded
- F** Poids maximal dépassé
- E** Capacidad de carga máxima superada
- I** Superamento della portata massima
- NL** Maximale draagkracht overschreden
- P** Capacidade de carga máxima ultrapassada

- TR** Maksimum taşıma kapasitesinin üzerine çıktınız
- GR** Υπέρβαση ανώτατου όριου αντοχής
- DK** Maksimal bærekraft overskredet
- S** Den maximała bärkraften är överskriven
- N** Maksimumsvekten er overskredet
- FIN** Maksimipaino ylityy
- RUS** Превышен максимальный вес

- PL** Przekroczono maksymalną nośność
- CZ** Překročení maximální nosnosti
- SLO** Prekoračena je maksimalna nosilnost
- H** Túllépte a maximális teherbírást
- RO** S-a depășit capacitatea portantă maximă.

تجاوز الحد الأقصى لقدرة تحمل الميزان

Allgemeine Hinweise

- Reinigung: Sie können die Waage mit einem angefeuchteten Tuch reinigen, auf das Sie bei Bedarf etwas Spülmittel auftragen können. Tauchen Sie die Waage niemals in Wasser. Spülen Sie sie auch nie-mals unter fließendem Wasser ab.
- Schützen Sie die Waage vor Stößen, Feuchtigkeit, Staub, Chemikalien, starken Temperaturschwankungen, elektromagnetischen Feldern und zu nahen Wärmequellen.
- Steigen Sie nie einseitig auf den äußersten Rand der Waage: Kippgefahr!
- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern!
- Nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.
- Sollten Sie noch Fragen zur Anwendung unserer Geräte haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an den Kundenservice.
- Prüfen Sie vor jeder Reklamation die Batterien und wechseln Sie diese ggf. aus.
- Reparaturen dürfen nur vom Kundenservice oder autorisierten Händlern durchgeführt werden.
- Die verbrauchten, vollkommen entladenen Batterien und Akkus sind über die speziell gekennzeichneten Sammelbehälter, die Sondermüllannahmestellen oder über den Elektrohändler zu entsorgen. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Batterien zu entsorgen.
- Hinweis: Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:
Pb = Batterie enthält Blei,
Cd = Batterie enthält Cadmium,
Hg = Batterie enthält Quecksilber.
- Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften bei der Entsorgung der Materialien. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik Altgeräte Verordnung 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei Rückfragen wenden Sie sich an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.



Garantie

Sie erhalten 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum auf Material- und Fabrikationsfehler des Produktes. Die Garantie gilt nicht:


- im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßem Bedienung beruhen,
- für Verschleißteile,
- für Mängel, die dem Kunden bereits bei Kauf bekannt waren,
- bei Eigenvorschulden des Kunden.

Die gesetzlichen Gewährleistungen des Kunden bleiben durch die Garantie unberührt. Für Geltendmachung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu führen.

Die Garantie ist innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren ab Kaufdatum gegenüber der Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Germany, geltend zu machen. Der Kunde hat im Garantiefall das Recht zur Reparatur der Ware bei unserem eigenen oder bei von uns autorisierten Werkstätten. Weitergehende Rechte werden dem Kunden (aufgrund der Garantie) nicht eingeräumt.

General advice

- Cleaning: You can clean the scale with a damp cloth and a little washing up liquid, if required. Never immerse the scale in water or rinse it under running water.
- Protect the scale against knocks, damp, dust, chemicals, drastic changes in temperature, electromagnetic fields and sources of heat that are too near.
- Never step onto the outer edge of the scale with one foot as this could cause the scales to tip!
- Keep packaging material away from children!
- Not intended for commercial use.
- Should you have any questions regarding operation and usage of our appliances, please contact your local retailers or Customer Service.
- Before making a claim, please check the batteries and replace them if necessary.
- Repairs must only be carried out by Customer Services or authorised suppliers.
- Spent batteries and rechargeable batteries do not constitute normal household waste! They are considered to be toxic waste and, as such, should be disposed of in special containers, toxic waste collection points or brought to electrical goods dealers. You are legally obliged to dispose of the batteries.
- Note: Batteries containing pollutant substances are marked as follows:
Pb = Battery contains lead,
Cd = Battery contains cadmium,
Hg = Battery contains mercury.
- Follow local regulations regarding the disposal of materials. The appliance should be disposed of according to Regulation 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). In case of queries, contact the municipal authorities responsible for waste disposal in your area.



Conseils d'ordre général

- Nettoyage: vous pouvez nettoyer la balance avec un chiffon humide sur lequel vous déposerez si besoin est quelques gouttes de liquide vaisselle. Ne plongez jamais la balance dans l'eau. Ne la nettoyez jamais sous l'eau courante.
- Protégez la balance contre les coups, l'humidité, la poussière, les produits chimiques, les fortes variations de température, les champs électromagnétiques et les sources de chaleur trop proches.
- Ne vous tenez jamais sur le bord extérieur de la balance : danger de basculement !
- Eloignez les enfants du matériel d'emballage !
- Non prévue pour un usage industriel.
- Pour toute question concernant l'utilisation de nos appareils, adressez-vous à votre revendeur ou au service après-vente de.
- Avant toute réclamation, vérifiez l'état des batteries et changez-les le cas échéant.
- Seul le service client ou un opérateur autorisé peut procéder à une réparation.

- Les piles et les accus usagés et complètement déchargés doivent être mis au rebut dans des conteneurs spéciaux ou aux points de collecte réservés à cet usage, ou bien déposés chez un revendeur d'appareils électro-ménagers. La loi vous oblige d'éliminer les piles.

- Remarque: Vous trouverez les symboles suivants sur les piles contenant des substances toxiques:
Pb = pile contenant du plomb,
Cd = pile contenant du cadmium,
Hg = pile contenant du mercure.



- Lors de l'élimination des matériaux, respectez les prescriptions locales. Pour éliminer l'appareil, conformez-vous à la directive sur les appareils électriques et électroniques 2002/96/CE – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Pour toute question, adressez-vous aux collectivités locales responsables de l'élimination de ces déchets.



E Indicaciones generales

- Limpieza: la balanza puede limpiarse con un paño húmedo, aplicando en caso necesario un poco de detergente líquido. No sumerja nunca la balanza, ni la lave bajo un chorro de agua.
 - Proteja la báscula de golpes, humedad, polvo, sustancias químicas, grandes cambios de temperatura, campos electromagnéticos y de la cercanía de fuentes de calor.
 - Nunca suba por un sólo lado sobre el borde exterior de la báscula: ¡peligro de vuelco!
 - Mantenga a los niños alejados del material de embalaje!
 - Dispositivo no previsto para el uso industrial.
 - Si todavía tuviese preguntas sobre la utilización de nuestros aparatos, sírvase dirigirse a nuestro representante o al servicio técnico de.
 - Antes de cada reclamo controle las pilas y en caso de que fuese necesario cámbialas.
 - Las reparaciones sólo deben ser realizadas por el servicio al cliente o comerciantes autorizados.
 - Las baterías y los acumuladores usados y totalmente descargados deben eliminarse en los recipientes especialmente señalizados, en los lugares especialmente destinados para ese efecto o en las tiendas de artículos eléctricos.
- Según el ley hay que desechar las pilas.
- Nota: Estos símbolos se encuentran en pilas que contienen sustancias contaminantes: Pb = la pila contiene plomo, Cd = la pila contiene cadmio, Hg = la pila contiene mercurio.
 - Siga las prescripciones de las autoridades locales respecto a la eliminación de los materiales. Elimine el aparato de acuerdo con la Directiva 2002/96/CE sobre Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE = Waste Electrical and Electronic Equipment). Si tiene alguna duda diríjase a las autoridades municipales competentes para la eliminación de desechos.



I Indicazioni generali

- Pulizia: pulire la bilancia con un panno umido e, se necessario, con un po' di detersivo. Non immergere mai la bilancia in acqua, né lavarla sotto l'acqua corrente.
- Non esporre la bilancia a urti, umidità, polvere, prodotti chimici, forti sbalzi di temperatura, campi elettromagnetici e fonti di calore troppo vicine.
- Non salire mai sul bordo esterno della bilancia e solo su un lato: pericolo di ribaltamento!
- Tenere lontani i bambini dal materiale d'imballaggio!
- Non adatta all'utilizzo commerciale.
- In caso di dubbi o domande circa l'impiego delle nostre apparecchiature, rivolgersi al rivenditore o al servizio clienti.
- Prima di inoltrare eventuali reclami, testare le batterie e se necessario sostituirle.
- Le riparazioni possono essere effettuate solo dal Servizio clienti o da rivenditori autorizzati.
- Le batterie e le pile completamente esauste e scaricate devono essere smaltite negli appositi contenitori, nei punti di smaltimento per rifiuti speciali o tramite le rivendite di materiale elettrico.
- Avvertenza:** le batterie e le pile che contengono sostanze dannose sono contrassegnate con queste sigle:
Pb = pile contenente piombo,
Cd = pile contenente cadmio,
Hg = pile contenente mercurio.
- Rispettare le disposizioni locali per lo smaltimento dei materiali. Smaltire l'apparecchio conformemente alla direttiva sui vecchi apparecchi elettrici ed elettronici 2002/96/CEE – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Per domande specifiche su questo argomento rivolgersi all'ufficio comunale competente per lo smaltimento ecologico.



NL Algemene aanwijzingen

- Reiniging: u kunt de weegschaal reinigen met een vochtige doek, waarop u eventueel wat afwasmiddel kunt aanbrengen. Dompel de weegschaal nooit in water. Spoel hem ook nooit af onder stromend water.
- Stel het apparaat niet bloot aan schokken, vochtigheid, stof, chemische stoffen, sterke temperatuurschommelingen, elektromagnetische velden en warmtebronnen (ovens, verwarmingselementen).
- Stap nooit op één zijde op de buitenste rand van de weegschaal: Kantelgevaar.
- Houd de verpakkingsmaterialen buiten bereik van kinderen.
- Niet bedoeld voor commercieel gebruik.
- Mocht u nog vragen hebben over de toepassing van onze toestellen, neemt u contact op met uw handelaar of met de klantendienst van.
- Controleer voor iedere klacht de batterijen en vervang deze eventueel.
- Reparaties mogen alleen door de klantenservice of geautoriseerde handelaars worden uitgevoerd.

- Breng de lege batterijen naar een inzamelpunt voor lege batterijen en accu's (klein en gevaarlijk afval), of geef ze af in een elektro-zaak.

U bent wettelijk verplicht, de batterijen op te ruimen.

- Opmerking: Deze tekens vindt u op batterijen, die schadelijke stoffen bevatten: Pb = de batterij bevat lood, Cd = de batterij bevat cadmium, Hg = de batterij bevat kwik.



- Houd u bij het afdanken van materiaal aan de plaatselijke voorschriften. Verwijder het apparaat volgens de richtlijn 2002/96/EG met betrekking tot elektrisch en elektronisch afval – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bij vragen kunt u zich tot de voor de opslag van afval verantwoordelijke gemeentelijke instantie wenden.




(P) Indicações gerais

- Limpar: A balança pode ser limpa com um pano húmido e, em caso de necessidade, um pouco de detergente de loiça. Em caso algum, ponha a balança dentro de água e nunca a lave debaixo de água corrente.
 - Proteja a balança contra embates, humidade, pó, produtos químicos, variações acentuadas de temperatura, campos electromagnéticos e fontes de calor demasiado próximo.
 - Nunca coloque todo o seu peso sobre o rebordo exterior da balança: perigo de tombar!
 - Mantenha as crianças afastadas do material de embalagem!
 - Não se destina ao uso comercial.
 - Se quiser colocar mais alguma questão em relação ao uso dos nossos equipamentos, contacte a loja onde comprou a balança ou o serviço de assistência a clientes da.
 - Antes de reclamar, verifique se as baterias estão carregadas e substitua-as, se necessário.
 - As reparações só poderão ser efectuadas pelo serviço de apoio ao cliente ou então por revendedores autorizados.
 - Para dar o tratamento ecológico correcto às pilhas e aos acumuladores gastos ou totalmente descarregados, estes devem ser introduzidos nos respectivos recipientes identificados para o efeito ou entregues nos locais de recepção de resíduos especiais ou numa loja de electrodomésticos.
- Existe uma obrigação legal de dar um tratamento ecológico às pilhas.
- Indicação: Você encontra os símbolos seguintes nas pilhas contendo substâncias nocivas:
Pb = a pilha contém chumbo,
Cd = a pilha contém cádmio,
Hg = a pilha contém mercurio.
 - Siga as disposições locais relativas à eliminação dos materiais. Elimine o aparelho de acordo com o Regulamento do Conselho Europeu relativo a resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos 2002/96/CE – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). No caso de

perguntas, queira dirigir-se à autoridade municipal competente em matéria de eliminação de resíduos.

TR Genel açıklamalar

- Temizlik: Üzerine gerekirse biraz sıvı temizlik maddesi konulmuş bir nemli bez ile teraziyi temizleyebilirsiniz. Teraziyi hiç bir zaman suya sokmayın. Teraziyi asla akar suda yıkamayınız.
- Teraziyi darbelerden, nemden, tozdan, kargasaldan, aşırı sıcaklık değişikliklerinden, elektromanyetik alanlardan ve çok yakın ısı kaynaklarından koruyun.
- Asla terazinin üzerine en dış kenarından çıkmayın: Devrilme tehlikesi!
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun!
- Ticari amaçlı kullanım için öngörülmemiştir.
- Aletlerimizin kullanımları hakkında başka sorularınız varsa, satıcınız veya Müşteri Servisine başvurunuz.
- Her reklamasyon öncesi pilleri kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
- Tam işlemeleri yalnızca müşteri servisi veya yetkili satıcılar tarafından yapılabilir.
- Kullanılmış ve tamamen bitmiş pillerin, özel işaretli çöp bidonlarına veya özel çöp toplama yerlerine atılması veya atılmak üzere satıcıya geri verilmesi gereklidir. Pilleri imha etmeye yasal olarak yükümlüsunuz.
- Not: Zararlı madde ihtiyaç eden pillerin üzerinde şu işaretler vardır:
Pb = Pil kurşun hırvala eder,
Cd = Pil kurşun kadmiyum hırvala eder,
Hg = Pil crva hırvala eder.
- Malzemelerin atığa çıkartılmasında, yani giderilmesinde yerel yönetmeliklere uygunuz. Cihazı, elektrikli ve elektronik eski cihazlar yönetmeliği 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) uyarınca gideriniz. Sorularınız olması halinde, lütfen giderme veya atık ile ilgili yetkili yerel bir makama başvurunuz.



GR Γενικές οδηγίες

- Καθαρισμός: Μπορείτε να καθαρίζετε τη ζυγαριά με βρεγμένο πάνι, στο οποίο αν χρειαστεί μπορείτε να στάξετε λίγο απορρυπαντικό πάιάτων. Μη βυθίσετε ποτέ τη ζυγαριά μέσα σε νερό ούτε να την πλύνετε ποτέ κάτω από τρέχουμενο νερό.
- Προστατέψτε τη ζυγαριά από χυτήματα, υγρασία, σκόνη, χημικές ουσίες, έντονη εναλλαγή θερμοκρασίας και κρατήστε τη μακριά από ηλεκτρομαγνητικά πεδία και πηγές θερμότητας.
- Σε καμία περίπτωση να μη στηρίζεστε στο εξωτερικό άκρο της ζυγαριάς μόνο από τη μια πλευρά: Κίνδυνος ανατροπής!
- Κρατήστε τη συσκευασία μακριά από τα παιδιά!
- Δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.
- Σε περίπτωση που έχετε τυχόν ερωτήσεις για τη χρήση των συσκευών μας, παρακαλείσθε ν' απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών του Οίκου.
- Προτού προβείτε σε κάποια καταγγελία, ελέγχετε τις μπαταρίες και, αν χρειαστεί, αντικαταστήστε τις.



- Επισκευές επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνον από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ή από εξουσιοδοτημένους εμπόρους.
- Οι πλήρως εκφορτισμένες μπαταρίες και συσσωρεύτες πρέπει να αποσύρονται μέσω των ειδικά σημασιένων δοχείων αυλαγογής, των κέντρων συλλογής ειδικών απορριμμάτων ή μέσω του καταστήματος, από το οποίο αγοράστε τη ζυγαριά.
- Τα ακόλουθα σύμβολα θα βρείτε σε μπαταρίες που περιέχουν βαλβερές ουίσες: Pb = η μπαταρία περιέχει μόλυβδο, Cd = η μπαταρία περιέχει κάδμιο, Hg = η μπαταρία περιέχει υδράργυρο.
- Για την απορριμματική διαχείριση των υλικών τηρείτε τις τοπικές διατάξεις. Εκτελείτε την απορριμματική διαχείριση της συσκευής σύμφωνα με τη διάταξη για παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις όσον αφορά την απορριμματική διαχείριση έρχεστε σε επαφή με την αρμόδια δημιοτική υπηρεσία.



DK Generelle anvisninger

- Rengøring: Vægten kan rengøres med en fugtig klud, som De evt. kan komme lidt opvaskemiddel på. Vægten må ikke holdes under vand og må aldrig vaskes under rindende vand.
- Beskyt vægten mod stød, fugt, støv, kemikalier, stærke temperatursvingninger, elektromagnetiske felter og for nære varmekilder.
- Stå aldrig op på den yderste kant af den ene side på vægten: Vippefare!
- Hold børn på afstand af emballagematerialet!
- Ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.
- Hvis de har yderligere spørgsmål vedr. brugen af vore vægte, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller til kundeservice.
- Kontrollér altid batterierne og udskift dem eventuelt inden evt. reklamation.
- Reparationer må kun udføres af kundeservice eller autoriserede forhandlere.
- De brugte, helt afladede alm. eller genopladelige batterier skal afleveres på den kommunale genbrugsstation eller i de batteribokse, der forefin des i butikker og supermarkeder.


Du er forpligtet til at bortskaffe batterier korrekt.

- Bemærk: Miljøfarlige batterier er mærket på følgende måde:
Pb = batteriet indeholder bly,
Cd = batteriet indeholder kadmium,
Hg = batteriet indeholder kviksolv.
- Følg de lokale forskrifter ved bortskaffelse af materialerne. Bortskaf apparatet i henhold til forordningen om brugt elektrisk og elektronisk udstyr 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Hvis du er i tvivl, bedes du henvende dig til de relevante kommunale myndigheder.



S Allmänna anvisningar

- Rengöring: Rengör vägen med en lätt fuktad trasa. Vid behov kan även lite diskmedel användas på trasan. Sänk aldrig ner vägen i vatten. Spola aldrig av den under rinnande vatten.
- Skydda vägen mot stötar, fukt, damm, kemikalier, kraftiga temperaturväxlingar, elektromagnetiska fält och alltför nära varmekällor.
- Trampa aldrig på den yttersta kanten på ena sidan av vägen: Risk att den tippar!
- Håll barn borta från förpackningsmaterialet!
- Ej avsedd för yrkesmässig användning.
- Skulle du ha ytterligare frågor om användningen av vårar produkter, kontakta din återförsäljare eller kundservice.
- Testa alltid batterierna och byt vid behov ut dem före en eventuell reklamation.
- Reparationer får endast utföras av vår kundservice eller våra auktoriserade återförsäljare.
- De använda, helt oladdade batterierna och ackumulatorer skall kastas i speciella uppsamlingsbehållare, lämnas till riskavfallshantering eller till el handeln. Enligt lagen är du förpliktad att sortera batterierna rätt.
- Observera: Miljöfarliga batterier är märkta på följande sätt:
Pb = batteriet innehåller bly,
Cd = batteriet innehåller kadmium,
Hg = batteriet innehåller kvicksilver.
- Följ de lokala föreskrifterna för avfallshantering av de ingående materialen. Kassera apparten i enlighet med direktiv 2002/96/EG – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. Eventuella frågor riktas till den kommunala myndigheten som ansvarar för frågor rörande avfallshantering.



N Generelle merknader

- Rengjøring: Vekten kan rengjøres med en fuktig klut som eventuelt er påført litt oppvaskmiddel. Aldri dypp vekten i vann. Vekten skal heller aldri skylles under rennende vann.
 - Beskytt vekten mot støt, fuktighet, støv, kjemikalier, kraftige temperatursvingninger, elektromagnetiske felt og for nært plasserte varmekilder.
 - Trå aldri ytterst på den ene siden av vekten: Vekten kan velte!
 - Barn må holdes unna emballasjematerialet!
 - Vekten er kun ment for personlig bruk, og er ikke tiltenkt for medisinsk eller yrkesmessig bruk!
 - Hvis du har andre spørsmål angående bruken av et av våre produkter, kan du henvende deg til forhandleren din eller kundeservicen.
 - Test/bytt ut batteriene for du foretar en reklamasjon.
 - Reparasjoner skal kun utføres av kundeservice eller en autorisert forhandler.
- Alle vektene er i henhold til EU-direktivet 2004/108/EF, samt tillegg.

- De brukte, utladede batteriene avhendes i spesielle samlebeholderer eller deponier for spesialavfall eller leveres inn hos en elektroforhandler.
Du er lovmessig forpliktet til å avhende batteriene på en miljømessig forsvarlig måte.
- Merk: Disse tegnene finnes på batterier som inneholder skadelige stoffer:
Pb = batteriet inneholder bly,
Cd = batteriet inneholder kadmium,
Hg = batteriet inneholder kvikksov.
- Følg de lokale forskriftene ved avhending av materialene. Vekten skal avhendes i henhold til WEEE-direktivet 2002/96/EF (Waste Electrical and Electronic Equipment) for avhending av elektrisk og elektronisk avfall. Hvis du har spørsmål angående dette, kan du henvende deg til de kommunale styresmaktene som har ansvar for avfallshåndteringen.



Yleisiä ohjeita

- Puhdistus: Voit puhdista vaa'an kostetulla liinalla, johon voit lisätä tarvittaessa hieman huuhteluainetta. Älä koskaan upota vaakaa veteen. Älä koskaan huuhtele vaakaa juoksevan veden alla.
- Suojaa vaaka ikkuita, kosteudelta, pölyltä, kemikaaleilta, voimakkaita lämpötilanvaihteluita, elektromagneettisilta kentiltä ja suorilta lämmönlähteiltä.
- Seiso aina keskellä vaakaa, älä vain toisella reunalla: kaatumisvaara!
- Älä jätä pakkausmateriaalia lasten ulottuville!
- Laite on tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön.
- Jos haluatte kysyä lisää laitteemme soveltamisesta, käänny myyjän tai asiakaspalvelun puoleen.
- Ennen reklamaation tekemistä tarkista ensin pariston ja vaihda ne tarvittaessa.
- Korjausia saa tehdä vain asiakaspalvelu tai valtuuttetu myyjä.
- Käytetyt, täysin purkautuneet paristot ja akut on kerätävä erikoinst merkityihin keräystarvikkeihin, ongelma-jätekeräystarvikkeiden tai sähköalan myyjän kautta. Lain mukaan olet velvollinen huolehtimaan paristojen hävittämisestä.
- Huomautus: Nämä merkit löydät vahingollisia ainetta sisältävistä paristoista: Pb = paristo sisältää lyijyn, Cd = paristo sisältää kadmiumia, Hg = paristo sisältää elohopeaa.
- Noudata materiaalien hävittämistä koskevia paikallisia määräyksiä. Hävitä laite sähkö- ja elektronikkalaiteron mukana koskevan direktiivin 2002/96/EY – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) mukaan. Mikäli haluat lisätietoja, ota yhteyttä hävittämistä vastaan kunnan viranomaiseen.



Общие указания

- Чистка: весы можно протирать влажной тряпкой, при необходимости с применением моющего средства. Не окунайте весы в воду. Никогда не мойте весы под проточной водой.

- Весы следует предохранять от ударов, влажности, пыли, химикатов, сильных колебаний температуры, электромагнитных полей и не устанавливать их вблизи источников тепла.
 - Никогда не вставайте на один край весов: Опасность опрокидывания!
 - Не давайте упаковочный материал детям!
 - Не предназначены для коммерческого использования.
 - Если у Вас имеются вопросы об использовании нашего прибора, обращайтесь, пожалуйста, к Вашему продавцу или в сервисную службу.
 - Перед заявлением претензий проверьте и при необходимости замените батарейки.
 - Ремонт должен производиться только сервисной службой или авторизованными торговыми представителями.
 - Использованные, полностью разряженные батарейки и аккумуляторы должны утилизироваться помещением в специально обозначенные контейнеры, пункты сбора специальных отходов или через торговцев электротоварами.
- Вы обязаны по закону утилизировать батарейки.
- Информация: Эти обозначения ставятся на батарейках, содержащих вредные материалы: Pb = в батарейке содержится свинец, Cd = в батарейке содержится кадмий, Hg = в батарейке содержится ртуть.
 - При утилизации материалов соблюдайте действующие местные правила. Утилизируйте прибор согласно требованиям Положения об утилизации электрического и электронного оборудования 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). По всем вопросам по утилизации обращайтесь в соответствующую коммунальную службу.



Гарантия

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 36 месяцев со дня продажи через розничную сеть.

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части (батарейки)
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.

Товар не подлежит обязательной сертификации
Срок эксплуатации изделия: от 3 до 5 лет

Фирма изготавитель: Бойрер Гмбх,
Соффлингер штрасе 218
89077-УЛМ, Германия
ООО Бойрер,
109451 г. Москва, ул. Перерва,
62, корп.2, офис 3.
Фирма-импортер:
Сервисный центр: 109451 г. Москва, ул.
Перерва, 62, корп.2
Тел(факс) 495–658 54 90

Дата продажи _____


Подпись продавца _____

Штамп магазина _____

Подпись покупателя _____

PL Wskazówki ogólne

- Czyszczenie: Wagę można czyścić z wilgotną ścieżką, na którą w razie potrzeby można naleźć trochę płynu do mycia naczyń. Nigdy nie wolno zanurzać wagi w wodzie.
 - Wagę należy chronić przed wstrząsami, wilgocią, kurzem, chemikaliami, dużymi wahaniem temperatury oraz polami elektromagnetycznymi. Urządzenie nie powinno znajdować się zbyt blisko źródeł ciepła.
 - Nie wolno stawać z jednej strony na krawędzi wagi – waga może się przeszyć!
 - Opakowanie należy trzymać z dala od dzieci!
 - Waga nie jest przeznaczona do użytku komercyjnego.
 - W przypadku dalszych pytań dotyczących stosowania naszych urządzeń prosimy o zwrócenie się do sprzedawcy lub działu obsługi klienta firmy.
 - Przed złożeniem reklamacji należy zawsze sprawdzić baterie i w razie potrzeby je wymienić.
 - Naprawy mogą być przeprowadzane tylko przez serwis producenta lub autoryzowanego dystrybutora.
 - Zużyte, całkowicie rozładowane baterie i akumulatory muszą być wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemników, oddawane do punktów przyjmowania odpadów specjalnych lub sprzedawcom sprzętu elektrycznego.
- Są Państwo prawnie zobowiązani do usunięcia baterii.
- Wskazówka: Symbole te znajdują się na bateriach zawierających substancje szkodliwe: Pb = bateria zawiera ołów, Cd = bateria zawiera kadm, Hg = bateria zawiera rtęć.
 - Przestrzegaj miejscowych przepisów dot. utylizacji odpadów. Urządzenie utylizować zgodnie z zaleceniem dot. urządzeń elektroniki użytkowej 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). W razie pytań lub wątpliwości należy się zwrócić do właściwego działu komunalnego, zajmującego się utylizacją.




CZ Obecné pokyny

- Čištění: Váhy můžete čistit pomocí navlhčeného hadíku, na který můžete dle potřeby nanést malé množství mycího prostředku. Nikdy neponořujte váhy do vody. Nikdy je také neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Váhu chráňte před nárazy, vlhkostí, prachem, chemikáliemi, silnými teplotními výkyvy, elektromagnetickými poli a blízkými tepelnými zdroji.
- Nestoupejte z jedné strany na samý okraj váhy: nebezpečí převrhnutí!
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí!
- Není určeno pro komerční použití.
- Pokud budete mít další dotazy k používání našich přístrojů, obrátte se prosím na Vašeho prodejce nebo na zákaznický servis.
- Před každou reklamací nejdříve zkontrolujte baterie a případně je vyměňte.
- Opravy mohou provádět jen zákaznické servisy nebo autorizovaní obchodníci.
- Použité a úplně vybité baterie a akumulátory musí být odklizeny do speciálně označených sběrných

nádob, do sběren nebezpečného odpadu nebo do specializovaných elektro prodejen.

Podle zákona jste povinni baterie likvidovat.



- Upozornění: Na bateriích s obsahem škodlivin se nachází následující symboly: Pb = baterie obsahuje olově,

Cd = baterie obsahuje kadmiem,


Hg = baterie obsahuje rtět.

- Při likvidaci materiálů dodržujte místní předpisy. Likvidaci přístroje provádějte v souladu s nařízením o elektrických a elektronických starých přístrojích 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V případě dotazů se obraťte na příslušný komunální úřad, kompetentní ve věci likvidace odpadů.



SLO Splošni napotki

- Čiščenie: Tehnico lahko očistite z vlažno krpo, po potrebi dodajte nejakaj čistilnega sredstva za posodo. Nikoli ne potapljajte tehnicice v vodo. Nikoli je ne perite pod tekočo vodo.
- Zaščitite tehnicco pred udarci, vlago, prahom, kemičkimi, velikimi temperaturnimi nihanji, elektromagnetičnimi polji in v bližini se nahajajočih virov topote.
- Nikdar ne stopite enostansko na zunanjji rob tehnicice: lahko se prekucnete!
- Ne dovolite stika otrok s pakirnim materialom!
- Ni za gospodarske namene.
- Če imate kakšna vprašanja glede uporabe naše naprave, se prosimo obrnite na našega zastopnika ali na servisno službo družbe.
- Pred vsako reklamacijo najprej preverite baterijske vložke, in jih po potrebi zamenjanjte.
- Popravila se smejo opravljati le v servisnih službah ali pri pooblaščenih trgovcih.
- Uporabljene, izpraznjene baterije ali akumulatorje je potrebno odstraniti v specialne označene zbirne smetnjake, na posebnih zbirnih mestih ali preko elektro-zastopnika.




Zakonsko ste obvezujoči pravilno odstraniti baterije.

- Napotek: Ta znak se nahaja na baterijah, ki vsebujejo škodljive snovi:

Pb = baterija vsebuje svinec,

Cd = baterija vsebuje kadmi,

Hg = baterija vsebuje živo srebro.



- Upoštevajte nacionalne predpise za odstranjevanje materialov. Aparat odstranite v skladu z Uredbo o električnih in elektronskih odpadnih napravah 2002/96/ES – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Če imate vprašanja, se obrnite na komunalni organ, ki je pristojen za odstranjevanje odpadkov.



H Általános utasítások

- Tisztítás: a mérleget egy megnedvesített kendővel tudja megtisztítani, amire szükség esetén némi mosogatószert vigyen fel. A mérleget sose merítse vízbe, és sose öblítse le folyó viz alatt!
- Óvj a mérleget az ütődésektől, a nedvességtől, a portól, a vegyszerektől, az erős hőmérséklet-ingado-

إرشادات عامة

- التنظيف: يمكنك تنظيف الميزان باستخدام قطعة قماش مبللة مع وضع بعض المنظفات عليها عند الحاجة. لا تقم بشطفه أبداً تحت ماء جار.
- احرص على حماية الميزان من التعرض للصدمات والرطوبة والأتربة والغبار والمواد الكيميائية والاغتشال الشديدة في درجات الحرارة والمجالات الكهرومغناطيسية وكذلك عدم وضعه بالقرب من مصادر الحرارة.
- لا تنصب أبداً من جانب واحد على الحافة الخارجية للميزان: خطر الانقلاب!
- بعد الأطفال عن مواد التغليف!
- الميزان غير مخصص لاستخدام التجاري.
- إذا كانت لديك استفسارات حول استخدام الجهاز الخاص بنا، من فضلك توجه إلى الموزع الذي تتعامل معه أو إلى مركز خدمة العملاء.
- قم بفحص البطاريات قبل أي شكوى، وقم بتغييرها إذا لزم الأمر.
- لا يجوز إجراء أعمال الإصلاحات إلا لدى مركز خدمة العملاء.
- يجب التخلص من البطاريات المستهلكة أو فارغة الشحنة تماماً عن طريق إلقانها في حاويات مهملات مميزة بشكل خاص أو عن طريق تسلیهم بمعدات تجميع القمامه الخاصة أو من خلال إرجاعها إلى متاجر الأجهزة الكهربائية.
- حيث إنك مطالب بالتخلص من البطاريات بموجب القانون.
- ارش: تجد هذه العلامة على البطاريات المختبرة على مواد ضارة:

Pb = az elem ólmot tartalmaz,
Cd = az elem kadmiوموت tartalmaz,
Hg = az elem higanyt tartalmaz.
- أز anyagok ártalmatlanságárakor tartsa a helyi előírásokat! A készülék ártalmatlanságáról gondoskodjon az elhasznált elektromos és elektronikus készülékekkel szóló 2002/96/EG – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) rendelet szerint. További felvilágosítás érdekében forduljon a hulladékkezelésért felelős helyi hatósághoz!
- Tudnivalók: Károsanyagtartalmú elemekben a következő jelöléseket találja:

Pb = az elem ólmot tartalmaz,
Cd = az elem kadmiوموت tartalmaz,
Hg = az elem higanyt tartalmaz.
- أز anyagok ártalmatlanságárakor tartsa a helyi előírásokat! A készülék ártalmatlanságáról gondoskodjon az elhasznált elektromos és elektronikus készülékekkel szóló 2002/96/EG – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) rendelet szerint. További felvilágosítás érdekében forduljon a hulladékkezelésért felelős helyi hatósághoz!

RO Indicații generale

- Curățarea: Cântarul poate fi curățat cu o cârpă umedă, pe care se poate aplica după caz puțină soluție de curățare. Nu scufundați niciodată cântarul în apă. Nu spălați niciodată cântarul sub jet de apă.
- Feriți cântarul de şocuri, umiditate, praf, substanțe chimice, fluctuații puternice de temperatură, cămpuri electromagnetice și surse de căldură prea apropiate.
- Nu vă urcați niciodată pe cântar pentru marginea exterioră a cântarului: Pericol de cădere!
- Nu lăsați materialul de ambalare la îndemâna copiilor!
- Aparatul este indicat pentru uz propriu și nu pentru uz medical sau comercial!
- În cazul în care aveți întrebări cu privire la utilizarea aparatelor noastre, vă rugăm să vă adresați comerciantului sau serviciului pentru clienti.
- Înainte de a înainta o reclamație, verificați funcționarea bateriilor și înlăcuți-le dacă este nevoie.
- Reparațiile trebuie efectuate doar de personalul serviciului pentru clienti sau de comercianții autorizați.
- Baterile și acumulatoarele uzate și complet golite se vor depune în recipiente colectoare speciale marcațate, sau se vor colecta de către firmele specializate sau prin intermediul comerciantului de electricite. Sunteți obligați prin lege să duceți bateriile la punctele de colectare.

الضمان

تحصل على الضمان 5 سنوات اعتباراً من تاريخ الشراء على عيوب الخامات وأخطاء تصنيع المنتج. الضمان لا يسري في الحالات التالية:

- في حالة وقوع أضرار نتيجة لاستعمال الجهاز بشكل غير سليم، على الأجزاء القابلة للإتلاف.
- في حالة وجود عيوب حدثت بسبب أهالء العميل، إذا كانت العيوب حدثت بسبب أهالء العميل.
- الحقوق القانونية للمعدين لا تتأثر بهذا الضمان. يجب على العميل تقديم وثيقة الشراء عند طلبه حقوق الضمان خلال فترة الضمان.
- يسري الضمان لمدة 5 سنوات بدءاً من تاريخ الشراء على شركة Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Germany. ويحق للعميل خالل فترة الضمان إصلاح الجهاز لدى الورش التابعة لنا أو الورش المعتمدة من قبلنا، ولنست هناك حقوق أخرى للعميل (يموج ما هو مذكور في الضمان).

- Indicație: Bateriile care conțin substanțe poluanțe prezintă următoare simboluri: Pb = bateria conține plumb, Cd = bateria conține cadmio, Hg = bateria conține mercur.
- Respectați prevederile locale privind eliminarea materialelor la deșeuri. Eliminați aparatul conform Regulamentului 2002/96/CE – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind apărtele electrice și electronice vechi. Pentru întrebări suplimentare vă rugăm să vă adresați autorităților comunale competente în ceea ce privește deșeurile.