



D	Haarentfernung	
	Gebrauchsanweisung	2–21
GB	Hair removal	
	Instructions for use	22–41
F	Épilation	
	Mode d'emploi	42–62
E	Depilación	
	Instrucciones de uso	63–82
I	Epilazione	
	Istruzioni per l'uso	83–102
NL	Ontharing	
	Gebruiksaanwijzing	103–123



Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf, machen Sie sie anderen Benutzern zugänglich und beachten Sie die Hinweise.

Inhaltsverzeichnis

1. Lieferumfang.....	3
2. Zeichen und Symbole.....	3
3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	4
4. Warn- und Sicherheitshinweise	4
5. Was ist beurer Velvet Skin Pro?	8
6. Beschreibung des Geräts	9
6.1 Detailbeschreibung	9
7. Bevor Sie starten	10
SCHRITT 1: Überprüfen Sie, ob beurer Velvet Skin Pro für Sie geeignet ist	10
SCHRITT 2: Hautverträglichkeitstest	10
SCHRITT 3: Planen Sie die Haarentfernung mit beurer Velvet Skin Pro für beste Resultate	12
SCHRITT 4: Bereiten Sie die Behandlungszone vor	12
SCHRITT 5: Stellen Sie die Energieintensität ein / Automatische Hauttonerkennung.....	12
SCHRITT 6: Vertraut machen mit möglichen Nebenwirkungen bei der Verwendung von beurer Velvet Skin Pro	13
SCHRITT 7: Was ist von einer Behandlung mit beurer Velvet Skin Pro zu erwarten?.....	15
8. Verwendung von beurer Velvet Skin Pro	15
8.1 Anwendung beginnen.....	15
8.2 Gesichtsbehandlung.....	16
8.3 Pflege nach einer Gesichtsbehandlung.....	17
9. Pflege von beurer Velvet Skin Pro.....	17
9.1 Reinigung.....	17
10. Fehlerbehebung.....	18
11. Häufig gestellte Fragen.....	18
12. Entsorgung.....	21
13. Technische Daten	21
14. Netzteil.....	22
15. Garantie	22

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Unser Name steht für hochwertige und eingehend geprüfte Qualitätsprodukte aus den Bereichen Wärme, Sanfte Therapie, Blutdruck/Diagnose, Gewicht, Massage, Beauty und Luft. Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bewahren Sie sie für späteren Gebrauch auf, machen Sie sie anderen Benutzern zugänglich und beachten Sie die Hinweise.

Mit freundlicher Empfehlung
Ihr Beurer-Team

1. Lieferumfang



- 1 beurer IPL Velvet Skin Pro
- 1 Präzisionsaufsatz
- 1 Netzadapter
- 1 Diese Gebrauchsanweisung
- 1 Aufbewahrungstasche












WARNUNG

- Das Gerät und der Adapter sind nur für den Einsatz im häuslichen/privaten Gebrauch, jedoch nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Das Gerät ist nur für Personen über 18 Jahren geeignet.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung die Unversehrtheit des Gerätes und der Netzleitung. Bei Beschädigungen darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden.
- Das Gerät und der Adapter dürfen nicht nass werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von feuchten Umgebungen wie z.B. Badewannen, Waschbecken, Duschen oder anderen Behältern mit Wasser oder sonstigen Flüssigkeiten– Stromschlaggefahr!
- Schauen Sie niemals in das Licht.
- Führen Sie keine Objekte in das Gerät ein.
- Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze des Gerätes nicht verdeckt sind.
- Berühren Sie keine inneren Komponenten, wenn das Gerät beschädigt ist, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie entsorgt werden. Ist sie nicht abnehmbar, muss das Gerät entsorgt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

2. Zeichen und Symbole

In dieser Gebrauchsanweisung und auf dem Gerät sind folgende Symbole zu finden:

 WARNUNG	Warnhinweis auf Verletzungsgefahren oder Gefahren für die Gesundheit
 ACHTUNG	Sicherheitshinweis auf mögliche Schäden am Gerät/Zubehör

 Hinweis	Hinweis auf wichtige Informationen
 GEFAHR	Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser oder im Wasser (z. B. Waschbecken, Dusche, Badewanne) verwendet werden – Stromschlaggefahr!
	Gebrauchsanweisung lesen
	Das Gerät ist doppelt schutzisoliert und entspricht also der Schutzklasse 2.
	Achtung: optische Strahlung
	Nur in geschlossenen Räumen verwenden.
	Vor Nässe schützen
	Von Augen fernhalten!
	Nicht auf gebräunter Haut oder nach Sonnenexposition verwenden
	Entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik Altgeräte EG-Richtlinie – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
	Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.

3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Beurer Velvet Skin Pro ist für die Entfernung von unerwünschter Körperbehaarung an Erwachsenen bestimmt.

Ideale Körperzonen für beurer Velvet Skin Pro sind Beine, Achselhöhlen, Bikinizone, Brust, Bauch und bei Frauen im Gesicht unterhalb der Wangenknochen. Das Gerät ist nicht für die Haarentfernung am Anus, den Genitalien oder Brustwarzen bestimmt. Verwenden Sie es nur entsprechend der Gebrauchsanweisung.

4. Warn- und Sicherheitshinweise

WARNUNG

Lesen Sie vor dem Gebrauch des Geräts die Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie sie genau, wenn Sie beurer Velvet Skin Pro verwenden. Die Nichtbeachtung der folgenden Hinweise kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung auf und machen Sie sie anderen Anwendern zugänglich. Achten Sie darauf, dass diese Gebrauchsanweisung beiliegt, wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben.

- Dieses Gerät ist für Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
- Verwenden Sie beurer Velvet Skin Pro nicht während der Schwangerschaft oder in der Stillzeit.
- Wenn Sie extreme Rötung, Bläschenbildung oder Verbrennungen auf der Haut feststellen, **STELLEN SIE DIE VERWENDUNG SOFORT EIN!**
- Führen Sie 48 Stunden vor der erstmaligen Verwendung von beurer Velvet Skin Pro einen Hautverträglichkeitstest an einer kleinen Hautstelle in der beabsichtigten Behandlungszone durch (siehe Kapitel 7, Schritt 2: „Hautverträglichkeitstest“).

- Schauen Sie keinesfalls direkt in das aus der IPL-Lampe austretende Licht. Dieses Produkt sendet möglicherweise gefährliche optische Strahlung aus. Achten Sie darauf, dass die Lichtfläche des Aufsatzes vollständig mit der Haut in Kontakt steht.
- Versuchen Sie nie einen Lichtimpuls an die Luft abzugeben!
- Stellen Sie anhand der „Haar- und Hautfarbentabelle“ auf der Rückseite dieser Gebrauchsanweisung fest, welche Lichtintensitäten für die Farbe Ihrer Haut und Ihrer Körperbehaarung am besten geeignet sind bzw. ob diese Methode überhaupt für Sie geeignet ist (falls nicht, wird dies durch ein „x“ in der Tabelle angegeben).
- Verwenden Sie beurer Velvet Skin Pro nicht auf natürlich dunkler Haut. Die Behandlung von dunkler Haut mit beurer Velvet Skin Pro kann nachteilige Folgen, wie zum Beispiel Verbrennungen, Blasen und Veränderungen der Hautfarbe (Hyper- oder Hypopigmentierung) haben.
- Beurer Velvet Skin Pro funktioniert am besten bei dunkleren Haartypen oder bei Haaren, die mehr Melanin enthalten. Schwarz und Dunkelbraun reagieren am besten und obwohl braune und hellbraune Haare auch reagieren werden, benötigen diese normalerweise mehr Haarentfernungssitzungen. Rot könnte eine Reaktion zeigen. Weiße, graue oder blonde Haare reagieren gewöhnlich nicht auf beurer Velvet Skin Pro, obwohl einige Benutzer nach mehrfachen Haarentfernungssitzungen Resultate wahrgenommen haben.
- Beurer Velvet Skin Pro kann eine vorübergehende Pigmentierung verursachen.
- Versuchen Sie nicht, Ihr beurer Velvet Skin Pro Gerät zu öffnen oder zu reparieren. Beim Öffnen von beurer Velvet Skin Pro können Sie mit gefährlichen elektrischen Komponenten oder mit gepulster Lichtenergie in Kontakt kommen, was zu ernsthaften Verletzungen und/oder bleibenden Augenschäden führen kann.

GEFAHR

Halten Sie beurer Velvet Skin Pro von Wasser fern! beurer Velvet Skin Pro ist ein elektrisches Gerät. Legen Sie es nicht in Wasser und lassen Sie es nicht in Wasser oder in eine andere Flüssigkeit fallen.



Dies kann zu einem schweren Stromschlag führen!

- Verwenden Sie beurer Velvet Skin Pro nicht, wenn Sie gerade ein Bad nehmen.
- Verwenden Sie beurer Velvet Skin Pro nicht, wenn das Gerät feucht oder nass geworden ist.
- Greifen Sie nicht nach beurer Velvet Skin Pro, wenn es ins Wasser gefallen ist.
- Fassen Sie den Netzstecker und das Gerät nie mit nassen Händen an!

Hinweise zum Umgang mit Akkus

- Wenn Flüssigkeit aus einer Akkuzelle mit Haut oder Augen in Kontakt kommt, die betroffene Stelle mit Wasser auswaschen und ärztliche Hilfe aufsuchen.
- Schützen Sie Akkus vor übermäßiger Wärme.
- Explosionsgefahr! Keine Akkus ins Feuer werfen.
- Keine Akkus zerlegen, öffnen oder zerkleinern.
- Nur in der Gebrauchsanweisung aufgeführte Ladegeräte verwenden.
- Akkus müssen vor dem Gebrauch korrekt geladen werden. Die Hinweise des Herstellers bzw. die Angaben in dieser Gebrauchsanweisung für das korrekte Laden sind stets einzuhalten.
- Laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf (siehe Kapitel 8.1).
- Um eine möglichst lange Akku-Lebensdauer zu erreichen, laden Sie den Akku mindestens 2 Mal im Jahr vollständig auf.

ACHTUNG

Zur Vermeidung von Schäden

- Versuchen Sie nicht, Ihr beurer Velvet Skin Pro Gerät zu öffnen oder zu reparieren. Der Versuch, beurer Velvet Skin Pro zu öffnen, kann das Gerät beschädigen und führt zum Erlöschen Ihrer Garantie.
- Setzen Sie das Gerät während der Verwendung keinen Temperaturen unter 10 °C oder über 40 °C aus.

- Das Gerät sollte niemals unbeaufsichtigt gelassen werden, wenn das Netzteil es in eine Steckdose eingesteckt ist.
- Verwenden Sie beurer Velvet Skin Pro nur für seinen Verwendungszweck und wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben.
- Nehmen Sie beurer Velvet Skin Pro nicht in Betrieb, wenn ein Kabel oder ein Stecker beschädigt ist, und halten Sie das Netzkabel fern von erhitzten Oberflächen.
- Ziehen Sie den Netzstecker von beurer Velvet Skin Pro vor der Reinigung von der Steckdose ab.
- Ziehen Sie den Netzstecker nach dem Laden des Akkus aus der Steckdose.
- Verwenden Sie beurer Velvet Skin Pro nicht mit Aufsätzen oder Zubehörteilen, die nicht von Beurer GmbH empfohlen werden.
- Verwenden Sie beurer Velvet Skin Pro nicht, wenn Sie während der Verwendung des Geräts Rauch sehen oder riechen.
- Verwenden Sie beurer Velvet Skin Pro nicht, wenn es nicht richtig funktioniert oder wenn es beschädigt zu sein scheint.
- Verwenden Sie beurer Velvet Skin Pro nicht, wenn der Hautfarbensensor unter der Lichtfläche gerissen oder gebrochen ist.
- Verwenden Sie beurer Velvet Skin Pro nicht, wenn das Außengehäuse gerissen ist oder auseinander fällt.
- Verwenden Sie beurer Velvet Skin Pro nicht wenn die Lichtfläche gerissen oder gebrochen ist oder fehlt.
- Setzen Sie beurer Velvet Skin Pro nicht in Betrieb, wenn es ein beschädigtes Kabel oder einen beschädigten Stecker hat.
- Laden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Adapter auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der UV-Filter des Lichtaustrittfensters beschädigt ist.
- Verwenden Sie den Präzisionsaufsatz nicht, wenn der Filter beschädigt ist.
- Achten Sie darauf, dass ein ungehinderter Luftstrom durch die Lüftungslöcher gewährleistet ist.

WARNUNG

Verwenden Sie beurer Velvet Skin Pro in keinem Fall, wenn Sie an einer der folgenden Krankheiten leiden:

- Wenn Sie an Hautkrebs erkrankt sind oder waren.
- Wenn Sie an Epilepsie leiden.
- Wenn Sie an Narbenkeloid leiden.
- Wenn Sie Herpes oder Psoriasis haben.
- Wenn Sie fotosensibel sind oder an anderen Lichtempfindlichkeiten leiden, wie zum Beispiel Porphyria, polymorpher Lichtdermatose, Lichturtikaria, Lupus usw.
- Wenn Sie an Stoffwechselerkrankungen leiden, wie zum Beispiel Diabetes.
- Wenn Sie an einer Störung der Blutgerinnung leiden.

Verwenden Sie beurer Velvet Skin Pro in keinem Fall, wenn Sie eines der folgenden Medikamente einnehmen:

- Wenn Sie Medikamente einnehmen, die die Haut lichtempfindlicher machen, einschließlich nichtsteroidaler Antirheumatika (zum Beispiel Aspirin, Ibuprofen, Paracetamol), Tetracycline, Phenothiazine, Thiazid-Diuretika, Sulfonylharnstoffe, Sulfonamide, DTIC, Fluorouracil, Vinblastin, Griseofulvin, Alpha-Hydroxysäuren (AHAs), Beta-Hydroxysäuren (BHAs), Retin-A[®], Accutane[®] und/oder topischer Retinoide.
- Wenn Sie vor kurzem oder gegenwärtig mit Azelainsäure behandelt wurden oder werden.
- Wenn Sie in den letzten beiden Wochen tetrazyklische Antibiotika eingenommen haben.
- Wenn Sie in den vergangenen 6 Monaten mit Accutane[®] (Isotretinoin) behandelt wurden.
- Wenn Sie in den vergangenen 3 Monaten eine steroidale Kur gemacht haben.
- Wenn Sie in den letzten 6–8 Wochen ein Hautpeeling oder eine sonstige Hautglättungsmethode haben machen lassen.
- Wenn Sie sich in den letzten 3 Monaten einer Strahlen- oder Chemotherapie unterzogen haben.

Verwenden Sie beurer Velvet Skin Pro keinesfalls an den folgenden Stellen:

- Über Schleimhäuten im Nasen-Ohren-Bereich.
- Über oder neben einem aktiven Implantat, wie zum Beispiel einem Herzschrittmacher, einem Gerät für die Inkontinenz, einer Insulinpumpe usw.
- Bei Frauen im Gesicht oberhalb der Wangenlinie, um die Augen, Augenbrauen oder Wimpern, da dies zu schweren Augenschäden führen könnte.
- Bei Männern im ganzen Gesicht und Hals.
- An Brustwarzen, Genitalien (männlich oder weiblich) oder um den Anus.
- Über Piercings oder anderen Metallgegenständen, wie zum Beispiel Ohrringen oder Schmuck.
- Über einem Tattoo oder Permanent-Makeup in der zu behandelnden Zone.
- Über dunkelbraunen oder schwarzen Flecken, wie zum Beispiel großen Sommersprossen, Muttermalen, Leberflecken, Blasen oder Warzen.
- Über Ekzemen, Psoriasis, Läsionen, offenen Wunden oder akuten Infektionen. Warten Sie, bis die betroffene Stelle abgeheilt ist, bevor Sie beurer Velvet Skin Pro verwenden.
- An geschädigter oder rissiger Haut oder an Stellen, an denen ein Malignitätsrisiko besteht.
- An einer Körperstelle, an der Sie später vielleicht behaart sein möchten.



Warnhinweise zu Sonnenbädern vor und nach der Behandlung!

Sonnenbad vor der Behandlung

1. Nach dem Sonnenbad mindestens 2 Wochen warten, bevor Sie das Gerät verwenden.
2. Vor der Behandlung die Haut auf Sonnenbrand überprüfen. Wenn der Sonnenbrand nicht abgeheilt ist, mit der Verwendung des Geräts warten, bis der Sonnenbrand vollständig abgeheilt ist.
3. Nun einen Hautverträglichkeitstest an der gebräunten Haut durchführen (siehe Kapitel 7, Schritt 2, um die passende Energieintensität zu ermitteln).



Sonnenbad nach der Behandlung

1. Nach der Behandlung mindestens 48 Stunden mit dem Sonnenbad warten. Noch gerötete Haut nicht der Sonne aussetzen!
2. Die ersten zwei Wochen nach der Behandlung die behandelte Haut bei Sonnenkontakt mit Kleidung bedecken oder Sunblocker (mindestens LSF 30) auftragen.

Bräunen mit künstlichem Licht


Die Anweisungen aus „Sonnenbad vor der Behandlung“ und „Sonnenbad nach der Behandlung“ gelten auch für das Bräunen mit künstlichem Licht und Bräunungslotionen.

Legen Sie vor und nach einem Sauna-/Schwimmbadbesuch eine Pause von 24 Stunden ein, bevor Sie das Gerät verwenden, da es ansonsten durch das Chlor zu Hautreizungen kommen kann.

Hinweis


Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob beurer Velvet Skin Pro für Sie sicher zu verwenden ist, fragen Sie Ihren Arzt oder Dermatologen um Rat.

5. Was ist beurer Velvet Skin Pro?



Vor der Anwendung von beurer Velvet Skin Pro

beurer Velvet Skin Pro ist ein auf Licht basierendes Gerät zur langfristigen Haarentfernung für den persönlichen Gebrauch. Der Vorgang der auf Laser und Licht basierenden Haarentfernung ist gut bekannt und bewährt. Er hat sich in der klinischen Anwendung auf der ganzen Welt in über 15 Jahren als sicher und wirksam erwiesen, um eine langfristige Haarreduktion zu erreichen.




Während eines Impulses von beurer Velvet Skin Pro

Wie entfernt das Licht die Haare?

Die auf Licht basierende Haarentfernung gründet auf der Theorie der selektiven Fotothermolyse, bei der optische Energie verwendet wird, um das Haarwachstum zu deaktivieren. Um eine solche thermische Wirkung zu erzielen, muss der Haarschaft Lichtenergie selektiv aufnehmen und sie in Hitze umwandeln.

Diese Selektivität wird erreicht, wenn die optische Energie, die an das Gewebe abgegeben wird, hauptsächlich vom Pigment des Haarschafts aufgenommen wird, während die Haut und das umgebende Gewebe kühl bleiben. Melanin ist das Pigment im Haarschaft, das für die Absorption des Lichts verantwortlich ist und die Hitze erzeugt, die letztendlich das Haarwachstum deaktiviert. Daher kann umso mehr Licht absorbiert werden und das Licht kann bei der Haarentfernung umso wirksamer sein, je mehr Melanin in den Haaren vorhanden ist (das heißt je dunkler die Haare sind).



Nach der Anwendung von beurer Velvet Skin Pro

Welchen Einfluss hat der Haarwuchszyklus auf die auf Licht basierende Haarentfernung?



Anagen – Wachstumsphase

Jedes Haar an unserem Körper durchläuft die drei Phasen des Haarwuchszyklus:

Anagen, Katagen und Telogen. Diese Phasen wirken sich erheblich darauf aus, inwieweit die auf Licht basierende Haarentfernung funktioniert.

Anagen ist die Haarwuchsphase, während Katagen die Übergangsphase und Telogen die Ruhephase ist.




Katagen – Übergangsphase

Die Dauer eines vollständigen Haarwuchszyklus ist von Mensch zu Mensch verschieden und von der Körperstelle der Behaarung abhängig, beträgt aber in der Regel 18–24 Monate. Zu einem bestimmten Zeitpunkt befindet sich die Mehrheit der Haarfollikel auf einer Hautfläche in der Ruhephase. Auf diese ruhenden Haare kann mit beurer Velvet Skin Pro keine Wirkung erzielt werden.

Allerdings sprechen die Haare in der Wachstumsphase Anagen auf die Anwendung von beurer Velvet Skin Pro an. Es ist unbedingt zu beachten, dass mindestens ein kompletter Haarwuchszyklus benötigt wird, um eine dauerhafte Haarentfernung mit dem beurer Velvet Skin Pro zu erreichen.



Telogen – Ruhephase



Bei beurer Velvet Skin Pro steht Sicherheit an erster Stelle

• IPL-Technologie bei beurer Velvet Skin Pro – Höchste Sicherheit bei niedrigerem Energieniveau

Mit der Technologie Intense Pulsed Light (IPL) lassen sich langfristige Haarentfernungsergebnisse mit einem Bruchteil des Energieniveaus erreichen, das bei anderen auf Licht basierenden Haarentfernungsgeschäften verwendet wird. Die geringe Energie, die in beurer Velvet Skin Pro verwendet wird, vermindert die potenzielle Möglichkeit, dass Schäden oder Komplikationen auftreten, und trägt zu Ihrer allgemeinen Sicherheit bei.

- **beurer Velvet Skin Pro schützt Ihre Haut**

Die auf Licht basierende Haarentfernung ist nicht für natürlich dunklere Hauttöne oder gebräunte Haut geeignet. In beurer Velvet Skin Pro ist ein *Hautfarbensensor* integriert, mit dem die Farbe der zu behandelnden Hautfläche gemessen werden kann, sodass die Anwendung nur bei geeigneten Hautfarben möglich ist. Diese Sicherheitsfunktion verhindert, dass Sie Ihre Haut behandeln, wenn sie zu dunkel oder zu stark gebräunt ist. Das Lichtfenster des Geräts verfügt über einen eingebauten UV-Schutz, durch den schädliche UV-Strahlen blockiert werden.

- **beurer Velvet Skin Pro schützt Ihre Augen**

Der beurer Velvet Skin Pro besitzt zum Schutze der Augen einen eingebauten Hautkontakt-Sensor. Er wurde entwickelt, damit ein Lichtimpuls nicht ausgesendet werden kann, wenn das Gerät in die Luft gehalten wird. Es wird nur dann ein Blitz ausgelöst, wenn der Hautkontaktsensor auf der Haut aufliegt.

6. Beschreibung des Geräts

	1. Blitzlampe
	2. Lichtfenster
	3. Auslösetaste (nach Auslösen von 3 Blitz hintereinander, setzt der „Auto Flash Modus“ ein)
	4. Energiestufenanzeige
	5. Akkustandsanzeige
	6. Energiewahlkosten
	7. Taste für automatische Hauttonerkennung
	8. ON/OFF - Taste
	9. Kontrollleuchte
	10. Hautton- und Hautkontaktsensor
	11. Ladebuchse

6.1 Detailbeschreibung

1. **EIN/AUS-Taste** – Über einfaches Drücken der -Taste wird Ihr Gerät ein- und ausgeschaltet. Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn es fünf Minuten lang nicht benutzt wird. Beim Einschalten des Geräts leuchten alle Lämpchen der Energiestufenanzeige kurz auf, woraufhin das Gerät in Energiestufe 1 wechselt.
2. **Taste für automatische Hauttonerkennung** – Durch Drücken der -Taste können Sie die empfohlene Energiestufe für Ihre Behandlung an der betreffenden Hautstelle bestimmen. Wenn diese Taste gedrückt wird, leuchtet sie grün auf und alle Energiewahlkosten blinken zehn Sekunden lang. Wenn der Hautkontaktsensor einen vollständigen Kontakt mit der gewünschten Behandlungsstelle hat und ein Lichtimpuls abgegeben wird, ist die empfohlene Energiestufe (je nach Hautton an der behandelnden Stelle) automatisch eingestellt; die Energiestufenanzeige leuchtet entsprechend auf. Es sei darauf hingewiesen, dass die empfohlene Energiestufe nur ausgewählt wird, wenn die entsprechende Taste gedrückt wird, nicht wenn sich der Hautton ändert beziehungsweise die Behandlungsstelle gewechselt wird.
3. **Energiewahlkosten** – Die Taste + (höhere Energiestufe) und – (niedrigere Energiestufe) ermöglichen die Auswahl von sechs verschiedenen Energiestufen. Wählen Sie die Energiestufe entsprechend Ihrem persönlichen Wohlbefinden bzw. anhand Ihres Hautverträglichkeitstests aus. Zur Auswahl der optimalen Energiestufe können Sie für jede Behandlungsstelle die Taste zur automatischen Hauttonerkennung verwenden.

- Durch Drücken der Tasten + oder - (nach dem Einschalten des Geräts) wird die Energiestufe jeweils um eine Stufe erhöht bzw. gesenkt. Jedes zusätzliche Drücken ändert die Energiestufe zwischen der niedrigsten (mit „1“ gekennzeichnet) und der höchsten Stufe (mit „6“ gekennzeichnet).
- Je nach ausgewählter Energiestufe leuchten entsprechend viele grüne Lämpchen der Energiestufenanzeige.

4. Akkustandanzeige – Diese Anzeige gibt Auskunft über den Akkuladestand:

- Rot – Akku wird geladen.
Hinweis: Leuchtet zusätzlich zu diesem roten Lämpchen auch das zur Energiestufe 1, ist das Gerät eingeschaltet.
- Grün – Der Akku ist vollständig geladen und das Gerät ist mit der externen Stromversorgung verbunden.
- Rot, langsam blinkend – Niedriger Akkuladestand (etwa 30 Prozent).
- Rot, schnell blinkend – Sehr niedriger Akkuladestand (etwa 10 Prozent).

Hinweis: Die Akkuladeanzeige leuchtet nur grün bzw. blinkt nur rot, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

5. Kontrollleuchte – Diese Anzeige auf der Rückseite des Geräts besitzt mehrere verschiedene Statusleuchten (siehe nachstehende Tabelle).

Anzeige	Modus	
Leuchtend, grün	Ein	Bereit für Lichtimpuls. Beim Abgeben eines Lichtimpulses bzw. zwischen Lichtimpulsen leuchtet kein Lämpchen auf.
Aufleuchtend, orange	Auslösung (Lichtimpuls) wird blockiert.	Das Gerät gibt aufgrund mangelnden Hautkontakts keinen Lichtimpuls ab.
Aufleuchtend, rot	Auslösung (Lichtimpuls) wird blockiert.	Das Gerät gibt aufgrund eines nicht zulässigen Hauttons (hoher Fitzpatrick-Wert gemäß Hinweis auf Rückseite der Gebrauchsanweisung) keinen Impuls ab.
Blinkend, orange	Hinweis auf Ende der Betriebslebensdauer	Zeigt das baldige Ende der Betriebslebensdauer der Blitzlampe an.
Leuchtend, rot	Ende der Betriebslebensdauer erreicht	Das Gerät ist dauerhaft blockiert, die Blitzlampe hat ihre Leuchtgrenze erreicht, eine interne Störung ist aufgetreten oder das Behandlungsfenster sitzt nicht ordnungsgemäß auf dem Gerät.

7. Bevor Sie starten

SCHRITT 1: Überprüfen Sie, ob beurer Velvet Skin Pro für Sie geeignet ist

WARNUNG

Überprüfen Sie vor der erstmaligen Verwendung von beurer Velvet Skin Pro, ob das Gerät für Sie geeignet ist.

Zum Überprüfen, ob beurer Velvet Skin Pro für Sie geeignet ist, lesen Sie Kapitel „4. Warn- und Sicherheitshinweise“ und stellen Sie anhand der „Haar- und Hautfarbentabelle“ auf der Rückseite der Gebrauchsanweisung fest, welche Lichtintensitäten für Ihre Haut und Ihre Körperbehaarung am besten geeignet sind und ob diese Methode überhaupt für Sie geeignet ist (falls nicht, wird dies durch ein „x“ in der Tabelle angegeben).

SCHRITT 2: Hautverträglichkeitstest

WARNUNG

Führen Sie vor der Verwendung von beurer Velvet Skin Pro einen Hautverträglichkeitstest durch.

Mit dem Hautverträglichkeitstest soll festgestellt werden, wie Ihre Haut auf die Behandlung mit beurer Velvet Skin Pro reagiert. Ferner hilft er Ihnen bei der Einstellung der optimalen Energiestufe für jede Behandlungszone.

Führen Sie an jeder Hautfläche, die Sie behandeln möchten, **48 Stunden** vor der vollständigen Behandlung einen Hautverträglichkeitstest durch.

 **Hinweis**

Bei Gesichtsbehandlungen sollte der Hautverträglichkeitstest an einer haarlosen Fläche, wie zum Beispiel unter dem Ohr oder seitlich am Hals, durchgeführt werden.

1. Achten Sie vor der Verwendung darauf, dass die Haut rasiert, sauber und trocken (frei von jeglichen Rückständen wie Puder, Creme, Makeup, Antitranspirant oder Deodorant) ist.

 **WARNUNG**

Reinigen Sie die Haut **KEINESFALLS** mit entzündlichen Flüssigkeiten wie Alkohol oder Aceton, kurz bevor Sie beurer Velvet Skin Pro verwenden.

2. Richten Sie das Gerät ein wie in Kapitel „8.1 Anwendung beginnen“ unter Punkt 2 bis 5 beschrieben.
3. Platzieren Sie die Lichtfläche des Geräts auf die gewünschte Testfläche und achten Sie auf vollständigen Kontakt mit der Haut.

4. Das Gerät ist automatisch auf die niedrigste Energiestufe eingestellt. Lösen Sie durch Drücken der Auslösetaste den ersten Impuls mit Energiestufe 1 aus. Sie sehen einen hellen Blitz, hören ein knallendes Geräusch und fühlen eventuell ein leichtes Brennen und/oder eine Wärmewirkung. Das Gerät ist innerhalb von max. 3 Sekunden bereit für den nächsten Impuls und die Kontrollleuchte am beurer Velvet Skin Pro leuchtet stetig grün.

5. Entfernen Sie das Lichtfenster von der Haut und platzieren Sie es auf die nächste Stelle der Testfläche.

 **Hinweis**

Erhöhen Sie die Energiestufe nur dann, wenn Ihnen die vorherige Energiestufe nicht unangenehm ist. Sollte Ihnen Energiestufe 1 bereits unangenehm sein, erhöhen Sie die Energiestufe nicht.

 **Hinweis**

Hinweis: Sie können die Taste zur automatischen Hauttonerkennung verwenden, um die empfohlene Energiestufe für die jeweilige Behandlungsstelle automatisch zu bestimmen. Beachten Sie, dass die Empfehlung auf Grundlage Ihres Hauttons getroffen wird. Sie können die Energiestufe jederzeit justieren.

6. Mit der Energiewahltaaste „+“ können Sie die Energiestufe um 1 erhöhen. Die Energiestufenanzeige leuchtet entsprechend der ausgewählten Energiestufe auf.

Lösen Sie den zweiten Impuls mit Energiestufe 2 durch Drücken der Auslösetaste aus.

7. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 nur, wenn Sie sich gut fühlen, bis Sie die höchste Energiestufe 6 erreicht haben. Beenden Sie den Test, wenn Sie ein unangenehmes Gefühl haben, da bei Steigerung der Energiestufen die Gefahr von nachteiligen Folgen besteht. Beenden Sie den Test sofort, wenn Sie nachteilige Wirkungen wie extreme Rötung oder Bläschenbildung feststellen.

8. Warten Sie 48 Stunden und untersuchen Sie die behandelte Fläche.

Wenn die Haut der behandelten Fläche normal erscheint (keine Reaktion oder leichte Rötung), können Sie mit einer Vollbehandlung bei der höchsten Energiestufe, die Sie beim Test als angenehm empfunden haben, fortfahren. Wenn Sie selbst bei niedriger Energiestufe extreme Rötung, Schwellung oder Bläschenbildung feststellen, unterziehen Sie diese Fläche keiner Vollbehandlung.

Hinweis

Führen Sie keine Vollbehandlung mit einer Energiestufe durch, die Sie vorher nicht getestet haben! Behandeln Sie die getestete Fläche frühestens 1 Woche nach dem Test.

SCHRITT 3: Planen Sie die Haarentfernung mit beurer Velvet Skin Pro für beste Resultate

Ein typischer Haarwuchszyklus kann 18–24 Monate dauern. Während dieser Zeit könnten mehrfache Sitzungen mit beurer Velvet Skin Pro erforderlich sein, um eine langfristige Haarentfernung zu erreichen. Die Wirksamkeit der Haarentfernung ist von Mensch zu Mensch verschieden und variiert je nach Körperzone und Haarfarbe und je nachdem, wie beurer Velvet Skin Pro verwendet wird.

Der typische Plan zur Haarentfernung mit beurer Velvet Skin Pro während eines vollständigen Haarwuchszyklus:

- Die ersten 3–4 Haarentfernungssitzungen mit beurer Velvet Skin Pro sollten ungefähr zwei Wochen auseinander liegen.
- Die Haarentfernungssitzungen 5–7 mit beurer Velvet Skin Pro sollten ungefähr vier Wochen auseinander liegen. Danach werden Sie beurer Velvet Skin Pro normalerweise von Zeit zu Zeit verwenden und wenn es vonnöten ist, bis langfristige Resultate erreicht werden.

Dies entspricht dem empfohlenen Behandlungsplan, mit dem nachweislich die besten Resultate erzielt werden. Sie können Ihren persönlichen Behandlungsplan aber auch anders gestalten und dennoch zufrieden stellende Ergebnisse erhalten.

Hinweis

Wird dieselbe Körperstelle mehr als einmal in zwei Wochen behandelt, so verbessern sich die Haarentfernungsergebnisse dadurch nicht.

Typische Nachsorge mit beurer Velvet Skin Pro nach dem Erreichen einer langfristigen Haarentfernung:

Aufgrund von hormonellen oder anderen physiologischen Veränderungen können ruhende Haarfollikel aktiv werden. Deshalb können von Zeit zu Zeit Haarentfernungssitzungen zur Nachsorge mit beurer Velvet Skin Pro erforderlich sein.

SCHRITT 4: Bereiten Sie die Behandlungszone vor

Achten Sie vor der Verwendung darauf, dass die Haut rasiert, sauber und trocken (frei von jeglichen Rückständen wie Puder, Creme, Makeup, Antitranspirant oder Deodorant) ist.

WARNUNG

Reinigen Sie die Haut nicht mit entzündlichen Flüssigkeiten wie Alkohol oder Aceton, kurz bevor Sie beurer Velvet Skin Pro verwenden.

SCHRITT 5: Stellen Sie die Energieintensität ein / Automatische Hauttonerkennung

Energiestufe

Die Energiestufe bestimmt die Intensität des Lichtimpulses von beurer Velvet Skin Pro, der an Ihre Haut abgegeben wird (von der niedrigsten Stufe (-) bis zur höchsten Stufe (+)). Die Energiestufenanzeige am Gerät zeigt die Erhöhungen der Energiestufe an. Mit steigender Energiestufe steigen auch die Haarentfernungsergebnisse sowie die Gefahr von möglichen Nebenwirkungen und Komplikationen. Beginnen Sie die erste Haarentfernungssitzung immer mit der in der automatischen Hauttonerkennung ermittelten und durch den Hautverträglichkeitstest bestätigten Energiestufe.

Automatische Hauttonerkennung/Hauttonmessung

Über die automatische Hauttonerkennung können Sie sich vom Gerät die für Ihren Hautton geeignete Energiehöhe anzeigen lassen.

i Hinweis

- Wählen Sie zu Ihrer Sicherheit stets die dunkelste Hautstelle aus (z.B. die Außenseite des Unterschenkels, Handrücken am Arm, etc.)

Wichtig: Vor der Anwendung an einer anderen Körperstelle, müssen Sie erneut eine Messung durchführen.

- Das Gerät löst im Modus der Hauttonerkennung keinen Lichtimpuls aus.
- Wollen Sie die Hauttonerkennung vorzeitig beenden, können Sie durch Drücken einer der Energiewahltasten (+ oder -) wieder zum normalen Modus zurückkehren.

Wenn Sie während und nach Ihrer ersten Haarentfernungssitzung mit der empfohlenen Energiestufe eine leichte oder keine Reizung wahrnehmen, dann können Sie die Energiestufe bei den jeweils nächsten Sitzungen um 1 erhöhen.

⚠ WARNUNG

Erhöhen Sie die Energiestufe nicht, wenn Sie während oder nach der Behandlung mit beurer Velvet Skin Pro abnormale Schmerzen wahrnehmen! (Siehe „Schritt 6 Vertraut machen mit möglichen Nebenwirkungen“)

Erhöhen Sie die Energiestufe nicht während einer Haarentfernungssitzung, selbst wenn Sie kein unangenehmes Gefühl verspüren.

Eine Reizung kann auch einige Zeit nach der Verwendung auftreten.

SCHRITT 6: Vertraut machen mit möglichen Nebenwirkungen bei der Verwendung von beurer Velvet Skin Pro

Wenn beurer Velvet Skin Pro entsprechend den Anweisungen in dieser Gebrauchsanweisung verwendet wird, sind Nebenwirkungen und Komplikationen im Zusammenhang mit der Verwendung von beurer Velvet Skin Pro selten. Dennoch ist jede kosmetische Behandlungsmethode, einschließlich solcher Methoden, die für die Verwendung zu Hause entwickelt wurden, mit einem gewissen Risiko verbunden. Deswegen ist es wichtig, dass Sie die Risiken und Komplikationen, die bei Haarentfernungssystemen mit gepulstem Licht für den Hausgebrauch auftreten können, verstehen und akzeptieren.

Komplikation	Wahrscheinlichkeit der Komplikation	Nebenwirkung	Wahrscheinlichkeit der Nebenwirkung
Einwirkung mehrerer Impulse an derselben Hautstelle	Geringfügig	Leichte Reizung der Haut	Geringfügig
		Rötung der Haut	Geringfügig
		Erhöhte Empfindlichkeit der Haut	Geringfügig
		Hautwunden und Verbrennungen	Selten
		Narbenbildung	Selten
		Pigmentveränderungen	Selten
		Übermäßige Rötung und Schwellung	Selten
		Infektion	Vernachlässigbar
Hämatom	Vernachlässigbar		

Leichtes Schmerzen der Haut

Obwohl eine Haarentfernung mit gepulstem Licht zu Hause im Allgemeinen sehr gut vertragen wird, empfinden die meisten Anwender ein leichtes Unbehagen während der Verwendung, das meistens als leicht stechendes Gefühl an den behandelten Hautflächen beschrieben wird. Das stechende Gefühl dauert normalerweise während der Zeit der Anwendung selbst an oder bis zu ein paar Minuten danach. Alles, was über dieses leichte Unbehagen hinausgeht, ist nicht normal, und es bedeutet, dass Sie entweder nicht mit der Verwendung von beurer Velvet Skin Pro fortfahren sollten, da die Haarentfernungsanwendung für Sie nicht geeignet ist, oder dass die Energieeinstellung zu hoch ist.

Rötung der Haut

Ihre Haut kann direkt nach der Verwendung von beurer Velvet Skin Pro oder innerhalb von 24 Stunden nach der Verwendung rot werden. Eine Rötung verblasst im Allgemeinen innerhalb von 24 Stunden. Suchen Sie Ihren Arzt auf, wenn die Rötung nicht innerhalb von 2 bis 3 Tagen verschwindet.

Erhöhte Empfindlichkeit der Haut

Die Haut der behandelten Fläche ist empfindlicher, so dass es zu Trockenheit oder zum Ablösen der Haut kommen kann.

Hautwunden und Verbrennungen

Sehr selten können Verbrennungen oder Wunden in der Haut im Anschluss an die Anwendung auftreten. Die Verbrennung oder Wunde kann ein paar Wochen zur Heilung benötigen und äußerst selten kann eine sichtbare Narbe zurückbleiben.

Narbenbildung

Obwohl es sehr selten vorkommt, kann eine dauerhafte Narbenbildung auftreten. Eine eventuelle Narbenbildung tritt normalerweise in Form einer flachen, weißen Läsion auf der Haut (hypotroph) auf. Dennoch kann dies breit und rot (hypertroph) oder breit und sich über die Ränder der Verletzung selbst ausdehnend (keloid) sein. Anschließende ästhetische Behandlungen können erforderlich sein, um das Erscheinungsbild der Narbe zu verbessern.

Pigmentveränderungen

beurer Velvet Skin Pro zielt auf den Haarschaft ab, insbesondere auf die pigmentierten Zellen im Haarfollikel und auf den Haarfollikel selbst.

Trotzdem besteht die Gefahr einer Hyperpigmentierung (verstärktes Pigment oder braune Verfärbung) oder einer Hypopigmentierung (Blasswerden) der umgebenden Haut. Diese Gefahr von Veränderungen der Hautpigmentierung ist bei Menschen mit dunklerer Hautfarbe höher. Normalerweise sind Verfärbungen oder Pigmentveränderungen der Haut vorübergehender Natur, und eine dauerhafte Hyper- oder Hypopigmentierung tritt nur selten auf.

Übermäßige Rötung und Schwellung

In seltenen Fällen kann die behandelte Haut sehr rot werden und anschwellen. Dies tritt in empfindlichen Körperzonen häufiger auf. Rötung und Schwellung sollten innerhalb von 2 bis 7 Tagen abklingen und durch häufiges Aufbringen von Eis behandelt werden. Eine sanfte Reinigung ist in Ordnung, aber Sie sollten es vermeiden, sich der Sonne auszusetzen.

Infektion

Eine Infektion der Haut ist äußerst selten, aber dennoch ein mögliches Risiko im Anschluss an eine Verbrennung oder Wunde der Haut, die durch beurer Velvet Skin Pro verursacht wurde.

Hämatom

Die Verwendung von beurer Velvet Skin Pro kann sehr selten zu bläulichfarbenen Hämatomen führen, die 5 bis 10 Tage anhalten können. Wenn die Hämatome verblassen, kann es zu einer rostbraunen Verfärbung der Haut (Hyperpigmentierung) kommen, die dauerhaft sein kann.

SCHRITT 7: Was ist von einer Behandlung mit beurer Velvet Skin Pro zu erwarten?

Für viele Anwender von beurer Velvet Skin Pro ist es vielleicht die erste Erfahrung mit einem auf Licht basierenden Gerät, das für den Hausgebrauch entwickelt wurde. beurer Velvet Skin Pro ist einfach zu bedienen, und Haarentfernungssitzungen gehen schnell vorüber. Während einer Sitzung mit beurer Velvet Skin Pro ist es normal, dass Sie Folgendes erleben und spüren:

- **Rauschen des Gebläses** – Das Kühlgebläse in beurer Velvet Skin Pro macht ein Geräusch, das einem Fön ähnlich ist. Das ist normal.
- **Knallgeräusch bei jedem Impuls** – Wenn ein Impuls von beurer Velvet Skin Pro ausgelöst wird, ist es normal, wenn Sie gleichzeitig mit dem Lichtblitz eine Art knallendes Geräusch hören.
- **Leichter Abdruck des Lichtfensters** – Dies ist für die Platzierung von angrenzenden Lichtimpulsen notwendig und hilfreich und ist Teil der Sicherheitsfunktion von beurer Velvet Skin Pro.
- **Gefühl von Wärme und Kribbeln** – Während jedes Lichtimpulses ist es normal, dass Sie ein leichtes Gefühl von Wärme und Kribbeln durch die Lichtenergie spüren. Denken Sie daran, dass es wichtig ist, bei den ersten Haarentfernungssitzungen immer niedrige Energiestufen zu verwenden. Bis zu einer Stunde nach der Anwendung von beurer Velvet Skin Pro können Sie eine gewisse Wärme verspüren.
- **Leicht rote oder rosa Farbe der Haut** – Während oder direkt nach Ihrer Sitzung mit beurer Velvet Skin Pro ist es nicht ungewöhnlich, wenn Sie eine sehr leichte, rosa Verfärbung der Haut feststellen. Dies ist normalerweise um die Haare herum am stärksten sichtbar. Wenn Sie jedoch eine vollständige Rötung der Haut, Blasenbildung oder Verbrennungen wahrnehmen, stellen Sie die Verwendung von beurer Velvet Skin Pro sofort ein.

8. Verwendung von beurer Velvet Skin Pro

WARNUNG

Wenn Sie das Gerät im Gesicht verwenden möchten, lesen Sie zuerst die Hinweise aus Kapitel 8.2 bis 8.3, bevor Sie mit Kapitel 8.1 „Anwendung beginnen“ fortfahren.

8.1 Anwendung beginnen

1. Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung.
2. Überprüfen Sie Gerät, Netzstecker, Aufsätze und Kabel auf Beschädigungen.
3. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
4. Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf (Dauer ca. 2 Stunden).

Hinweis

Achten Sie vor der Verwendung darauf, dass die Haut rasiert, sauber und trocken (frei von jeglichen Rückständen wie Puder, Creme, Makeup, Antitranspirant oder Deodorant) ist.

Lassen Sie das Gerät einige Minuten abkühlen, sollte es Ihnen unangenehm heiß erscheinen. Sie können Ihre Behandlung nach einer kurzen Abkühlphase wie gewohnt fortsetzen.

WARNUNG

Reinigen Sie die Haut nicht mit entzündlichen Flüssigkeiten wie Alkohol oder Aceton, kurz bevor Sie beurer Velvet Skin Pro verwenden.

5. Drücken Sie die ON/OFF-Taste, um das Gerät einzuschalten.
6. Wählen Sie über die +/- -Tasten die richtige Energiestufe für Ihre Hautfarbe oder nutzen Sie die automatische Hauttonerkennung (☺).
7. Setzen Sie das Gerät in einem 90-Grad-Winkel auf die Haut auf, sodass der Aufsatz komplett aufliegt. Der integrierte Hautkontaktsensor verhindert unbeabsichtigte Lichtimpulse ohne Hautkontakt.
8. Die Kontrollleuchte auf der Geräterückseite leuchtet grün, um anzuzeigen, dass Sie mit der Behandlung fortfahren können.

9. Drücken Sie die Auslösetaste, um einen Lichtimpuls abzugeben.
10. Das Gerät ist mit einem „Auto-Flash“-Modus ausgestattet. Wenn Sie die Auslösetaste für 3 aufeinander folgende Lichtimpulse gedrückt halten, wird dieser Modus aktiviert. Das Gerät gibt nun ohne erneutes Drücken der Auslösetaste automatisch Lichtimpulse ab, solange ausreichend Hautkontakt besteht.

 **Hinweis**

Wenn Sie die *Auslösetaste* drücken und Ihre Haut zu dunkel oder zu stark gebräunt ist, leuchtet die *Kontrollleuchte* das Gerät rot. In diesem Fall löst das Gerät keinen Impuls an dieser Hautfläche aus. Wenn das Gerät nicht über ausreichend Hautkontakt verfügt und Sie die Auslösetaste drücken, leuchtet die *Kontrollleuchte* am Gerät orange. In diesem Fall löst das Gerät ebenfalls keinen Impuls an dieser Hautfläche aus.

 **WARNUNG**

Behandeln Sie dieselbe Hautfläche nicht mehr als einmal pro Haarentfernungssitzung! Eine mehrfache Behandlung einer Hautfläche während einer Haarentfernungssitzung kann die Wahrscheinlichkeit zu Nebenwirkungen erhöhen. Versuchen Sie überschneidende Pulse zu vermeiden.

 **Hinweis**

Die Impulse von beurer Velvet Skin Pro sollten in Reihen appliziert werden – an einem Ende jeder Reihe beginnend und zum anderen Ende hin fortschreitend. Diese Technik ermöglicht eine bessere Kontrolle der bereits behandelten Hautflächen und hilft Ihnen, die mehrfache Behandlung derselben Fläche oder die Behandlung überlappender Hautflächen zu vermeiden. Die *Lichtfläche* von beurer Velvet Skin Pro ist so konzipiert, dass auf der behandelten Hautfläche kurzzeitige Druckstellen hinterlassen werden. Diese sichtbare Druckstellen können Sie für die exakte Platzierung des nächsten Impulses nutzen.

11. Heben Sie das Gerät von der Haut und setzen Sie es auf die nächste Stelle der Behandlungsfläche auf. Achten Sie beim Umsetzen darauf, dass keine Lücken oder Überschneidungen an der behandelten Haut entstehen. Das Gerät lädt sich sofort wieder auf und ist innerhalb von max. 3 Sekunden (auf höchster Stufe) bereit für den nächsten Impuls (die Kontrollleuchte am Gerät leuchtet wieder stetig grün). Wiederholen Sie den Vorgang, bis die gesamte Hautfläche behandelt wurde.

Nach der Behandlung mit beurer Velvet Skin Pro

- Wenn die Haarentfernungssitzung mit beurer Velvet Skin Pro abgeschlossen ist, schalten Sie das Gerät durch Drücken der ON/OFF-Taste aus.
- Nach jeder Haarentfernungssitzung wird empfohlen, dass Sie Ihr beurer Velvet Skin Pro Gerät, besonders die *Lichtfläche*, reinigen (siehe Kapitel „9.1 Reinigung von beurer Velvet Skin Pro“).
- Nach dem Reinigen wird empfohlen, dass Sie Ihr beurer Velvet Skin Pro Gerät in seiner Originalschachtel aufbewahren und von Wasser fern halten.

8.2 Gesichtsbehandlung

 **WARNUNG**

Verwenden Sie beurer Velvet Skin Pro im Gesicht nicht auf einer höheren Energiestufe als 3. Verwenden Sie beurer Velvet Skin Pro bei Frauen nicht im Gesicht oberhalb der Wangenknochen oder an den Augen, Augenbrauen und Wimpern, da dies zu schweren Augenschäden führen kann. Verwenden Sie beurer Velvet Skin Pro nicht im Gesicht, Hals oder Kinnbereich von Männern. Verwenden Sie beurer Velvet Skin Pro nicht über Schleimhäuten im Nasen-Ohren-Bereich.

Die Gesichtshaut ist sehr empfindlich und bedarf einer besonderen Pflege. Beachten Sie unbedingt alle Warn- und Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanweisung, um nachteilige Folgen zu vermeiden.

Wir empfehlen, zunächst eine Körperbehandlung vorzunehmen und das Gerät kennenzulernen, bevor Sie zu Gesichtsbearbeitungen übergehen.

Mit Velvet Skin Pro können alle Gesichtszonen unterhalb der Wangenknochen wie zum Beispiel Oberlippe, Wange, Kiefer, Kinn und Hals behandelt werden.

i Hinweis

Um Ihnen die Anwendung im Gesicht zu erleichtern, können Sie den im Lieferumfang enthaltenen Präzisionsaufsatz verwenden. Dieser verkleinert die Lichtfläche und ermöglicht eine präzisere Anwendung.

Sie können den Präzisionsaufsatz durch Aufsetzen und Andrücken an die Lichtfläche einfach am Kopf des Geräts aufstecken.

Bitte bringen Sie den Präzisionsaufsatz so an, dass sich über dem Hautkontakt-/Hautfarbensensor die dementsprechende Aussparung im Aufsatz befindet. Sollte der Hautfarben-/Hautkontaktsensor verdeckt sein, ist ein Auslösen des Lichtimpulses nicht möglich.

Verwenden Sie den Präzisionsaufsatz nur max. mit Energiestufe 3 und nur wenn Ihr Hautton heller als Hauttyp 5 ist.

Benutzen Sie den Präzisionsaufsatz nicht länger als 80 Impulse in Folge.

Es besteht die Gefahr, dass der rote Filter zu heiß wird, was zu Verbrennungen führen kann.



1. Führen Sie unbedingt 48 Stunden vor der Behandlung einen punktuellen Hautverträglichkeitstest durch (siehe Kapitel 7, Schritt 2). Der Hautverträglichkeitstest sollte an einer haarlosen Zone, wie zum Beispiel unter dem Ohr oder seitlich am Hals, durchgeführt werden, um die geeignete Energiestufe zu ermitteln.

⚠ WARNUNG

Behandeln Sie die getestete Fläche frühestens 1 Woche nach dem Hautverträglichkeitstest.

i Hinweis

Gesichtsbehaarung kann hormonell bedingt sein, sodass für eine dauerhafte Haarverringering eventuell mehrere Sitzungen erforderlich sind.

8.3 Pflege nach einer Gesichtsbearbeitung

- Tragen Sie eine beruhigende Lotion wie zum Beispiel Aloe Vera auf.
- Vermeiden Sie mindestens 24 Stunden die Anwendung von Peeling- und Bleichcremes oder entsprechenden Produkten, da dies zu Reizungen der behandelten Haut führt.
- Vermeiden Sie mindestens 48 Stunden nach der Behandlung mehr als 15 Minuten direkte Sonneneinstrahlung. Wenn vor kurzem behandelte Haut während dieses Zeitraums Sonnenlicht ausgesetzt wird, müssen Sie unbedingt Sonnenschutz mit LSF 30 oder höher auftragen.
- Vermeiden Sie es, Haare an den behandelten Flächen mit Wachs oder durch Zupfen zu entfernen.

Denken Sie daran, dass es einen kompletten Haarwachstumszyklus dauern kann, bis vollständige Haarentfernungsergebnisse vorliegen.

9. Pflege von beurer Velvet Skin Pro

9.1 Reinigung

Nach jeder Haarentfernungssitzung wird empfohlen, dass Sie Ihr beurer Velvet Skin Pro Gerät, besonders die *Lichtfläche*, reinigen.

⚠ ACHTUNG

Tauchen Sie beurer Velvet Skin Pro oder eines seiner Teile niemals in Wasser ein!

- Verwenden Sie ein trockenes, sauberes Tuch und einen Reiniger, der speziell für elektronische Geräte entwickelt wurde, um die Oberfläche von beurer Velvet Skin Pro und insbesondere die Lichtoberfläche sanft abzuwischen.

10. Fehlerbehebung

„Mein beurer Velvet Skin Pro lässt sich nicht einschalten“

- Vergewissern Sie sich, dass der Akku des Geräts aufgeladen ist (anhand der grünen Leuchte der Akkustandanzeige).
- Wenn das IPL-Gerät keinen Lichtimpuls abgibt, überprüfen Sie, ob
 - a. der Behandlungsaufsatz ordnungsgemäß an Ihrem Gerät befestigt ist (das Gerät funktioniert nicht, wenn dieser nicht bzw. nicht richtig auf dem Gerät sitzt).
 - b. sich das Gerät noch im automatisch aktivierten Sicherheitsmodus befindet, nachdem kein Hautkontakt bzw. kein zulässiger Hautton erkannt wurde.
 - c. vollständiger Hautkontakt besteht.
 - d. die Behandlungsstelle zu klein, gewölbt oder knochig ist. Das Behandlungsfenster muss vollständig auf der Behandlungsstelle aufliegen (versuchen Sie, die Haut gerade zu ziehen).
 - e. die Abgabe des Lichtimpulses wird blockiert, wenn das IPL-Gerät einen zu dunklen Hautton erkennt. In diesem Fall leuchtet die Kontrollleuchte kurz rot.
 - f. Bei Sicherheitsproblemen und bei Erreichen der Betriebslebensdauer leuchtet die Kontrollleuchte rot. Das Gerät schaltet sich in diesem Fall automatisch ab.
- Allgemeine Fehler:
 - a. Das Behandlungsfenster ist gemäß den Anweisungen im entsprechenden Abschnitt zu reinigen, wenn es durch Schmutz oder Staub verunreinigt ist. Wenden Sie sich an den Kundenservice, wenn Sie die Verunreinigung nicht selbst beheben können.
 - b. Wenn die Lichtimpulse nach einem Wechsel der Behandlungsstelle verzögert abgegeben werden, verwenden Sie das Gerät ggf. in einer kühleren Umgebung. Die Abgabe der Lichtimpulse verlangsamt sich unter Umständen bei warmer Umgebungstemperatur.
 - c. Wenn ein allgemeiner Fehler auftritt, schalten Sie das Gerät aus, warten Sie zehn Sekunden und schließen Sie es dann erneut an.
- Sollten Sie weiterhin Probleme mit Ihrem Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

11. Häufig gestellte Fragen

1. Funktioniert beurer Velvet Skin Pro wirklich?

Ja. In klinischen Tests, die von Ärzten durchgeführt wurden, wurde nachgewiesen, dass sich mit der im beurer SatinSkin System befindlichen Technologie, langfristige Haarentfernungsergebnisse erzielen lassen. Allerdings können die Ergebnisse je nach Wachstumszyklus des Haares; der angewandten Energiestufe und Dicke und Farbe der Haare variieren.

2. An welchen Stellen meines Körpers kann ich beurer Velvet Skin Pro anwenden?

beurer Velvet Skin Pro wurde für eine vollständige Körperhaarentfernung entwickelt. Die häufigsten Zonen, die mit beurer Velvet Skin Pro behandelt werden, sind Beine, Achselhöhlen, Arme, Bikinizone und das Gesicht unterhalb der Wangenknochen.

3. Wie lange dauert eine Behandlungssitzung mit beurer Velvet Skin Pro?

Die Zeit kann je nach behandelter Körperzone variieren. Eine komplette Körperbehandlung (Beine, Arme, Achselhöhlen, Bikinizone und Gesicht unterhalb der Wangenknochen) dauert ungefähr 21 Minuten auf niedrigster Stufe und großem Aufsatz.

4. Ist beurer Velvet Skin Pro sicher?

beurer Velvet Skin Pro wurde mit verstärktem Augenmerk auf Ihre Sicherheit entwickelt und verwendet eine klinisch getestete Technologie. Allerdings muss dieses Gerät, wie jedes andere zur Anwendung auf der Haut bestimmte Produkt oder elektronische Gerät, in Übereinstimmung mit den Gebrauchsanweisungen und Sicherheitshinweisen für Anwender verwendet werden.

5. Verursacht beurer Velvet Skin Pro Schmerzen?

Bei korrekter Anwendung berichten die meisten Anwender von beurer Velvet Skin Pro, dass Sie zum Zeitpunkt des Lichtimpulses ein leichtes Wärmegefühl verspüren. Anwender mit dickeren und dunkleren Haaren können etwas mehr Unbehagen empfinden, aber dieses Unbehagen lässt nach, sobald die Haarentfernungssitzung abgeschlossen ist. beurer Velvet Skin Pro verfügt über 6 Energieeinstellungen, die Sie entsprechend Ihrer Empfindlichkeit verwenden können.

6. Wie oft sollte ich beurer Velvet Skin Pro verwenden?

Bei Behandlungen von Körperhaaren mit beurer Velvet Skin Pro sollten die ersten vier Sitzungen im Abstand von zwei Wochen durchgeführt werden. Die fünfte bis einschließlich siebte Sitzung sollten in einem Abstand von vier Wochen erfolgen. Alle weiteren Sitzungen sollten durchgeführt werden, falls die Haare nachgewachsen sind, bis die erwünschten Resultate erreicht werden.

Bei Behandlungen von Haaren im Gesicht unterhalb der Wangenknochen sollten die ersten sechs Sitzungen im Abstand von zwei Wochen durchgeführt werden. Die siebte bis einschließlich zwölfte Sitzung sollten in einem Abstand von vier Wochen erfolgen. Alle weiteren Sitzungen sollten durchgeführt werden, falls die Haare nachgewachsen sind, bis die erwünschten Resultate erreicht werden.

7. Ist beurer Velvet Skin Pro bei weißen, grauen oder blonden Haaren wirksam?

beurer Velvet Skin Pro wirkt am besten bei dunkleren Haartypen oder bei Haaren, die mehr Melanin enthalten. Melanin ist das Pigment, das den Haaren und der Haut die Farbe verleiht und Lichtenergie aufnimmt. Schwarze und dunkelbraune Haare reagieren am besten. Braune und hellbraune Haare reagieren ebenfalls, allerdings erfordern sie normalerweise mehr Haarentfernungssitzungen. Bei roten Haaren kann eine gewisse Wirkung zu sehen sein. Weiße, graue oder blonde Haare reagieren gewöhnlich nicht auf beurer Velvet Skin Pro, obwohl einige Anwender nach mehrfachen Haarentfernungssitzungen Resultate wahrgenommen haben.

8. Kann ich beurer Velvet Skin Pro auf brauner oder schwarzer Haut anwenden?

Verwenden Sie beurer Velvet Skin Pro nicht bei natürlich dunkler Hautfarbe! Es funktioniert nicht! beurer Velvet Skin Pro ist ein auf Licht basierendes Gerät, das unerwünschte Behaarung durch die selektive Behandlung des Haarpigments entfernt. Im umgebenden Hautgewebe ist ferner eine unterschiedliche Menge an Pigmenten vorhanden. Die Menge der Pigmente in der Haut einer bestimmten Person, die sich durch die Hautfarbe bemerkbar macht, bestimmt den Risikograd, dem sie bei der Anwendung von beurer Velvet Skin Pro ausgesetzt ist. Das Behandeln von dunkler Haut mit auf Licht basierender Haarentfernung kann nachteilige Folgen, wie zum Beispiel Verbrennungen, Blasen und Veränderungen der Hautfarbe (Hyper- oder Hypopigmentierung), haben. In beurer Velvet Skin Pro ist ein *Hautfarbensensor* integriert, der am Anfang jeder Behandlungssitzung und gelegentlich während der Sitzung die Farbe der behandelten Haut misst. Der *Hautfarbensensor* verhindert die weitere Impulsabgabe durch beurer Velvet Skin Pro, wenn erkannt wird, dass das Gerät bei dunkleren Hauttönen verwendet wird.

9. Ab wann sehe ich Resultate von beurer Velvet Skin Pro?

Wie bei jedem anderen Haarentfernungsgesicht, das auf Licht oder Laser basiert, sind die Resultate nicht unmittelbar zu sehen, und Sie könnten sogar denken, dass überhaupt nichts passiert ist. Die Haare scheinen manchmal nach einer Haarentfernungssitzung nachzuwachsen, aber normalerweise fallen viele dieser Haare nach zwei Wochen einfach aus. Zusätzlich wachsen die Haare in drei unterschiedlichen Phasen und nur die Haare in einer aktiven Wuchsphase werden von beurer Velvet Skin Pro beeinflusst. Das ist einer der Hauptgründe dafür, dass mehrfache Sitzungen erforderlich sind, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen.

10. Können Männer beurer Velvet Skin Pro verwenden?

Obwohl beurer Velvet Skin Pro für Frauen entwickelt wurde, kann das Gerät auch für Männer geeignet sein. Jedoch benötigen die Haare bei Männern, typischerweise diejenigen auf der Brust, mehr Haarentfernungssitzungen als bei Frauen, um die gewünschten Ergebnisse zu erhalten.

11. Warum wachsen meine Haare, obwohl ich sie vor einer Woche behandelt habe?

Es kann durchaus so erscheinen, als ob die Haare bis zu zwei Wochen nach einer Haarentfernungssitzung mit beurer Velvet Skin Pro immer noch wachsen. Dieser Vorgang ist als „Ausstoßung“ bekannt und nach ungefähr zwei Wochen werden Sie feststellen, dass diese Haare einfach ausfallen oder mit einem leichten Ruck herausgezogen werden können. (Dennoch empfehlen wir nicht, an den Haaren zu ziehen – lassen Sie sie einfach auf natürliche Weise herauskommen.) Es ist auch möglich, dass einige Haare wegen einer vergessenen Anwendung oder verschiedener Wuchsphasen nicht von beurer Velvet Skin Pro beeinflusst werden. Diese Haare werden in Nachfolgesitzungen behandelt und demzufolge ist das der Grund, dass mehrfache Haarentfernungssitzungen benötigt werden, um das beste Ergebnis mit beurer Velvet Skin Pro zu erhalten.

12. Ich habe gehört, dass einige Haare nach einer auf Licht basierenden Haarentfernung dünner und feiner nachwachsen?

Dieses Phänomen wurde von Kosmetikern und Ärzten, die Licht- und Lasergeräte zur Haarentfernung verwenden, ausführlich dokumentiert. Es ist möglich, dass einige Haare nach einer Haarentfernung mit beurer Velvet Skin Pro dünner und feiner nachwachsen. Normalerweise sind diese Haare ein Bruchteil derer, die ursprünglich dort waren, und eine weiterführende Behandlung kann die gewünschte Wirkung auf sie haben.

13. Warum kann ich mich nicht selbst behandeln, wenn ich eine „aktive“ Sonnenbräune habe?

Verwenden Sie beurer Velvet Skin Pro nicht auf gebräunter Haut oder nach einer Sonnenexposition. Gebräunte Haut, insbesondere nach einer Sonnenexposition, enthält eine große Menge des Pigments Melanin. Dies trifft auf alle Hauttypen und -farben zu, einschließlich derjenigen, die nicht zu schnell braun zu werden scheinen. Das Vorhandensein einer großen Menge von Melanin setzt die Haut einem höheren Risiko von negativen Folgen im Zusammenhang mit der Verwendung von beurer Velvet Skin Pro, einschließlich Verbrennungen, Blasen und Veränderungen der Hautfarbe (Hyper- oder Hypopigmentierung), aus.

14. Ist eine langfristige Verwendung von beurer Velvet Skin Pro für meine Haut gefährlich?

Die Verwendung von Licht- und Laserenergie in der ästhetischen Medizin wird seit über 15 Jahren in professionellen, von Experten geprüften Fachzeitschriften und durch angesehene Einrichtungen wie der Mayo Klinik ausführlich dokumentiert. Diese Zeitschriften und Einrichtungen haben über keinerlei Nebenwirkungen oder Schädigungen infolge einer langfristigen Verwendung von Licht- oder Lasergeräten berichtet.

15. Kann ich beurer Velvet Skin Pro verwenden, um meine Kinnhaare oder andere Haare im Gesicht zu entfernen?

beurer Velvet Skin Pro kann für die Behandlung von Gesichtshaarung unterhalb der Wangenknochen verwendet werden. Bei der Anwendung im Gesicht ist besonders darauf zu achten, dass die Augenpartie ausgespart wird: beurer Velvet Skin Pro darf keinesfalls um die Augen oder an den Augen verwendet werden. Und wie bei anderen Teilen des Körpers sollte eine Sonnenexposition vor und nach Behandlungen mit beurer Velvet Skin Pro vermieden werden. Akzeptable Sonnenschutzmittel sind bedeckende Kleidung oder Sonnenschutzcreme (mindestens LSF 30+), die vor und nach Behandlungen getragen oder verwendet werden.

16. Wie lange sollte ich mit einer Behandlung mit beurer Velvet Skin Pro nach einer ungeschützten Sonnenexposition warten?

Man sollte 2 Wochen warten, bevor man beurer Velvet Skin Pro nach einer ungeschützten Sonnenexposition anwendet. Wenn Sie dennoch unsicher wegen einer Sonnenexposition sind, sollten Sie sich an Ihren Arzt wenden.

17. Sollte ich vor der Verwendung von beurer Velvet Skin Pro etwas Bestimmtes tun?

Vor jeder Sitzung mit beurer Velvet Skin Pro ist es wichtig, dass eine Sonnenexposition der behandelten Fläche für mindestens 2 Wochen vermieden wird. Hilfreich ist dabei UV-Sonnenschutzcreme (LSF 30+) sowie Kleidung, die die behandelte Fläche bedeckt. Die zu behandelnde Fläche sollte außerdem mit einer milden Seife und Wasser gereinigt werden, und die Haare sollten bis zur Hautoberfläche herunter rasiert werden.

18. Wie sollte ich die Fläche der Behandlung nach der Verwendung von beurer Velvet Skin Pro pflegen?

Die Fläche, die mit beurer Velvet Skin Pro behandelt wurde, kann mit handelsüblichen Hautpflegeprodukten gereinigt und gepflegt werden. Es ist besonders darauf zu achten, dass eine ungeschützte Sonnenexposition vermieden wird. Sonnenschutzcremes mit hohem Lichtschutzfaktor (30+) sowie bedeckende Kleidung bilden einen geeigneten Sonnenschutz.

12. Entsorgung


Die verbrauchten, vollkommen entladenen Akkus müssen Sie über speziell gekennzeichnete Sammelbehälter, Sondermüllannahmestellen oder über den Elektrohändler entsorgen. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Akkus zu entsorgen.

Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Akkus:

Pb = Batterie enthält Blei,

Cd = Batterie enthält Cadmium,

Hg = Batterie enthält Quecksilber



Im Interesse des Umweltschutzes darf das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Die Entsorgung kann über entsprechende Sammelstellen in Ihrem Land erfolgen. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik Altgeräte EG-Richtlinie – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).



Bei Rückfragen wenden Sie sich an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.



Der Akku des Geräts muss getrennt entsorgt werden. Der Akku darf nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden.

Für Informationen zur Entsorgung kontaktieren Sie bitte den autorisierten Verkäufer oder die öffentlichen Einrichtungen in einer spezialisierten Sammelstelle.

13. Technische Daten

Typ	IPL 8500	
Behandlungsfläche	4,5 cm ² / Präzisionsaufsatz 2 cm ²	
Technologie	IPL (Intense Pulsed Light) für den Hausgebrauch	
Wellenlänge	475–1200 nm (großer Aufsatz), 550-1200 nm (Präzisionsaufsatz)	
Max. Energieniveau	max. 5 J/cm ²	
Wählbare Energiestufen	6	
Geschwindigkeit	1 Impuls im Abstand von max. 3 Sekunden (auf höchster Stufe)	
Max. Impulse in Lampe	300.000	
Maße	ca. 200x175x65 mm	
Gewicht	ca. 480g	
Temperatur	Betrieb	10–40 °C
	Lagerung	-10–70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	Betrieb	30–70 % rel. F.
	Lagerung	0–90 % rel. F. bei 55 °C (nicht kondensierend)
Akku	Li-Ion Akku, 7.4V, 2500mAh	
Impulse pro Ladung	550 Impulse	

14. Netzteil

Modellnummer	YJS024Y-1201800
Eingang	100-240V ~ 50/60Hz 500mA
Ausgang	12V  1.8A
Schutz	doppelt schutzisoliert
Polarität	
Klassifikation	Schutzklasse II

15. Garantie

Wir leisten 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum für Material- und Fabrikationsfehler des Produktes.

Die Garantie gilt nicht:

- Im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen.
- Für Verschleißteile.
- Bei Eigenverschulden des Kunden.
- Sobald das Gerät durch eine nicht autorisierte Werkstatt geöffnet wurde.

Die gesetzlichen Gewährleistungen des Kunden bleiben durch die Garantie unberührt. Für Geltendmachung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu führen. Die Garantie ist innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren ab Kaufdatum gegenüber der Beurer GmbH, Söflinger Str. 218, 89077 Ulm (Germany) geltend zu machen.

**Bitte wenden Sie sich im Falle von Reklamationen an unseren Service unter folgendem Kontakt:
Service Hotline:**

Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144

E-Mail: kd@beurer.de

**Fordern wir Sie zur Übersendung des defekten Produktes auf, ist das Produkt an folgende
Adresse zu senden:**

Beurer GmbH

Servicecenter

Lessingstraße 10b

89231 Neu-Ulm, Germany



Read these instructions for use carefully and keep them for later use, be sure to make them accessible to other users and observe the information they contain.

Table of contents

1. Included in delivery	24
2. Signs and symbols	24
3. Intended use	25
4. Warnings and safety notes	25
5. What is the beurer Velvet Skin Pro?	28
6. Description of the device.....	30
6.1 Detailed description.....	30
7. Before you start.....	31
STEP 1: Check whether the beurer Velvet Skin Pro is suitable for you	31
STEP 2: Skin sensitivity test	31
STEP 3: Plan hair removal using the beurer Velvet Skin Pro for the best results	32
STEP 4: Prepare the treatment area	33
STEP 5: Adjust the energy intensity/automatic skin tone detection.....	33
STEP 6: Familiarise yourself with the possible side-effects of using the beurer Velvet Skin Pro	33
STEP 7: What can be expected from treatment using the beurer Velvet Skin Pro?.....	35
8. Use of the beurer Velvet Skin Pro	35
8.1 Starting treatment.....	35
8.2 Facial treatment	37
8.3 Care after facial treatment	37
9. Care of the beurer Velvet Skin Pro.....	38
9.1 Cleaning.....	38
10. Trouble-shooting	38
11. Frequently asked questions	38
12. Disposal.....	40
13. Technical data.....	41
14. Mains part	41

Dear customer,

Thank you for choosing one of our products. Our name stands for high-quality, thoroughly tested products for applications in the areas of heat, gentle therapy, blood pressure/diagnosis, weight, massage, beauty and air. Read these instructions for use carefully and keep them for later use, be sure to make them accessible to other users and observe the information they contain.

With kind regards,
Your Beurer team

1. Included in delivery




- 1 beurer IPL Velvet Skin Pro
- 1 Precision attachment
- 1 mains adapter
- 1 Set of instructions for use
- 1 Storage bag











 **WARNING**

- The device and adapter are only intended for use in the home/private use and are not intended for commercial use.
- The device is only suitable for adults over the age of 18.
- Children must not play with the device.
- Check that the device and the mains cable are in perfect working order before each usage. In the event of damage, the device must not be used.
- The device and adapter must not get wet.
- Do not use the device in damp environments, for example near bathtubs, wash basins, showers or other containers with water or other liquids – risk of electric shock!
- Never look into the light.
- Do not insert any objects into the device.
- Make sure that the device’s vents are not covered.
- In order to avoid an electric shock, do not touch any internal components if the device is damaged.
- If the mains connection cable of this device is damaged, it must be disposed of. If it cannot be removed, the device must be disposed of.
- Never allow the footbath to operate unsupervised. Children should be supervised to ensure that they do not use the device as a toy.

2. Signs and symbols

The following symbols can be found in the instructions for use and on the device itself:

 WARNING	Warning instruction indicating a risk of injury or damage to health.
 IMPORTANT	Safety note indicating possible damage to the device/accessory.
 Note	Note on important information.

 DANGER	This device must not be used near to water or in water itself (e.g. in a wash basin, in the shower or bathtub) – risk of electric shock!
	Read the instructions for use.
	The unit is double-protected and thus corresponds to protection class 2.
	Caution: optical radiation.
	Only use indoors.
	Protect from moisture.
	Keep away from eyes!
	Do not use on tanned skin or after exposure to the sun.
	Dispose of the device in accordance with EC Directive – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
	This product satisfies the requirements of the applicable European and national directives.

3. Intended use

The beurer Velvet Skin Pro is intended for use by adults for the removal of unwanted body hair. The ideal body areas on which to use the beurer Velvet Skin Pro are the legs, armpits, bikini zone, chest, stomach and face below the cheekbones for women. The device is not intended for removing hair on the anus, genitals or nipples. Only use it in accordance with the instructions for use.

4. Warnings and safety notes

WARNING

Before using the device, read the safety notes carefully and follow them exactly whenever using the beurer Velvet Skin Pro. Non-observance of the following instructions can result in injury or material damage. Store these instructions for use in a safe place and make them accessible to other users. Ensure that the instructions for use are included if you pass the device on to a third party.

- This device may be used by persons with limited physical, sensory or mental capabilities, provided they are supervised by a responsible person or they receive detailed instructions on how to use the device.
- Do not use the beurer Velvet Skin Pro when pregnant or breastfeeding.
- If you discover extreme reddening, blistering or burns on the skin, **STOP USING THE DEVICE IMMEDIATELY!**
- 48 hours before using the beurer Velvet Skin Pro for the first time, perform a skin sensitivity test on a small area of skin in the intended treatment area (see Chapter 7, step 2: “Skin sensitivity test”).
- Never look directly into the light emitted from the IPL lamp. This product emits potentially dangerous optical radiation. Ensure that the light area of the attachment remains in full contact with the skin.
- Never attempt to release a light pulse into the air!
- On the basis of the “Hair and skin colour chart” on the back page of these instructions for use, determine which light intensities are best suited to the colour of your skin and your body hair and whether this method is suitable for you to use at all (if not, this is marked by an ‘x’ in the chart).

- Do not use the beurer Velvet Skin Pro on naturally dark skin. Treating dark skin with the beurer Velvet Skin Pro can have adverse consequences, such as burns, blisters or discolouration of the skin (hyper or hypopigmentation).
- The beurer Velvet Skin Pro works best on darker hair types or on hair with a high melanin content. Black and dark brown hair shows the best response and, although brown and light brown hair will also respond to the treatment, it usually requires more hair removal sessions. Red hair could produce a reaction. White, grey or blond hair does not usually respond to the beurer Velvet Skin Pro, although several users have noticed results after multiple hair removal sessions.
- The beurer Velvet Skin Pro can cause temporary pigmentation.
- Do not attempt to open or repair your beurer Velvet Skin Pro device. When the beurer Velvet Skin Pro is opened, you could come into contact with dangerous electrical components or with pulsed light energy, which could result in serious injury and/or permanent damage to the eyes.

DANGER

Keep the beurer Velvet Skin Pro away from water! The beurer Velvet Skin Pro is an electrical device. Do not place it in water or allow it to fall into water or any other liquid.



This can lead to severe electric shock.

- Do not use the beurer Velvet Skin Pro when you are taking a bath.
- Do not use the beurer Velvet Skin Pro when the device is damp or wet.
- Do not reach for the beurer Velvet Skin Pro if it has fallen into water.
- Never touch the mains plug or the device with wet hands!

Notes on handling batteries

- If your skin or eyes come into contact with fluid from a battery cell, flush out the affected areas with water and seek medical assistance.
- Protect batteries from excessive heat.
- Risk of explosion! Never throw batteries into a fire.
- Do not disassemble, open or crush the batteries.
- Only use chargers specified in the instructions for use.
- Batteries must be charged correctly prior to use. The instructions from the manufacturer and the specifications in these instructions for use regarding correct charging must be observed at all times.
- Fully charge the battery prior to initial use (see Chapter 8.1).
- In order to achieve as long a battery service life as possible, fully charge the battery at least twice per year.

IMPORTANT

To prevent damage

- Do not attempt to open or repair your beurer Velvet Skin Pro device. Attempting to open the beurer Velvet Skin Pro can damage the device and invalidates your warranty.
- During use, do not expose the device to temperatures below 10 °C or above 40 °C.
- The device should never be left unattended when the mains part is plugged into a socket.
- Only use the beurer Velvet Skin Pro for its intended purpose and as described in the instructions for use.
- Do not operate the beurer Velvet Skin Pro if a cable or plug is damaged and keep the mains cable away from hot surfaces.
- Pull the mains plug of the beurer Velvet Skin Pro out of the socket before cleaning.
- Pull the mains plug out of the socket after charging the battery.
- Do not use the beurer Velvet Skin Pro with attachments or accessories that are not recommended by Beurer GmbH.
- Do not use the beurer Velvet Skin Pro if you see or smell smoke while using the device.
- Do not use the beurer Velvet Skin Pro if it is not working properly or if it appears to be damaged.

- Do not use the beurer Velvet Skin Pro if the skin colour sensor under the light area is cracked or broken.
- Do not use the beurer Velvet Skin Pro if the exterior housing is cracked or falling apart.
- Do not use the beurer Velvet Skin Pro if the light area is cracked, broken or missing.
- Do not operate the beurer Velvet Skin Pro if the cable or plug is damaged.
- Only charge the device with the supplied adapter.
- Do not use the device if the UV filter of the light emission window is damaged.
- Do not use the precision attachment if the filter is damaged.
- Make sure that an unimpeded flow of air through the ventilation holes is ensured.

 **WARNING**

Do not use the beurer Velvet Skin Pro under any circumstances if you suffer from one of the following ailments:

- If you suffer from skin cancer or have done in the past.
- If you suffer from epilepsy.
- If you suffer from keloid scars.
- If you have herpes or psoriasis.
- If you are photosensitive or suffer from another form of light sensitivity, such as porphyria, polymorphic photodermatosis, solar urticaria, lupus, etc.
- If you suffer from a metabolic disorder, such as diabetes.
- If you suffer from a blood clotting disorder.

Do not use the beurer Velvet Skin Pro under any circumstances if you are taking any of the following medication:

- If you are taking medication that makes the skin more sensitive to light, including non-steroidal anti-inflammatory drugs (for example, aspirin, ibuprofen, paracetamol), tetracyclines, phenothiazines, thiazide diuretics, sulphonylurea, sulfonamide, DTIC, fluorouracil, vinblastine, griseofulvin, alpha hydroxy acids (AHAs), beta hydroxy acids (BHAs), Retin-A®, Accutane® and/or topical retinoids.
- If you are undergoing or recently underwent treatment with azelaic acid.
- If you have taken tetracycline antibiotics in the past two weeks.
- If you have been treated with Accutane® (isotretinoin) in the past six months.
- If you have been on a course of steroids in the past three months.
- If you have had a skin exfoliation treatment or other skin smoothing procedure in the last six to eight weeks.
- If you have undergone radiation or chemotherapy in the past three months.

Do not use the beurer Velvet Skin Pro under any circumstances in the following areas:

- On mucous membranes in the ear or nose area.
- On or next to an active implant, such as a pacemaker or a device for incontinence, insulin pump, etc.
- On the face above the cheekbones, around the eyes, eyebrows or eyelashes for women, as this could result in severe damage to the eyes.
- On the whole face and neck for men.
- On nipples, genitals (male or female) or around the anus.
- On piercings or other metal objects, such as earrings or jewellery.
- On tattoos or permanent make-up in the area to be treated.
- On dark brown or black patches, such as large freckles, birthmarks, moles, blisters or warts.
- On eczema, psoriasis, lesions, open wounds or acute infections. Wait until the affected area has healed before using the beurer Velvet Skin Pro.
- On damaged or cracked skin or in areas at risk of malignancy.
- On an area of your body where you may like to have hair in the future.



Warning to sunbathers before and after treatment!



Sunbathing before treatment

1. After sunbathing, wait at least two weeks before using the device.
2. Before treatment, check the skin for signs of sunburn. If you have sunburn that has not healed, wait until it has completely healed to use the device.
3. Carry out a skin sensitivity test on the tanned skin (see Chapter 7, step 2) to determine which energy intensity is right for you.

Sunbathing after treatment

1. After treatment, wait at least 48 hours before sunbathing. Skin that is still reddened must be kept out of the sun.
2. For the first two weeks after the treatment, the treated skin must be covered with clothing or sunscreen (at least SPF 30) when you are out in the sun.

Tanning with artificial light


The instructions for “sunbathing before treatment” and “sunbathing after treatment” also apply to tanning using an artificial light and tanning lotion.

Do not use the device 24 hours before or after using a sauna/swimming pool, as the chlorine may lead to skin irritation.

Note

This list is not exhaustive. If you are unsure as to whether it is safe for you to use the beurer Velvet Skin Pro, seek advice from your doctor or dermatologist.

5. What is the beurer Velvet Skin Pro?




Before using the beurer Velvet Skin Pro

The beurer Velvet Skin Pro is a light-based device for lasting hair removal for private use. The hair removal process based on laser and light is a well known and proven method. In 15 years of clinical applications around the world, it has proven to be a safe and effective method for achieving lasting hair reduction.


How does the light remove the hair?

Light-based hair removal is founded on the principle of selective photothermolysis, which uses optical energy to deactivate hair growth. To achieve such a thermal effect, the hair shaft must selectively absorb the light energy and convert it into heat.



During a pulse from the beurer Velvet Skin Pro

This selectivity is achieved when the optical energy that is released into the tissue is mainly absorbed by the pigment of the hair shaft, while the skin and the surrounding tissue remain cool. Melanin is the pigment in the hair shaft that is responsible for absorbing the light and generates the heat that ultimately deactivates hair growth. Therefore, the more melanin present in the hair (i.e. the darker the hair), the more light can be absorbed and the more effectively the light can work for the hair removal.



After using the beurer Velvet Skin Pro

What effect does the hair growth cycle have on light-based hair removal?



Anagen – growth phase



Catagen – transitional phase




Telogen – resting phase

Every hair on our body goes through the three phases of the hair growth cycle: anagen, catagen and telogen. These phases have a significant influence on how effective the light-based hair removal is.

Anagen is the hair growth phase, while catagen is the transitional phase and telogen is the resting phase.

Although the duration of a complete hair growth cycle differs from person to person and depends on the area of the body the hair is growing on, the cycle generally lasts 18–24 months. At any given time, the majority of the hair follicles on an area of skin are in the resting phase. The beurer Velvet Skin Pro can have no effect on these resting hairs.

However, the hairs in the anagen growth phase respond to the beurer Velvet Skin Pro. Please note that at least one complete hair growth cycle is required in order to achieve long-lasting hair removal using the beurer Velvet Skin Pro.



With the beurer Velvet Skin Pro, safety is the top priority

• IPL technology with the beurer Velvet Skin Pro – the highest level of safety with a lower level of energy

Thanks to Intense Pulsed Light (IPL) technology, lasting hair removal results can be achieved with a mere fraction of the energy used by other light-based hair removal devices. The low level of energy used in the beurer Velvet Skin Pro reduces the potential risk of damage or complications and contributes to your general safety.


• beurer Velvet Skin Pro protects your skin

Light-based hair removal is not suitable for naturally dark skin tones or tanned skin. The beurer Velvet Skin Pro features an integrated *skin colour sensor* that measures the colour of the area of skin to be treated, meaning that it is only possible to use the device on suitable skin colours. This safety feature prevents you from treating your skin if it is too dark or too tanned. The light opening of the device features built-in UV protection, blocking dangerous UV radiation.



• beurer Velvet Skin Pro protects your eyes

To protect the eyes, the beurer Velvet Skin Pro features a built-in skin contact sensor. The sensor was developed so that no light pulses can be emitted when the device is held in the air. A flash is only triggered when the skin contact sensor is resting on your skin.

6. Description of the device

	1. Flashing light
	2. Light opening
	3. Trigger button (the “Auto Flash” mode is applied after 3 flashes have been triggered in succession).
	4. Energy level display
	5. Battery level display
	6. Energy level selection buttons
	7. Button for automatic skin tone detection
	8. ON/OFF - button
	9. Indicator lamp
	10. Skin tone and skin contact sensor
	11. Charging socket

6.1 Detailed description

- ON/OFF button** – The device is switched on and off by simply pressing the  button. The device switches off automatically if it is not used for five minutes. When the device is switched on, all the lights on the energy level display briefly illuminate, whereupon the device switches to energy level 1.
- Button for automatic skin tone detection** – By pressing the  button, you can establish the recommended energy level for your treatment on the relevant area of skin. If this button is pressed, it illuminates green and all the energy level selection buttons flash for ten seconds. If the skin contact sensor is in full contact with the desired treatment area and a light pulse is emitted, the recommended energy level (depending on the skin tone at the area being treated) is automatically set; the energy level display illuminates accordingly.
It should be noted that the recommended energy level is only selected if the corresponding button is pressed, not if the skin tone changes or the treatment area is changed.
- Energy level selection buttons** – The button + (higher energy level) and – (lower energy level) allow you to choose between six different levels. Select the energy level according to your personal physical comfort or based on your skin sensitivity test. You can use the button for automatic skin tone detection to select the optimum energy level for each treatment area.
 - By pressing the buttons + or – (after switching on the device), the energy will be increased or lowered respectively by one level. Each additional press changes the energy level between the lowest (marked with “1”) and the highest level (marked with “6”).
 - A corresponding number of green lights on the energy level display illuminate depending on the selected energy level.
- Battery status indicator** – This display provides information about the battery charge status:
 - Red – Battery charging.
 Note: If the light for energy level 1 illuminates in addition to this red light, the device is switched on.
 - Green – The battery is completely charged and the device is connected to the external power supply.
 - Red, flashing slowly – Low battery charge status (approximately 30 per cent).
 - Red, flashing quickly – Very low battery charge status (approximately 10 per cent).
 Note: The battery charge display only illuminates green or only flashes red if the device is switched on.
- Indicator lamp** – This display on the rear of the device features several different status lights (see following table).

Display	Mode	
Illuminated, green	On.	Ready for light pulse. No lights light up when issuing a light pulse or between light pulses.
Lit up, orange	Triggering (light pulse) is blocked.	The device does not issue a light pulse due to insufficient skin contact.
Lit up, red	Triggering (light pulse) is blocked.	The device does not emit a pulse due to an impermissible skin tone (high Fitzpatrick value as per note on the back page of the instructions for use).
Flashing, orange	Indication of end of the operating life.	Indicates the operating life of the flashing light will soon end.
Illuminated, red	End of the operating life reached.	The device is permanently blocked, the flashing light has reached its illumination limit, an internal fault has occurred or the treatment window is not properly positioned on the device.

7. Before you start

STEP 1: Check whether the beurer Velvet Skin Pro is suitable for you

WARNING

Before using the beurer Velvet Skin Pro for the first time, check whether the device is suitable for you. To check whether the beurer Velvet Skin Pro is suitable for you, read Chapter “4. Warnings and safety notes” and determine which light intensities are best suited to your skin and your body hair and whether this method is suitable for you to use at all (if not, this is marked by an ‘x’ in the chart) on the basis of the “Hair and skin colour chart” on the back page of these instructions for use.

STEP 2: Skin sensitivity test

WARNING

Perform a skin sensitivity test before using the beurer Velvet Skin Pro.

The aim of the skin sensitivity test is to determine how your skin reacts to treatment using the beurer Velvet Skin Pro. Furthermore, it helps you to set the optimum energy level for each treatment zone. Perform a skin sensitivity test on every area of skin that you would like to treat **48 hours** prior to the complete treatment.

Note

In the case of facial treatment, the skin sensitivity test should be performed on an area without hair, such as below the ear or on the side of the neck.

1. Before the treatment, ensure that the skin is shaved, clean and dry (free from any residue such as powder, cream, make-up, antiperspirant or deodorant).

WARNING

UNDER NO CIRCUMSTANCES should you clean the skin with flammable liquids such as alcohol or acetone shortly before using the beurer Velvet Skin Pro.

2. Set up the device as described in Chapter 8.1 “Starting treatment” under points 2 to 5.

3. Place the light area of the device on the desired test area and make sure it is in full contact with the skin.

- The device is automatically set to the lowest energy level. Trigger the first pulse with energy level 1 by pressing the trigger button. You will see a bright flash, hear a cracking noise and may feel a slight burning sensation and/or warmth. Within max. 3 seconds, the device is ready for the next pulse and the indicator lamp on the beurer Velvet Skin Pro is continuously illuminated green.
- Remove the light opening from the skin and place it on the next part of the test area.

i Note

Only increase the energy level if the previous level is not uncomfortable for you. If energy level 1 is uncomfortable for you, do not increase the energy level.

i Note

Note: You can use the button for automatic skin tone detection to automatically determine the recommended energy level for the respective treatment area. Make sure that the recommendation is made based on your skin tone. You can adjust the energy level at any time.

- The energy level can be increased by an increment of 1 by pressing the “+” energy level button. The energy level indicator illuminates in accordance with the selected energy level. Trigger the second pulse with energy level 2 by pressing the trigger button.
- Only repeat steps 5 and 6 if you feel in good health, until you have reached the top energy level 6. Stop the test if it feels uncomfortable, as there is a risk of adverse consequences if the energy level is increased. Stop the test immediately if you notice adverse effects such as extreme reddening or blistering.
- Wait 48 hours and examine the treated area. If the skin on the treated area appears normal (no reaction or slight reddening), you can continue with the full treatment using the highest energy level that you found comfortable during the test. If you notice extreme reddening, swelling or blistering even at a low energy level, do not perform a full treatment on this area.

i Note

Do not perform a full treatment with an energy level that you have not tested beforehand! Do not treat the tested area until at least one week after performing the test.

STEP 3: Plan hair removal using the beurer Velvet Skin Pro for the best results

A typical hair growth cycle can last 18–24 months. During this time, several sessions using the beurer Velvet Skin Pro may be necessary to achieve lasting hair removal. The effectiveness of the hair removal differs from person to person and varies depending on the area of the body and hair colour, as well as on how the beurer Velvet Skin Pro is used.

Typical hair removal plan using the beurer Velvet Skin Pro over a complete hair growth cycle:

- The first three to four hair removal sessions using the beurer Velvet Skin Pro should be performed around two weeks apart.
- The fifth to seventh hair removal sessions using the beurer Velvet Skin Pro should be performed around four weeks apart. Afterwards, you may use the beurer Velvet Skin Pro from time to time as necessary, until lasting results are achieved.

This corresponds to the recommended treatment plan that has proven to achieve the best results. You can, however, create a different personal treatment plan and still achieve satisfactory results.

i Note

The hair removal results cannot be improved by treating the same part of the body more than once within two weeks.

Typical aftercare with the beurer Velvet Skin Pro after achieving lasting hair removal:

Due to hormonal or other physiological changes, resting hair follicles can become active. For this reason, hair removal sessions for aftertreatment using the beurer Velvet Skin Pro may be necessary from time to time.

STEP 4: Prepare the treatment area

Before the treatment, ensure that the skin is shaved, clean and dry (free from any residue such as powder, cream, make-up, antiperspirant or deodorant).

WARNING

Do not clean the skin with flammable liquids such as alcohol or acetone shortly before using the beurer Velvet Skin Pro.

STEP 5: Adjust the energy intensity/automatic skin tone detection

Energy level

The energy level determines the intensity of the light pulse emitted by the beurer Velvet Skin Pro onto your skin (from the lowest level (-) to the highest level (+)). The energy level display on the device displays the energy level increases. As the energy level increases, so do the hair removal results and the risk of possible side effects and complications.

Always begin the first hair removal treatment at the energy level that has been determined in the automatic skin tone recognition test and confirmed in the skin sensitivity test.

Automatic skin tone detection/skin tone measurement

The automatic skin tone detection allows you to see the suitable energy level for your skin tone displayed on the device.

Note

- For your safety, always select the darkest area of skin (e.g. the outer side of the lower leg, back of the hand)
Important: Before using on another part of the body, you must take another measurement.
- The device does not trigger any light pulses in skin tone detection mode.
- If you want to cancel skin tone detection early, press one of the energy level selection buttons (+ or -) again to return to normal mode.

If you notice slight or no irritation during and after the first hair removal treatment while using the recommended energy level, you may increase the energy level by 1 in subsequent sessions.

WARNING

Do not increase the energy level if you experience an abnormal amount of pain during or after the treatment using the beurer Velvet Skin Pro! (See “Step 6 Familiarise yourself with the possible side-effects”)

Do not increase the energy level during the hair removal session, even if you do not notice any discomfort.

Irritation can occur some time after the treatment itself.

STEP 6: Familiarise yourself with the possible side-effects of using the beurer Velvet Skin Pro

If the beurer Velvet Skin Pro is used in accordance with the instructions in these instructions for use, side effects and complications seldom occur in relation to the use of the beurer Velvet Skin Pro. However, every cosmetic treatment method – including methods such as those designed for use at home – is associated with a certain degree of risk. That is why it is important that you understand and accept the risks and complications that can occur with hair removal systems for use at home that use pulsed light.

Complication	Probability of the complication	Side effect	Probability of the side effect
Impact of several pulses on the same area of skin	Low	Slight skin irritation	Low
		Reddening of the skin	Low
		Increased sensitivity of the skin	Low
		Skin lesions and burns	Seldom
		Scarring	Seldom
		Changes to pigmentation	Seldom
		Excessive reddening and swelling	Seldom
		Infection	Negligible
		Haematoma	Negligible

Slight soreness to skin

Although hair removal at home using pulsed light is generally tolerated very well, the majority of users experience slight discomfort during the treatment, which is usually described as a slight stinging on the treated skin area. The stinging usually lasts for the duration of the treatment or up to a few minutes afterwards. Anything beyond this slight discomfort is not normal and means that you should either discontinue using the beurer Velvet Skin Pro because the hair removal treatment is not suitable for you or the energy level setting is too high.

Reddening of the skin

Your skin may become red directly after treatment using the beurer Velvet Skin Pro or within 24 hours after the treatment. Any reddening generally fades within 24 hours. Consult your doctor if the reddening does not disappear within two or three days.

Increased sensitivity of the skin

The skin on the treated area is more sensitive, which can lead to dryness or skin peeling.

Skin lesions and burns

In very rare cases, burns or lesions to the skin can occur after the treatment. The burn or lesion may take a few weeks to heal and, in extremely rare cases, you may be left with a visible scar.

Scarring

Although it only occurs very rarely, permanent scarring may occur. Scarring usually occurs in the form of a flat, white lesion on the skin (hypotrophy). However, it may also be wide and red (hypertrophy) or wide and extend further than the injury itself (keloid). Subsequent aesthetic treatment may be required to improve the appearance of the scar.

Changes to pigmentation

The beurer Velvet Skin Pro targets the hair shaft and, in particular, the pigmented cells in the hair follicle and the hair follicle itself.

Despite this, there is a risk of hyperpigmentation (increased pigment or brown discolouration) or hypopigmentation (fading) of the surrounding skin. The risk of changes to the skin pigmentation is higher for people with darker skin. Discolouration or changes to skin pigmentation are usually temporary and permanent hyper or hypopigmentation only occurs rarely.

Excessive reddening and swelling

In rare cases, the treated skin can become very red and swollen. This is more likely to occur in sensitive parts of the body. Reddening and swelling should subside within two to seven days and be treated by frequent application of ice. Gentle cleaning is OK, but you should avoid exposure to the sun.

Infection

An infection of the skin is extremely rare, yet still a possible risk after a burn or lesion to the skin caused by the beurer Velvet Skin Pro.

Haematoma

In very rare cases, using the beurer Velvet Skin Pro can result in blue/violet haematoma that may last five to ten days. Once the haematoma fades, rusty brown discolouration of the skin (hyperpigmentation) can occur, which may be permanent.

STEP 7: What can be expected from treatment using the beurer Velvet Skin Pro?

For many users, the beurer Velvet Skin Pro may be the first experience they have with a light-based device developed for use at home. The beurer Velvet Skin Pro is simple to use and hair removal sessions do not take long. During a session with the beurer Velvet Skin Pro, it is normal to experience and notice the following:

- **Whirring of the fan** – The cooling fan in the beurer Velvet Skin Pro makes a noise similar to a hair dryer. This is normal.
- **Cracking noise with every pulse** – When a pulse is triggered from the beurer Velvet Skin Pro, it is normal to hear a kind of cracking noise at the same time as the flash of light.
- **Slight impression of the light opening** – This is necessary and helpful for the placement of adjacent light pulses and is part of the beurer Velvet Skin Pro's safety function.
- **Feeling of warmth and prickling sensation** – During each light pulse, it is normal to feel a slight warmth and prickling sensation from the light energy. Remember that it is important to always use low energy levels for the first hair removal sessions. You may feel a certain warmth up to an hour after using the beurer Velvet Skin Pro.
- **Slight reddening of the skin** – During or directly after your session with the beurer Velvet Skin Pro, it is not unusual to experience a slight reddening of the skin. This is usually most visible around the hairs themselves. However, if you notice complete reddening of the skin, blistering or burns, stop using the beurer Velvet Skin Pro immediately.

8. Use of the beurer Velvet Skin Pro

WARNING

If you would like to use the device on your face, first read the instructions in Chapter 8.2 to 8.3, before looking at Chapter 8.3 "Starting treatment".

8.1 Starting treatment

1. Remove the device from the packaging.
2. Check the device, mains plug, attachments and cable for damage.
3. Connect the device to the mains.
4. Charge the device fully prior to first use (duration approx. 2 hours).

Note

Before the treatment, ensure that the skin is shaved, clean and dry (free from any residue such as powder, cream, make-up, antiperspirant or deodorant).

Allow the device to cool for a few minutes if it seems too hot for you. You can continue your treatment as normal after a short cooling period.

WARNING

Do not clean the skin with flammable liquids such as alcohol or acetone shortly before using the beurer Velvet Skin Pro.

5. Press the ON/OFF button to switch on the device.
6. Select the correct energy level for your skin colour using the +/- buttons or use the automatic skin tone detection (☺).

7. Place the device on the skin at a 90 degree angle so that the attachment is in complete contact. The integrated skin contact sensor prevents light pulses being accidentally emitted without skin contact.
8. The indicator lamp on the rear of the device illuminates green in order to indicate that you can continue with the treatment.
9. Press the trigger button to emit a light pulse.
10. The device is equipped with an “Auto Flash” mode. This mode is activated if you hold the trigger button down for 3 consecutive light pulses. The device now automatically emits light pulses without having to press the trigger button again, as long as there is sufficient skin contact.

 **Note**

If you press the *trigger button* and your skin is too dark or too tanned, the *indicator lamp* on the device illuminates red. In this case, the device does not trigger a pulse on this area of skin.

If the device does not have sufficient contact with the skin and you press the trigger button, the indicator lamp on the *device* illuminates orange. In this case, the device does not trigger a pulse on this area of skin either.

 **WARNING**

Do not treat the same area of skin more than once per hair removal session!

Treating an area of skin more than once during a single hair removal session can increase the probability of side effects.

Try to avoid overlapping pulses.

 **Note**

The pulses from the beurer Velvet Skin Pro should be applied in rows – beginning at one end of each row, continuing to the other end. This technique allows better monitoring of the areas of skin that have already been treated and helps you to avoid treating the same area more than once or treating overlapping areas of skin. The *light area* of the beurer Velvet Skin Pro is designed in such a way that it leaves a temporary impression on the treated area of skin. These visible impressions can be used for precise placement of the next pulse.

11. Lift the device off the skin and place it on the next part of the treatment area. When repositioning, make sure not to leave any gaps or overlap the treated skin. The device recharges itself immediately and is ready for the next pulse within max. 3 seconds (at the highest intensity level) (the indicator lamp on the device continuously illuminates green once again). Repeat the process until the entire area of skin has been treated.

After treatment with beurer Velvet Skin Pro

- Once the hair removal session using the beurer Velvet Skin Pro is finished, switch off the device by pressing the ON/OFF button.
- After each hair removal session, it is recommended that you clean your beurer Velvet Skin Pro device, paying particular attention to the *light area* (see Chapter 9.1 “Cleaning the beurer Velvet Skin Pro”).
- After cleaning, it is recommended that you store your beurer Velvet Skin Pro device in its original box and keep it away from water.

8.2 Facial treatment

WARNING

Do not use the beurer Velvet Skin Pro on your face at an energy level higher than 3.
Women should not use the beurer Velvet Skin Pro on their face above the cheekbones or on the eyes, eyebrows or eyelashes, as this could result in severe damage to the eyes.
Men should not use the beurer Velvet Skin Pro on the face, neck or chin.
Do not use the beurer Velvet Skin Pro on mucous membranes in the nose or throat area.

The skin on your face is very sensitive and requires special care. Observe all warning and safety notes in these instructions for use to prevent adverse consequences. We recommend that you first perform a treatment on your body and get to know the device before performing facial treatment.

All areas of the face below the cheekbones, such as the upper lip, cheeks, jaw, chin and neck can be treated using the beurer Velvet Skin Pro.

Note

The precision attachment, which is included in delivery, can be used to make application on the face easier. This makes the light area smaller and allows for a more precise application.

The precision attachment can be easily attached to the head of the device by positioning it and pushing it on to the light area.

Please position the precision attachment so that the corresponding cut-out area in the attachment lines up over the skin contact/skin colour sensor. If the skin contact/skin colour sensor is covered, it is not possible to trigger a light pulse. Use the precision attachment with max. energy level 3 and only use if your skin tone is lighter than skin type 5.

Do not use the precision attachment for longer than 80 pulses in a row.

There is the risk of the red filter becoming too hot, which could result in burns.



1. You must carry out a selective skin sensitivity test 48 hours before treatment (see Chapter 7, step 2).
The skin sensitivity test should be performed on an area without hair, such as below the ear or on the side of the neck, to determine the suitable energy level.

WARNING

Do not treat the tested area until at least one week after performing the skin sensitivity test.

Note

Facial hair can be a result of hormones, which means that several sessions may be required to achieve long-lasting hair reduction.

8.3 Care after facial treatment

- Apply a soothing lotion such as aloe vera.
- Do not use exfoliators, whitening lotions or similar products for at least 24 hours, as this could irritate the treated skin.
- For at least 48 hours after the treatment, avoid more than 15 minutes of direct exposure to the sun.
If recently treated skin is exposed to sunlight during this period, sun protection with SPF 30 or higher must be applied.
- Do not remove hair on the treated areas using wax or tweezers.

Remember that it may take a complete hair growth cycle for hair removal to be complete.

9. Care of the beurer Velvet Skin Pro

9.1 Cleaning

After each hair removal session, it is recommended that you clean your beurer Velvet Skin Pro device, paying particular attention to the *light area*.

IMPORTANT

Never immerse the beurer Velvet Skin Pro or any of its parts in water!

- Use a clean, dry cloth and cleaning agent specially developed for electronic devices to gently wipe the surface of the beurer Velvet Skin Pro, paying particular attention to the light surface.

10. Trouble-shooting

“My beurer Velvet Skin Pro cannot be switched on”

- Ensure that the device’s battery is charged (using the green light on the battery status display).
- If the IPL device does not emit a light pulse, check whether
 - a. The treatment attachment is properly secured to your device (the device does not work if it is not placed on the device or is not placed on it correctly).
 - b. The device is still in the automatically activated safety mode if no skin contact or no permissible skin tone has been detected.
 - c. There is full skin contact.
 - d. The treatment area is too small, curved or bony. The treatment window must be placed completely on the treatment area (try to pull the skin straight).
 - e. Emission of the light pulse is blocked if the IPL device detects a skin tone that is too dark. In this case, the indicator lamp briefly illuminates red.
 - f. In the case of safety problems and when the operating life is reached, the indicator lamp illuminates red. In this case, the device switches off automatically.
- General fault:
 - a. The treatment window must be cleaned in accordance with the instructions in the relevant section if it is dirty or dusty. Contact Customer Services if you cannot clean the dirt yourself.
 - b. If the light pulses are emitted in a delayed manner after changing the treatment area, use the device in a cooler environment, if necessary. The light pulses may be emitted more slowly in warmer ambient temperatures.
 - c. If a general fault occurs, switch off the device, wait ten seconds and then reconnect it.
- Should you still have problems with your device, please contact Customer Services.

11. Frequently asked questions

1. Does Velvet Skin Pro really work?

Yes. In clinical tests performed by doctors, it was proven that the technology in the beurer Velvet Skin Pro can be used to achieve lasting hair removal results. However, the results may vary depending on the hair growth cycle, the energy level used and the hair thickness and colour.

2. On which parts of my body can I use the beurer Velvet Skin Pro?

The beurer Velvet Skin Pro was designed for hair removal all over the body. The most common areas that are treated with the beurer Velvet Skin Pro are the legs, armpits, arms, bikini zone and the face below the cheekbones.

3. How long does a treatment session using the beurer Velvet Skin Pro last?

The time can vary depending on the area of the body being treated. A full body treatment (legs, arms, armpits, bikini zone and face below the cheekbones) takes approximately 21 minutes at the lowest intensity level and using a large attachment.

4. Is the beurer Velvet Skin Pro safe?

The beurer Velvet Skin Pro was developed with a strong focus on your safety and employs clinically tested technology. However, this device – like any other product or electronic device intended for application on the skin – must be used in accordance with the instructions for use and the safety notes for users.

5. Does the beurer Velvet Skin Pro cause pain?

When used correctly, most users of the beurer Velvet Skin Pro report a slight warm feeling when the light pulse is issued. Users with thicker and darker hair could feel slightly more discomfort, but this should subside once the hair removal session is finished. The beurer Velvet Skin Pro features six energy level settings that you can select according to your sensitivity.

6. How often should I use the beurer Velvet Skin Pro?

In the case of body hair treatment with the beurer Velvet Skin Pro, the first four sessions should be performed two weeks apart. The fifth to seventh sessions should be performed four weeks apart. Any further sessions should be performed if the hair has grown back until the desired results have been achieved.

In the case of treatment of hair on the face below the cheekbones, the first six sessions should be performed two weeks apart. The seventh to twelfth sessions should be performed four weeks apart. Any further sessions should be performed if the hair has grown back until the desired results have been achieved.

7. Is the beurer Velvet Skin Pro effective on white, grey or blond hair?

The beurer Velvet Skin Pro works best on darker hair types or on hair with a higher melanin content. Melanin is the pigment that gives hair and skin its colour and absorbs light energy. Black and dark brown hair shows the best response. Brown and light brown hair also responds to treatment, but it usually requires more hair removal sessions. A limited effect can be seen on red hair. White, grey or blond hair does not usually respond to the beurer Velvet Skin Pro, although several users have noticed results after multiple hair removal sessions.

8. Can I use the beurer Velvet Skin Pro on brown or black skin?

Do not use the beurer Velvet Skin Pro on naturally dark skin! It does not work!

The beurer Velvet Skin Pro is a light-based device that removes undesired hair by means of the selective treatment of the hair pigment. A different amount of pigment is present in the surrounding skin tissue. The amount of pigment in the skin of any given person – which can be seen by the colour of the skin – determines the degree of risk that the person is exposed to when using the beurer Velvet Skin Pro. Treating dark skin with a light-based hair removal procedure can have adverse consequences, such as burns, blisters or discolouration of the skin (hyper or hypopigmentation). The beurer Velvet Skin Pro features an integrated *skin colour sensor*, which measures the colour of the treated skin at the beginning of every treatment session and occasionally during the session itself. The *skin colour sensor* prevents the beurer Velvet Skin Pro from emitting further pulses if it detects that the device is being used on darker skin tones.

9. When will I see the results of the beurer Velvet Skin Pro?

As with all other hair removal devices that are based on light or lasers, the results cannot be seen immediately and you could even think that nothing has happened at all. After a hair removal session, the hair sometimes appears to grow back, but normally, many of these hairs will simply fall out after two weeks. Additionally, hair grows in three different stages and the beurer Velvet Skin Pro only has an effect on the hairs in the active growth phase. This is one of the main reasons why multiple sessions are necessary to achieve the desired result.

10. Can men use the beurer Velvet Skin Pro?

Although the beurer Velvet Skin Pro was developed for women, the device is also suitable for use by men. However, men's hair – typically on the chest – will require more hair removal sessions than women's does to achieve the desired results.

11. Why is my hair still growing although I treated it a week ago?

It may seem as though the hair is still growing up to two weeks after a hair removal session using the beurer Velvet Skin Pro. This is known as the "ejection" process and, after around two weeks, you will find that the hairs simply fall out or can be pulled out with a slight tug. (However, we do not recommend that you pull on the hairs – simply let them fall out naturally). It is also possible that some hairs are not affected by the beurer Velvet Skin Pro due to a missed application or different growth phases. These

hairs are treated in subsequent sessions and this is why several hair removal sessions are required to achieve the best results with the beurer Velvet Skin Pro.

12. Is it true that some hairs grow back thinner and finer after a light-based hair removal treatment?

This phenomenon has been extensively documented by beauticians and doctors who use light and laser-based hair removal devices. It is possible that some hairs grow back thinner and finer after hair removal using the beurer Velvet Skin Pro. Normally, these hairs are a mere fraction of those that were originally there and further treatment can have the desired effect on them.

13. Why can't I perform a treatment when I have an "active" tan?

Do not use the beurer Velvet Skin Pro on tanned skin or after exposure to the sun. Tanned skin, especially after exposure to the sun, contains a large amount of the pigment melanin. This applies to all skin types and colours, including those that do not seem to tan quickly. The presence of a large amount of melanin exposes the skin to an increased risk of negative consequences in relation to the use of the beurer Velvet Skin Pro, including burns, blistering and discolouration of the skin (hyper or hypopigmentation).

14. Is long-term use of the beurer Velvet Skin Pro dangerous for my skin?

The use of light and laser energy in aesthetic medicine has been extensively documented for over 15 years in professional journals that are checked by experts and by reputable institutions such as the Mayo Clinic. These journals and institutions have not reported any side effects or damage as a result of long-term use of light and laser-based devices.

15. Can I use the beurer Velvet Skin Pro to remove the hair on my chin or other facial hair?

The beurer Velvet Skin Pro **can** be used to treat hair on the face below the cheekbones. When using on the face, it is important to avoid the area around the eyes. The beurer Velvet Skin Pro must not be used around or on the eyes under any circumstances. As with other parts of the body, exposure to the sun before and after treatments using the beurer Velvet Skin Pro should be avoided. Acceptable sun protection includes clothing that covers the area or sun cream (at least SPF 30+) that must be worn or applied before and after the treatments.

16. After unprotected exposure to the sun, how long should I wait before performing a treatment with the beurer Velvet Skin Pro?

You should wait two weeks after unprotected exposure to the sun before using the beurer Velvet Skin Pro. If you are still unsure about exposure to the sun, you should consult your doctor.

17. Are there any particular steps I need to take before using the beurer Velvet Skin Pro?

Before each session using the beurer Velvet Skin Pro, it is important that exposure of the treated surface to the sun is avoided for at least two weeks. This can be aided by UV sun cream (SPF 30+) and clothing that covers the treated area. Furthermore, the area to be treated should be cleaned with mild soap and water and the hair should be shaved down to the surface of the skin.

18. How should I care for the treatment area after using the beurer Velvet Skin Pro?

The area treated with the beurer Velvet Skin Pro can be cleaned and cared for using conventional skin care products. Do not expose the area to the sun without adequate protection. Sun cream with a high sun protection factor (30+) and clothing that covers the area provide sufficient protection from the sun.

12. Disposal

The empty, completely flat rechargeable batteries must be disposed of using specially designated collection boxes, recycling points or electronics retailers. You are legally required to dispose of the rechargeable batteries.

The codes below are printed on rechargeable batteries containing harmful substances:

Pb = Battery contains lead,

Cd = Battery contains cadmium,

Hg = Battery contains mercury.



For environmental reasons, do not dispose of the device in the household waste at the end of its useful life. Dispose of the unit at a suitable local collection or recycling point. Dispose of the device in accordance with EC Directive – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). If you have any questions, please contact the local authorities responsible for waste disposal.





The device battery must be disposed of separately. The battery must not be disposed of with domestic waste.

For information on disposal, please contact the authorised seller or the public authority responsible for waste disposal.

13. Technical data

Type	IPL 8500	
Treatment surface	4.5 cm ² / precision attachment 2 cm ²	
Technology	IPL (Intense Pulsed Light) for use in the home	
Wavelength	475–1200 nm (large attachment), 550–1200 nm (precision attachment)	
Max. energy level	max. 5 J/cm ²	
Selectable energy levels	6	
Speed	1 pulse at intervals of max. 3 seconds (at the highest intensity level)	
Max. pulses in light	300,000	
Dimensions	Approx. 200x175x65 mm	
Weight	Approx. 480g	
Temperature	Operation	10–40 °C
	Storage	-10–70 °C
Relative humidity	Operation	30–70% rel. h.
	Storage	0–90% rel. h. at 55 °C (no condensation)
Battery	Lithium-ion battery, 7.4 V, 2500 mAh	
Pulses per charge	550 flashes	

14. Mains part

Model number	YJS024Y-1201800
Input	100-240V ~ 50/60Hz, 500mA
Output	12V  1.8A
Protection	Double-protected
Polarity	
Classification	Protection class II



Lisez attentivement ce mode d'emploi, conservez-le pour un usage ultérieur, mettez-le à disposition des autres utilisateurs et suivez les consignes qui y figurent.

Table des matières

1. Contenu	43
2. Signes et symboles	43
3. Utilisation conforme aux recommandations	44
4. Consignes d'avertissement et de mise en garde	44
5. Qu'est-ce que beurer Velvet Skin Pro ?	48
6. Description de l'appareil	49
6.1 Description détaillée	49
7. Avant de commencer	50
ÉTAPE 1 : vérifiez si le système beurer Velvet Skin Pro vous convient	50
ÉTAPE 2 : test de tolérance cutanée	51
ÉTAPE 3 : planifiez l'épilation avec le système beurer Velvet Skin Pro pour de meilleurs résultats.....	52
ÉTAPE 4 : préparez la zone à traiter	52
ÉTAPE 5 : réglez l'intensité énergétique/la reconnaissance automatique de la couleur de peau	52
ÉTAPE 6 : s'informer sur les effets secondaires possibles lors de l'utilisation du système beurer Velvet Skin Pro	53
ÉTAPE 7 : que faut-il attendre d'un traitement avec le système beurer Velvet Skin Pro ?	54
8. Utilisation du système beurer Velvet Skin Pro	55
8.1 Mise en service.....	55
8.2 Traitement du visage.....	56
8.3 Soin après un traitement du visage	57
9. Entretien du système beurer Velvet Skin Pro	57
9.1 Nettoyage	57
10. Résolution des erreurs	58
11. Questions fréquentes	58
12. Élimination	61
13. Données techniques	61
14. Adaptateur secteur	62

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos produits. Notre société est réputée pour l'excellence de ses produits et les contrôles de qualité approfondis auxquels ils sont soumis dans les domaines suivants : chaleur, thérapie douce, diagnostic de pression artérielle, contrôle de poids, massage, beauté et purification d'air. Lisez attentivement cette notice, conservez-la pour un usage ultérieur, mettez-la à disposition des autres utilisateurs et suivez les consignes qui y figurent.

Sincères salutations,
Votre équipe Beurer

1. Contenu



- 1 épilateur IPL beurer Velvet Skin Pro
- 1 embout de précision
- 1 adaptateur secteur
- 1 mode d'emploi ci-présent
- 1 pochette de rangement












AVERTISSEMENT

- L'appareil et l'adaptateur sont uniquement destinés à une utilisation domestique ou privée, et non à une utilisation commerciale.
- Cet appareil est uniquement conçu pour des personnes âgées de plus de 18 ans.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- Vérifiez avant chaque utilisation que l'appareil et le câble d'alimentation sont intacts. En cas de dommages, l'appareil ne doit pas être utilisé.
- L'appareil et l'adaptateur ne doivent pas être mouillés.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de milieux humides tels que baignoires, lavabos, douches ou autres conteneurs d'eau ou d'autres liquides - risque d'électrocution !
- Ne regardez jamais directement la lumière.
- N'insérez pas d'objet dans l'appareil.
- Veillez à ce que les fentes d'aération de l'appareil ne soient pas couvertes.
- Ne touchez aucun composant interne si l'appareil est endommagé afin d'éviter une électrocution.
- Si le câble d'alimentation électrique de l'appareil est endommagé, il doit être mis au rebut. S'il n'est pas détachable, l'appareil doit être mis au rebut.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance. Les enfants ne doivent pas être laissés sans surveillance et ne doivent pas jouer avec l'appareil.

2. Signes et symboles

Les symboles suivants figurent dans ce mode d'emploi et sur l'appareil :

 AVERTISSEMENT	Ce symbole vous avertit des risques de blessures ou des dangers pour la santé
 ATTENTION	Ce symbole vous avertit des éventuels dommages au niveau de l'appareil ou d'un accessoire

 Remarque	Indication d'informations importantes
 DANGER	L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau ou dans l'eau (par exemple, lavabo, douche, baignoire) – risque d'électrocution !
	Veillez lire le mode d'emploi
	L'appareil est équipé d'une double isolation de protection et répond à la classe de sécurité 2
	Attention : rayonnement optique
	N'utilisez l'appareil que dans des pièces fermées
	Protéger contre l'humidité
	Maintenir loin des yeux !
	Ne pas utiliser sur une peau bronzée ou après une exposition au soleil
	Veillez éliminer l'appareil conformément à la directive européenne – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) relative aux appareils électriques et électroniques usagés
	Ce produit répond aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur

3. Utilisation conforme aux recommandations

Le système beurer Velvet Skin Pro est conçu pour éliminer la pilosité indésirable sur le corps de personnes adultes.

Les zones du corps idéales pour le système beurer Velvet Skin Pro sont les jambes, les aisselles, le maillot, le torse, le ventre et, pour les femmes, le visage sous les pommettes. L'appareil n'est pas conçu pour l'épilation de l'anus, des parties génitales ou des mamelons. Utilisez-le uniquement selon le mode d'emploi.

4. Consignes d'avertissement et de mise en garde

AVERTISSEMENT

Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les consignes de sécurité et suivez-les avec précision lors de l'utilisation du système beurer Velvet Skin Pro. Le non-respect des consignes suivantes peut provoquer des blessures ou des dégâts matériels. Conservez ce mode d'emploi et tenez-le à la disposition de tous les autres utilisateurs. Assurez-vous que ce mode d'emploi est joint si vous transmettez l'appareil à des tiers.

- Cet appareil est adapté aux personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou psychiques limitées uniquement si une surveillance adaptée ou des instructions complètes pour l'utilisation de l'appareil sont assurées par une personne responsable.
- N'utilisez pas le système beurer Velvet Skin Pro pendant la grossesse ou l'allaitement.
- Si vous constatez des rougeurs extrêmes, des ampoules ou des brûlures sur la peau, **ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT L'UTILISATION !**

- 48 heures avant la première utilisation du système beurer Velvet Skin Pro, effectuez un test de tolérance cutanée sur une petite zone de la peau dans la région de traitement prévue (voir chapitre 7, étape 2 : « Test de tolérance cutanée »).
- Ne regardez en aucun cas directement dans la lumière émanant de la lampe IPL. Ce produit peut émettre des rayons optiques nocifs. Assurez-vous que la surface lumineuse de l'embout est entièrement en contact avec la peau.
- N'essayez jamais de déclencher une impulsion lumineuse en l'air !
- Grâce au « tableau des couleurs de poils et de peau » au dos de ce mode d'emploi, vous pouvez vérifier les intensités lumineuses adaptées à la couleur de votre peau et votre pilosité, et si cette méthode vous convient (dans le cas contraire, ceci est indiqué par un « x » dans le tableau).
- N'utilisez pas le système beurer Velvet Skin Pro sur une peau naturellement foncée. Le traitement de la peau foncée avec le système beurer Velvet Skin Pro peut avoir des effets négatifs tels que des brûlures, des ampoules et des modifications de la couleur de la peau (hyperpigmentation ou hypopigmentation).
- Le système beurer Velvet Skin Pro fonctionne au mieux sur les types de poils foncés ou contenant beaucoup de mélanine. Ce sont les poils noirs et brun foncé qui réagissent le mieux. Bien que les poils bruns et châains réagissent aussi, ils nécessitent normalement plus de séances d'épilation. Le roux peut subir une réaction. Les poils blancs, gris ou blonds ne réagissent généralement pas au système beurer Velvet Skin Pro, bien que certains utilisateurs aient remarqué des résultats après plusieurs séances d'épilation.
- Le système beurer Velvet Skin Pro peut provoquer une pigmentation temporaire.
- N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer votre système beurer Velvet Skin Pro. En cas d'ouverture du système beurer Velvet Skin Pro, vous pouvez entrer en contact avec des composants électriques dangereux ou de l'énergie lumineuse pulsée, ce qui peut provoquer de graves blessures et/ou des dégâts oculaires permanents.

DANGER

Maintenez le système beurer Velvet Skin Pro loin de l'eau ! Le système beurer Velvet Skin Pro est un appareil électrique. Ne l'immergez pas dans l'eau et ne le laissez pas tomber dans l'eau ou dans tout autre liquide.



Cela pourrait causer un grave choc électrique !

- N'utilisez pas votre système beurer Velvet Skin Pro en prenant un bain.
- N'utilisez pas le système beurer Velvet Skin Pro si l'appareil est humide ou mouillé.
- Ne touchez pas le système beurer Velvet Skin Pro s'il est tombé dans l'eau.
- Ne touchez jamais la fiche et l'appareil avec les mains mouillées !

Remarques relatives aux batteries

- Si du liquide de la cellule de batterie entre en contact avec la peau ou les yeux, rincez la zone touchée avec de l'eau et consultez un médecin.
- Protégez les batteries d'une chaleur excessive.
- Risque d'explosion ! Ne jetez pas les batteries dans le feu.
- Ne démontez, n'ouvrez ou ne cassez pas les batteries.
- N'utilisez que le chargeur indiqué dans le mode d'emploi.
- Les batteries doivent être chargées correctement avant utilisation. Pour charger l'appareil, respectez toujours les instructions du fabricant ou les informations contenues dans ce mode d'emploi.
- Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie (voir chapitre 8.1).
- Rechargez la batterie complètement au moins 2 fois par an pour atteindre une durée de vie maximale de la batterie.

⚠ ATTENTION

Pour éviter les dégâts

- N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer votre système beurer Velvet Skin Pro. Si vous tentez d'ouvrir le système beurer Velvet Skin Pro, vous risquez d'endommager l'appareil et votre garantie sera annulée.

- Pendant l'utilisation, n'exposez pas l'appareil à des températures inférieures à 10 °C ou supérieures à 40 °C.
- L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance si l'adaptateur secteur est branché dans une prise.
- Utilisez le système beurer Velvet Skin Pro uniquement pour son usage prévu et conformément à la description du mode d'emploi.
- N'utilisez pas le système beurer Velvet Skin Pro si un câble ou une fiche est endommagé et maintenez le câble d'alimentation éloigné des surfaces chauffées.
- Débranchez le système beurer Velvet Skin Pro de la prise avant le nettoyage.
- Débranchez la fiche de l'appareil de la prise après la charge de la batterie.
- N'utilisez pas le système beurer Velvet Skin Pro avec des embouts ou accessoires non recommandés par Beurer GmbH.
- N'utilisez pas le système beurer Velvet Skin Pro si vous voyez de la fumée pendant l'utilisation de l'appareil.
- N'utilisez pas le système beurer Velvet Skin Pro s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il semble être endommagé.
- N'utilisez pas le système beurer Velvet Skin Pro si le détecteur de couleur de peau sous la surface lumineuse est fendu ou cassé.
- N'utilisez pas le système beurer Velvet Skin Pro si le boîtier extérieur est fendu ou s'il se sépare.
- N'utilisez pas le système beurer Velvet Skin Pro avec une cartouche endommagée ou si la surface lumineuse est fendue, cassée ou absente.
- N'utilisez pas le système beurer Velvet Skin Pro si un câble ou une fiche est endommagé.
- Chargez l'appareil uniquement avec l'adaptateur fourni.
- N'utilisez pas l'appareil si le filtre UV de la fenêtre de sortie de lumière est endommagé.
- N'utilisez pas l'embout de précision si le filtre est endommagé.
- Veillez à ce que le flux d'air puisse passer sans problème par les orifices de ventilation.



AVERTISSEMENT

N'utilisez en aucun cas le système beurer Velvet Skin Pro si vous souffrez de l'une de ces maladies :

- Si vous avez ou avez eu un cancer de la peau.
- Si vous souffrez d'épilepsie.
- Si vous souffrez de chéloïde.
- Si vous avez de l'herpès ou un psoriasis.
- Si vous êtes photosensible ou souffrez d'autres sensibilités à la lumière, par exemple porphyrie, photodermatose polymorphe, urticaire solaire, lupus, etc.
- Si vous souffrez d'une maladie métabolique, par exemple le diabète.
- Si vous souffrez d'un trouble de la coagulation.

N'utilisez en aucun cas le système beurer Velvet Skin Pro si vous prenez l'un de ces médicaments :

- Si vous prenez des médicaments qui sensibilisent la peau à la lumière, y compris des antirhumatismaux non stéroïdiens (par exemple aspirine, ibuprofène, paracétamol), tétracycline, phénothiazine, diurétiques thiazidiques, sulfonyles, sulfamides, DTIC, fluorouracile, vinblastine, griséofulvine, acides alpha-hydroxylés (AHA), acides bêta-hydroxylés (BHA), Retin-A®, Accutane® et/ou rétinoïdes topiques.
- Si vous avez été traité récemment ou êtes traité avec de l'acide azélaïque.
- Si vous avez pris des antibiotiques tétracyclines au cours des deux dernières semaines.
- Si vous avez été traité par Accutane® (isotrétinoïne) au cours des 6 derniers mois.
- Si vous avez fait une cure de stéroïdes au cours des 3 derniers mois.
- Si vous avez effectué un gommage de la peau ou tout autre traitement lissant pour la peau au cours des dernières 6 à 8 semaines.

- Si vous avez subi une radiothérapie ou chimiothérapie dans les 3 derniers mois.

N'utilisez le système beurer Velvet Skin Pro en aucun cas sur les endroits suivants :

- Sur les muqueuses dans la zone du nez et des oreilles.
- Sur ou près d'un implant actif, par exemple un stimulateur cardiaque, un appareil pour l'incontinence, une pompe à insuline, etc.
- Chez les femmes, sur le visage au-dessus des pommettes, autour des yeux, des sourcils ou des cils, car ceci peut provoquer de graves dommages aux yeux.
- Chez les hommes, au niveau du visage et du cou.
- Autour des mamelons, parties génitales (masculines ou féminines) ou de l'anus.
- Sur des piercings ou d'autres objets métalliques, par exemple des boucles d'oreilles ou des bijoux.
- Sur un tatouage ou du maquillage permanent dans la zone à traiter.
- Sur des taches marron foncé ou noires, par exemple de grosses taches de rousseur, grains de beauté, taches de vin, ampoules ou verrues.
- Sur de l'eczéma, du psoriasis, des lésions, des plaies ouvertes ou d'autres infections. Attendez que la zone affectée soit guérie avant d'utiliser le système beurer Velvet Skin Pro.
- Sur une peau abîmée ou craquelée ou des zones à risque de malignité.
- À un endroit du corps où vous voudrez peut-être de nouveau avoir des poils plus tard.



Avertissements à propos de l'exposition au soleil avant et après le traitement !

Exposition au soleil avant le traitement

1. Après une exposition au soleil, attendez au moins 2 semaines avant d'utiliser l'appareil.
2. Avant le traitement, vérifiez que la peau ne présente aucun coup de soleil. Si le coup de soleil n'est pas guéri, attendez la guérison complète avant d'utiliser l'appareil.
3. Effectuez alors le test de tolérance cutanée sur la peau bronzée (voir chapitre 7, étape 2) pour déterminer l'intensité énergétique appropriée.



Exposition au soleil après le traitement

1. Après le traitement, attendez au moins 48 heures avant de vous exposer au soleil. N'exposez pas votre peau au soleil si elle présente encore des rougeurs.
2. Pendant deux semaines après le traitement, couvrez la peau traitée avec des vêtements pour éviter tout contact avec le soleil ou appliquez de la crème solaire (SPF 30 minimum).

Bronzage à la lumière artificielle


Les consignes dans « Exposition au soleil avant le traitement » et « Exposition au soleil après le traitement » s'appliquent aussi au bronzage à la lumière artificielle et aux lotions autobronzantes.

Avant et après une visite au sauna/à la piscine, faites une pause de 24 heures avant d'utiliser l'appareil, car le chlore peut provoquer des irritations de la peau.

Remarque

Cette liste n'a pas la prétention d'être exhaustive. Si vous n'êtes pas certain que l'utilisation du système beurer Velvet Skin Pro est sûre pour vous, demandez conseil à votre médecin ou dermatologue.

5. Qu'est-ce que beurer Velvet Skin Pro ?




Avant le traitement avec le système beurer Velvet Skin Pro

Le système beurer Velvet Skin Pro est un appareil lumineux pour l'épilation longue durée à usage personnel. La procédure de l'épilation au laser et à la lumière est bien connue et éprouvée. Elle s'est avérée être sûre et efficace en milieu clinique dans le monde entier depuis 15 ans afin de réduire durablement la pilosité.


Comment la lumière élimine-t-elle les poils ?

L'épilation à la lumière se base sur la théorie de la photothermolyse sélective, utilisant l'énergie optique pour désactiver la croissance des poils. Pour obtenir un tel effet thermique, la tige du poil doit absorber l'énergie lumineuse de manière sélective et la transformer en chaleur.

Cette sélectivité est atteinte lorsque l'énergie optique envoyée dans le tissu est principalement absorbée par le pigment de la tige du poil, alors que la peau et les tissus voisins restent froids. La mélanine est le pigment de la tige du poil qui est responsable de l'absorption de la lumière et produit la chaleur qui désactivera la croissance du poil. Ainsi, plus les poils contiennent de mélanine (c'est-à-dire plus ils sont foncés), plus ils absorbent de lumière et plus celle-ci est efficace lors de l'épilation.



Pendant une impulsion du système beurer Velvet Skin Pro



Après le traitement avec le système beurer Velvet Skin Pro

Quelle influence le cycle de croissance des poils a-t-il sur l'épilation à la lumière ?



Anagène – phase de croissance

Chaque poil de notre corps traverse les trois phases du cycle de croissance du poil : anagène, catagène et télogène. Ces phases ont un effet considérable sur l'efficacité de l'épilation à la lumière.


L'anagène est la phase de croissance du poil, alors que la catagène est la phase transitoire et la télogène la phase de repos.



Catagène – phase transitoire

La durée d'un cycle de croissance du poil complet diffère d'une personne à l'autre et dépend de la zone de pilosité, mais se situe généralement entre 18 et 24 mois. À un certain moment, la plupart des follicules pileux sur une surface de peau sont en phase de repos. Le système beurer Velvet Skin Pro ne peut pas agir sur ces poils au repos.

Cependant, les poils en phase de croissance anagène réagissent à l'utilisation du système beurer Velvet Skin Pro. Veuillez noter qu'il faut au moins un cycle de croissance complet du poil pour atteindre une épilation longue durée avec le système beurer Velvet Skin Pro.



Télogène – phase de repos

Dans le système beurer Velvet Skin Pro, la sécurité est au premier plan

• Technologie IPL du système beurer Velvet Skin Pro – La meilleure sécurité pour un faible niveau d'énergie

La technologie Intense Pulsed Light (IPL) permet d'atteindre des résultats d'épilation à long terme avec une fraction du niveau d'énergie utilisé dans d'autres appareils d'épilation à la lumière. Le peu d'énergie utilisé dans le système beurer Velvet Skin Pro diminue les risques de dommages ou de complications et contribue à votre sécurité générale.

- **Le système beurer Velvet Skin Pro protège votre peau**

L'épilation à la lumière n'est pas adaptée aux couleurs de peau naturellement foncées ou bronzées. Un *détecteur de couleur de peau* est intégré au système beurer Velvet Skin Pro afin de mesurer la couleur de la peau à traiter, de manière à ce que l'utilisation soit possible uniquement pour les couleurs de peau adaptées. Cette fonction de sécurité évite que vous ne traitiez votre peau si elle est trop foncée ou trop bronzée. La fenêtre de sortie de lumière de l'appareil dispose d'une protection UV intégrée qui bloque les rayons UV nocifs.



- **Le système beurer Velvet Skin Pro protège vos yeux**

Le système beurer Velvet Skin Pro dispose d'un capteur de contact avec la peau intégré pour la protection des yeux. Il a été conçu afin qu'une impulsion lumineuse ne puisse pas être émise quand l'appareil est tenu en l'air. Un éclair lumineux est déclenché lorsque le capteur de contact est posé sur la peau.

6. Description de l'appareil

	1. Lampe flash
	2. Fenêtre de lumière
	3. Touche de déclenchement (après le déclenchement de 3 éclairs successifs, le « mode Flash Auto » est activé).
	4. Affichage du niveau d'énergie
	5. Affichage de l'état de la batterie
	6. Touche de sélection d'énergie
	7. Touche de reconnaissance automatique de la couleur de peau
	8. Voyant de contrôle
	9. Capteur de couleur de peau et capteur de contact
	10. Prise de charge
	11. Charging socket

6.1 Description détaillée

- 1. Touche MARCHÉ/ARRÊT** – Une simple pression sur la touche  permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil. L'appareil s'éteint automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant cinq minutes. Lors de la mise en marche de l'appareil, toutes les lampes de l'affichage du niveau d'énergie s'allument brièvement. L'appareil passe ensuite au niveau d'énergie 1.
- 2. Touche de reconnaissance automatique de la couleur de peau** – Une pression sur la touche  permet de déterminer le niveau d'énergie recommandé pour le traitement sur la zone de peau concernée. Lorsque la touche est enfoncée, elle s'allume en vert et toutes les touches de sélection d'énergie clignotent pendant dix secondes. Lorsque le capteur de contact a un contact complet avec la zone à traiter et que vous déclenchez une impulsion lumineuse, le niveau d'énergie recommandé est réglé automatiquement (en fonction de la couleur de la peau de la zone à traiter) et le niveau d'énergie correspondant s'allume.
Le niveau d'énergie recommandé est sélectionné uniquement lors d'une pression sur la touche correspondante, pas en cas de changement de couleur de peau ou de zone traitée.
- 3. Touches de sélection d'énergie** – Les touches + (niveau d'énergie supérieur) et - (niveau d'énergie inférieur) permettent de sélectionner le niveau d'énergie parmi six niveaux différents. Sélectionnez le niveau d'énergie en fonction de votre bien-être personnel ou des tests de compatibilité avec votre peau. Pour sélectionner le niveau d'énergie optimal, vous pouvez utiliser la touche de reconnaissance automatique de la couleur de peau pour chaque zone à traiter.

- Une pression sur la touche + ou - (après la mise en marche de l'appareil) permet d'augmenter ou de baisser le niveau d'énergie d'un niveau. Chaque pression supplémentaire change le niveau d'énergie du niveau le plus bas (1) au niveau le plus haut (6).
 - En fonction du niveau de puissance sélectionné, un certain nombre de lampes vertes s'allument sur l'affichage du niveau d'énergie.
4. **Affichage de l'état de la batterie** – Ce voyant indique l'état de charge de la batterie :
- Rouge – La batterie est en cours de charge.
Remarque : si le niveau d'énergie 1 s'allume en plus de cette lampe rouge, cela signifie que l'appareil est allumé.
 - Vert – La batterie est complètement chargée et l'appareil est branché à l'alimentation électrique.
 - Rouge, clignotement lent – Batterie faible (environ 30 %).
 - Rouge, clignotement rapide – Batterie très faible (environ 10 %).
Remarque : l'affichage de l'état de la batterie ne s'allume en vert ou ne clignote en rouge que lorsque l'appareil est sous tension.
5. **Voyant de contrôle** – Ce voyant à l'arrière de l'appareil dispose de plusieurs indicateurs d'état différents (cf. tableau ci-dessous).

Affichage	Mode	
Allumé, vert	ON	Prêt pour les impulsions lumineuses. Aucune lampe n'est allumée lors de l'émission d'une impulsion lumineuse et entre les impulsions lumineuses.
Allumé, orange	Le déclenchement (impulsion lumineuse) est bloqué.	L'appareil n'émet aucune impulsion lumineuse par manque de contact avec la peau.
Allumé, rouge	Le déclenchement (impulsion lumineuse) est bloqué.	L'appareil n'émet aucune impulsion lumineuse en raison d'une couleur de peau non adaptée (valeur Fitzpatrick trop élevée par rapport aux recommandations au dos du mode d'emploi).
Clignotant, orange	Indication de la fin de la durée du traitement	Indique la fin imminente de la durée de vie de la lampe flash.
Allumé, rouge	Fin de la durée de traitement atteinte	L'appareil est bloqué de façon permanente, la lampe flash a atteint la fin de sa durée de vie, un dysfonctionnement interne est survenu ou la fenêtre de traitement n'est pas correctement positionnée sur l'appareil.

7. Avant de commencer

ÉTAPE 1 : vérifiez si le système beurer Velvet Skin Pro vous convient

AVERTISSEMENT

Avant la première utilisation du système beurer Velvet Skin Pro, vérifiez si l'appareil vous convient. Pour vérifier si le système beurer Velvet Skin Pro vous convient, lisez le chapitre « 4. Consignes d'avertissement et de mise en garde » et à l'aide du « Tableau des couleurs de poils et de peau » au dos de ce mode d'emploi, vous pouvez vérifier les intensités lumineuses adaptées à votre peau et votre pilosité, et si cette méthode vous convient (dans le cas contraire, ceci est indiqué par un « x » dans le tableau).

ÉTAPE 2 : test de tolérance cutanée

AVERTISSEMENT

Effectuez un test de tolérance cutanée avant d'utiliser le système beurer Velvet Skin Pro. Ce test de tolérance cutanée doit déterminer comment votre peau réagit au traitement avec le système beurer Velvet Skin Pro. Il vous aide également à régler le niveau d'énergie optimale pour chaque zone de traitement.

48 heures avant le traitement complet, effectuez un test de tolérance cutanée sur chaque surface de la peau que vous voulez traiter.

Remarque

Dans le cas des traitements du visage, le test de tolérance cutanée doit être effectué sur une surface sans poils, par exemple sous l'oreille ou sur le côté du cou.

1. Avant l'utilisation, assurez-vous que la peau est rasée, propre et sèche (exempte de tout résidu comme de la poudre, de la crème, du maquillage, de l'anti-transpirant ou du déodorant).

AVERTISSEMENT

Ne nettoyez EN AUCUN CAS la peau avec des liquides inflammables comme de l'alcool ou de l'acétone juste avant d'utiliser le système beurer Velvet Skin Pro.

2. Préparez l'appareil tel que décrit au chapitre « 8.1 Mise en service » aux points 2 à 5.
3. Placez la surface lumineuse de l'appareil sur la surface de test désirée et assurez un contact complet avec la peau.
4. L'appareil est automatiquement réglé sur le niveau d'énergie le plus bas. Déclenchez la première impulsion au niveau d'énergie 1 en appuyant sur la touche de déclenchement. Vous voyez un éclair lumineux, entendez un claquement et sentez éventuellement une légère brûlure et/ou un effet de chaleur. L'appareil est prêt pour la prochaine impulsion en max. 3 secondes et le voyant de contrôle sur le système beurer Velvet Skin Pro est vert en continu.
5. Retirez la fenêtre de lumière de la peau et placez-la sur la prochaine zone de la surface de test.

Remarque

Augmentez le niveau d'énergie uniquement si le niveau précédent n'est pas désagréable. Si le niveau d'énergie 1 est déjà désagréable, n'augmentez pas le niveau.

Remarque

Remarque : vous pouvez utiliser la touche de reconnaissance automatique de la couleur de peau pour déterminer automatiquement le niveau d'énergie recommandé pour chaque zone à traiter. La recommandation est faite en fonction de la couleur de votre peau. Vous pouvez modifier à tout moment le niveau d'énergie.

6. Vous pouvez augmenter le niveau d'énergie d'un niveau avec la touche de sélection d'énergie « + ».
L'affichage du niveau d'énergie s'allume en fonction du niveau d'énergie sélectionné.
Déclenchez la deuxième impulsion au niveau d'énergie 2 en appuyant sur la touche de déclenchement.
7. Répétez les étapes 5 et 6 uniquement si vous vous sentez bien, jusqu'à atteindre le niveau d'énergie maximum de 6. Mettez fin au test si vous avez une sensation désagréable, car l'augmentation des niveaux d'énergie peut avoir des conséquences négatives. Arrêtez immédiatement le test si vous constatez des effets négatifs comme une rougeur extrême ou la formation de bulles.

8. Attendez 48 heures et examinez la surface traitée.

Si la peau de la surface traitée paraît normale (pas de réaction ou légère rougeur), vous pouvez poursuivre avec un traitement complet au niveau d'énergie le plus élevé que vous avez ressenti comme agréable lors du test. Si vous constatez une rougeur extrême, un gonflement ou la formation d'ampoules même à un faible niveau d'énergie, ne soumettez pas cette surface à un traitement complet.

 **Remarque**

N'effectuez pas de traitement complet avec un niveau d'énergie que vous n'avez pas testé auparavant ! Traitez la surface testée au plus tôt 1 semaine après le test.

ÉTAPE 3 : planifiez l'épilation avec le système beurer Velvet Skin Pro pour de meilleurs résultats

Un cycle de croissance de poil typique peut durer de 18 à 24 mois. Pendant cette période, plusieurs séances avec le système beurer Velvet Skin Pro peuvent être requises pour une épilation longue durée. L'efficacité de l'épilation est différente d'une personne à l'autre et varie selon la zone du corps, la couleur des poils et la façon dont est utilisé le système beurer Velvet Skin Pro.

Programme d'épilation type avec le système beurer Velvet Skin Pro pendant un cycle de croissance du poil complet :

- Les 3 – 4 premières séances d'épilation avec le système beurer Velvet Skin Pro doivent être espacées d'environ deux semaines.
- Les séances d'épilation 5 à 7 avec le système beurer Velvet Skin Pro doivent être espacées d'environ quatre semaines. Ensuite, vous utiliserez normalement le système beurer Velvet Skin Pro de temps en temps et si nécessaire, jusqu'à l'obtention de résultats durables.

Ceci correspond au plan de traitement recommandé pour obtenir les meilleurs résultats possible. Mais vous pouvez aussi concevoir votre plan de traitement personnel différemment et obtenir des résultats satisfaisants.

 **Remarque**

Le fait de traiter la même partie du corps plus d'une fois en deux semaines n'améliore pas les résultats de l'épilation.

Entretien typique avec le système beurer Velvet Skin Pro après avoir atteint une épilation longue durée :

En raison de modifications hormonales ou physiologiques autres, les follicules inactifs peuvent se réactiver. C'est pourquoi des séances d'épilation d'entretien peuvent être nécessaires de temps en temps avec le système beurer Velvet Skin Pro.

ÉTAPE 4 : préparez la zone à traiter

Avant l'utilisation, assurez-vous que la peau est rasée, propre et sèche (exempte de tout résidu comme de la poudre, de la crème, du maquillage, de l'anti-transpirant ou du déodorant).

 **AVERTISSEMENT**

Ne nettoyez pas la peau avec des liquides inflammables comme de l'alcool ou de l'acétone juste avant d'utiliser le système beurer Velvet Skin Pro.

ÉTAPE 5 : réglez l'intensité énergétique/la reconnaissance automatique de la couleur de peau

Niveau d'énergie

Le niveau d'énergie détermine l'intensité de l'impulsion lumineuse du système beurer Velvet Skin Pro envoyée à votre peau (du niveau le plus faible (-) au niveau le plus élevé (+)). L'affichage du niveau d'énergie sur l'appareil indique l'augmentation du niveau d'énergie. Un niveau d'énergie supérieur augmente aussi les résultats de l'épilation ainsi que le risque d'effets secondaires et de complications.

Commencez toujours la première séance d'épilation avec le réglage du niveau d'énergie déterminé lors de la reconnaissance automatique de la couleur de la peau et confirmé par le test de tolérance cutanée.

Reconnaissance/mesure automatique de la couleur de peau

Avec la reconnaissance automatique de la couleur de peau, l'appareil affiche l'intensité adaptée à la couleur de votre peau.

Remarque

- Pour votre sécurité, sélectionnez toujours l'endroit de la peau le plus foncé (par ex. le côté extérieur du bas de la jambe, dos de la main pour le bras, etc.)
Important : vous devez refaire une mesure avant l'utilisation à un autre endroit du corps.
- En mode de reconnaissance de la couleur de peau, l'appareil ne déclenche pas d'impulsion lumineuse.
- Si vous voulez interrompre plus tôt la reconnaissance de la couleur de peau, vous pouvez retourner au mode normal en appuyant sur l'une des touches de sélection de l'énergie (+ ou -).

Si vous ressentez une légère ou aucune irritation pendant et après votre première séance d'épilation au niveau d'énergie recommandé, vous pouvez augmenter d'un niveau l'énergie lors de la prochaine séance, et ainsi de suite lors de chaque séance supplémentaire.

AVERTISSEMENT

N'augmentez pas le niveau d'énergie si vous ressentez des douleurs anormales pendant ou après le traitement avec le système beurer Velvet Skin Pro ! (Voir « Étape 6 S'informer sur les effets secondaires possibles »)

N'augmentez pas le niveau d'énergie pendant une séance d'épilation, même en l'absence de sensation désagréable.

Une irritation peut aussi apparaître quelque temps après l'utilisation.

ÉTAPE 6 : s'informer sur les effets secondaires possibles lors de l'utilisation du système beurer Velvet Skin Pro

Si le système beurer Velvet Skin Pro est utilisé conformément aux instructions de ce mode d'emploi, les effets secondaires et complications associés à l'utilisation du système beurer Velvet Skin Pro sont rares. Cependant, toute méthode de traitement cosmétique, y compris les méthodes conçues pour l'utilisation à la maison, est associée à un certain risque. C'est pourquoi il est important que vous compreniez et acceptiez les risques et complications pouvant survenir avec les systèmes d'épilation à lumière pulsée à usage domestique.

Complication	Probabilité de la complication	Effet secondaire	Probabilité de l'effet secondaire
Effet de plusieurs impulsions sur la même zone de la peau	Faible	Légère irritation de la peau	Faible
		Rougeurs cutanées	Faible
		Sensibilité accrue de la peau	Faible
		Plaies et blessures	Rare
		Formation de cicatrices	Rare
		Modifications pigmentaires	Rare
		Rougeurs et gonflements importants	Rare
		Infection	Négligeable
		Hématome	Négligeable

De légères douleurs cutanées

Bien que de manière générale, une épilation à lumière pulsée à la maison soit très bien tolérée, la plupart des utilisateurs ressentent une légère gêne lors de l'utilisation, le plus souvent décrite comme une légère sensation de piquûre sur les surfaces de la peau traitées. La sensation de piquûre dure normalement pendant la durée de l'utilisation ou jusqu'à quelques minutes après. Tout ce qui dépasse cette légère gêne n'est pas normal et cela signifie que vous ne devez pas poursuivre l'utilisation du système beurer Velvet Skin Pro soit parce que ce type d'épilation ne vous convient pas, soit parce que le niveau d'énergie est trop élevé.

Rougeurs cutanées

Votre peau peut devenir rouge juste après l'utilisation du système beurer Velvet Skin Pro ou dans un délai de 24 heures après son utilisation. Une rougeur disparaît généralement en 24 heures. Consultez votre médecin si la rougeur n'a pas disparu en 2 à 3 jours.

Sensibilité accrue de la peau

La peau de la zone traitée est plus sensible, ce qui peut provoquer une sécheresse ou un décollement de la peau.

Plaies et blessures

Exceptionnellement, des brûlures ou des blessures peuvent apparaître sur la peau après l'utilisation. La brûlure ou la blessure peut prendre quelques semaines à guérir et, très rarement, une cicatrice visible peut rester.

Formation de cicatrices

Bien que ce soit très rare, une cicatrice permanente peut se former. Une éventuelle cicatrice survient normalement sous la forme d'une lésion lisse et blanche sur la peau (hypotrophie). Cependant, elle peut être large et rouge (hypertrophie) et s'étendre au-delà des bords de la blessure (chéloïde). Des traitements esthétiques peuvent alors être nécessaires pour améliorer l'apparence de la cicatrice.

Modifications pigmentaires

Le système beurer Velvet Skin Pro cible la tige du poil, en particulier les cellules pigmentées du follicule, ainsi que le follicule lui-même.

Il y a tout de même le risque d'une hyperpigmentation (pigment renforcé ou coloration brune) ou d'une hypopigmentation (pâlisement) de la peau environnante. Ce risque de modification de la pigmentation de la peau est plus élevé chez les gens ayant une peau plus foncée. Normalement, les colorations ou modifications pigmentaires de la peau sont provisoires et une hyperpigmentation ou une hypopigmentation durable est rare.

Rougeurs et gonflements importants

Dans de rares cas, la peau traitée peut devenir très rouge et gonfler. Ceci se produit plus fréquemment dans les zones sensibles du corps. La rougeur et le gonflement doivent diminuer en 2 à 7 jours et être traités en posant souvent de la glace dessus. Un nettoyage doux est acceptable, mais toute exposition au soleil est à éviter.

Infection

Une infection de la peau est particulièrement rare, mais toujours possible après une brûlure ou une plaie causée par le système beurer Velvet Skin Pro.

Hématome

Très rarement, l'utilisation du système beurer Velvet Skin Pro peut provoquer des hématomes bleu-violet pouvant persister de 5 à 10 jours. Quand les hématomes pâlisent, cela peut provoquer une coloration brune de la peau (hyperpigmentation) pouvant être permanente.

ÉTAPE 7 : que faut-il attendre d'un traitement avec le système beurer Velvet Skin Pro ?

Pour beaucoup d'utilisateurs du système beurer Velvet Skin Pro, il s'agit sans doute de la première expérience avec un appareil à lumière conçu pour l'usage domestique. Le système beurer Velvet Skin

Pro est simple à utiliser et les séances d'épilation sont rapides. Pendant une séance avec le système beurer Velvet Skin Pro, il est normal de ressentir ce qui suit :

- **Bruit du ventilateur** – Le ventilateur de refroidissement du système beurer Velvet Skin Pro fait un bruit semblable à un sèche-cheveux. C'est normal.
- **Claquement à chaque impulsion** – Quand le système beurer Velvet Skin Pro déclenche une impulsion, il est normal d'entendre un claquement simultané à l'éclair de lumière.
- **Légère pression de la fenêtre de lumière** – Celle-ci est nécessaire et utile pour le placement des impulsions lumineuses proches et fait partie des fonctions de sécurité du système beurer Velvet Skin Pro.
- **Sensation de chaleur et picotement** – Lors de chaque impulsion lumineuse, il est normal de sentir une légère sensation de chaleur et de picotement provenant de l'énergie lumineuse. Pensez qu'il est important de toujours utiliser de faibles niveaux d'énergie lors des premières séances d'épilation. Vous pouvez ressentir une certaine chaleur jusqu'à une heure après l'utilisation du système beurer Velvet Skin Pro.
- **Légère coloration rouge ou rose de la peau** – Pendant ou juste après votre séance avec le système beurer Velvet Skin Pro, il n'est pas rare de constater une très légère coloration rose de la peau. Elle est normalement surtout visible autour des poils. Cependant, si vous constatez une rougeur complète de la peau, la formation d'ampoules ou des brûlures, arrêtez immédiatement d'utiliser le système beurer Velvet Skin Pro.

8. Utilisation du système beurer Velvet Skin Pro

AVERTISSEMENT

Si vous souhaitez utiliser l'appareil sur le visage, lisez d'abord les consignes au chapitre 8.2 à 8.3 avant de poursuivre avec le chapitre 8.1 « Mise en service »

8.1 Mise en service

1. Sortez l'appareil de son emballage.
2. Vérifiez que l'appareil, la prise, les embouts et le câble ne sont pas endommagés.
3. Branchez à présent l'appareil au secteur.
4. Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation (durée env. 2 heures).

Remarque

Avant l'utilisation, assurez-vous que la peau est rasée, propre et sèche (exempte de tout résidu comme de la poudre, de la crème, du maquillage, de l'anti-transpirant ou du déodorant).

Si l'appareil vous semble trop chaud, laissez-le refroidir quelques minutes. Après une courte phase de refroidissement, vous pouvez reprendre votre traitement comme d'habitude.

AVERTISSEMENT

Ne nettoyez pas la peau avec des liquides inflammables comme de l'alcool ou de l'acétone juste avant d'utiliser le système beurer Velvet Skin Pro.

5. Appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT pour allumer l'appareil.
6. Sélectionnez le niveau d'énergie correspondant à la couleur de votre peau à l'aide des touches +/- ou utilisez la reconnaissance automatique de la couleur de peau (☺).
7. Placez l'appareil à un angle de 90 degrés par rapport à la peau, de sorte que l'embout repose complètement sur la peau. Le capteur de contact intégré empêche les impulsions lumineuses accidentelles lorsque l'appareil n'est pas en contact avec la peau.
8. Le voyant de contrôle à l'arrière de l'appareil s'allume en vert pour indiquer que vous pouvez poursuivre le traitement.
9. Appuyez sur la touche de déclenchement pour déclencher une impulsion lumineuse.

10. L'appareil est équipé d'un mode « Auto-Flash ». Vous pouvez l'activer en maintenant la touche de déclenchement enfoncée pendant 3 impulsions consécutives. L'appareil déclenche automatiquement des impulsions lumineuses sans avoir à appuyer sur la touche de déclenchement tant que le contact avec la peau est suffisant.

 **Remarque**

Si vous appuyez sur la *touche de déclenchement* et que votre peau est trop foncée ou trop bronzée, le *voyant de contrôle* de l'appareil s'allume en rouge. Dans ce cas, l'appareil n'émet pas d'impulsion sur cette surface de la peau.

Si l'appareil ne dispose pas d'un contact suffisant avec la peau et que vous appuyez sur la touche de déclenchement, le voyant de contrôle de l'appareil s'allume en orange. Dans ce cas, l'appareil n'émet pas non plus d'impulsion sur cette surface de la peau.

 **AVERTISSEMENT**

Ne traitez pas la même surface de la peau plus d'une fois par séance d'épilation !

Un traitement multiple d'une surface de la peau pendant une séance d'épilation peut augmenter la probabilité d'effets secondaires.

Essayez d'éviter les impulsions superposées.

 **Remarque**

Les impulsions du système beurer Velvet Skin Pro doivent être appliquées en lignes – commencer chaque ligne à une extrémité et poursuivre jusqu'à l'autre extrémité. Cette technique permet un meilleur contrôle de la surface de peau déjà traitée et vous aide à éviter le traitement multiple de la même surface ou le traitement de surfaces superposées. La *surface lumineuse* du système beurer Velvet Skin Pro est conçue de manière à ce que des points de pression temporaires soient laissés sur la surface de la peau traitée. Vous pouvez utiliser ces points de pression visibles pour le placement exact de l'impulsion suivante.

11. Retirez l'appareil de la peau et placez-le sur la prochaine zone de la surface de traitement. Lors du déplacement de l'appareil, assurez-vous de l'absence d'espaces ou de superposition sur la peau traitée. L'appareil se recharge immédiatement et est prêt en max. 3 secondes (au niveau maximal) pour l'impulsion suivante (le voyant de contrôle sur l'appareil est de nouveau vert en continu). Répétez la procédure jusqu'à traiter l'ensemble de la surface de la peau.

Après le traitement avec le système beurer Velvet Skin Pro

- Quand la séance d'épilation avec le système beurer Velvet Skin Pro est terminée, éteignez l'appareil en appuyant sur la touche MARCHE/ARRÊT.
- Après chaque séance d'épilation, nous vous recommandons de nettoyer votre appareil beurer Velvet Skin Pro, en particulier la *surface lumineuse* (voir chapitre « 9.1 Nettoyage du système beurer Velvet Skin Pro »).
- Après le nettoyage, il est recommandé de conserver le système beurer Velvet Skin Pro dans son carton d'origine et de le maintenir à l'écart de l'eau.

8.2 Traitement du visage

 **AVERTISSEMENT**

Sur le visage, n'utilisez pas le système beurer Velvet Skin Pro sur un niveau d'énergie supérieur à 3. Chez les femmes, n'utilisez pas le système beurer Velvet Skin Pro au-dessus des pommettes ou près des yeux, sourcils et cils, car ceci peut provoquer de graves dommages oculaires.

N'utilisez pas le système beurer Velvet Skin Pro au niveau du visage, du menton ou de la gorge chez les hommes.

N'utilisez pas votre système beurer Velvet Skin Pro sur les muqueuses de la zone du nez et des oreilles.

La peau du visage est très sensible et requiert un soin particulier. Respectez impérativement toutes les consignes d'avertissement et de mise en garde du présent mode d'emploi pour éviter les effets négatifs. Nous recommandons d'effectuer d'abord un traitement du corps et de découvrir l'appareil avant de passer au traitement du visage.

Le système beurer Velvet Skin Pro permet de traiter toutes les zones du visage sous les pommettes, par exemple la lèvre supérieure, la joue, la mâchoire, le menton et le cou.

i Remarque

Pour une utilisation sur le visage encore plus facile, vous pouvez utiliser l'embout de précision fourni avec l'appareil. Il permet de réduire la surface lumineuse pour un traitement plus ciblé.

Vous pouvez fixer facilement l'embout de précision sur la tête de l'appareil en le plaçant et en l'appuyant sur la surface lumineuse.

Placez l'embout de précision de sorte que l'ouverture de l'embout corresponde à celle du détecteur de couleur de peau/capteur de contact avec la peau. Si le détecteur de couleur de peau/capteur de contact avec la peau est couvert, le déclenchement de l'impulsion lumineuse ne sera pas possible.

N'utilisez l'embout de précision qu'au niveau d'énergie 3 maximum et que si votre peau est plus claire que le type de peau 5.

N'utilisez pas l'embout de précision plus de 80 impulsions à la fois.

Le filtre rouge peut devenir très chaud et entraîner des brûlures.



1. 48 heures avant le traitement, effectuez impérativement un test local de tolérance cutanée (voir chapitre 7, étape 2). Le test de tolérance cutanée doit être effectué sur une zone sans poils, par exemple sous l'oreille ou sur le côté du cou pour déterminer le niveau d'énergie adapté.

⚠ AVERTISSEMENT

Traitez la surface testée au plus tôt 1 semaine après le test de tolérance cutanée.

i Remarque

La pilosité du visage peut avoir des causes hormonales, ainsi plusieurs séances peuvent être nécessaires pour une diminution durable de la pilosité.

8.3 Soin après un traitement du visage

- Appliquez une lotion apaisante, par exemple de l'aloë vera.
- Évitez pendant au moins 24 heures l'utilisation de crèmes de gommage et décolorantes ou de produits similaires, car cela irrite la peau traitée.
- Attendez au moins 48 heures après le traitement avant de vous exposer directement au soleil pendant plus de 15 minutes. Si la peau récemment traitée est exposée à la lumière du soleil pendant cette période, vous devez impérativement appliquer une protection solaire de FPS 30 ou plus.
- Évitez de retirer les poils des zones traitées avec de la cire ou une pince.

Tenez compte du fait qu'il vous faut attendre un cycle de croissance du poil entier jusqu'à pouvoir constater des résultats d'épilation complets.

9. Entretien du système beurer Velvet Skin Pro

9.1 Nettoyage

Après chaque séance d'épilation, nous vous recommandons de nettoyer votre appareil beurer Velvet Skin Pro, en particulier la *surface lumineuse*.

⚠ ATTENTION

Ne plongez jamais le système beurer Velvet Skin Pro ou l'une de ses pièces dans l'eau !

- Utilisez un chiffon propre et sec ainsi qu'un produit de nettoyage spécialement conçu pour les appareils électroniques pour essuyer doucement la surface du système beurer Velvet Skin Pro et en particulier la surface lumineuse.

10. Résolution des erreurs

« Mon système beurer Velvet Skin Pro ne s'allume pas »

- Assurez-vous que la batterie de l'appareil est chargée (indiquée par un voyant vert).
- Lorsque l'appareil IPL n'émet aucune impulsion lumineuse, vérifiez si
 - a. l'embout est correctement placé sur l'appareil (l'appareil ne fonctionne pas si l'embout n'est pas placé correctement).
 - b. le mode de sécurité n'a pas été activé automatiquement sur l'appareil en raison d'un manque de contact avec la peau ou d'une couleur de peau non adaptée.
 - c. le contact avec la peau est total.
 - d. la zone à traiter n'est pas trop petite, trop courbée ou trop osseuse. La fenêtre de traitement doit être posée entièrement sur la zone à traiter (pour ce faire, tirez la peau).
 - e. le déclenchement des impulsions lumineuses est bloqué, car l'appareil IPL a détecté une couleur de peau trop foncée. Dans ce cas, le voyant de contrôle s'allume brièvement en rouge.
 - f. en cas de problème de sécurité et lorsque la durée de vie a été atteinte, le voyant de contrôle s'allume en rouge. Dans ce cas, l'appareil s'éteint automatiquement.
- Erreurs générales :
 - a. en cas de salissure ou de poussière sur la fenêtre de traitement, celle-ci doit être nettoyée conformément aux instructions contenues dans le paragraphe concerné. Adressez-vous au service client si vous ne parvenez pas à nettoyer la fenêtre de traitement.
 - b. après un changement de zone à traiter, si le rythme des impulsions lumineuses est ralenti, utilisez l'appareil dans un environnement plus frais. Le rythme de déclenchement des impulsions lumineuses est ralenti lorsque la température est plus chaude.
 - c. en cas d'erreur générale, mettez l'appareil hors tension, patientez dix secondes, puis allumez-le à nouveau.
- Si vous avez encore des problèmes avec votre appareil, veuillez contacter le service client.

11. Questions fréquentes

1. Le système beurer Velvet Skin Pro fonctionne-t-il vraiment ?

Oui. Des tests cliniques effectués par des médecins ont démontré que la technologie du système beurer Velvet Skin Pro permettait d'obtenir des résultats d'épilation longue durée. Les résultats peuvent cependant varier en fonction du cycle de croissance des poils, du niveau d'énergie utilisé et de l'épaisseur et la couleur des poils.

2. À quels endroits de mon corps puis-je utiliser le système beurer Velvet Skin Pro ?

Le système beurer Velvet Skin Pro a été conçu pour une épilation complète du corps. Les zones les plus fréquemment traitées avec le système beurer Velvet Skin Pro sont les jambes, les aisselles, les bras, le maillot et le visage sous les pommettes.

3. Combien de temps dure une séance de traitement avec le système beurer Velvet Skin Pro ?

Le temps peut varier en fonction de la zone du corps traitée. Un traitement complet du corps (jambes, bras, aisselles, maillot et visage sous les pommettes) dure environ 21 minutes sur le niveau le plus bas et avec le grand embout.

4. Le système beurer Velvet Skin Pro est-il sécurisé ?

Le système beurer Velvet Skin Pro a été conçu en mettant l'accent sur la sécurité et utilise une technologie testée cliniquement. Cependant, comme tout produit ou appareil électronique conçu pour être utilisé sur la peau, cet appareil doit être utilisé conformément au mode d'emploi et aux consignes de sécurité.

5. Le système beurer Velvet Skin Pro provoque-t-il des douleurs ?

Dans le cas d'une utilisation correcte, la plupart des utilisateurs du système beurer Velvet Skin Pro indiquent ressentir une légère sensation de chaleur au moment de l'impulsion lumineuse. Les utilisateurs

teurs ayant des poils plus épais et foncés peuvent ressentir un peu plus de désagrément, mais celui-ci disparaît dès la fin de la séance d'épilation. Le système beurer Velvet Skin Pro dispose de 6 réglages d'énergie que vous pouvez utiliser en fonction de votre sensibilité.

6. À quelle fréquence dois-je utiliser le système beurer Velvet Skin Pro ?

Pour le traitement de poils corporels avec le système beurer Velvet Skin Pro, les quatre premières séances doivent être effectuées à un intervalle de deux semaines. La cinquième jusqu'à la septième séance comprise devront être espacées de quatre semaines. Toutes les autres séances doivent être effectuées si les poils ont poussé, et jusqu'à atteindre le résultat souhaité.

Pour le traitement de poils sur le visage sous les pommettes, les six premières séances doivent être effectuées à un intervalle de deux semaines. La septième jusqu'à la douzième séance comprise devront être espacées de quatre semaines. Toutes les autres séances doivent être effectuées si les poils ont poussé, et jusqu'à atteindre le résultat souhaité.

7. Le système beurer Velvet Skin Pro est-il efficace sur les poils blancs, gris ou blonds ?

Le système beurer Velvet Skin Pro fonctionne au mieux sur les types de poils foncés ou contenant beaucoup de mélanine. La mélanine est le pigment qui donne la couleur aux cheveux et à la peau et absorbe l'énergie lumineuse. Les poils noirs et marron foncé réagissent le mieux. Les poils marron et châtain réagissent aussi, mais nécessitent généralement plus de séances d'épilation. Un certain effet peut être visible sur les poils roux. Les poils blancs, gris ou blonds ne réagissent généralement pas au système beurer Velvet Skin Pro, bien que certains utilisateurs aient remarqué des résultats après plusieurs séances d'épilation.

8. Puis-je utiliser le système beurer Velvet Skin Pro sur une peau brune ou noire ?

N'utilisez pas le système beurer Velvet Skin Pro sur une peau naturellement foncée. Cela ne fonctionne pas ! Le système beurer Velvet Skin Pro est un appareil à lumière qui élimine la pilosité indésirable à travers un traitement sélectif du pigment du poil. Une quantité différente de pigments est présente dans les tissus cutanés environnants. La quantité de pigments dans la peau d'une personne se voit à la couleur de celle-ci et détermine le risque encouru lors de l'utilisation du système beurer Velvet Skin Pro. Le traitement de la peau foncée avec l'épilation à la lumière peut avoir des effets négatifs, par exemple des brûlures, des ampoules et des modifications de la couleur de la peau (hyperpigmentation ou hypopigmentation). Un *détecteur de couleur de peau* intégré au système beurer Velvet Skin Pro mesure la couleur de la peau à traiter au début de chaque séance de traitement et occasionnellement pendant la séance. Le *détecteur de couleur de peau* empêche davantage d'émissions d'impulsions par le système beurer Velvet Skin Pro s'il reconnaît que l'appareil est utilisé sur des couleurs de peaux foncées.

9. À partir de quand puis-je voir les résultats du système beurer Velvet Skin Pro ?

Comme pour tout autre appareil d'épilation à la lumière ou au laser, les résultats ne sont pas visibles immédiatement et vous pourriez même penser qu'il ne s'est rien passé. Les poils semblent parfois pousser après une séance d'épilation, mais normalement la plupart de ces poils tombent tout simplement après deux semaines. De plus, les poils poussent en trois phases et seuls les poils dans une phase de croissance active sont affectés par le système beurer Velvet Skin Pro. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles plusieurs séances sont requises afin d'atteindre le résultat souhaité.

10. Les hommes peuvent-ils utiliser le système Velvet Skin Pro ?

Bien que le système beurer Velvet Skin Pro ait été conçu pour les femmes, il est également adapté aux hommes. Cependant, les poils des hommes, en particulier ceux du torse, nécessitent plus de séances d'épilation que chez les femmes pour obtenir les résultats souhaités.

11. Pourquoi mes poils poussent-ils alors que je les ai traités il y a une semaine ?

Il peut sembler que les poils continuent de pousser jusqu'à deux semaines après une séance d'épilation avec le système beurer Velvet Skin Pro. Ce processus se nomme « expulsion » et après environ deux semaines, vous constaterez que ces poils tombent ou peuvent être tirés d'un coup léger. (Cependant, nous déconseillons de tirer sur les poils – laissez-les simplement sortir naturellement.) Il est aussi possible que certains poils ne soient pas affectés par le système beurer Velvet Skin Pro en raison d'une application oubliée ou de différentes phases de croissance. Ces poils seront traités dans les séances

suivantes, c'est pourquoi il faut plusieurs séances d'épilation pour obtenir le meilleur résultat avec le système beurer Velvet Skin Pro.

12. J'ai entendu que certains poils repoussent plus minces et fins après une épilation à la lumière ?

Ce phénomène a été intégralement documenté par des esthéticiens et médecins utilisant des appareils à lumière et laser pour l'épilation. Il est possible que certains poils repoussent plus minces et fins après une épilation avec le système beurer Velvet Skin Pro. Normalement, ces poils sont une fraction de ceux qui étaient là auparavant et un traitement supplémentaire peut permettre d'obtenir l'effet souhaité.

13. Pourquoi ne puis-je pas m'épiler en cas de bronzage « actif » ?

N'utilisez pas le système beurer Velvet Skin Pro sur la peau bronzée ou après une exposition au soleil. Lorsque la peau est bronzée et plus particulièrement lorsqu'elle vient d'être exposée au soleil, elle renferme une quantité importante de mélanine. Cela concerne tous les types et toutes les couleurs de peau, y compris celles qui semblent prendre plus de temps pour bronzer. La présence d'une grande quantité de mélanine augmente le risque d'effets indésirables dus à l'utilisation du système beurer Velvet Skin Pro, tels que des brûlures, ampoules et modifications de la couleur de peau (hyper ou hypopigmentation).

14. Une utilisation à long terme du système beurer Velvet Skin Pro est-elle dangereuse pour ma peau ?

L'utilisation de l'énergie lumineuse et laser dans la médecine esthétique est documentée de manière complète depuis plus de 15 ans dans des revues spécialisées professionnelles contrôlées par des experts et par des institutions réputées telles que la clinique Mayo. Ces revues et institutions n'ont signalé aucun effet secondaire ou dommage suite à l'utilisation à long terme d'appareils à lumière ou laser.

15. Puis-je utiliser le système beurer Velvet Skin Pro pour éliminer mes poils du menton ou d'autres poils du visage ?

Le système beurer Velvet Skin Pro **peut** être utilisé pour le traitement de la pilosité du visage sous les pommettes. En cas d'utilisation sur le visage, il faut particulièrement faire attention à épargner la zone des yeux : les systèmes beurer Velvet Skin Pro ne doivent en aucun cas être utilisés autour ou sur les yeux. Comme pour les autres parties du corps, une exposition au soleil doit être évitée avant et après les traitements avec le système beurer Velvet Skin Pro. Les moyens de protection contre le soleil sont des vêtements couvrants ou une crème solaire (au moins FPS 30), devant être portés ou utilisés avant et après les traitements.

16. Combien de temps dois-je attendre pour un traitement avec le système beurer Velvet Skin Pro après une exposition au soleil non protégée ?

Il faut attendre 2 semaines avant d'utiliser le système beurer Velvet Skin Pro après une exposition au soleil non protégée. Si toutefois vous avez un doute concernant une exposition au soleil, vous devriez consulter l'avis d'un médecin.

17. Dois-je faire quelque chose de spécial avant d'utiliser le système beurer Velvet Skin Pro ?

Avant chaque séance avec le système beurer Velvet Skin Pro, il est important d'éviter une exposition au soleil de la surface à traiter pendant au moins 2 semaines. Une crème solaire (FPS 30+) et des vêtements couvrant la zone à traiter sont utiles à cet effet. La surface à traiter doit également être nettoyée avec un savon doux et de l'eau et les poils doivent être rasés jusqu'à la surface de la peau.

18. Comment dois-je soigner la surface traitée après l'utilisation du système beurer Velvet Skin Pro ?

La surface traitée avec le système beurer Velvet Skin Pro peut être nettoyée et soignée avec les produits de soin de la peau habituels. Il faut particulièrement faire attention à éviter une exposition au soleil non protégée. Les crèmes solaires à indice de protection élevé (30+) ainsi que des vêtements couvrants constituent une protection solaire adaptée.

12. Élimination

Les batteries usagées et complètement déchargées doivent être mises au rebut dans des conteneurs spéciaux ou aux points de collecte réservés à cet usage ou bien déposées chez un revendeur d'appareils électriques. L'élimination des batteries est une obligation légale qui vous incombe.

Ces pictogrammes se trouvent sur les batteries à substances nocives :

Pb = pile contenant du plomb,

Cd = pile contenant du cadmium,

Hg = pile contenant du mercure.



Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de service. L'élimination doit se faire par le biais des points de collecte compétents dans votre pays. Veuillez éliminer l'appareil conformément à la directive européenne – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) relative aux appareils électriques et électroniques usagés. Pour toute question, adressez-vous aux collectivités locales responsables de l'élimination et du recyclage de ces produits.





La batterie de l'appareil doit être jetée séparément. La batterie ne doit pas être jetée avec les déchets ménagers.

Pour plus d'informations sur l'élimination, contactez un revendeur agréé ou l'organisme public responsable de l'élimination des déchets.

13. Données techniques

Type	IPL 8500	
Surface de traitement	4,5 cm ² /embout de précision 2 cm ²	
Technologie	IPL (Intense Pulse Light) à usage domestique	
Longueur d'onde	475 – 1 200 nm (gros embout), 550 – 1 200 nm (embout de précision)	
Niveau d'énergie max.	5 J/cm ² max.	
Niveaux d'énergie réglables	6	
Vitesse	1 impulsion à intervalle de max. 3 secondes (au niveau maximal).	
Impulsions max. de la lampe	300 000	
Dimensions	env. 200 x 175 x 65 mm	
Poids	env. 480 g	
Température	Fonctionnement	10 – 40 °C
	Stockage	-10 – 70 °C
Humidité relative de l'air	Fonctionnement	30 – 70 % hum. rel.
	Stockage	0 – 90 % hum. rel. à 55 °C (sans condensation)
Batterie	Batterie Li-Ion, 7,4 V, 2 500 mAh	
Impulsions par charge	550 éclairs	

14. Adaptateur secteur

Référence du modèle	YJS024Y-1201800
Entrée	100-240 V ~ 50/60 Hz 500 mA
Sortie	12 V  1,8 A
Protection	double isolation de protection
Polarité	
Classement	Classe de sécurité II



Lea atentamente estas instrucciones de uso, consérvelas para su futura utilización, póngalas a disposición de otros usuarios y respete las indicaciones.

Índice

1. Artículos suministrados.....	64
2. Signos y símbolos	64
3. Uso correcto	65
4. Indicaciones de advertencia y de seguridad	65
5. ¿Qué es el beurer Velvet Skin Pro?.....	68
6. Descripción del aparato.....	70
6.1 Descripción detallada	70
7. Antes de empezar.....	71
PASO 1: Compruebe si el beurer Velvet Skin Pro es apropiado para usted	71
PASO 2: Prueba de tolerancia de la piel.....	71
PASO 3: Planifique la depilación con el beurer Velvet Skin Pro para obtener los mejores resultados.....	72
PASO 4: Prepare la zona a tratar	73
PASO 5: Ajuste la intensidad de la energía/Detección automática del tono de piel	73
PASO 6: Familiarícese con posibles efectos secundarios al utilizar el beurer Velvet Skin Pro	74
PASO 7: ¿Qué resultados cabe esperar de un tratamiento con el beurer Velvet Skin Pro?.....	75
8. Utilización del beurer Velvet Skin Pro	75
8.1 Comenzar la aplicación	76
8.2 Tratamiento del rostro.....	77
8.3 Cuidados después de un tratamiento de depilación facial	78
9. Mantenimiento del beurer Velvet Skin Pro.....	78
9.1 Limpieza	78
10. Solución de problemas	78
11. Preguntas frecuentes.....	79
12. Eliminación.....	81
13. Datos técnicos.....	82
14. Bloque de alimentación	82

Estimada cliente, estimado cliente:

Muchas gracias por haberse decidido por uno de nuestros productos. Nuestro nombre es sinónimo de productos de calidad de primera clase sometidos a un riguroso control en los ámbitos del calor, las terapias no agresivas, la presión arterial/el diagnóstico, el peso, los masajes, la belleza y el aire. Lea atentamente estas instrucciones de uso, consérvelas para su futura utilización, póngalas a disposición de otros usuarios y respete las indicaciones.

Atentamente,
El equipo de Beurer

1. Artículos suministrados



- 1 beurer IPL Velvet Skin Pro
- 1 accesorio de precisión
- 1 adaptador de red
- 1 instrucciones de uso
- 1 bolsa para guardar












ADVERTENCIA

- Este aparato está previsto únicamente para un uso doméstico o en el ámbito privado, no para el uso profesional.
- Este aparato solo es adecuado para personas mayores de 18 años.
- Los niños no deberán jugar nunca con el aparato.
- Verifique antes de cada uso que tanto el aparato como el cable de red se encuentran en perfecto estado. En caso de estar deteriorados, el aparato no deberá utilizarse.
- No deben mojarse ni el aparato ni el adaptador.
- No utilice el aparato en zonas húmedas o cerca de bañeras, lavabos, duchas u otros recipientes que contengan agua u otros líquidos. ¡Peligro de descarga eléctrica!
- No mire nunca hacia la luz.
- No inserte ningún objeto en el aparato.
- Asegúrese de que las ranuras de ventilación del aparato no estén cubiertas.
- No toque ningún componente interno si el aparato se ha estropeado, para evitar descargas eléctricas.
- Si el cable de alimentación de red de este aparato se daña, deberá sustituirse. Si el cable no se puede extraer, el aparato deberá sustituirse.
- No haga funcionar el aparato sin vigilancia. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

2. Signos y símbolos

En estas instrucciones de uso, así como en el aparato, encontrará los siguientes símbolos:

 ADVERTENCIA	Indicación de advertencia sobre peligro de lesiones o para la salud
 ATENCIÓN	Indicación de seguridad sobre posibles fallos en el aparato/accesorios

 Nota	Indicación de información importante
 PELIGRO	No se debe utilizar el aparato bajo el agua ni cerca de ella (p. ej. en el lavabo, la ducha o la bañera). ¡Peligro de descarga eléctrica!
	Lea las instrucciones de uso
	El aparato cuenta con una protección de aislamiento doble y cumple con los requisitos de la clase de protección 2.
	Atención: radiación óptica
	Utilizar únicamente en espacios cerrados.
	Proteger de la humedad
	¡Mantener alejado de los ojos!
	No utilizar sobre la piel bronceada o después de la exposición al sol
	Deseche el aparato según la Directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
	Este producto cumple los requisitos de las directrices europeas y nacionales vigentes.

3. Uso correcto

Beurer Velvet Skin Pro ha sido diseñado para la eliminación del vello corporal no deseado en personas adultas.

Las zonas corporales para la aplicación ideal del beurer Velvet Skin Pro son piernas, axilas, ingles, pecho, abdomen y, en las mujeres, la zona del rostro por debajo de los pómulos. El aparato no es apto para la depilación capilar anal, genital o de la zona de los pezones. Utilícelo exclusivamente del modo indicado en las instrucciones de uso.

4. Indicaciones de advertencia y de seguridad

ADVERTENCIA

Lea atentamente las indicaciones de seguridad antes de utilizar el aparato y sígalas escrupulosamente cuando use el beurer Velvet Skin Pro. La inobservancia de las siguientes indicaciones puede tener como consecuencia lesiones o daños materiales. Conserve estas instrucciones de uso y asegúrese de que se encuentren disponibles para los demás usuarios. Si da el aparato a terceros, asegúrese de acompañarlo de estas instrucciones de uso.

- Este aparato no debe ser utilizado por personas con facultades físicas, sensoriales o mentales limitadas, a no ser que los vigile una persona responsable de su seguridad o que esta persona les indique cómo se debe utilizar el aparato
- No utilice el beurer Velvet Skin Pro durante el embarazo ni durante la lactancia.
- Si constata un enrojecimiento extremo, formación de pequeñas ampollas o quemaduras en la piel, **INTERRUMPA INMEDIATAMENTE LA APLICACIÓN.**
- Realice 48 horas antes de utilizar por primera vez el beurer Velvet Skin Pro una prueba de tolerancia en una pequeña zona de la piel donde tenga previsto realizar el tratamiento (véase el capítulo 7, paso 2: “Prueba de tolerancia de la piel”).

- No dirija en ningún caso la vista directamente hacia la luz que emite la lámpara IPL. Este producto puede emitir una radiación óptica peligrosa. Asegúrese de que la superficie de aplicación del accesorio tenga pleno contacto con la piel.
- ¡No intente nunca lanzar al aire un pulso de luz!
- Compruebe en la “tabla de colores de pelo y piel” de la contraportada de estas instrucciones de uso qué intensidades de luz son las más apropiadas para el color de su piel y su vello corporal, y si este método es en general recomendable para usted (de lo contrario, aparecerá marcado con una “x” en la tabla).
- No utilice el beurer Velvet Skin Pro si el color natural de su piel es oscuro. El tratamiento de una piel de color oscuro con el beurer Velvet Skin Pro puede dejar secuelas como p. ej. quemaduras, ampollas y alteraciones del color de la piel (hiperpigmentación o hipopigmentación).
- El beurer Velvet Skin Pro ofrece los mejores resultados en los tipos de vello más oscuros o en el vello que contiene más cantidad de melanina. El color negro y el castaño oscuro son los que mejor reaccionan, y a pesar de que el castaño y el castaño claro también reaccionan bien, normalmente requieren más sesiones de depilación. El color pelirrojo puede reaccionar. El vello blanco, gris o rubio no suele reaccionar al beurer Velvet Skin Pro, a pesar de que algunos usuarios han constatado resultados después de varias sesiones de depilación.
- El beurer Velvet Skin Pro puede provocar una pigmentación temporal.
- No intente abrir ni reparar el beurer Velvet Skin Pro. Si abre el beurer Velvet Skin Pro, podría entrar en contacto con componentes eléctricos peligrosos o con la energía luminosa pulsada, lo que puede ocasionar lesiones graves y/o daños oculares irreversibles.

PELIGRO

¡Mantenga el beurer Velvet Skin Pro alejado del agua! El beurer Velvet Skin Pro es un aparato eléctrico. No coloque el aparato dentro del agua y asegúrese de que no pueda caer al agua ni a cualquier otro líquido.



De lo contrario, podría producirse una fuerte descarga eléctrica.

- No utilice el beurer Velvet Skin Pro mientras toma un baño.
- No utilice el beurer Velvet Skin Pro si está húmedo o se ha mojado.
- No toque el beurer Velvet Skin Pro si se ha caído al agua.
- ¡No toque jamás el enchufe o el aparato con las manos mojadas!

Indicaciones para la manipulación de baterías

- En caso de que el líquido de una batería entre en contacto con la piel o los ojos, lave la zona afectada con agua y busque asistencia médica.
- Proteja las baterías de un calor excesivo.
- ¡Peligro de explosión! No arroje las baterías al fuego.
- No despiece, abra ni triture las baterías.
- Utilice solo los cargadores indicados en las instrucciones de uso.
- Las baterías deben estar correctamente cargadas antes de su uso. Para una carga correcta, deben cumplirse en todo momento las indicaciones del fabricante o las de estas instrucciones de uso.
- Cargue completamente la batería antes de la primera puesta en funcionamiento (véase el capítulo 8.1).
- Cargue completamente la batería al menos dos veces al año para prolongar su vida útil el mayor tiempo posible.

⚠ ATENCIÓN

Para prevenir posibles daños

- No intente abrir ni reparar el beurer Velvet Skin Pro. Si intenta abrir el beurer Velvet Skin Pro, es posible que se dañe el aparato y ello supondrá la anulación de la garantía.
- No exponga el aparato durante su utilización a temperaturas inferiores a 10 °C o superiores a 40 °C.
- El aparato no debe quedar en ningún caso sin vigilancia si el bloque de alimentación está enchufado a una toma de corriente.
- Utilice el beurer Velvet Skin Pro exclusivamente para el fin al que está destinado y del modo indicado en estas instrucciones de uso.

- No ponga en funcionamiento el beurer Velvet Skin Pro si hay un cable o un enchufe dañado, y mantenga el cable de red alejado de superficies calientes.
- Desenchufe el beurer Velvet Skin Pro de la toma de corriente antes de proceder a su limpieza.
- Desenchúfelo de la toma de corriente tras cargar la batería.
- No utilice el beurer Velvet Skin Pro con complementos o accesorios que no estén recomendados por Beurer GmbH.
- No utilice el beurer Velvet Skin Pro si ve o huele humo mientras lo usa.
- No utilice el beurer Velvet Skin Pro si no funciona correctamente o si sospecha que está averiado.
- No utilice el beurer Velvet Skin Pro si el sensor de color de piel debajo de la superficie de aplicación está agrietado o roto.
- No utilice el beurer Velvet Skin Pro si la carcasa exterior del aparato está agrietada o se desprende.
- No utilice el beurer Velvet Skin Pro si la superficie de aplicación está agrietada o rota o si falta.
- No ponga el beurer Velvet Skin Pro en funcionamiento si tiene un cable o un enchufe dañado.
- Cargue el aparato únicamente con el adaptador suministrado.
- No utilice el aparato si el filtro UV de la ventana está dañado.
- No utilice el accesorio de precisión si el filtro está dañado.
- Asegúrese de garantizar un flujo de aire constante a través de los orificios de ventilación.

ADVERTENCIA

No utilice en ningún caso el beurer Velvet Skin Pro si padece alguna de las siguientes enfermedades:

- Cáncer de piel (actualmente o en el pasado).
- Epilepsia.
- Queloides de cicatrices.
- Herpes o psoriasis.
- Fotosensibilidad u otro tipo de sensibilidad a la luz, como por ejemplo porfiria, dermatitis polimorfa lumínica, urticaria solar, lupus, etc.
- Enfermedades metabólicas, como por ejemplo diabetes.
- Trastorno de la coagulación de la sangre.

No utilice en ningún caso el beurer Velvet Skin Pro si toma uno de los siguientes medicamentos:

- Si toma medicamentos que aumentan la sensibilidad cutánea a la luz, incluyendo antirreumáticos no esteroideos (como por ejemplo aspirina, ibuprofeno, paracetamol), tetraciclina, fenotiazina, diuréticos de tipo tiazida, sulfonilureas, sulfonamida, DTIC, fluorouracil, vinblastina, griseofulvina, alfa hidroxilácidos (AHAs), beta hidroxilácidos (BHAs), Retin-A[®], Accutane[®] y/o retinoides tópicos.
- Si ha sido sometido recientemente o lo está siendo a un tratamiento con ácido azelaico.
- Si ha tomado durante las dos últimas semanas antibióticos de tetraciclina.
- Si ha recibido durante los 6 últimos meses un tratamiento con Accutane[®] (isotretinoína).
- Si se ha sometido durante los últimos 3 meses a una cura de esteroides.
- Si se le ha realizado en las últimas 6–8 semanas un peeling (tratamiento de abrasión cutánea) u otro método para alisar la piel.
- Si ha recibido en los últimos 3 meses radioterapia o quimioterapia.

No utilice el beurer Velvet Skin Pro bajo ningún concepto en las siguientes zonas del cuerpo:

- Sobre las mucosas en la zona de los oídos y la nariz.
- Sobre o al lado de un implante activo, como por ejemplo un marcapasos, un dispositivo para la incontinencia, una bomba de insulina, etc.
- En el rostro de mujeres por encima de la línea de los pómulos, alrededor de los ojos, las cejas o las pestañas, ya que esto podría provocar lesiones graves en los ojos.
- En hombres en todo el rostro y el cuello.
- En la zona de los pezones, de los genitales (masculinos o femeninos) o del ano.
- Sobre piercings u otros objetos metálicos, como por ejemplo pendientes, bisutería o joyas de cualquier tipo.



- Sobre un tatuaje o maquillaje permanente en la zona a tratar.
- Sobre manchas de color marrón oscuro o negro, como por ejemplo pecas grandes, nevus, lunares, ampollas o verrugas.
- Sobre zonas afectadas por eczemas, psoriasis, lesiones, heridas abiertas o infecciones agudas. Espere hasta que la zona afectada se haya curado antes de utilizar el beurer Velvet Skin Pro.
- Sobre la piel dañada o rasgada o en zonas en las que exista un riesgo de malignidad.
- En una zona del cuerpo en la que puede que desee recuperar posteriormente el vello.

Advertencias si va a tomar el sol antes y después del tratamiento



Si ha tomado el sol antes del tratamiento

1. Después de tomar el sol, espere como mínimo 2 semanas antes de usar el aparato.
2. Antes del tratamiento compruebe si la piel presenta alguna quemadura solar. Si la quemadura no se ha curado, espere hasta que lo haya hecho completamente para usar el aparato.
3. Realice la prueba de tolerancia de la piel en la piel bronceada (véase el capítulo 7, paso 2) para establecer la intensidad energética adecuada.

Para tomar el sol después del tratamiento

1. Tras el tratamiento espere al menos 48 horas para tomar el sol. ¡No exponga al sol la piel aún enrojecida!
2. Las dos primeras semanas posteriores al tratamiento cubra la piel tratada con ropa cuando tome el sol o aplique un protector solar (como mínimo FPS 30).

Bronceado con luz artificial


Las instrucciones de „Si ha tomado el sol antes del tratamiento“ y „Para tomar el sol después del tratamiento“ son válidas también para el bronceado con luz artificial.

Deje que pasen al menos 24 horas entre el uso del aparato y la visita a una sauna o piscina, ya que el cloro puede provocar irritaciones en la piel.

i Nota


Esta lista no pretende ser completa. Si tiene dudas sobre si el beurer Velvet Skin Pro resulta seguro para su piel, consulte a su médico o dermatólogo.

5. ¿Qué es el beurer Velvet Skin Pro?



Antes del uso del beurer Velvet Skin Pro

El beurer Velvet Skin Pro es un aparato para la depilación prolongada basado en la aplicación de luz y está previsto para el uso personal. El procedimiento de depilación basado en el láser y la luz, también denominado fotodepilación, es ampliamente conocido y sus resultados han sido demostrados. Durante más de 15 años de aplicación clínica en todo el mundo ha quedado demostrada su eficacia y seguridad en la reducción del vello de forma prolongada.




Durante un pulso del beurer Velvet Skin Pro

¿Cómo elimina la luz el vello?

La eliminación del vello basada en la aplicación de luz se fundamenta en la teoría de la fototermólisis selectiva, en la que se utiliza la energía óptica para detener el crecimiento del vello. Para conseguir este efecto térmico, el tallo del vello debe absorber energía luminosa de forma selectiva y transformarla en calor.

Esta capacidad de selección se consigue cuando la energía óptica transferida al tejido es absorbida principalmente por el pigmento del tallo del vello, mientras que la piel y los tejidos circundantes se mantienen fríos. La melanina es el pigmento del tallo del vello del que depende la absorción de la luz y que genera el calor que finalmente detiene el crecimiento del vello. Por lo tanto, cuanta más melanina contenga el vello (es decir, cuanto más oscuro sea), tanto mayor será la cantidad de luz absorbida y la efectividad de la luz para la depilación.



Después del uso del beurer Velvet Skin Pro

¿De qué forma influye el ciclo del crecimiento capilar sobre la fotodepilación?



Fase anágena –
etapa de crecimiento



Fase catágena –
etapa de transición




Fase telógena –
etapa de reposo

Cada cabello de nuestro cuerpo pasa por tres etapas de crecimiento: la anágena, la catágena y la telógena. Estas etapas influyen de forma decisiva en la medida en que funciona la fotodepilación.

La etapa anágena es la fase de crecimiento, mientras que la catágena es la fase de transición y la telógena la de descanso.

La duración de un ciclo completo de crecimiento del pelo varía de una persona a otra, así como según la zona del cuerpo, pero suele durar por regla general entre 18 y 24 meses. En un determinado momento, la mayor parte de los folículos pilosos de una zona cutánea se encuentra en la fase de reposo. El beurer Velvet Skin Pro no surte efecto en estos pelos en fase inactiva.

Por el contrario, los pelos que se encuentran en la fase de crecimiento anágena reaccionan al tratamiento con el beurer Velvet Skin Pro. Es imprescindible tener en cuenta que se requiere como mínimo un ciclo completo de crecimiento del pelo para conseguir una depilación prolongada con el beurer Velvet Skin Pro.



En el beurer Velvet Skin Pro la seguridad está en primer plano

• Tecnología IPL del beurer Velvet Skin Pro – Máxima seguridad con bajo nivel energético

Con la tecnología de luz pulsada intensa (IPL, por sus siglas en inglés) se obtienen resultados de depilación prolongados con una mínima parte del nivel de energía que utilizan otros aparatos de fotodepilación. La escasa cantidad de energía que aplica el beurer Velvet Skin Pro reduce el riesgo potencial de que se produzcan daños o complicaciones, e incrementa la seguridad en general.

• El beurer Velvet Skin Pro protege su piel

La fotodepilación no es adecuada para los tonos de piel oscuros o para la piel bronceada. El beurer Velvet Skin Pro tiene integrado un *sensor de color de piel* que permite medir el color de la zona que se va a tratar, de modo que la aplicación solamente es posible si el tono de piel es adecuado. Esta función de seguridad impide que pueda tratarse una piel demasiado oscura o demasiado bronceada. La ventana del aparato dispone de una protección ultravioleta que bloquea los rayos ultravioleta nocivos.

• El beurer Velvet Skin Pro protege sus ojos

El beurer Velvet Skin Pro integra un sensor de contacto con la piel para proteger los ojos. El sensor ha sido desarrollado de tal modo que no se pueden emitir pulsos de luz cuando el aparato se sostiene en el aire. Solo se activará un disparo cuando el sensor de contacto con la piel esté en contacto con la piel.

6. Descripción del aparato

	1. Lámpara
	2. Ventana
	3. Tecla de disparo (tras emitir 3 disparos sucesivos, se ajusta el “modo Flash automático”).
	4. Indicador de nivel de energía
	5. Indicador de carga de la batería
	6. Tecla de selección de energía
	7. Tecla para la detección automática del tono de piel
	8. Indicador luminoso
	9. Sensor de tonos de piel y de contacto con la piel
	10. Toma de carga
	11. Charging socket

6.1 Descripción detallada

- Tecla de encendido y apagado** – El aparato se enciende y se apaga pulsando simplemente la tecla . El aparato se apaga automáticamente si no se usa durante cinco minutos. Al encender el aparato se encienden brevemente todas las luces del indicador de nivel de energía, y el aparato pasa al nivel de energía 1.
- Tecla para la detección automática del tono de piel** – Pulsando la tecla podrá determinar el nivel de energía recomendado para el tratamiento de cada zona. Si mantiene pulsada esta tecla, se iluminará en verde y todas las teclas de selección de energía parpadearán durante diez segundos. Si el sensor de contacto con la piel tiene pleno contacto con el punto deseado y se emite un pulso de luz, el nivel de energía recomendado (dependiendo del tono de piel de la zona que se va a tratar) se ajusta automáticamente; el indicador de nivel de energía se ilumina correspondientemente. Hay que señalar que el nivel de energía recomendado solo se selecciona si se pulsa la tecla correspondiente, no si el tono de piel se modifica, es decir, si se cambia la zona de tratamiento.
- Teclas de selección de energía** – La tecla + (nivel de energía más alto) y – (nivel de energía más bajo) permiten seleccionar seis niveles distintos de energía. Seleccione el nivel de energía con el que se encuentre cómodo realizando la prueba de tolerancia de la piel. Para seleccionar el nivel de energía idóneo, puede utilizar para cada zona la tecla de detección automática del tono de piel.
 - Pulsando las teclas + o - (tras encender el aparato) el nivel de energía se aumenta o reduce cada vez un nivel. Cada pulsación adicional modifica el nivel de energía entre el nivel más bajo (marcado con “1”) y el más alto (marcado con “6”).
 - Dependiendo del nivel de energía seleccionado, se ilumina la cantidad correspondiente de luces verdes del indicador de nivel de energía.
- Indicador de carga de la batería** – Este indicador informa sobre el estado de carga de la batería:
 - Rojo – La batería se está cargando.
 Nota: Si se ilumina además de esta luz roja la del nivel de energía 1, significa que el aparato está encendido.
 - Verde – La batería está completamente cargada y el aparato está conectado con la alimentación externa.
 - Rojo, parpadeo lento – Nivel de carga bajo de la batería (aproximadamente el 30 %).
 - Rojo, parpadeo rápido – Nivel de carga muy bajo de la batería (aproximadamente el 10 %).
 Nota: El indicador de carga de la batería solo se ilumina en verde o solo parpadea en rojo si el aparato está encendido.

5. **Indicador luminoso** – Este indicador situado en la parte posterior del aparato dispone de varias luces de estado distintas (véase la tabla siguiente).

Indicación	Modo	
Encendido, verde	ON	Preparado para el pulso de luz. Al emitir un pulso de luz o entre pulsos no se enciende ninguna luz.
Destella, naranja	El disparo (pulso de luz) se bloquea.	El aparato no emite ningún pulso de luz debido a que falta contacto con la piel.
Destella, rojo	El disparo (pulso de luz) se bloquea.	El aparato no emite ningún pulso debido a un tono de piel no admisible (valor alto en la tabla de tonos de Fitzpatrick según la indicación de la contraportada de las instrucciones de uso).
Parpadea, naranja	Indicación del final de la vida útil del aparato	Indica que está próximo el final de la vida útil de la lámpara.
Encendido, rojo	Se ha llegado al final de la vida útil	El aparato está bloqueado permanentemente, la lámpara ha alcanzado su límite, se ha producido una avería interna o la ventana no asienta correctamente en el aparato.

7. Antes de empezar

PASO 1: Compruebe si el beurer Velvet Skin Pro es apropiado para usted

ADVERTENCIA

Antes de utilizar por primera vez el beurer Velvet Skin Pro debe asegurarse de que el aparato es apropiado para usted.

Para comprobar si el beurer Velvet Skin Pro es apropiado para usted lea el capítulo “4. Indicaciones de advertencia y de seguridad” y establezca con ayuda de la “tabla de colores de pelo y piel” de la contraportada de las instrucciones de uso qué intensidades de luz son las más adecuadas para su piel y su vello corporal, y si en general este es el método apropiado para usted (en caso contrario, en la tabla se marcará con una “x”).

PASO 2: Prueba de tolerancia de la piel

ADVERTENCIA

Realice una prueba de tolerancia de la piel antes de utilizar el beurer Velvet Skin Pro.

Mediante esta prueba comprobará cómo reacciona su piel al tratamiento con el beurer Velvet Skin Pro. Además, le ayudará a ajustar el nivel de energía óptimo para cada zona. Realice una prueba de tolerancia en cada superficie de la piel que vaya a tratar **48 horas** antes de llevar a cabo el tratamiento completo.

Nota

En caso de tratamientos en el rostro la prueba de tolerancia deberá efectuarse en una superficie sin vello, como por ejemplo debajo de la oreja o a un lado del cuello.

1. Asegúrese antes de la aplicación de que la piel esté rasurada, limpia y seca (libre de restos como polvos, crema, maquillaje, antitranspirante o desodorante).

ADVERTENCIA

No limpie EN NINGÚN CASO la piel con fluidos inflamables, como alcohol o acetona, poco antes de utilizar el beurer Velvet Skin Pro.

2. Ajuste el aparato como se describe en los apartados 2 a 5 del capítulo “8.1 Comenzar la aplicación”.
3. Posicione la superficie de aplicación del aparato sobre la superficie de prueba deseada y cerciórese de que está en pleno contacto con la piel.
4. El aparato está ajustado automáticamente al nivel de energía más bajo. Dispare el primer pulso con el nivel de energía 1 pulsando la tecla de disparo. Podrá ver un rayo luminoso, oirá un chasquido y es posible que sienta un ligero escozor y/o un efecto de calor. En 3 segundos como máximo, el aparato está listo para el siguiente pulso y el indicador luminoso del beurer Velvet Skin se ilumina en verde permanentemente.
5. Retire la ventana de la piel y posicónela sobre el siguiente punto de la superficie de prueba.

i Nota

Aumente el nivel de energía solamente si el nivel de energía anterior no le provoca molestias. Si siente ya molestias en el nivel de energía 1, no aumente de nivel.

i Nota

Nota: Puede utilizar la tecla de detección automática del tono de piel para determinar automáticamente el nivel de energía recomendado para la zona de tratamiento en cuestión. Tenga en cuenta que la recomendación se basará en su tono de piel. El nivel de energía se puede modificar cuando se desee.

6. Con la tecla de selección de energía “+” puede aumentar en 1 el nivel de energía. El indicador de nivel de energía se enciende según el nivel seleccionado.
Dispare el segundo pulso con el nivel de energía 2 pulsando la tecla de disparo.
7. Repita los pasos 5 y 6 solamente si se siente bien, hasta que alcance el nivel de energía 6. Interrumpa la prueba si percibe una sensación desagradable, ya que si sigue aumentando el nivel de energía corre peligro de sufrir secuelas. Finalice la prueba inmediatamente si constata efectos negativos, como enrojecimiento extremo o formación de ampollas.
8. Espere 48 horas y examine la superficie tratada.
Si la piel de la superficie tratada presenta un aspecto normal (ninguna reacción ni enrojecimiento ligero), puede proseguir con un tratamiento completo con el nivel de energía más alto que pudo utilizar sin molestias durante la prueba. Si constata incluso en un nivel de energía bajo un enrojecimiento extremo, inflamación o formación de ampollas, no someta la superficie en cuestión a un tratamiento completo.

i Nota

¡No lleve a cabo ningún tratamiento completo con un nivel de energía que no haya probado antes! Realice el tratamiento de la superficie sobre la que ha hecho la prueba como muy pronto 1 semana después de probarla.

PASO 3: Planifique la depilación con el beurer Velvet Skin Pro para obtener los mejores resultados

Un ciclo típico de crecimiento del pelo puede durar entre 18 y 24 meses. Durante este periodo pueden ser necesarias varias sesiones con el beurer Velvet Skin Pro para lograr una eliminación prolongada del vello. La efectividad de la depilación varía de una persona a otra y difiere según la zona del cuerpo y el color del pelo, así como según se utilice el beurer Velvet Skin Pro.

El plan típico de depilación con el beurer Velvet Skin Pro a lo largo de un ciclo completo de crecimiento del vello sería:

- Las 3 o 4 primeras sesiones de depilación con el beurer Velvet Skin Pro deberían realizarse dejando un espacio aproximado de dos semanas entre sí.

- Las sesiones de depilación 5 a 7 con el beurer Velvet Skin Pro deberían realizarse dejando un espacio aproximado de cuatro semanas entre sí. Posteriormente, utilice el beurer Velvet Skin Pro normalmente de forma ocasional y cuando resulte necesario hasta conseguir unos resultados prolongados.

Este es el plan de tratamiento recomendado con el que está demostrado que se obtienen los mejores resultados. Sin embargo, usted puede optar por un plan personal diferente y alcanzar no obstante unos resultados satisfactorios.

Nota

Si se trata la misma zona del cuerpo más de una vez en dos semanas, los resultados de la depilación no mejorarán.

Tratamiento de mantenimiento típico con el beurer Velvet Skin Pro tras lograr una eliminación prolongada del vello:

Debido a cambios hormonales u otras alteraciones fisiológicas, los folículos pilosos en reposo pueden recuperar la actividad. Por este motivo, puede ser necesario realizar de vez en cuando sesiones de depilación como tratamiento de mantenimiento con el beurer Velvet Skin Pro.

PASO 4: Prepare la zona a tratar

Asegúrese antes de la aplicación de que la piel esté rasurada, limpia y seca (libre de restos como polvos, crema, maquillaje, antitranspirante o desodorante).

ADVERTENCIA

No limpie la piel con fluidos inflamables, como alcohol o acetona, poco antes de utilizar el beurer Velvet Skin Pro.

PASO 5: Ajuste la intensidad de la energía/Detección automática del tono de piel

Nivel de energía

El nivel de energía determina la intensidad del pulso de luz que el beurer Velvet Skin Pro emite sobre su piel (desde el nivel más bajo (-) hasta el más alto (+)). El indicador de nivel de energía del aparato indica el aumento del nivel de energía. A medida que aumenta el nivel de energía, mayores son los resultados de la depilación y también el riesgo de posibles efectos secundarios y complicaciones.

Comience la primera sesión de depilación con el nivel de energía ajustado por la detección automática del tono de piel y confirmado por la prueba de tolerancia de la piel.

Detección/medición automática del tono de piel

Gracias a la detección automática del tono de piel, el aparato muestra el nivel de energía adecuado para cada tono de piel.

Nota

- Para su seguridad, seleccione siempre el punto de la piel más oscuro (p. ej. la parte externa de la pantorrilla, el dorso de la mano en el brazo, etc.)
Importante: Antes del uso en otro punto del cuerpo deberá volver a realizar una medición.
- El aparato no emite ningún pulso de luz en el modo de detección del tono de piel.
- Si desea finalizar la detección del tono de piel antes de tiempo, puede volver al modo normal pulsando una de las teclas de selección de energía (+ o -).

Si su piel no presenta ningún enrojecimiento, o este es muy leve, durante la primera sesión de depilación con el nivel de energía recomendado, y después de esta, podrá aumentar un nivel en la siguiente sesión.

 **ADVERTENCIA**

No aumente el nivel de energía si percibe durante o después del tratamiento con el beurer Velvet Skin Pro dolores anormales. (Véase el paso 6 "Familiarícese con posibles efectos secundarios")
No aumente el nivel de energía durante una sesión de depilación, incluso aunque no sienta molestias. La irritación también puede aparecer algún tiempo después de la aplicación.

PASO 6: Familiarícese con posibles efectos secundarios al utilizar el beurer Velvet Skin Pro

Cuando el beurer Velvet Skin Pro se utiliza conforme a las indicaciones de estas instrucciones de uso, la aparición de efectos secundarios o complicaciones derivadas de su utilización es muy infrecuente. No obstante, cualquier método de tratamiento cosmético, incluyendo los que han sido desarrollados para el uso doméstico, entraña ciertos riesgos. Por este motivo es importante que comprenda y acepte los riesgos y complicaciones que pueden producirse en los sistemas de fotodepilación por luz pulsada de uso doméstico.

Complicación	Probabilidad de aparición de la complicación	Efecto secundario	Probabilidad de aparición del efecto secundario
Aplicación de varios pulsos en una misma zona de la piel	Baja	Irritación leve de la piel	Baja
		Enrojecimiento de la piel	Baja
		Mayor sensibilidad de la piel	Baja
		Heridas en la piel y quemaduras	Raramente
		Formación de cicatrices	Raramente
		Alteraciones de la pigmentación	Raramente
		Enrojecimiento e hinchazón excesivos	Raramente
		Infección	Insignificante
		Hematoma	Insignificante

Ligero dolor en la piel

A pesar de que la fotodepilación con luz pulsada de uso doméstico se suele tolerar muy bien, la mayoría de los usuarios sienten un ligero malestar durante la utilización, que suelen describir en la mayoría de los casos como una sensación de leve pinchazo en las superficies de la piel sometidas al tratamiento. Esta sensación de pinchazo suele perdurar normalmente mientras dura la propia aplicación o hasta algunos minutos después. Cualquier síntoma que supere este ligero malestar no se considera normal, y significa que o bien no debería seguir utilizando el beurer Velvet Skin Pro, puesto que la aplicación de la fotodepilación no es adecuada para usted, o bien que el ajuste de energía es demasiado fuerte.

Enrojecimiento de la piel

Su piel puede enrojecerse inmediatamente después de utilizar el beurer Velvet Skin Pro o en las 24 horas siguientes a su utilización. El enrojecimiento desaparece normalmente en un plazo de 24 horas. Consulte a su médico si el enrojecimiento todavía no ha desaparecido después de 2 o 3 días.

Mayor sensibilidad de la piel

La piel de la zona depilada está más sensible, y puede secarse o pelarse.

Heridas en la piel y quemaduras

Muy raramente pueden producirse quemaduras o heridas en la piel después de la aplicación. La quemadura o herida puede tardar algunas semanas en curarse, y en casos sumamente infrecuentes puede quedar una cicatriz visible.

Formación de cicatrices

A pesar de que ocurre muy raramente, existe la posibilidad de que se formen cicatrices irreversibles. Una posible formación de cicatrices se manifiesta generalmente en forma de una lesión lisa de color blanco sobre la piel (hipotrófica).

Sin embargo, también puede ser extensa y roja (hipertrofica) o extensa e ir más allá de los bordes de la lesión propiamente dicha (queloide). Pueden ser necesarios tratamientos cosméticos para mejorar el aspecto de la cicatriz.

Alteraciones de la pigmentación

El beurer Velvet Skin Pro focaliza el tallo del vello, más concretamente las células pigmentadas del folículo piloso y el folículo piloso propiamente dicho.

A pesar de ello, existe riesgo de una hiperpigmentación (exceso de pigmento o coloración marrón) o de una hipopigmentación (empaldecimiento) de la piel circundante. Este riesgo de alteraciones de la pigmentación cutánea es más elevado en las personas con pieles de color más oscuro. Normalmente, las alteraciones del color o de la pigmentación cutánea son transitorias, y la aparición de una hiperpigmentación o hipopigmentación permanente es muy infrecuente.

Enrojecimiento e hinchazón excesivos

En raras ocasiones, la piel tratada puede presentar un fuerte enrojecimiento e hinchazón. Esto es más frecuente en las zonas corporales más sensibles. El enrojecimiento y la hinchazón deberían remitir en un plazo de 2 a 7 días y aliviarse aplicando repetidamente hielo. Puede realizarse una limpieza suave, pero deberá evitarse la exposición al sol.

Infección

Una infección de la piel es sumamente infrecuente, si bien constituye un riesgo posible como consecuencia de una quemadura o una herida cutánea causada por el beurer Velvet Skin Pro.

Hematoma

La utilización del beurer Velvet Skin Pro puede provocar en muy raras ocasiones hematomas de color lila azulado, que pueden perdurar entre 5 y 10 días. Al aclararse los hematomas puede producirse una coloración marrón rojiza de la piel (hiperpigmentación) que puede ser permanente.

PASO 7: ¿Qué resultados cabe esperar de un tratamiento con el beurer Velvet Skin Pro?

Para muchos usuarios del beurer Velvet Skin Pro posiblemente sea esta la primera experiencia con un aparato de fotodepilación desarrollado para el uso doméstico. El beurer Velvet Skin Pro es fácil de manejar y las sesiones de depilación se efectúan con rapidez. Durante una sesión con el beurer Velvet Skin Pro es normal que perciba lo siguiente:

- **Ruido de fondo de la ventilación** – El ventilador de refrigeración del beurer Velvet Skin Pro emite un ruido similar al de un secador de pelo. Este ruido es normal.
- **Ruido de disparo con cada pulso** – Cuando el beurer Velvet Skin Pro dispara un pulso, es normal que oiga al mismo tiempo que se emite el disparo una especie de chasquido.
- **Presión ligera de la ventana** – Es necesaria y ayuda a posicionar los pulsos de luz adyacentes, además de formar parte de la función de seguridad del beurer Velvet Skin Pro.
- **Sensación de calor y cosquilleo** – Durante cada pulso de luz es normal que sienta una leve sensación de calor y un cosquilleo producido por la energía de la luz. No olvide que es importante utilizar siempre niveles de energía bajos durante las primeras sesiones de fotodepilación. Hasta una hora después de la aplicación del beurer Velvet Skin Pro es posible que sienta un cierto calor.
- **Piel ligeramente roja o rosada** – Durante o inmediatamente después de una sesión con el beurer Velvet Skin Pro es normal que la piel presente un tono rosado muy leve. Normalmente, esto se aprecia especialmente alrededor del vello. Si por el contrario advierte un enrojecimiento completo de la piel, formación de ampollas o quemaduras, deje de utilizar de inmediato el beurer Velvet Skin Pro.

8. Utilización del beurer Velvet Skin Pro

ADVERTENCIA

Si desea utilizar el aparato en el rostro, lea primero las instrucciones de los capítulos 8.2 a 8.3 antes de continuar con el capítulo 8.1 "Comenzar la aplicación".

8.1 Comenzar la aplicación

1. Saque el aparato del embalaje.
2. Compruebe que el aparato, el enchufe, los accesorios y el cable no presenten daños.
3. Enchufe el aparato a la red eléctrica.
4. Cargue completamente el aparato antes de usarlo por primera vez (duración aproximada: 2 horas)

Nota

Asegúrese antes de la aplicación de que la piel esté rasurada, limpia y seca (libre de restos como polvos, crema, maquillaje, antitranspirante o desodorante).

Deje enfriar el aparato unos minutos si le parece que está demasiado caliente. Podrá continuar su tratamiento de la forma habitual tras un breve tiempo de enfriamiento.

ADVERTENCIA

No limpie la piel con fluidos inflamables, como alcohol o acetona, poco antes de utilizar el beurer Velvet Skin Pro.

5. Pulse la tecla ON/OFF para encender el aparato.
6. Seleccione con las teclas +/- el nivel de energía correcto para su tono de piel o utilice la detección automática del tono de piel (☺).
7. Coloque el aparato formando un ángulo de 90 grados sobre la piel de forma que el accesorio quede completamente sobre ella. El sensor integrado de contacto con la piel impide una emisión no deseada de pulsos cuando no hay contacto con la piel.
8. El indicador luminoso situado en la parte posterior del aparato se ilumina en verde para indicarle que puede continuar con el tratamiento.
9. Pulse la tecla de disparo para emitir un pulso de luz.
10. El aparato dispone de un modo "Flash automático". Este modo se activa si mantiene pulsada la tecla de disparo para emitir 3 pulsos consecutivos. Mientras haya suficiente contacto con la piel, el aparato emitirá automáticamente pulsos sin que haya que volver a pulsar la tecla de disparo.

Nota

Si pulsa la *tecla de disparo* y su piel es demasiado oscura o está demasiado bronceada, el *indicador luminoso* del aparato se iluminará en rojo. En este caso, el aparato no emitirá ningún pulso sobre la zona en cuestión.

Si el aparato no tiene suficiente contacto con la piel y se pulsa la tecla de disparo, el indicador luminoso del aparato se ilumina en naranja. En este caso, el aparato tampoco emitirá ningún pulso sobre la zona en cuestión.

ADVERTENCIA

¡No aplique el aparato sobre la misma superficie de la piel más de una vez por cada sesión de depilación!

Si repite el tratamiento sobre una superficie de la piel durante una misma sesión de depilación puede aumentar la posibilidad de sufrir efectos secundarios.

Procure evitar que se solapen los pulsos.

Nota

Los pulsos del beurer Velvet Skin Pro deberían aplicarse en franjas, empezando por el extremo de cada franja y avanzando hasta el otro extremo. Esta técnica permite controlar mejor las zonas de la piel que ya han sido tratadas y le ayudará a evitar un tratamiento repetido de una misma zona o de zonas solapadas de la piel. La *superficie de aplicación* del beurer Velvet Skin Pro está diseñada de modo que se forman marcas de presión transitorias sobre la zona de la piel tratada. Estas marcas de presión visibles pueden tomarse como referencia para el posicionamiento exacto del siguiente pulso.

11. Levante el aparato de la piel y posicónelo sobre el siguiente punto de la superficie de tratamiento. Al desplazarlo, asegúrese de que no queden huecos ni se solapen las zonas de piel tratada. El aparato se recarga inmediatamente y en 3 segundos como máximo (en el nivel más alto) está listo para el siguiente pulso (el indicador luminoso del aparato vuelve a iluminarse en verde permanentemente). Repita el proceso hasta finalizar el tratamiento en toda la zona deseada.

Después del tratamiento con el beurer Velvet Skin Pro

- Al finalizar la sesión de depilación con el beurer Velvet Skin Pro, apague el aparato pulsando la tecla ON/OFF.
- Le recomendamos que realice después de cada sesión de depilación una limpieza de su aparato beurer Velvet Skin Pro, especialmente de la *superficie de aplicación* (véase el capítulo “9.1 Limpieza del beurer Velvet Skin Pro”).
- Después de la limpieza, le recomendamos que guarde su beurer Velvet Skin Pro en la caja original y lo mantenga alejado del agua.

8.2 Tratamiento del rostro

ADVERTENCIA

No utilice el beurer Velvet Skin Pro para el rostro con un nivel de energía mayor de 3. Cuando utilice el beurer Velvet Skin Pro en el rostro de mujeres, no lo aplique por encima de los pómulos ni alrededor de los ojos, las cejas y las pestañas, ya que esto podría provocar graves daños en los ojos.

No utilice el beurer Velvet Skin Pro en el rostro, el cuello ni la zona de la barbilla de hombres.

No utilice el beurer Velvet Skin Pro sobre las mucosas en la zona de la nariz y los oídos.

La piel del rostro es muy sensible y requiere un cuidado especial. Debe observar imprescindiblemente todas las indicaciones de advertencia y de seguridad de las presentes instrucciones de uso para impedir efectos adversos. Le recomendamos realizar en primer lugar un tratamiento de una zona del cuerpo para familiarizarse con el aparato antes de realizar un tratamiento de depilación facial.

Con el beurer Velvet Skin Pro se pueden depilar todas las zonas del rostro por debajo de los pómulos, como p. ej. labio superior, mejillas, mandíbula, barbilla y cuello.

Nota

Para facilitar la aplicación sobre el rostro, puede utilizar el accesorio de precisión incluido en el suministro. El adaptador reduce la superficie de aplicación y facilita una aplicación más precisa.

Puede fijar el accesorio de precisión en el cabezal del aparato simplemente colocándolo y presionándolo sobre la superficie de aplicación.

Coloque el accesorio de precisión de modo que la ranura correspondiente esté situada sobre el sensor de contacto con la piel/color de piel. Si el sensor de contacto con la piel/color de piel está tapado, no será posible disparar el pulso de luz. Utilice el accesorio de precisión solo con el nivel de energía 3 como máx. y solo si su tono de piel es más claro que el tipo de piel 5.

No utilice el accesorio de precisión durante más de 80 pulsos seguidos.

Existe el peligro de que el filtro rojo se caliente demasiado, lo que puede producir quemaduras.



1. Es imprescindible realizar una prueba puntual de tolerancia de la piel 48 horas antes del tratamiento (véase el capítulo 7, paso 2). La prueba de tolerancia de la piel debería realizarse en una zona sin vello, por ejemplo debajo de la oreja o a un lado del cuello, para determinar el nivel de energía adecuado.

ADVERTENCIA

Realice el tratamiento de la superficie sobre la que ha hecho la prueba de tolerancia de la piel como muy pronto 1 semana después de probarla.

Nota

El origen del vello facial puede ser de tipo hormonal, por lo que para una eliminación prolongada del vello pueden ser necesarias varias sesiones.

8.3 Cuidados después de un tratamiento de depilación facial

- Aplique una loción calmante, por ejemplo aloe vera.
- Evite utilizar durante como mínimo 24 horas cremas abrasivas o peeling y cremas aclaradoras de la piel o productos similares, ya que todos ellos irritan la piel tratada.
- Evite durante como mínimo 48 horas después del tratamiento una exposición de más de 15 minutos a la luz directa del sol. Si expone la piel recientemente tratada con el aparato a la luz del sol durante este periodo, será imprescindible que aplique protección solar con factor de protección FPS 30 o superior.
- Evite eliminar pelos de las zonas sometidas al tratamiento utilizando cera o pinzas de depilar.

Recuerde que los resultados completos de la depilación pueden tardar en presentarse un ciclo completo de crecimiento del pelo.

9. Mantenimiento del beurer Velvet Skin Pro

9.1 Limpieza

Le recomendamos que realice después de cada sesión de depilación una limpieza de su aparato beurer Velvet Skin Pro, especialmente de la *superficie de aplicación*.

ATENCIÓN

¡No sumerja jamás el beurer Velvet Skin Pro ni ninguno de sus componentes en agua!

- Utilice un paño seco y limpio, así como un limpiador especial para aparatos electrónicos y frote con cuidado la superficie del beurer Velvet Skin Pro, insistiendo especialmente en la superficie de proyección de la luz.

10. Solución de problemas

“Mi beurer Velvet Skin Pro no se enciende”

- Asegúrese de que la batería del aparato esté cargada (con la luz verde del indicador de carga de la batería).
- Si el aparato IPL no emite ningún pulso de luz, compruebe si
 - a. El accesorio está sujetado correctamente en el aparato (el aparato no funcionará si no está colocado o no está colocado correctamente).
 - b. El aparato aún se encuentra en el modo de seguridad activado automáticamente después de que no se haya detectado contacto con la piel o un tono de piel admisible.
 - c. Hay contacto completo con la piel.
 - d. La zona tratada es demasiado pequeña, está en curva o es huesuda. La ventana debe descansar completamente sobre la zona tratada (intente estirar la piel).
 - e. La emisión del pulso de luz se bloquea si el aparato IPL detecta un tono de piel demasiado oscuro. En este caso el indicador luminoso se ilumina brevemente en rojo.
 - f. Si surgen problemas de seguridad y cuando se llega al final de la vida útil el indicador luminoso se ilumina en rojo. El aparato se apagará automáticamente en este caso.
- Errores generales:
 - a. Si tiene suciedad o polvo, la ventana debe limpiarse siguiendo las instrucciones del apartado correspondiente. Diríjase al servicio de atención al cliente si no puede eliminar la suciedad.

- b. Si, tras cambiar la zona de tratamiento, la emisión de pulsos se ralentiza, utilice el aparato en un entorno más fresco. La emisión de pulsos de luz se ralentiza en determinadas circunstancias cuando la temperatura ambiente es alta.
 - c. Si se produce un error general, apague el aparato, espere diez segundos y vuelva a encenderlo.
- Si los problemas del aparato persisten, diríjase a nuestro servicio de atención al cliente.

11. Preguntas frecuentes

1. ¿Funciona de verdad el beurer Velvet Skin Pro?

Sí. Tests clínicos realizados por médicos han demostrado que la tecnología integrada en el beurer Velvet Skin Pro permite alcanzar resultados de depilación prolongados. Sin embargo, los resultados pueden variar en función del ciclo de crecimiento del vello, del nivel de energía utilizado y del grosor y color del vello.

2. ¿En qué partes del cuerpo puedo utilizar el beurer Velvet Skin Pro?

El beurer Velvet Skin Pro ha sido desarrollado para la depilación del vello de todo el cuerpo. Las zonas de tratamiento más frecuentes con el beurer Velvet Skin Pro son las piernas, axilas, brazos, ingles y el rostro por debajo de los pómulos.

3. ¿Cuánto tiempo dura una sesión de tratamiento con el beurer Velvet Skin Pro?

El tiempo puede variar dependiendo de la zona del cuerpo. Un tratamiento corporal completo (piernas, brazos, axilas, ingles y rostro por debajo de los pómulos) dura aproximadamente 21 minutos en el nivel más bajo y con el accesorio grande.

4. ¿Es seguro el beurer Velvet Skin Pro?

El beurer Velvet Skin Pro ha sido desarrollado prestando especial atención a su seguridad y utiliza una tecnología clínicamente probada. No obstante, este aparato, como cualquier otro producto o equipo electrónico destinado a su utilización sobre la piel, debe ser utilizado respetando las instrucciones de uso y las indicaciones de seguridad para el usuario.

5. ¿Es doloroso el beurer Velvet Skin Pro?

Utilizándolo correctamente, la mayoría de los usuarios del beurer Velvet Skin Pro afirman percibir una ligera sensación de calor en el momento de emitirse el pulso de luz. Los usuarios cuyo vello es más grueso y oscuro pueden sentir más molestias, pero estas se alivian en cuanto finaliza la sesión de depilación. El beurer Velvet Skin Pro dispone de 6 ajustes de energía que puede ajustar conforme a su sensibilidad.

6. ¿Cuántas veces tengo que utilizar el beurer Velvet Skin Pro?

En caso de tratamiento del vello corporal con el beurer Velvet Skin Pro, las primeras cuatro sesiones deberían realizarse en intervalos de dos semanas. Las sesiones quinta a séptima (incluida) deberían realizarse en intervalos de cuatro semanas. Todas las sesiones posteriores deberían llevarse a cabo si vuelve a crecer el vello hasta alcanzar el resultado deseado.

En caso de tratamiento del vello facial por debajo de los pómulos, las primeras seis sesiones deberían realizarse en intervalos de dos semanas. Las sesiones séptima a duodécima (incluida) deberían realizarse en intervalos de cuatro semanas. Todas las sesiones posteriores deberían llevarse a cabo si vuelve a crecer el vello hasta alcanzar el resultado deseado.

7. ¿Funciona el beurer Velvet Skin Pro con pelo blanco, gris o rubio?

El beurer Velvet Skin Pro es más efectivo en los tipos de vello más oscuros o en el vello que contiene más cantidad de melanina. La melanina es el pigmento que dota de color al pelo y a la piel, y que absorbe la energía de la luz. El pelo negro y castaño oscuro muestran la mejor reacción. El pelo castaño y castaño claro reaccionan también, si bien requieren normalmente más sesiones de depilación. El vello pelirrojo puede dar ciertos resultados. El vello blanco, gris o rubio no suele reaccionar al beurer Velvet Skin Pro, a pesar de que algunos usuarios han constatado resultados después de varias sesiones de depilación.

8. ¿Puedo utilizar el beurer Velvet Skin Pro sobre una piel bronceada o negra?

No utilice el beurer Velvet Skin Pro si el color natural de su piel es oscuro. ¡No tiene efecto alguno!

El beurer Velvet Skin Pro es un aparato de fotodepilación que elimina el vello no deseado mediante el tratamiento selectivo del pigmento capilar. El tejido cutáneo que lo rodea contiene igualmente una cantidad variable de pigmentos. La cantidad de pigmentos de la piel de una persona en concreto, que se manifiesta a través del color de su piel, determina el nivel de riesgo al que se expone al utilizar el beurer Velvet Skin Pro. El tratamiento de una piel de color oscuro mediante fotodepilación puede dejar secuelas, como p. ej. quemaduras, ampollas y alteraciones del color de la piel (hiperpigmentación o hipopigmentación). El beurer Velvet Skin Pro dispone de un *sensor de color de piel* integrado que mide al principio de cada sesión de depilación y de forma aleatoria durante la propia sesión el color de la piel sometida al tratamiento. El *sensor de color de piel* impide que el beurer Velvet Skin Pro emita más pulsos si detecta que se está utilizando el aparato sobre una piel de color oscuro.

9. ¿A partir de cuándo pueden verse los resultados del beurer Velvet Skin Pro?

Al igual que en cualquier otro aparato de fotodepilación basado en luz pulsada o láser, los resultados no se aprecian inmediatamente, de modo que podría parecer no haber surtido efecto alguno. En ocasiones, parece que el vello vuelve a crecer después de una sesión de fotodepilación, pero normalmente gran cantidad de este vello se pierde al cabo de dos semanas. Además, el vello tiene tres etapas de crecimiento diferentes, y el beurer Velvet Skin Pro solamente afecta al vello que se encuentra en una fase de crecimiento activa. Esta es una de las principales causas por las que se necesitan varias sesiones hasta alcanzar el resultado deseado.

10. ¿Pueden utilizar los hombres el beurer Velvet Skin Pro?

A pesar de que el beurer Velvet Skin Pro ha sido desarrollado para mujeres, también es apropiado para los hombres. Sin embargo, el vello masculino, y en especial el del pecho, requiere más sesiones de depilación que en las mujeres hasta alcanzar el resultado deseado.

11. ¿Por qué me crece el vello a pesar de haberme depilado hace una semana?

Es muy probable que parezca que el vello sigue creciendo hasta dos semanas después de una sesión de depilación con el beurer Velvet Skin Pro. Este proceso se conoce como “expulsión” y al cabo de aproximadamente dos semanas constatará que este vello simplemente se caerá o podrá extraerse con un tirón suave. (En todo caso, no es recomendable tirar del vello – deje simplemente que se desprenda de forma natural). También es posible que algunos pelos no hayan sido alcanzados por el beurer Velvet Skin Pro por haber olvidado una aplicación o por encontrarse en una etapa de crecimiento diferente. Estos pelos se tratarán en las siguientes sesiones y, por consiguiente, este es el motivo por el que son necesarias varias sesiones de depilación para alcanzar el mejor resultado con el beurer Velvet Skin Pro.

12. ¿Es verdad que después de la fotodepilación vuelven a crecer algunos pelos más finos y delgados?

Este fenómeno ha sido ampliamente documentado por expertos en cosmética y médicos que utilizan aparatos de fotodepilación por luz pulsada y láser. Existe la posibilidad de que vuelvan a crecer algunos pelos más finos y delgados después de la fotodepilación con el beurer Velvet Skin Pro. Normalmente, se trata de una mínima parte de los que había originalmente, y puede conseguirse el efecto deseado realizando un tratamiento adicional.

13. ¿Por qué no puedo aplicarme el tratamiento si tengo un bronceado “activo”?

No debe utilizar el beurer Velvet Skin Pro sobre la piel bronceada ni después de una exposición al sol. La piel bronceada, especialmente después de una exposición al sol, contiene una gran cantidad del pigmento llamado melanina. Esto afecta a todos los tipos y colores de piel, incluyendo aquellos que aparentemente no se broncean rápidamente. La presencia de una gran cantidad de melanina expone la piel a un mayor riesgo de consecuencias negativas en combinación con el uso del beurer Velvet Skin Pro, incluyendo quemaduras, ampollas y alteraciones del color de la piel (hiperpigmentación o hipopigmentación).

14. ¿Puede una utilización a largo plazo del beurer Velvet Skin Pro representar un peligro para mi piel?

La utilización de energía luminosa y energía de láser en la medicina estética ha sido ampliamente documentada desde hace más de 15 años en publicaciones profesionales y verificada por expertos, así como por reputados institutos como la Clínica Mayo. Ni las publicaciones ni los institutos hacen men-

ción alguna de efectos secundarios o daños provocados por la utilización a largo plazo de aparatos de energía luminosa o láser.

15. ¿Puedo utilizar el beurer Velvet Skin Pro para eliminar el vello de la barbilla o de otra zona del rostro?

El beurer Velvet Skin Pro **se puede** utilizar para el tratamiento del vello facial por debajo de los pómulos. Cuando se utiliza en el rostro, hay que tener especial cuidado para no tocar la zona de los ojos: el beurer Velvet Skin Pro no debe utilizarse en ningún caso alrededor de o junto a los ojos. Y, al igual que para el resto del cuerpo, deberá evitarse una exposición al sol antes y después de los tratamientos con el beurer Velvet Skin Pro. Como medios de protección solar se consideran aceptables prendas que cubran la piel o crema con protección solar (como mínimo FPS 30+), que deberán llevarse o utilizarse antes y después de los tratamientos.

16. ¿Cuánto tiempo debo esperar para realizar un tratamiento con el beurer Velvet Skin Pro después de una exposición al sol sin protección?

Debería esperar 2 semanas antes de utilizar el beurer Velvet Skin Pro después de exponerse al sol sin protección. Si a pesar de todo tiene dudas después de haberse expuesto al sol, debería consultar a su médico.

17. ¿Tengo que hacer algo especial antes de utilizar el beurer Velvet Skin Pro?

Antes de cada sesión con el beurer Velvet Skin Pro es importante que evite una exposición al sol de la zona a tratar durante como mínimo 2 semanas. Como prevención puede utilizarse crema con protección solar UV (FPS 30+), así como ropa que cubra la zona en cuestión. La zona a tratar debería además lavarse con jabón y agua, y el vello debería estar rasurado hasta la superficie de la piel.

18. ¿Qué cuidados debo aplicar en la zona tratada después de utilizar el beurer Velvet Skin Pro?

La superficie que ha sido tratada con el beurer Velvet Skin Pro se puede limpiar y cuidar con productos para el cuidado de la piel de uso habitual. Es especialmente importante evitar una exposición al sol sin protección. Con cremas de protección solar con un elevado factor de protección (30+), así como ropa que cubra bien la zona en cuestión, se consigue una protección solar adecuada.

12. Eliminación

Las baterías usadas, completamente descargadas, deben eliminarse a través de contenedores de recogida señalados de forma especial, los puntos de recogida de residuos especiales o a través de los distribuidores de equipos electrónicos. Los usuarios están obligados por ley a eliminar las baterías correctamente.

Estos símbolos se encuentran en baterías que contienen sustancias tóxicas:

Pb: la pila contiene plomo.

Cd: la pila contiene cadmio.

Hg: la pila contiene mercurio.



A fin de preservar el medio ambiente, cuando el aparato cumpla su vida útil no lo tire con la basura doméstica. Se puede desechar en los puntos de recogida adecuados disponibles en su zona.

Deseche el aparato según la Directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Para más información, póngase en contacto con la autoridad municipal competente en materia de eliminación de residuos.





La batería del aparato debe desecharse por separado. La batería no debe tirarse a la basura doméstica. Para más información sobre la eliminación de las baterías, póngase en contacto con el distribuidor autorizado o con el organismo público responsable de la eliminación.

13. Datos técnicos

Tipo	IPL 8500	
Superficie de tratamiento	4,5 cm ² /accesorio de precisión 2 cm ²	
Tecnología	IPL (luz pulsada intensa) para el uso doméstico	
Longitud de onda	475–1200 nm (accesorio grande), 550–1200 nm (accesorio de precisión)	
Nivel máx. de energía	máx. 5 J/cm ²	
Niveles de energía seleccionables	6	
Velocidad	1 pulso cada 3 segundos como máximo (en el nivel más alto)	
Pulsos máx. de la lámpara	300.000	
Dimensiones	aprox. 200x175x65 mm	
Peso	aprox. 480 g	
Temperatura	Funcionamiento	10–40 °C
	Almacenamiento	-10–70 °C
Humedad relativa del aire	Funcionamiento	30–70 % h. rel.
	Almacenamiento	0–90 % h. rel. a 55 °C (sin condensación)
Batería	Batería de iones de litio, 7,4 V, 2500 mAh	
Pulsos por carga	550 disparos	

14. Bloque de alimentación

Número de modelo	YJS024Y-1201800
Entrada	100-240 V ~ 50/60 Hz 500 mA
Salida	12V  1,8 A
Protección	Protección de aislamiento doble
Polaridad	
Clasificación	Clase de protección II



Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso, conservarle per impieghi futuri, renderle accessibili ad altri utenti e attenersi alle indicazioni.

Sommario

1. Fornitura	84
2. Segnali e simboli	84
3. Uso conforme	85
4. Segnalazioni di rischi e indicazioni di sicurezza	85
5. Cos'è Velvet Skin Pro di beurer?	88
6. Descrizione dell'apparecchio	90
6.1 Descrizione dettagliata	90
7. Prima di iniziare	91
FASE 1: verificare l'idoneità di Velvet Skin Pro di beurer.....	91
FASE 2: prova di tollerabilità.....	91
FASE 3: programmare l'epilazione con Velvet Skin Pro di beurer per ottenere i migliori risultati	92
FASE 4: preparare la zona di trattamento	93
FASE 5: regolare l'intensità della potenza/riconoscimento automatico della tonalità di pelle.....	93
FASE 6: prendere confidenza con i possibili effetti collaterali derivanti dall'utilizzo di Velvet Skin Pro di beurer	94
FASE 7: cosa ci si può aspettare da un trattamento con Velvet Skin Pro di beurer?	95
8. Utilizzo di Velvet Skin Pro di beurer	95
8.1 Messa in funzione.....	96
8.2 Trattamento del viso	97
8.3 Cura dopo un trattamento del viso	98
9. Manutenzione di Velvet Skin Pro di beurer	98
9.1 Pulizia.....	98
10. Soluzione dei guasti	98
11. Domande frequenti	99
12. Smaltimento	101
13. Dati tecnici	101
14. Alimentatore	102

Gentile cliente,

grazie per avere scelto uno dei nostri prodotti. Il nostro marchio è garanzia di prodotti di elevata qualità, controllati nei dettagli, relativi ai settori calore, terapia dolce, pressione/diagnosi, peso, massaggio, bellezza e aria. Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso, conservarle per impieghi futuri, renderle accessibili ad altri utenti e attenersi alle indicazioni.

Cordiali saluti
Il team Beurer

1. Fornitura




- 1 beurer IPL Velvet Skin Pro
- 1 accessorio di precisione
- 1 adattatore
- Le presenti istruzioni per l'uso
- 1 custodia











AVVERTENZA

- L'apparecchio e l'adattatore sono concepiti solo per uso domestico/privato e pertanto non sono adatti per l'uso commerciale.
- L'apparecchio è indicato solo per persone oltre i 18 anni.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Prima di ogni utilizzo controllare l'integrità dell'apparecchio e del cavo di alimentazione. Non mettere in funzione l'apparecchio in presenza di danni.
- Non bagnare l'apparecchio e l'adattatore.
- Non azionare l'apparecchio in ambienti umidi, ad esempio in prossimità di vasche da bagno, lavandini, docce o altri contenitori pieni di acqua o altri liquidi - pericolo di scossa elettrica!
- Non guardare direttamente la luce.
- Non inserire alcun oggetto nell'apparecchio.
- Accertarsi che le fessure dell'aria non siano ostruite.
- Se l'apparecchio è danneggiato, non toccare i componenti interni per evitare il rischio di scosse elettriche.
- Se il cavo di alimentazione dell'apparecchio è danneggiato, è necessario smaltirlo. Nel caso non sia rimovibile, è necessario smaltire l'apparecchio.
- Non utilizzare mai l'apparecchio lasciandolo incustodito. Sorvegliare i bambini per evitare che giochino con l'apparecchio.

2. Segnali e simboli

Nelle presenti istruzioni per l'uso e sull'apparecchio sono presenti i seguenti simboli:

 AVVERTENZA	Segnalazione di rischi di lesioni o pericoli per la salute
 ATTENZIONE	Segnalazione di rischi di possibili danni all'apparecchio
 Nota	Indicazione di importanti informazioni

 PERICOLO	L'apparecchio non può essere usato nelle vicinanze di acqua né immerso nell'acqua (ad esempio nel lavandino, nella doccia o nella vasca) – pericolo di scossa elettrica!
	Leggere le istruzioni per l'uso
	L'apparecchio è dotato di doppio isolamento di protezione corrispondente alla classe di isolamento 2
	Attenzione: radiazioni ottiche
	Utilizzare solo in ambienti chiusi
	Proteggere dall'umidità
	Tenere lontano dagli occhi!
	Non utilizzare sulla pelle abbronzata o dopo l'esposizione al sole
	Smaltire l'apparecchio secondo la direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
	Il presente prodotto soddisfa i requisiti delle direttive europee e nazionali vigenti

3. Uso conforme

Velvet Skin Pro di beurer è concepito per l'eliminazione dei peli indesiderati sugli adulti. Le zone del corpo ideali per l'utilizzo di Velvet Skin Pro di beurer sono gambe, ascelle, inguine, petto, addome e viso al di sotto degli zigomi. L'apparecchio non è adatto per eliminare i peli sull'ano, sui genitali o sui capezzoli. Utilizzarlo solo come specificato nelle istruzioni per l'uso.

4. Segnalazioni di rischi e indicazioni di sicurezza

AVVERTENZA

Prima di utilizzare l'apparecchio leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettarle durante l'utilizzo di Velvet Skin Pro di beurer. Il mancato rispetto delle seguenti indicazioni può causare lesioni o danni materiali. Conservare le istruzioni per l'uso e fare in modo che siano accessibili anche agli altri utilizzatori. Accertarsi di consegnare anche le presenti istruzioni per l'uso quando l'apparecchio viene dato a terzi.

- Le persone con ridotte capacità fisiche, percettive o intellettive possono utilizzare l'apparecchio solo sotto adeguata supervisione di una persona responsabile o solo dopo che questa abbia fornito loro le indicazioni per l'uso.
- Non utilizzare Velvet Skin Pro di beurer in gravidanza o durante l'allattamento.
- **INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE L'UTILIZZO** in caso di forte arrossamento, formazione di bolle o ustioni cutanee!
- 48 ore prima di utilizzare Velvet Skin Pro di beurer, fare una prova di tollerabilità su una piccola porzione di pelle nella zona che si intende trattare (vedere il capitolo 7, fase 2: "Prova di tollerabilità").
- Non guardare direttamente la luce emessa dalla lampada IPL. Questo prodotto può emettere radiazioni ottiche pericolose. Accertarsi che la superficie luminosa dell'accessorio sia completamente a contatto con la pelle.
- Provare a emettere un impulso luminoso a vuoto!

- Utilizzando la “tabella dei colori dei peli e della pelle” sul retro delle presenti istruzioni per l’uso, verificare quali intensità della luce sono più adatte per il proprio colore della pelle e dei peli sul corpo e stabilire se questo metodo è adatto (in caso contrario, viene riportata una ‘x’ nella tabella).
- Non utilizzare Velvet Skin Pro di beurer sulla pelle naturalmente scura. Il trattamento della pelle scura con Velvet Skin Pro di beurer può avere conseguenze dannose, come ad esempio ustioni cutanee e variazioni del colore della pelle (iper- o ipopigmentazione).
- Velvet Skin Pro di beurer funziona al meglio su peli scuri o peli che contengono più melanina. Il nero e il marrone scuro reagiscono al meglio e, nonostante reagiscano anche i peli marroni e marroni chiari, essi richiedono generalmente un maggior numero di sedute di epilazione. I peli rossi potrebbero presentare una reazione. Generalmente i peli bianchi, grigi o biondi non reagiscono a Velvet Skin Pro di beurer anche se alcuni utilizzatori hanno ottenuto dei risultati dopo diverse sedute di epilazione.
- Velvet Skin Pro di beurer può causare una pigmentazione temporanea.
- Non tentare di aprire o di riparare Velvet Skin Pro di beurer. Apprendo Velvet Skin Pro di beurer si può venire a contatto con componenti elettrici pericolosi o con luce pulsata, che può causare danni agli occhi gravi e/o permanenti.

PERICOLO

Tenere Velvet Skin Pro di beurer lontano dall’acqua! Velvet Skin Pro di beurer è un apparecchio elettrico. Non metterlo nell’acqua e non farlo cadere nell’acqua o in altri liquidi.



Ciò può causare una forte scossa elettrica!

- Non utilizzare Velvet Skin Pro di beurer mentre si sta facendo il bagno.
- Non utilizzare Velvet Skin Pro di beurer se l’apparecchio è umido o bagnato.
- Non afferrare Velvet Skin Pro di beurer dopo che è caduto nell’acqua.
- Non afferrare la spina e l’apparecchio con le mani bagnate!

Avvertenze sull’uso delle batterie ricaricabili

- Se il liquido della batteria ricaricabile viene a contatto con la pelle o con gli occhi, sciacquare le parti interessate con acqua e consultare il medico.
- Proteggere le batterie ricaricabili dal caldo eccessivo.
- Rischio di esplosione! Non gettare le batterie ricaricabili nel fuoco.
- Non scomporre, aprire o frantumare le batterie ricaricabili.
- Utilizzare unicamente i caricabatterie specificati nelle istruzioni per l’uso.
- Le batterie ricaricabili devono essere caricate correttamente prima dell’uso. Rispettare le avvertenze del produttore e le indicazioni fornite nelle presenti istruzioni per l’uso per caricare correttamente le batterie.
- Prima della prima messa in funzione, caricare completamente la batteria ricaricabile (vedere capitolo 8.1).
- Per ottenere un ciclo di vita più lungo possibile, caricare completamente la batteria ricaricabile almeno due volte all’anno.

ATTENZIONE

Per evitare danni

- Non tentare di aprire o di riparare Velvet Skin Pro di beurer. Il tentativo di apertura di Velvet Skin Pro di beurer può danneggiare l’apparecchio e comporta la decadenza della garanzia.
- Durante l’utilizzo non esporre l’apparecchio a temperature inferiori a 10 °C o superiori a 40 °C.
- Non lasciare mai l’apparecchio incustodito quando è attaccato alla presa.
- Utilizzare Velvet Skin Pro di beurer solo per l’uso previsto e come descritto nelle istruzioni per l’uso.
- Non utilizzare Velvet Skin Pro di beurer in presenza di una spina o di un cavo danneggiato e tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.
- Prima di procedere alla pulizia dell’apparecchio estrarre la spina di Velvet Skin Pro di beurer dalla presa.
- Estrarre la spina dell’apparecchio dalla presa dopo aver caricato la batteria ricaricabile.

- Non utilizzare Velvet Skin Pro di beurer con accessori non raccomandati da beurer GmbH.
- Non utilizzare Velvet Skin Pro di beurer se si vede o si sente la presenza di fumo durante l'utilizzo.
- Non utilizzare Velvet Skin Pro di beurer se non funziona correttamente o se appare danneggiato.
- Non utilizzare Velvet Skin Pro di beurer se il sensore del colore della pelle sotto alla superficie luminosa è strappato o rotto.
- Non utilizzare Velvet Skin Pro di beurer se l'involucro esterno è rotto o si smonta.
- Non utilizzare Velvet Skin Pro di beurer se la superficie luminosa è strappata o rotta o assente.
- Non mettere in funzione Velvet Skin Pro di beurer in presenza di spina o cavo danneggiato.
- Caricare l'apparecchio solo con l'adattatore in dotazione.
- Non utilizzare l'apparecchio se il filtro UV della finestra di emissione della luce è danneggiato.
- Non utilizzare l'accessorio di precisione se il filtro è danneggiato.
- Accertarsi che attraverso i fori di ventilazione l'aria possa passare senza ostacoli.

AVVERTENZA

Non utilizzare Velvet Skin Pro di beurer in nessun caso se si soffre delle seguenti patologie:

- Se si è o si è stati affetti da tumore della pelle.
- Se si soffre di epilessia.
- In presenza di cheloidi cicatriziali.
- In presenza di herpes o psoriasi.
- Se si soffre di fotosensibilità o di altre forme di sensibilità alla luce, come porfiria, dermatite polimorfa, orticaria solare, lupus, ecc.
- Se si soffre di patologie metaboliche, come il diabete.
- In presenza di un disturbo della coagulazione.

Non utilizzare Velvet Skin Pro di beurer in nessun caso se si assumono i seguenti medicinali:

- Se si assumono medicinali che aumentano la sensibilità della pelle alla luce, inclusi gli antireumatici non steroidei (ad esempio Aspirina, ibuprofene, paracetamolo), tetracicline, fenotiazine, diuretici tiazidici, sulfoniluree, sulfamidici, DTIC, fluorouracile, vinblastina, griseofulvina, acidi alfa-idrossilici (AHAs), acidi beta-idrossilici (BHAs), Retin-A®, Accutane® e/o retinoidi topici.
- Se ci si sottopone o ci si è recentemente sottoposti a un trattamento con acido azelaico.
- Se nel corso delle ultime due settimane si sono assunti antibiotici a base di tetracicline.
- Se negli ultimi 6 mesi è stato assunto Accutane® (isotretinoina).
- Se negli ultimi 3 mesi ci si è sottoposti a una cura a base di steroidi.
- Se nelle ultime 6 – 8 settimane ci si è sottoposti a un peeling o a qualsiasi altro trattamento per levigare la pelle.
- Se negli ultimi 3 mesi ci si è sottoposti a radioterapia o chemioterapia.

Non utilizzare Velvet Skin Pro di beurer in nessun caso nei seguenti punti:

- Sulle mucose nella zona del naso e delle orecchie.
- Sopra o nelle vicinanze di un impianto attivo, come un pacemaker, un dispositivo per l'incontinenza, una pompa per insulina ecc.
- Sul viso al di sopra degli zigomi, intorno agli occhi, alle ciglia o sopracciglia in quanto potrebbe causare gravi lesioni agli occhi.
- Negli uomini, sull'intera superficie del viso e del collo.
- Su capezzoli, genitali (maschili o femminili) o intorno all'ano.
- Su piercing o altri oggetti metallici, come orecchini o gioielli.
- Su un tatuaggio o sul trucco permanente nella zona da trattare.
- Su macchie marroni scure o nere, come efelidi di grandi dimensioni, voglie, nei, bolle o capezzoli.
- Su eczemi, psoriasi, lesioni, ferite aperte o infezioni acute. Attendere che la zona interessata sia guarita prima di utilizzare Velvet Skin Pro di beurer.
- Sulla pelle danneggiata o tagliata o in punti in cui sussiste un rischio di malignità.
- In punti del corpo dove si desidera far ricrescere i peli.



Indicazioni per l'esposizione al sole prima e dopo il trattamento



Esposizione al sole prima del trattamento

1. Dopo avere preso il sole, attendere almeno 2 settimane prima di utilizzare l'apparecchio.
2. Prima del trattamento, verificare che la pelle non presenti scottature. Se la scottatura non è guarita, non usare l'apparecchio finché la situazione non si è completamente normalizzata.
3. Eseguire quindi una prova di tollerabilità sulla pelle abbronzata (vedere capitolo 7, fase 2) per stabilire la potenza adeguata.

Esposizione al sole dopo il trattamento

1. Attendere almeno 48 ore dopo il trattamento prima di esporsi al sole. Non esporre al sole la pelle ancora arrossata!
2. Proteggere la pelle trattata con indumenti o con una crema solare con un fattore di protezione elevato (almeno 30) nelle prime due settimane dopo il trattamento.

Abbronzatura con luce artificiale


Le istruzioni riportate in „Esposizione al sole prima del trattamento“ ed „Esposizione al sole dopo il trattamento“ valgono anche per l'abbronzatura con luce artificiale e abbronzanti.

Prima e dopo una sauna o un bagno in piscina attendere 24 ore prima di utilizzare l'apparecchio, per evitare irritazioni cutanee dovute al cloro.

Nota


Il presente elenco non ha alcuna pretesa di esaustività. Se non si è certi dell'opportunità di utilizzare Velvet Skin Pro di beurer, consultare il medico o il dermatologo.

5. Cos'è Velvet Skin Pro di beurer?



Prima dell'utilizzo di Velvet Skin Pro di beurer

Velvet Skin Pro di beurer è un apparecchio basato sull'azione della luce per l'epilazione a lungo termine per utilizzo personale. Il processo di epilazione basato sul laser e sulla luce è conosciuto e comprovato. Si è rivelato un metodo sicuro ed efficace per l'epilazione a lungo termine nella pratica clinica in tutto il mondo per più di 15 anni.




Durante un impulso di Velvet Skin Pro di beurer

Come elimina i peli la luce?

L'epilazione basata sulla luce si fonda sulla teoria della fototermodisi selettiva, che utilizza l'energia ottica per inibire la crescita dei peli. Per ottenere questo effetto termico, il fusto del pelo deve assorbire selettivamente l'energia luminosa e trasformarla in calore.

Questa selettività viene ottenuta quando l'energia ottica trasferita ai tessuti viene assorbita principalmente dal pigmento del fusto del pelo, mentre la pelle e il tessuto circostante restano freddi. La melanina è il pigmento del fusto del pelo responsabile dell'assorbimento della luce e della produzione del calore che inibisce la crescita dei peli. Di conseguenza, più melanina è presente nei peli (quindi più scuri sono i peli), più luce può essere assorbita e più efficace è l'epilazione.



Dopo l'utilizzo di Velvet Skin Pro di beurer

Come influisce il ciclo di crescita dei peli sull'epilazione basata sulla luce?



Anagena – Fase di crescita



Catagena – Fase di transizione




Telogena – Fase di riposo

Il ciclo di crescita dei peli del nostro corpo è suddiviso in tre fasi: anagena, catagena e telogena. Queste fasi influiscono considerevolmente sull'efficacia dell'epilazione basata sulla luce.

La fase anagena è la fase di crescita del pelo mentre la fase catagena è la fase intermedia e la fase telogena è la fase di riposo.

La durata del ciclo di crescita completa del pelo differisce da persona a persona e dipende dalla zona del corpo. In genere la durata è di 18 – 24 mesi. In un determinato momento la maggior parte dei follicoli dei peli su una determinata superficie della pelle si trova in fase di riposo. Quando i peli non sono in fase di crescita, Velvet Skin Pro di beurer non ha alcun effetto.

Tuttavia durante la fase di crescita anagena Velvet Skin Pro di beurer risulta efficace. È indispensabile tenere conto del fatto che è necessario almeno un ciclo completo di crescita per ottenere un'epilazione duratura con Velvet Skin Pro di beurer.



Velvet Skin Pro di beurer mette la sicurezza al primo posto

• Tecnologia IPL di Velvet Skin Pro di beurer – massima sicurezza con una potenza ridotta

La tecnologia Intense Pulsed Light (IPL) consente un'epilazione a lungo termine con una frazione dell'energia utilizzata dagli altri apparecchi di epilazione basati sulla luce. L'energia ridotta utilizzata da Velvet Skin Pro di beurer riduce il potenziale rischio di danni o complicazioni e contribuisce alla sicurezza.

• Velvet Skin Pro di beurer protegge la pelle

L'epilazione basata sulla luce non è adatta per pelli scure naturali o abbronzate. In Velvet Skin Pro di beurer è integrato un *sensore del colore della pelle* che consente di misurare la porzione di pelle da trattare e quindi di utilizzare l'apparecchio solo per le pelli adatte. Questa funzione di sicurezza impedisce di trattare la pelle troppo scura o troppo abbronzata. La finestra di emissione della luce dell'apparecchio è dotata di una protezione integrata contro i raggi UV che blocca i raggi UV dannosi.

• Velvet Skin Pro di beurer protegge gli occhi

Velvet Skin Pro di beurer è dotato di un sensore integrato che rileva il contatto con la pelle per proteggere gli occhi. È stato sviluppato in modo che l'impulso luminoso non possa essere emesso quando l'apparecchio non è rivolto verso la pelle. Il flash viene emesso solo se il sensore è correttamente a contatto con la pelle.

6. Descrizione dell'apparecchio

	1. Lampada per l'emissione degli impulsi
	2. Finestra di emissione della luce
	3. Il pulsante di emissione (dopo l'emissione di 3 impulsi di seguito) imposta la modalità "Flash automatico".
	4. Indicatore del livello di potenza
	5. Indicatore di carica della batteria
	6. Pulsante di selezione della potenza
	7. Pulsante per il riconoscimento automatico della tonalità di pelle
	8. Spia di controllo
	9. Sensore per contatto e tonalità di pelle
	10. Connettore di carica
	11. Charging socket

6.1 Descrizione dettagliata

- Pulsante ON/OFF** – Con la semplice pressione del pulsante è possibile accendere o spegnere l'apparecchio. L'apparecchio si spegne automaticamente dopo cinque minuti di inutilizzo. All'accensione dell'apparecchio tutte le spie dell'indicatore del livello di potenza si accendono brevemente e l'apparecchio passa al livello di potenza 1.
- Pulsante per il riconoscimento automatico della tonalità di pelle** – Premendo il pulsante è possibile determinare il livello di potenza consigliato per il trattamento sul punto della pelle desiderato. Se viene premuto questo pulsante, esso si illumina di verde e i pulsanti di selezione della potenza lampeggiano per dieci secondi. Se il sensore per il contatto con la pelle è a completo contatto con il punto desiderato per il trattamento e si invia un impulso luminoso, viene impostato automaticamente il livello di potenza desiderato (a seconda del colore della pelle sul punto da trattare) e l'indicatore del livello di potenza si accende di conseguenza.
Il livello di potenza può essere selezionato solo premendo il pulsante corrispondente e non se il colore della pelle cambia o spostando l'apparecchio su un altro punto.
- Pulsanti di selezione della potenza** – I pulsanti + (livello massimo di potenza) e – (livello minimo di potenza) consentono di scegliere tra sei diversi livelli di potenza. Selezionare il livello di potenza a seconda del proprio stato di benessere e sulla base del test di compatibilità con la pelle. La scelta del livello ottimale può essere effettuata su ogni punto da trattare premendo il pulsante per il riconoscimento automatico della tonalità di pelle.
 - Premendo + o – (dopo aver acceso l'apparecchio) è possibile aumentare o ridurre di un livello di potenza. Ogni ulteriore pressione consente di passare dal livello più basso (contrassegnato dal numero 1) al livello più alto (contrassegnato dal numero 6).
 - A seconda del livello selezionato, lampeggiano le spie verdi dei livelli corrispondenti.
- Indicatore del livello di carica della batteria ricaricabile** – L'indicatore informa circa lo stato di carica della batteria ricaricabile:
 - Rosso – La batteria ricaricabile viene caricata.
 Nota: se oltre alla spia rossa si accende anche quella del livello di potenza 1, ciò segnala che l'apparecchio è acceso.
 - Verde – La batteria è completamente carica e l'apparecchio è collegato all'alimentazione di corrente esterna.
 - Rosso, lampeggio lento – Basso livello di carica (circa 30%).

- Rosso, lampeggio rapido – Livello di carica molto basso (circa 10%).
Nota: l'indicatore dello stato di carica presenta una luce verde o rossa solo se l'apparecchio è acceso.

5. **Spia** – L'indicatore posto sul retro dell'apparecchio presenta diverse spie indicanti lo stato (vedere la tabella successiva).

Indicatore	Modalità	
Acceso, verde	On	Pronto per l'impulso luminoso. Quando viene emesso un impulso luminoso, così come tra un impulso e il successivo, non si accende alcuna spia.
In accensione, arancione	L'emissione (impulso luminoso) viene bloccata	A causa dell'assenza di contatto con la pelle, l'apparecchio non emette impulsi luminosi.
In accensione, rosso	L'emissione (impulso luminoso) viene bloccata	A causa del colore della pelle non idoneo (elevato valore di Fitzpatrick secondo l'indicazione di cui sul retro dell'apparecchio delle istruzioni per l'uso) l'apparecchio non emette alcun impulso.
Lampeggiante, arancione	Segnalazione di fine vita utile	Indica che la lampada per l'emissione degli impulsi è prossima al fine vita utile.
Acceso, rosso	Indica il raggiungimento del fine vita utile	L'apparecchio è bloccato in modo permanente, la lampada per l'emissione degli impulsi ha raggiunto il proprio limite di luminosità, si è verificata un'anomalia interna oppure la finestra per il trattamento non è corretta sull'apparecchio.

7. Prima di iniziare

FASE 1: verificare l'idoneità di Velvet Skin Pro di beurer

AVVERTENZA

Prima del primo utilizzo di Velvet Skin Pro di beurer, verificare se l'apparecchio è adatto per il proprio tipo di pelle e di peli.

Per verificare l'idoneità di Velvet Skin Pro di beurer, si rimanda alla lettura del capitolo 4. Segnalazioni di rischi e indicazioni di sicurezza e, utilizzando la "tabella dei colori dei peli e della pelle" sul retro delle presenti istruzioni per l'uso, verificare quali intensità della luce sono più adatte per il colore della pelle dei peli sul corpo e stabilire se questo metodo è adatto (in caso contrario, viene riportata una 'x' nella tabella).

FASE 2: prova di tollerabilità

AVVERTENZA

Eseguire una prova di tollerabilità prima di utilizzare Velvet Skin Pro di beurer.

La prova di tollerabilità ha l'obiettivo di verificare come reagisce la pelle al trattamento con Velvet Skin Pro di beurer. Aiuta inoltre ad impostare il livello di potenza ottimale per ciascuna zona da trattare.

Eseguire una prova di tollerabilità su ciascuna porzione di pelle che si desidera trattare **48 ore** prima del trattamento completo.

Nota

In caso di trattamento del viso, eseguire la prova di tollerabilità su una zona priva di peli, come dietro all'orecchio o sul lato del collo.

1. Prima dell'utilizzo verificare che la pelle sia rasata, pulita e asciutta (priva di qualsiasi residuo di prodotti in polvere, creme, trucco, antitraspirante o deodorante).

 **AVVERTENZA**

Non pulire IN NESSUN CASO la pelle con liquidi infiammabili, come alcol o acetone, poco prima dell'utilizzo di Velvet Skin Pro di beurer.

2. Impostare l'apparecchio come descritto nel capitolo "8.1 Messa in funzione" ai punti da 2 a 5.
3. Posizionare la superficie luminosa dell'apparecchio sulla zona di prova desiderata facendola aderire perfettamente alla pelle.
4. L'apparecchio viene impostato automaticamente sulla potenza più bassa. Emettere il primo impulso al livello di potenza 1 premendo il pulsante di attivazione. Si vede un lampo luminoso, si sente un forte rumore ed eventualmente si percepisce un leggero bruciore e/o calore. Dopo max. 3 secondi l'apparecchio è pronto per l'impulso successivo e la spia di controllo su Velvet Skin Pro di beurer è verde fissa.
5. Allontanare la finestra di emissione della luce dalla pelle e posizionarla sul successivo punto dell'area di prova.

 **Nota**

Aumentare la potenza solo se il livello precedente non è risultato fastidioso. Se il livello 1 risulta fastidioso, non aumentare la potenza.

 **Nota**

Nota: è possibile utilizzare il pulsante per il riconoscimento automatico della tonalità di pelle per determinare automaticamente il livello di potenza consigliato per il singolo punto da trattare. Il consiglio si basa sul proprio colore della pelle. È possibile modificare il livello di potenza in qualsiasi momento.

6. Il pulsante di selezione della potenza "+" consente di aumentare la potenza di 1 livello. L'indicatore del livello di potenza si illumina in base al livello selezionato.
Emettere il secondo impulso al livello di potenza 2 premendo il pulsante di attivazione.
7. Ripetere le fasi 5 e 6 solo se ci si sente bene fino a raggiungere il livello di potenza massimo di 6. Interrompere il test se si prova fastidio in quanto aumentando la potenza possono verificarsi conseguenze dannose. Interrompere il test se si rilevano effetti dannosi come forte arrossamento o formazione di bollicine.
8. Attendere 48 ore ed esaminare la zona trattata.
Se la pelle della zona trattata appare normale (nessuna reazione o leggero arrossamento), procedere al trattamento completo alla massima potenza che non ha procurato fastidio durante il test. In caso di forte arrossamento, gonfiore o formazione di bollicine anche a bassa potenza, non sottoporre la zona al trattamento completo.

 **Nota**

Non eseguire il trattamento completo con una potenza che non sia stata precedentemente testata! Procedere al trattamento della zona testata almeno 1 settimana dopo il test.

FASE 3: programmare l'epilazione con Velvet Skin Pro di beurer per ottenere i migliori risultati

Un tipico ciclo di crescita dei peli può durare 18 – 24 mesi. Durante questo periodo possono essere necessarie diverse sedute con Velvet Skin Pro di beurer per ottenere un'epilazione a lungo termine. L'efficacia dell'epilazione varia da persona a persona nonché a seconda della parte del corpo e del colore dei peli, ma dipende anche da come si utilizza Velvet Skin Pro di beurer.

Programma di epilazione tipico con Velvet Skin Pro di beurer durante un ciclo completo di crescita dei peli:

- Le prime 3 – 4 sedute di epilazione con Velvet Skin Pro di beurer devono essere eseguite a intervalli di circa due settimane.
- Le sedute di epilazione 5 – 7 con Velvet Skin Pro di beurer devono essere eseguite a intervalli di circa quattro settimane. Successivamente Velvet Skin Pro di beurer viene generalmente utilizzato occasionalmente e in caso di necessità, fino a ottenere risultati a lungo termine.

Ciò corrisponde al programma di epilazione consigliato che ha dimostrato di garantire i migliori risultati. È comunque possibile mettere a punto un programma di trattamento personalizzato che garantisca comunque risultati soddisfacenti.

Nota

Se il trattamento viene eseguito sullo stesso punto del corpo più di una volta ogni due settimane, non si ottengono risultati migliori.

Post-trattamento tipico con Velvet Skin Pro di beurer una volta raggiunta un'epilazione a lungo termine:

Le variazioni ormonali o altre variazioni fisiologiche possono attivare i follicoli piliferi dormienti. Di conseguenza di tanto in tanto possono essere necessarie ulteriori sedute di epilazione con Velvet Skin Pro di beurer.

FASE 4: preparare la zona di trattamento

Prima dell'utilizzo verificare che la pelle sia rasata, pulita e asciutta (priva di qualsiasi residuo di prodotti in polvere, creme, trucco, antitraspirante o deodorante).

AVVERTENZA

Non pulire la pelle con liquidi infiammabili, come alcol o acetone, poco prima dell'utilizzo di Velvet Skin Pro di beurer.

FASE 5: regolare l'intensità della potenza/riconoscimento automatico della tonalità di pelle

Livello di potenza

Il livello di potenza determina l'intensità dell'impulso luminoso di Velvet Skin Pro di beurer che agisce sulla pelle (dal livello più basso (-) a quello più alto (+)). L'indicatore del livello di potenza dell'apparecchio mostra l'incremento del livello di potenza. Con l'aumentare del livello di potenza migliorano anche i risultati dell'epilazione nonché il pericolo di possibili effetti collaterali e complicazioni.

Iniziare la prima seduta di epilazione sempre con il livello di potenza individuato con il riconoscimento automatico della tonalità di pelle e confermato dalla prova di tollerabilità.

Riconoscimento/misurazione automatici della tonalità di pelle

Il riconoscimento automatico della tonalità della pelle consente all'apparecchio di visualizzare il livello di potenza adatto alla propria tonalità di di di pelle.

Nota

- Per la propria sicurezza, scegliere sempre la porzione di pelle più scura (ad es. l'esterno della parte inferiore della gamba, il dorso della mano ecc.)
Importante: prima di utilizzare l'apparecchio su un'altra porzione di pelle, ripetere la misurazione.
- In modalità riconoscimento della tonalità di pelle l'apparecchio non emette alcun impulso luminoso.
- Per interrompere il riconoscimento della tonalità di pelle, premere uno dei pulsanti di selezione della potenza (+ o -) per tornare alla modalità normale.

Se durante e dopo la prima seduta di epilazione si percepisce una leggera irritazione o non si percepisce alcuna irritazione, è possibile aumentare il livello di potenza di 1 livello durante le sedute successive.

AVVERTENZA

Non aumentare la potenza se durante o dopo il trattamento con Velvet Skin Pro di beurer insorgono dolori anomali! (vedere "Fase 6: prendere confidenza con i possibili effetti collaterali")

Non aumentare la potenza durante una seduta di epilazione anche se non si prova alcun fastidio.

Un'irritazione può comparire anche qualche tempo dopo l'utilizzo.

FASE 6: prendere confidenza con i possibili effetti collaterali derivanti dall'utilizzo di Velvet Skin Pro di beurer

Se Velvet Skin Pro di beurer viene utilizzato nel rispetto delle avvertenze riportate nelle istruzioni per l'uso, gli effetti collaterali e le complicazioni legate al suo utilizzo sono rare. Tuttavia qualsiasi trattamento cosmetico, compresi i metodi concepiti per l'utilizzo domestico, comportano un certo rischio. Per questo è importante comprendere e accettare i rischi e le complicazioni che possono insorgere a seguito dell'utilizzo di sistemi di epilazione a luce pulsata per utilizzo domestico.

Complicazione	Probabilità della complicazione	Effetto collaterale	Probabilità dell'effetto collaterale
Azione di diversi impulsi sulla stessa porzione di pelle	Bassa	Leggera irritazione della pelle	Bassa
		Arrossamento della pelle	Bassa
		Maggiore sensibilità della pelle	Bassa
		Ferite cutanee e ustioni	Rara
		Formazione di cicatrici	Rara
		Variazioni della pigmentazione	Rara
		Eccessivo arrossamento e gonfiore	Rara
		Infezione	Trascurabile
		Ematoma	Trascurabile

Leggero dolore alla pelle

Anche se l'epilazione con luce pulsata praticata a casa viene generalmente sopportata molto bene, la maggior parte degli utilizzatori prova un lieve disagio generalmente descritto come una leggera sensazione pungente sulla porzione di pelle trattata. Tale sensazione è avvertita normalmente durante l'utilizzo o fino a un paio di minuti dopo. Tutto ciò che va oltre un leggero disagio non è normale e significa che bisogna interrompere l'utilizzo di Velvet Skin Pro di beurer, in quanto l'epilazione non è idonea, o è stata impostata una potenza troppo elevata.

Arrossamento della pelle

La pelle può arrossarsi subito dopo l'utilizzo di Velvet Skin Pro di beurer o entro 24 ore dal trattamento. L'arrossamento scompare in genere entro 24 ore. Consultare il medico se l'arrossamento non scompare entro 2-3 giorni.

Maggiore sensibilità della pelle

La pelle della superficie trattata è più sensibile e può seccarsi o staccarsi.

Ferite cutanee e ustioni

Molto raramente possono verificarsi ustioni o comparire ferite sulla pelle dopo l'utilizzo. L'ustione o la ferita può impiegare un paio di settimane per guarire e molto raramente può restare una cicatrice visibile.

Formazione di cicatrici

Anche se molto raramente, possono comparire cicatrici permanenti. Un'eventuale cicatrice assume la forma di una lesione bianca e piatta sulla pelle (ipotrofica). Tuttavia può essere larga e rossa (iper-

trofica) oppure può essere larga ed estendersi al di fuori dei margini della lesione (cheloide). Possono essere necessari dei trattamenti estetici per migliorare l'aspetto della cicatrice.

Variazioni della pigmentazione

Velvet Skin Pro di beurer agisce sul fusto del pelo, in particolare sulle cellule pigmentate nel follicolo pilifero e sul follicolo pilifero.

Ciò nonostante sussiste il rischio di iperpigmentazione (maggiore pigmentazione o colorazione marrone) o ipopigmentazione (scolorimento) della pelle circostante. Tale rischio di variazione della pigmentazione della pelle è maggiore per le pelli scure. Normalmente gli scolorimenti o le variazioni della pigmentazione della pelle sono passeggeri e una iper- o ipopigmentazione è molto rara.

Eccessivo arrossamento e gonfiore

In casi rari la pelle trattata può diventare molto rossa e gonfiarsi. Ciò si verifica più frequentemente in zone del corpo sensibili. L'arrossamento e il gonfiore dovrebbero passare entro 2-7 giorni ed essere trattati con frequenti applicazioni di ghiaccio. Detergere la pelle delicatamente, ma non esporsi al sole.

Infezione

Un'infezione cutanea è estremamente rara, ma costituisce comunque un possibile rischio legato a un'ustione o una ferita cutanea causata da Velvet Skin Pro di beurer.

Ematoma

L'utilizzo di Velvet Skin Pro di beurer può causare molto raramente la comparsa di ematomi blu violetti che scompaiono dopo 5-10 giorni. Quando gli ematomi schiariscono, la pelle può assumere un color ruggine (iperpigmentazione) che può essere permanente.

FASE 7: cosa ci si può aspettare da un trattamento con Velvet Skin Pro di beurer?

Per molti utilizzatori di Velvet Skin Pro di beurer si tratta forse della prima esperienza con un apparecchio basato sulla luce concepito per uso domestico. Velvet Skin Pro di beurer è facile da usare e le sedute di epilazione sono rapide. Durante una seduta con Velvet Skin Pro di beurer è normale sentire e provare quanto segue:

- **Rumore della ventola** – La ventola di raffreddamento di Velvet Skin Pro di beurer produce un rumore simile a quello di un fon. È normale.
- **Forte rumore a ogni impulso** – Quando Velvet Skin Pro di beurer emette un impulso, è normale sentire un forte rumore concomitante all'emissione del lampo di luce.
- **Leggera pressione della finestra di emissione della luce** – Ciò è necessario e utile per il posizionamento di impulsi luminosi adiacenti e fa parte della funzione di sicurezza di Velvet Skin Pro di beurer.
- **Sensazione di calore e formicolio** – Durante ciascun impulso luminoso è normale provare una sensazione di calore e formicolio causati dall'energia luminosa. Tenere presente che durante le prime sedute di epilazione è importante mantenere la potenza bassa. Fino a un'ora dopo l'utilizzo di Velvet Skin Pro di beurer si può provare una sensazione di calore.
- **Colorito leggermente arrossato o rosato della pelle** – Durante o subito dopo la seduta con Velvet Skin Pro di beurer non è insolito che la pelle assuma un colorito leggermente rosato. Questo fenomeno è visibile in particolare intorno ai peli. In caso di pelle completamente arrossata, formazione di bolle o insorgenza di ustioni, interrompere immediatamente l'utilizzo di Velvet Skin Pro di beurer.

8. Utilizzo di Velvet Skin Pro di beurer

AVVERTENZA

Se si desidera utilizzare l'apparecchio sul viso, leggere le avvertenze dei capitoli da 8.2 a 8.3 prima di procedere con il capitolo 8.1 "Messa in funzione".

8.1 Messa in funzione

1. Estrarre l'apparecchio dall'imballaggio.
2. Controllare la presenza di danni su apparecchio, alimentatore, accessori e cavo.
3. Collegare l'apparecchio alla rete elettrica.
4. Prima dell'utilizzo, caricare completamente l'apparecchio (tempo di carica ca. 2 ore).


Nota

Prima dell'utilizzo verificare che la pelle sia rasata, pulita e asciutta (priva di qualsiasi residuo di prodotti in polvere, creme, trucco, antitraspirante o deodorante).

Lasciar raffreddare l'apparecchio per alcuni minuti nel caso sia troppo caldo e la sensazione sia sgradevole. Dopo una breve fase di raffreddamento, è possibile continuare il trattamento come di consueto.

AVVERTENZA

Non pulire la pelle con liquidi infiammabili, come alcol o acetone, poco prima dell'utilizzo di Velvet Skin Pro di beurer.

5. Premere il pulsante ON/OFF per accendere l'apparecchio.
6. Premendo i pulsanti +/- -, selezionare il corretto livello di potenza secondo il colore della propria pelle o ricorrere al riconoscimento automatico della tonalità di pelle (.
7. Posizionare l'apparecchio a 90° sulla pelle in modo da far aderire completamente l'apparecchio. Il sensore di contatto integrato impedisce l'emissione involontaria di impulsi luminosi senza contatto con la pelle.
8. La spia sul retro dell'apparecchio si accende in verde per indicare che è possibile proseguire con il trattamento.
9. Premere il pulsante di emissione per emettere un impulso luminoso.
10. L'apparecchio è dotato di modalità "Flash automatico". Tenendo premuto il pulsante di emissione per 3 impulsi luminosi successivi, questa modalità viene attivata. Senza premere nuovamente il pulsante di emissione, l'apparecchio emette automaticamente impulsi luminosi finché vi è sufficiente contatto con la pelle.

Nota

Quando si preme il *pulsante di attivazione* e la pelle risulta troppo scura o troppo abbronzata, la *spia di controllo* sull'apparecchio è rossa. In questo caso l'apparecchio non emette alcun impulso sulla pelle. Se l'apparecchio non è sufficientemente a contatto con la pelle e si preme il pulsante di attivazione, la spia di controllo sull'apparecchio è arancione. Anche in questo caso l'apparecchio non emette alcun impulso sulla pelle.

AVVERTENZA

Non trattare la stessa porzione di pelle più di una volta per seduta di epilazione!

Il trattamento ripetuto di una porzione di pelle durante la stessa seduta di epilazione aumenta la probabilità di effetti collaterali.

Cercare di evitare gli impulsi sovrapposti.

Nota

Gli impulsi di Velvet Skin Pro di beurer devono essere applicati in sequenza partendo dall'estremità di ogni fila e procedendo verso l'altra estremità. Questa tecnica permette un migliore controllo delle porzioni di pelle già trattate e aiuta a evitare di trattare più volte la stessa superficie o di trattare porzioni di pelle sovrapposte. La *superficie luminosa* di Velvet Skin Pro di beurer è concepita in modo da lasciare per breve tempo dei leggeri segni di pressione sulla superficie trattata. Tali segni possono essere utilizzati per l'esatto posizionamento dell'impulso successivo.

11. Sollevare l'applicatore dalla pelle e posizionarlo sul successivo punto della superficie da trattare. Durante lo spostamento dell'applicatore verificare che non vi siano buchi o sovrapposizioni sulla pelle trattata. L'apparecchio si ricarica immediatamente e dopo max. 3 secondi (al livello massimo) è pronto per l'impulso successivo (la spia di controllo sull'apparecchio ritorna a essere verde fissa). Ripetere l'operazione finché non è stata trattata l'intera porzione di pelle.

Dopo il trattamento con Velvet Skin Pro di beurer

- Una volta terminata la seduta di epilazione con Velvet Skin Pro di beurer, spegnere l'apparecchio premendo il pulsante ON/OFF.
- Dopo ciascuna seduta di epilazione si consiglia di pulire Velvet Skin Pro di beurer, in particolare la *superficie luminosa* (vedere "9.1 Pulizia di Velvet Skin Pro di beurer").
- Dopo la pulizia si consiglia di conservare Velvet Skin Pro di beurer nell'imballo originale e di tenerlo lontano dall'acqua.

8.2 Trattamento del viso

AVVERTENZA

Non utilizzare Velvet Skin Pro di beurer sul viso con una potenza superiore a 3.
Non utilizzare Velvet Skin Pro di beurer sul viso al di sopra degli zigomi o vicino agli occhi, alle sopracciglia o alle ciglia per evitare gravi lesioni agli occhi.
Non utilizzare Velvet Skin Pro di beurer sul viso e sulla zona del mento degli uomini.
Non utilizzare Velvet Skin Pro di beurer sulle mucose nella zona del naso e delle orecchie.

La pelle del viso è molto sensibile e necessita di una particolare cura. Rispettare tutte le segnalazioni di rischi e le indicazioni di sicurezza delle presenti istruzioni per l'uso per evitare conseguenze dannose. Si consiglia di procedere prima a un trattamento del corpo per imparare a conoscere l'apparecchio prima di trattare il viso.

Velvet Skin Pro di beurer consente di trattare tutte le zone del viso al di sotto degli zigomi, come labbro superiore, guancia, mandibola, mento e collo.

Nota

Per facilitare l'applicazione sul viso, è possibile utilizzare l'accessorio di precisione in dotazione. Esso riduce la superficie luminosa e consente un'applicazione precisa.

L'accessorio di precisione può essere fissato alla parte superiore dell'apparecchio semplicemente applicandolo e premendolo sulla superficie luminosa.

Applicare l'accessorio di precisione in modo che la cavità del sensore per contatto/colore della pelle sia posizionata sull'accessorio. Se il sensore per contatto/colore della pelle dovesse essere coperto, risulta impossibile emettere l'impulso luminoso.

Utilizzare l'accessorio di precisione solo al massimo con il livello di potenza 3 e se il colore della propria pelle è più chiaro del tipo di pelle 5.

Non utilizzare l'accessorio di precisione per più di 80 impulsi di seguito.

Esiste il pericolo che il filtro rosso diventi troppo caldo e possa in tal modo causare ustioni.



1. È indispensabile eseguire una prova di tollerabilità in un punto limitata 48 ore prima del trattamento (vedere capitolo 7, fase 2). Eseguire la prova di tollerabilità su una zona priva di peli, come sotto all'orecchio o sul lato del collo per determinare la potenza adeguata.

AVVERTENZA

Procedere al trattamento della zona testata almeno 1 settimana dopo la prova di tollerabilità.

Nota

I peli del viso possono avere cause ormonali e per essere ridotti in modo duraturo possono richiedere diverse sedute.

8.3 Cura dopo un trattamento del viso

- Applicare una lozione lenitiva come Aloe Vera.
- Per almeno 24 ore non utilizzare creme sbiancanti o per il peeling o prodotti simili che irritano la pelle trattata.
- Per almeno 48 ore dopo il trattamento evitare di esporsi direttamente al sole per più di 15 minuti.
Se la pelle appena trattata viene esposta al sole durante questo periodo, è indispensabile utilizzare una crema con un fattore di protezione 30 o superiore.
- Non strappare i peli delle zone trattate con cera o pinzette.

Tenere presente che può essere necessario un ciclo di crescita dei peli completo per ottenere un'epilazione con risultati duraturi.

9. Manutenzione di Velvet Skin Pro di beurer

9.1 Pulizia

Dopo ciascuna seduta di epilazione si consiglia di pulire Velvet Skin Pro di beurer, in particolare la *superficie luminosa*.

ATTENZIONE

Non immergere mai Velvet Skin Pro di beurer o i suoi componenti in acqua!

- Utilizzare un panno asciutto e pulito e un detergente concepito appositamente per apparecchi elettronici per pulire delicatamente la superficie di Velvet Skin Pro di beurer e, in particolare, la superficie luminosa.

10. Soluzione dei guasti

“Il mio Velvet Skin Pro di beurer non si accende”

- Assicurarsi che la batteria ricaricabile dell'apparecchio sia carica (spia verde dell'indicatore dello stato di carica).
- Se l'apparecchio IPL non emette impulsi luminosi, verificare quanto segue
 - a. l'accessorio per il trattamento è fissato correttamente all'apparecchio (l'apparecchio non funziona se lo stesso non è fissato o non è fissato correttamente all'apparecchio).
 - b. l'apparecchio è ancora in modalità di sicurezza oppure non è stato riconosciuto un colore della pelle idoneo.
 - c. l'apparecchio è completamente a contatto con la pelle.
 - d. il punto di applicazione è troppo poco esteso, arcuato o vi sono troppe ossa. È necessario che la finestra per il trattamento aderisca completamente al punto di trattamento (cercare di distendere la pelle).
 - e. l'emissione dell'impulso luminoso viene bloccata se l'apparecchio IPL rileva un colore della pelle troppo scuro. In questo caso la spia si illumina brevemente di rosso.
 - f. Nel caso in cui vi siano problemi di sicurezza e al raggiungimento del fine vita utile, la spia si illumina in rosso. In questo caso l'apparecchio si spegne automaticamente.
- Errori di carattere generale:
 - a. Nel caso in cui vi sia sporcizia o polvere, è necessario pulire la finestra per il trattamento secondo le istruzioni riportate nel paragrafo dedicato. Se non è possibile rimuovere autonomamente lo sporco o la polvere, rivolgersi al Servizio clienti.
 - b. Se dopo aver cambiato punto di trattamento, gli impulsi luminosi sono emessi con ritardo, potrebbe event. essere utile usare l'apparecchio in un ambiente più fresco. L'emissione di impulsi luminosi può rallentare in presenza di una più elevata temperatura ambiente.

- c. Se si verifica un errore di carattere generale, spegnere l'apparecchio, attendere dieci secondi e ricollegarlo.
- Se il problema persiste, contattare il Servizio clienti.

11. Domande frequenti

1. Velvet Skin Pro di beurer funziona veramente?

Sì. Test clinici eseguiti da medici hanno dimostrato che la tecnologia di Velvet Skin Pro di beurer consente di ottenere risultati di epilazione a lungo termine. Tuttavia, i risultati possono variare in base al ciclo di crescita dei peli, al livello di potenza utilizzato e allo spessore e colore dei peli.

2. Su quali punti del corpo posso utilizzare Velvet Skin Pro di beurer?

Velvet Skin Pro di beurer è stato sviluppato per un'epilazione completa. Le zone trattate più frequentemente con Velvet Skin Pro di beurer sono le gambe, le ascelle, le braccia, l'inguine e il viso al di sotto degli zigomi.

3. Quanto dura una seduta di epilazione con Velvet Skin Pro di beurer?

La durata può variare a seconda della zona del corpo trattata. Un trattamento completo del corpo (gambe, braccia, ascelle, inguine e viso al di sotto degli zigomi) dura circa 21 minuti al livello di intensità minimo e con accessorio grande.

4. Velvet Skin Pro di beurer è sicuro?

Velvet Skin Pro di beurer è stato sviluppato tenendo in particolare considerazione la sicurezza e utilizza una tecnologia clinicamente testata. Tuttavia l'apparecchio, come qualsiasi altro prodotto o apparecchio elettronico da utilizzare sulla pelle, deve essere usato in conformità con le istruzioni per l'uso e le norme di sicurezza per gli utilizzatori.

5. Velvet Skin Pro di beurer è doloroso?

In caso di utilizzo corretto, la maggior parte degli utilizzatori di Velvet Skin Pro di beurer riferisce di una leggera sensazione di calore al momento dell'azione dell'impulso. Gli utilizzatori con peli spessi e scuri possono provare un disagio un po' più intenso, che però svanisce una volta terminata la seduta di epilazione. Velvet Skin Pro di beurer è dotato di 6 impostazioni di potenza, che possono essere utilizzate in base alla propria sensibilità.

6. Quanto spesso devo utilizzare Velvet Skin Pro di beurer?

Per il trattamento dei peli con Velvet Skin Pro di beurer le prime quattro sedute devono essere eseguite a distanza di due settimane. Le sedute dalla quinta alla settima devono essere eseguite a distanza di quattro settimane. Tutte le altre sedute devono essere eseguite in caso di ricrescita dei peli fino a raggiungere i risultati desiderati.

Per il trattamento dei peli del viso al di sotto degli zigomi con Velvet Skin Pro di beurer, le prime sei sedute devono essere eseguite a distanza di due settimane. Le sedute dalla settima alla dodicesima compresa devono essere eseguite a distanza di quattro settimane. Tutte le altre sedute devono essere eseguite in caso di ricrescita dei peli fino a raggiungere i risultati desiderati.

7. Velvet Skin Pro di beurer è efficace su peli bianchi, grigi o biondi?

Velvet Skin Pro di beurer funziona al meglio su peli scuri o peli che contengono più melanina. La melanina è il pigmento che conferisce il colore ai peli e alla pelle e assorbe la luce. I peli neri e marroni scuri reagiscono al meglio. Anche i peli marroni e marroni chiari reagiscono, ma richiedono in genere più sedute di epilazione. Per i peli rossi si può rilevare un certo effetto. Generalmente i peli bianchi, grigi o biondi non reagiscono a Velvet Skin Pro di beurer anche se alcuni utilizzatori hanno ottenuto dei risultati dopo diverse sedute di epilazione.

8. Posso utilizzare Velvet Skin Pro di beurer sulla pelle scura o nera?

Non utilizzare Velvet Skin Pro di beurer sulla pelle naturalmente scura. Non funziona! Velvet Skin Pro di beurer è un apparecchio basato sulla luce, che elimina i peli indesiderati attraverso il trattamento selettivo del pigmento del pelo. Il tessuto cutaneo circostante presenta inoltre una diversa quantità di pigmenti. La quantità di pigmenti nella pelle di una persona, che si manifesta attraverso il colore della pelle, determina il grado di rischio cui si espone utilizzando Velvet Skin Pro di

beurer. Il trattamento della pelle scura mediante l'epilazione basata sulla luce può avere conseguenze dannose, come ad esempio ustioni cutanee e variazioni del colore della pelle (iper- o ipopigmentazione). Velvet Skin Pro di beurer è dotato di *sensore del colore della pelle*, che rileva il colore della pelle all'inizio di ogni seduta e occasionalmente durante il trattamento. Il *sensore del colore della pelle* impedisce il rilascio dell'impulso da parte di Velvet Skin Pro di beurer se rileva che l'apparecchio viene usato su pelli scure.

9. Da quando sono visibili i risultati di Velvet Skin Pro di beurer?

Come per ogni altro apparecchio di epilazione basata sulla luce o sul laser, i risultati non sono immediati e si potrebbe addirittura pensare che non sia successo nulla. Talvolta sembra che i peli ricrescano dopo una seduta di epilazione, ma generalmente molti di essi cadono dopo due settimane. Inoltre la crescita dei peli si divide in tre fasi e Velvet Skin Pro di beurer influisce solo sui peli in una fase di crescita attiva. È questo uno dei principali motivi che rende necessarie diverse sedute per ottenere il risultato desiderato.

10. Velvet Skin Pro può essere utilizzato anche dagli uomini?

Anche se Velvet Skin Pro di beurer è stato sviluppato per le donne, può essere adatto anche per gli uomini. Tuttavia i peli degli uomini, tipicamente quelli del petto, richiedono più sedute di epilazione rispetto a quelli delle donne per ottenere i risultati desiderati.

11. Perché i miei peli ricrescono anche se li ho trattati da una settimana?

Può certamente sembrare che i peli continuino a crescere nelle due settimane successive alla seduta di epilazione con Velvet Skin Pro di beurer. Questo processo è noto come "espulsione" e, dopo circa due settimane, constaterete che questi peli cadono o possono essere strappati facilmente. (Tuttavia sconsigliamo di strappare i peli, lasciarli semplicemente cadere in modo naturale.) Può anche accadere che alcuni peli non siano stati influenzati dall'utilizzo di Velvet Skin Pro di beurer a causa di una mancata applicazione o di una diversa fase di crescita. Questi peli saranno trattati durante la seduta successiva ed è questo il motivo per cui sono necessarie diverse sedute di epilazione per ottenere i migliori risultati da Velvet Skin Pro di beurer.

12. Ho sentito che alcuni peli ricrescono più radi e sottili dopo un'epilazione basata sulla luce. È vero?

Questo fenomeno è stato ampiamente documentato da esperti di cosmetica e medici che utilizzano apparecchi basati sulla luce e sul laser per l'epilazione. È possibile che alcuni peli crescano più radi e sottili dopo un'epilazione con Velvet Skin Pro di beurer. Generalmente questi peli rappresentano una parte dei peli originari e un ulteriore trattamento può ottenere l'effetto desiderato.

13. Perché non posso sottopormi al trattamento in caso di abbronzatura "attiva"?

Non utilizzare Velvet Skin Pro di beurer sulla pelle abbronzata o dopo l'esposizione al sole. La pelle abbronzata, soprattutto dopo un'esposizione al sole, contiene una grande quantità di melanina. Ciò vale per tutti i tipi e i colori di pelle, compresi quelli che si abbronzano lentamente. La presenza di una grande quantità di melanina espone la pelle a un elevato rischio di conseguenze dannose se si utilizza Velvet Skin Pro di beurer, fra cui ustioni, bolle e variazioni del colore della pelle (iper- o ipopigmentazione).

14. Un utilizzo prolungato di Velvet Skin Pro di beurer è pericoloso per la pelle?

L'utilizzo di energia luminosa e laser nella medicina estetica è ampiamente documentato da più di 15 anni in riviste professionali e verificate da esperti e da istituzioni prestigiose, come la clinica Mayo. Tali riviste e istituzioni non hanno riferito di alcun effetto collaterale o danno derivante dall'utilizzo prolungato di apparecchi basati sulla luce o sul laser.

15. Posso usare Velvet Skin Pro di beurer per eliminare i peli del mento o altri peli sul viso?

Velvet Skin Pro di beurer può essere utilizzato per il trattamento dei peli del viso al di sotto degli zigomi. Durante l'utilizzo sul viso, prestare particolare attenzione a non trattare la zona degli occhi: Velvet Skin Pro di beurer non può essere assolutamente utilizzato intorno o sugli occhi. Inoltre, come per le altre parti del corpo, evitare un'esposizione al sole prima e dopo i trattamenti con Velvet Skin Pro di beurer.

Mezzi di protezione contro il sole accettabili sono indumenti coprenti o creme protettive (fattore di protezione minimo 30), che devono essere indossati e utilizzati prima e dopo i trattamenti.

16. Quanto tempo devo attendere per utilizzare Velvet Skin Pro di beurer dopo un'esposizione al sole non protetta?

Bisogna attendere 2 settimane prima di utilizzare Velvet Skin Pro di beurer dopo un'esposizione al sole non protetta. Se si è comunque incerti a seguito di un'esposizione al sole, consultare il medico.

17. Devo fare qualcosa di particolare prima di utilizzare Velvet Skin Pro di beurer?

Prima di ogni seduta con Velvet Skin Pro di beurer è importante evitare un'esposizione al sole della superficie da trattare per almeno 2 settimane. Sono utili a questo scopo le creme protettive anti UV (fattore di protezione 30+) e indumenti per coprire la zona da trattare. La zona da trattare deve inoltre essere lavata con sapone delicato e acqua e i peli devono essere rasati fino alla superficie della pelle.

18. Come devo curare la superficie trattata dopo l'utilizzo di Velvet Skin Pro di beurer?

La superficie trattata con Velvet Skin Pro di beurer può essere pulita e curata con i prodotti per la cura della pelle normalmente in commercio. Prestare particolare attenzione a evitare un'esposizione al sole. Le creme con elevato fattore di protezione (30+) e indumenti coprenti costituiscono un'adeguata protezione dal sole.

12. Smaltimento

Smaltire le batterie ricaricabili esauste e completamente scariche negli appositi punti di raccolta, nei punti di raccolta per rifiuti tossici o presso i negozi di elettronica. Lo smaltimento delle batterie ricaricabili è un obbligo di legge.

I seguenti simboli sono riportati su batterie ricaricabili contenenti sostanze tossiche:

Pb = batteria contenente piombo

Cd = batteria contenente cadmio

Hg = batteria contenente mercurio



Per motivi ecologici, l'apparecchio non deve essere smaltito tra i normali rifiuti quando viene buttato via. Lo smaltimento deve essere effettuato negli appositi centri di raccolta. Smaltire l'apparecchio secondo la direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Per eventuali chiarimenti, rivolgersi alle autorità comunali competenti per lo smaltimento. La batería del aparato debe desecharse por separado. La batería no debe tirarse a la basura doméstica.





Per informazioni sullo smaltimento, contattare il rivenditore autorizzato e le strutture pubbliche incaricate dello smaltimento.

13. Dati tecnici

Tipo	IPL 8500
Superficie da trattare	4,5 cm ² / accessorio di precisione 2 cm ²
Tecnologia	IPL (Intense Pulsed Light) per utilizzo domestico
Lunghezza d'onda	475 – 1200 nm (accessorio grande), 550 – 1200 nm (accessorio di precisione)
Potenza max.	max. 5 J/cm ²
Livelli di potenza selezionabili	6
Velocità	1 impulso a distanza di max. 3 secondi (al livello massimo)
Max. impulsi della lampada	300.000
Dimensioni	ca. 200x175x65 mm

Peso		Ca. 480 g
Temperatura	Alimentazione	10–40 °C
	Conservazione	-10–70 °C
Umidità relativa	Alimentazione	30–70% umid. rel.
	Conservazione	0–90% umid. rel. a 55 °C (senza condensa)
Batteria ricaricabile		Batteria agli ioni di litio, 7,4 V, 2500 mAh
Impulsi per carica		550 impulsi

14. Alimentatore

Numero modello	YJS024Y-1201800
Ingresso	100-240 V ~ 50/60 Hz 500mA
Uscita	12 V  1,8 A
Protezione	Doppio isolamento di protezione
Polarità	
Classificazione	Classe di protezione II



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.

Inhoudsopgave

1. Omvang van de levering	104
2. Tekens en symbolen.....	104
3. Voorgeschreven gebruik.....	105
4. Waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen.....	105
5. Wat is beurer Velvet Skin Pro?	108
6. Beschrijving van het apparaat.....	110
6.1 Gedetailleerde beschrijving	110
7. Voordat u begint	111
STAP 1: Controleer of beurer Velvet Skin Pro voor u geschikt is.....	111
STAP 2: Huidverdraagzaamheidstest	111
STAP 3: Plan het ontharen met beurer Velvet Skin Pro voor een optimaal resultaat.....	112
STAP 4: Bereid de te behandelen zone voor	113
STAP 5: Stel de energie-intensiteit in / automatische huidtypeherkenning.....	113
STAP 7: Wat mag worden verwacht van een behandeling met de beurer Velvet Skin Pro?	115
8. Gebruik van de beurer Velvet Skin Pro.....	116
8.1 Beginnen met de behandeling.....	116
8.2 Gezichtsbehandeling.....	117
8.3 Huidverzorging na een gezichtsbehandeling.....	118
9. Onderhoud van de beurer Velvet Skin Pro	118
9.1 Reiniging.....	118
10. Verhelpen van storingen	119
11. Veelgestelde vragen	119
12. Verwijdering	122
13. Technische gegevens.....	122
14. Netvoeding.....	123

Geachte klant,

Hartelijk dank dat u voor een van onze producten hebt gekozen. Beurer staat voor hoogwaardige en grondig gecontroleerde kwaliteitsproducten die te maken hebben met warmte, zachte therapie, bloeddrukmeting, gewicht, massage, beauty en lucht. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.

Met vriendelijke groet,
Uw Beurer-team

1. Omvang van de levering



- 1 beurer IPL Velvet Skin Pro
- 1 precisiekop
- 1 netadapter
- 1 gebruiksaanwijzing
- 1 opbergtas












WAARSCHUWING

- Het apparaat en de adapter zijn alleen bestemd voor persoonlijk gebruik, niet voor commercieel gebruik.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor personen ouder dan 18 jaar.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Controleer voor ieder gebruik of het apparaat en het netsnoer niet beschadigd zijn. Als het apparaat of het netsnoer beschadigd is, mag het apparaat niet worden gebruikt.
- Het apparaat en de adapter mogen niet nat worden.
- Gebruik het apparaat niet in vochtige omgevingen, zoals in de buurt van badkuipen, wastafels, douches of andere reservoirs met water of andere vloeistoffen – gevaar voor elektrische schokken!
- Kijk nooit direct in het licht.
- Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat.
- Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van het apparaat niet zijn afgedekt.
- Raak, als het apparaat beschadigd is, geen onderdelen in het apparaat aan, om een elektrische schok te vermijden.
- Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het worden verwijderd. Als het netsnoer niet van het apparaat kan worden losgekoppeld, moet het volledige apparaat worden verwijderd.
- Laat het apparaat niet zonder toezicht aan staan. Kinderen in het oog houden, zodat ze niet met het apparaat gaan spelen.

2. Tekens en symbolen

In deze gebruiksaanwijzing en op het apparaat treft u de volgende symbolen aan:

 WAARSCHUWING	Waarschuwing voor verwondingsgevaar of gevaar voor de gezondheid
 LET OP	Waarschuwing voor mogelijke schade aan het apparaat of de toebehoren

 Aanwijzing	Verwijzing naar belangrijke informatie
 GEVAAR	Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water of als u zich in of onder water bevindt (bijv. in de buurt van wastafels, onder de douche of in bad) in verband met het gevaar voor elektrische schokken!
	Lees de gebruiksaanwijzing
	Het apparaat is dubbel geïsoleerd en is derhalve in overeenstemming met beschermingsklasse 2
	Let op: optische straling
	Uitsluitend in gesloten ruimten gebruiken
	Niet blootstellen aan vocht
	Houd het apparaat uit de buurt van de ogen!
	Gebruik het apparaat niet op een gebruide huid of na het zonnen
	Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen

3. Voorgeschreven gebruik

Beurer Velvet Skin Pro is bedoeld voor het verwijderen van ongewenste lichaamsbehairing bij volwassenen.

Ideale lichaamszones voor de beurer Velvet Skin Pro zijn de benen, oksels, bikinilijn, borst, buik en bij vrouwen het deel van het gezicht onder de jukbeenderen. Het apparaat is niet bedoeld voor het verwijderen van beharing bij de anus, de genitaliën of de tepels. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals in de gebruiksaanwijzing staat beschreven.

4. Waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen

WAARSCHUWING

Lees voordat u het apparaat in gebruik neemt, de veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig door en volg de aanwijzingen op bij het gebruik van de beurer Velvet Skin Pro. Het niet naleven van de volgende aanwijzingen kan leiden tot letsel of materiële schade. Bewaar deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze ook toegankelijk is voor andere gebruikers. Wanneer u dit apparaat van de hand doet, geef dan deze gebruiksaanwijzing mee.

- Personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens mogen dit apparaat alleen gebruiken onder toezicht van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of wanneer zij van deze persoon aanwijzingen hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
- Gebruik de beurer Velvet Skin Pro niet tijdens de zwangerschap of in de periode waarin borstvoeding wordt gegeven.
- **STAAK HET GEBRUIK ONMIDDELIJK** als de huid extreem rood wordt, als zich blaasjes op de huid vormen of bij verbranding van de huid!

- Voer 48 uur voor het eerste gebruik van de beurer Velvet Skin Pro een huidverdraagzaamheidstest uit op een klein stukje huid van de lichaamszone waarop u het apparaat wilt gebruiken (zie hoofdstuk 7, stap 2: “Huidverdraagzaamheidstest”).
- Kijk in geen geval direct in het licht uit de IPL-lamp. Dit product produceert mogelijk gevaarlijke optische straling. Zorg ervoor dat het lichtvlak van het opzetstuk volledig contact maakt met de huid.
- Probeer nooit een lichtimpuls in de lucht af te geven!
- Bepaal aan de hand van de “Tabel voor haar- en huidskleuren” op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing welke lichtintensiteit het beste geschikt is voor de kleur van uw huid en lichaamsbehandling c.q. of deze methode wel voor u geschikt is (als dat niet het geval is, wordt dat in de tabel aangegeven met een ‘x’).
- Gebruik de beurer Velvet Skin Pro niet op een van nature donker gekleurde huid. Behandeling van een donkere huid met de beurer Velvet Skin Pro kan nadelige gevolgen hebben, bijvoorbeeld verbranding, blaren en verandering van de huidskleur (hyper- of hypopigmentatie).
- Beurer Velvet Skin Pro functioneert het beste bij donkere haartypen en haar dat meer melanine bevat. Zwart en donkerbruin haar reageert het beste, en hoewel bruin en lichtbruin haar ook reageert, vergen dergelijke haartypen meestal meer ontharingsbehandelingen. Rood haar reageert mogelijk ook. Wit, grijs en blond haar reageren gewoonlijk niet op de beurer Velvet Skin Pro, hoewel enkele gebruikers wel resultaat hebben geconstateerd na meerdere ontharingsbehandelingen.
- Beurer Velvet Skin Pro kan een tijdelijke pigmentatie veroorzaken.
- Probeer niet om het beurer Velvet Skin Pro-apparaat te openen of te repareren. Bij het openen van de beurer Velvet Skin Pro kunt u in contact komen met gevaarlijke elektrisch geladen onderdelen of met lichtimpulsen, wat ernstig letsel en/of blijvende schade aan de ogen tot gevolg kan hebben.

GEVAAR

Houd het beurer Velvet Skin Pro-apparaat uit de buurt van water! De beurer Velvet Skin Pro is een elektrisch apparaat. Plaats het apparaat niet in water en laat het niet in water of een andere vloeistof vallen.



Dit kan een krachtige elektrische schok tot gevolg hebben!

- Gebruik de beurer Velvet Skin Pro niet op het moment dat u een bad neemt.
- Gebruik de beurer Velvet Skin Pro niet als het apparaat nat of vochtig is geworden.
- Probeer de beurer Velvet Skin Pro niet te pakken als deze in het water is gevallen.
- Pak de stekker en het apparaat nooit vast met natte handen!

Tips voor het gebruik van accu's

- Als vloeistof uit een accucel in aanraking komt met de huid of de ogen, moet u de betreffende plek met water spoelen en een arts raadplegen.
- Bescherm accu's tegen overmatige hitte.
- Explosiegevaar! Werp accu's niet in vuur.
- Haal accu's niet uit elkaar, open ze niet en hak ze niet in kleine stukken.
- Gebruik alleen laders die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.
- Voordat u accu's gebruikt, moet u deze op de juiste wijze opladen. De aanwijzingen van de fabrikant en de informatie in deze gebruiksaanwijzing voor het op de juiste wijze opladen van accu's moeten te allen tijde in acht worden genomen.
- Laad de accu volledig op, voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt (zie hoofdstuk 8.1).
- Laad de accu voor een zo lang mogelijke levensduur minstens 2 keer per jaar volledig op.

LET OP

Om schade te vermijden

- Probeer niet om het beurer Velvet Skin Pro-apparaat te openen of te repareren. Een poging de beurer Velvet Skin Pro te openen kan tot beschadiging van het apparaat leiden en leidt tot het vervallen van de garantie.
- Stel het apparaat tijdens het gebruik niet bloot aan temperaturen van minder dan 10 °C of meer dan 40 °C.
- Laat het apparaat nooit zonder toezicht achter als de netvoeding in een stopcontact is gestoken.

- Gebruik de beurer Velvet Skin Pro uitsluitend voor het doel waarvoor het bestemd is en op de in de gebruiksaanwijzing beschreven manier.
- Gebruik de beurer Velvet Skin Pro niet als een snoer of stekker beschadigd is en houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken.
- Trek de stekker van de beurer Velvet Skin Pro voor het schoonmaken uit het stopcontact.
- Trek de stekker na het laden van de accu uit het stopcontact.
- Gebruik de beurer Velvet Skin Pro niet met opzetstukken of accessoires die niet worden aanbevolen door Beurer GmbH.
- Gebruik de beurer Velvet Skin Pro niet als u tijdens het gebruik rook ziet of ruikt.
- Gebruik de beurer Velvet Skin Pro niet als het apparaat niet goed functioneert of als het beschadigd lijkt te zijn.
- Gebruik de beurer Velvet Skin Pro niet als de huidtypesensor onder het lichtvlak gescheurd of gebroken is.
- Gebruik de beurer Velvet Skin Pro niet als de behuizing gescheurd is of uit elkaar valt.
- Gebruik de beurer Velvet Skin Pro niet als het lichtvlak gescheurd of gebroken is of ontbreekt.
- Schakel Velvet Skin Pro niet in als het snoer of de stekker beschadigd is.
- Laad het apparaat alleen met de bijgeleverde adapter op.
- Gebruik het apparaat niet als het uv-filter van het lichtvlak beschadigd is.
- Gebruik de precisiekop niet als het filter beschadigd is.
- Zorg ervoor dat een onbelemmerde luchtstroom door de ventilatiegaten gewaarborgd is.

WAARSCHUWING

Gebruik de beurer Velvet Skin Pro in geen geval als u aan een van de volgende ziekten lijdt:

- Als u huidkanker hebt of hebt gehad.
- Als u aan epilepsie lijdt.
- Als u een littekenkeloid hebt.
- Als u herpes of psoriasis hebt.
- Als u lijdt aan fotosensibiliteit of andere lichtgevoeligheden, zoals porfyrie, polymorfe lichteruptie, urticaria solaris, lupus enz.
- Als u een stofwisselingsziekte hebt, zoals diabetes.
- Als u aan een storing in de bloedstolling lijdt.

Gebruik de beurer Velvet Skin Pro in geen geval als u een van de volgende medicijnen gebruikt:

- Als u medicijnen gebruikt die de huid gevoeliger maken voor licht, inclusief niet-steroidale ontstekingsremmers (bijvoorbeeld aspirine, ibuprofen, paracetamol), tetracyclines, fenothiazines, thiazidediuretica, sulfonyleurea, sulfonamides, DTIC, fluorouracil, vinblastine, griseofulvine, alfa-hydroxycarbonsuren (AHA's), bèta-hydroxycarbonsuren (BHA's), Retin-A®, Accutane® en/of topische retinoïden.
- Als u onlangs bent behandeld of momenteel wordt behandeld met azeläïnezuur.
- Als u in de afgelopen twee weken tetracycline-antibiotica hebt ingenomen.
- Als u in de afgelopen 6 maanden bent behandeld met Accutane® (isotretinoïne).
- Als u in de afgelopen 3 maanden een kuur met steroïden hebt ondergaan.
- Als u in de afgelopen 6 tot 8 weken een huidpeeling of een andere behandeling voor een gladdere huid hebt laten uitvoeren.
- Als u in de afgelopen 3 maanden bent bestraald of chemotherapie hebt ondergaan.

Gebruik de beurer Velvet Skin Pro in geen geval op de volgende plaatsen:

- Op slijmvliezen bij neus en oren.
- Op of in de omgeving van een actief implantaat, zoals een pacemaker, een apparaat tegen incontinentie, een insulinepomp enz.
- Bij vrouwen in het gezicht boven de jukbeenderen, rondom de ogen, wenkbrauwen of wimpers, omdat dat ernstig oogletsel tot gevolg kan hebben.
- Bij mannen in het hele gezicht en de hals.
- Op tepels, genitaliën (zowel mannelijk als vrouwelijk) en rondom de anus.



- Op piercings of andere metalen voorwerpen, zoals oorbellen en sieraden.
- Op een tatoeage of permanente make-up in de te behandelen zone.
- Op donkerbruine of zwarte vlekken, zoals grote zomersproeten, moedervlekken, leverschimmels, blaren of wratten.
- Op eczeem, psoriasis, laesies, open wonden of acute infecties. Wacht tot de betreffende plek is geheeld voordat u de beurer Velvet Skin Pro gebruikt.
- Op beschadigde of droge huid of op plaatsen met een risico op de groei van kwaadaardige cellen.
- Op een lichaamsdeel waar u later mogelijk haar wilt laten staan.

Waarschuwingen voor zonnebaden voor en na behandeling!



Zonnen voor de behandeling

1. Wacht na het zonnen ten minste 2 weken voordat u het apparaat gebruikt.
2. Controleer voor de behandeling of u verbrand bent door de zon. Als de zonnebrand nog niet is weggetrokken, mag u het apparaat niet gebruiken totdat de huid volledig is hersteld.
3. Voer een huidverdraagzaamheidstest uit op de gebruikte huid (zie hoofdstuk 7, stap 2) om de geschikte energiestand vast te stellen.

Zonnen na de behandeling

1. Wacht na de behandeling ten minste 48 uur voordat u gaat zonnen. Als de huid nog rood is, mag deze niet worden blootgesteld aan de zon!
2. Bedek de behandelde huid de eerste twee weken na de behandeling met kleding als u de zon in gaat of smeer de huid in met zonnebrandcrème (ten minste beschermingsfactor 30).

Bruinen met kunstmatig licht


De aanwijzingen onder 'Zonnen voor de behandeling' en 'Zonnen na de behandeling' gelden ook voor het bruinen met kunstmatig licht en bruiningslotion.

Las voor en na bezoek aan de sauna of het zwembad een pauze in van 24 uur voordat u apparaat gebruikt, omdat het chloor huidirritaties kan veroorzaken.

Aanwijzing


Deze lijst biedt geen garantie voor volledigheid. Raadpleeg uw huisarts of een dermatoloog als u niet zeker weet of u de beurer Velvet Skin Pro veilig kunt gebruiken.

5. Wat is beurer Velvet Skin Pro?



Voor het gebruik van de beurer Velvet Skin Pro

beurer Velvet Skin Pro is een op licht gebaseerd apparaat voor ontharing met een langdurig effect voor persoonlijk gebruik. Ontharing op basis van laser en licht is een goed gedocumenteerde en beproefde methode. Het is bij klinische toepassing over de hele wereld gedurende meer dan 15 jaar gebleken een veilige en effectieve methode te zijn voor een langdurige reductie van de haargroei.




Tijdens een impuls van de beurer Velvet Skin Pro

Hoe verwijdert licht het haar?

Ontharing met licht is gebaseerd op de theorie van selectieve fothermolyse, waarbij optische energie wordt gebruikt om haargroei tegen te gaan. Om dat thermische resultaat te bereiken, moet de haarschacht selectief lichtenergie opnemen en deze omzetten in warmte.

Die selectiviteit wordt bereikt als de optische energie, die aan het weefsel wordt afgegeven, hoofdzakelijk wordt opgenomen door het pigment van de haarschacht, terwijl de huid en het omliggende weefsel koel blijven. Melanine is het pigment in de haarschacht dat verantwoordelijk is voor de absorptie van het licht en dat de warmte produceert, die uiteindelijk de haargroei uitschakelt. Daarom kan des te meer licht worden geabsorbeerd en kan het licht bij de ontharing des te effectiever zijn, naarmate er meer melanine in het haar aanwezig is (dat wil zeggen, naarmate het haar donkerder is).



Na het gebruik van de beurer Velvet Skin Pro

Welke invloed heeft de haargroei-cyclus op ontharing met licht?



Anagene fase –
groeifase



Catagene fase –
overgangsfase




Telogene fase –
rustfase

Elke haar op ons lichaam doorloopt de drie fasen van de haargroei-cyclus: de anagene fase, de catagene fase en de telogene fase. Deze fasen zijn erg belangrijk voor de mate waarin ontharing met licht effectief is.

De anagene fase is de groeifase, terwijl de catagene fase de overgangsfase en de telogene fase de rustfase is.

De duur van een volledige haargroei-cyclus verschilt per persoon en is afhankelijk van de plek op het lichaam waar het haar groeit. In de regel bedraagt de duur echter 18 tot 24 maanden. Op een bepaald moment bevindt het grootste deel van de haarfollikels op een huidoppervlak zich in de rustfase. Op de haren in een rustfase heeft de beurer Velvet Skin Pro geen effect.

De haren in de anagene groeifase reageren echter positief op de behandeling met de beurer Velvet Skin Pro. Een langdurige ontharing kan alleen door middel van behandelingen gedurende ten minste een volledige haargroei-cyclus met de beurer Velvet Skin Pro worden bereikt.



Bij beurer Velvet Skin Pro staat veiligheid op de eerste plaats

• IPL-technologie bij de beurer Velvet Skin Pro – maximale veiligheid bij een laag energieverbruik

Met de IPL-technologie (Intense Pulsed Light) zijn langdurige ontharingsresultaten mogelijk met een fractie van de energie die nodig is voor andere op licht gebaseerde ontharingsapparaten. Omdat de beurer Velvet Skin Pro zo weinig energie gebruikt, wordt het risico op schade of complicaties gereduceerd, wat een gunstig effect op de algehele veiligheid heeft.

• beurer Velvet Skin Pro beschermt uw huid

Ontharing met licht is niet geschikt voor van nature donkere huidtinten en gebruikte huid. In de beurer Velvet Skin Pro is een *huidtypesensor* geïntegreerd, waarmee de kleur van het te behandelen huidoppervlak kan worden bepaald, zodat gebruik alleen mogelijk is bij daarvoor geschikte huid. Deze veiligheidsfunctie voorkomt dat u huid behandelt die te donker of te veel gebruikt is. Het lichtvlak van het apparaat heeft een geïntegreerde uv-bescherming die schadelijke uv-straling tegenhoudt.

• beurer Velvet Skin Pro beschermt uw ogen

De beurer Velvet Skin Pro heeft ter bescherming van de ogen een geïntegreerde huidcontactsensor. Deze is ontwikkeld om te voorkomen dat een lichtimpuls wordt verzonden als het apparaat in de lucht wordt gehouden. Er wordt alleen een lichtflits verzonden als de huidcontactsensor op de huid aansluit.

6. Beschrijving van het apparaat



6.1 Gedetailleerde beschrijving

- AAN/UIT-knop** – door te drukken op de -knop wordt uw apparaat in- en uitgeschakeld. Het apparaat schakelt automatisch uit wanneer het gedurende 5 minuten niet wordt gebruikt. Bij het inschakelen van het apparaat gaan alle lampjes van de energiestandweergave kort branden, waarna het apparaat overgaat naar energiestand 1.
- Toets voor automatische huidtypeherkenning** – door op de -toets te drukken, kunt u de aanbevolen energiestand voor uw behandeling op de desbetreffende plaats van de huid vaststellen. Als deze toets ingedrukt wordt, gaat deze groen branden en knipperen alle energiekeuzetoetsen gedurende tien seconden. Wanneer de huidcontactsensor volledig contact maakt met de gewenste behandelingsplek en er een lichtimpuls afgegeven wordt, wordt de aanbevolen energiestand (al naar gelang de huidskleur van de behandelde plek) automatisch ingesteld; het lampje van de energiestandweergave gaat branden.
Er moet worden opgemerkt dat de aanbevolen energiestand alleen geselecteerd wordt als de bijbehorende toets ingedrukt wordt, niet wanneer de huidskleur wijzigt of wanneer van behandelingsplek wordt gewisseld.
- Energiekeuzetoetsen** – met de toetsen + (hogere energiestand) en – (lagere energiestand) kunnen zes verschillende energiestanden geselecteerd worden. Selecteer de energiestand al naar gelang uw persoonlijk welbevinden of aan de hand van uw huidverdraagzaamheidstest. Om de optimale energiestand te selecteren, kunt u voor iedere behandelingsplek de toets voor de automatische huidtypeherkenning gebruiken.
 - Door op de toetsen + of - te drukken (na het inschakelen van het apparaat), wordt de energiestand steeds één stap verhoogd of verlaagd. Elke volgende keer dat u op een van deze toetsen drukt, verandert de energiestand tussen de laagste (met "1" gekenmerkt) en de hoogste stand (met "6" gekenmerkt).
 - Al naar gelang de geselecteerde energiestand branden overeenkomstig veel groene lampjes van de energiestandweergave.
- Weergave accuniveau** – deze weergave geeft informatie over het accuniveau:
 - Rood – accu wordt geladen.
Aanwijzing: als naast dit rode lampje ook het bij energiestand 1 horende lampje brandt, is het apparaat ingeschakeld.
 - Groen – de accu is volledig opgeladen en het apparaat is met de externe stroomvoorziening verbonden.
 - Rood, langzaam knipperend – laag acculaadniveau (ongeveer 30 procent).

- Rood, snel knipperend – zeer laag acculaadniveau (ongeveer 10 procent).
Aanwijzing: de weergave van het accuniveau brandt alleen groen of rood wanneer het apparaat ingeschakeld is.

5. **Controlelampje** – deze weergave op de achterkant van het apparaat heeft meerdere verschillende statuslampjes (zie onderstaande tabel).

Weergave	Modus	
Brandend, groen	Aan	Klaar voor lichtimpuls. Bij het afgeven van een lichtimpuls of tussen lichtimpulsen brandt er geen lampje.
Oplichtend, oranje	Activatie (lichtimpuls) wordt geblokkeerd.	Het apparaat geeft vanwege ontbrekend huidcontact geen lichtimpuls af.
Oplichtend, rood	Activatie (lichtimpuls) wordt geblokkeerd.	Het apparaat geeft wegens een niet toegestane huidskleur (hogere Fitzpatrick-waarde volgens de aanwijzing op de achterkant van de gebruiksaanwijzing) geen impuls af.
Knipperend, oranje	Indicatie van het einde van de levensduur	Geeft het spoedige einde van de levensduur van de flitslamp aan.
Brandend, rood	Einde van de levensduur bereikt	Het apparaat is permanent geblokkeerd, de flitslamp heeft zijn lichtgrens bereikt, er is een interne storing opgetreden of het behandelingsvlak is niet op de juiste wijze op het apparaat geplaatst.

7. Voordat u begint

STAP 1: Controleer of beurer Velvet Skin Pro voor u geschikt is

WAARSCHUWING

Controleer voordat u de beurer Velvet Skin Pro voor de eerste keer gebruikt of het apparaat voor u geschikt is.

Om te controleren of de beurer Velvet Skin Pro geschikt is voor u, leest u hoofdstuk “4. Waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen” en bepaal aan de hand van de “Tabel voor haar- en huidskleuren” op de achterzijde van de gebruiksaanwijzing welke lichtintensiteit het beste geschikt is voor uw huid en lichaamsbehandling en of deze methode wel voor u geschikt is (als dat niet het geval is, wordt dat in de tabel aangegeven met een ‘x’).

STAP 2: Huidverdraagzaamheidstest

WAARSCHUWING

Voer een huidverdraagzaamheidstest uit voordat u de beurer Velvet Skin Pro gebruikt.

Met de huidverdraagzaamheidstest moet worden vastgesteld hoe uw huid reageert op een behandeling met de beurer Velvet Skin Pro. Bovendien helpt de test u bij het instellen van de optimale energiestand voor elke te behandelen zone.

Voer op elk gedeelte van de huid dat u wilt behandelen, **48 uur** voor de daadwerkelijke behandeling een huidverdraagzaamheidstest uit.

Aanwijzing

Bij gezichtsbehandelingen dient de huidverdraagzaamheidstest te worden uitgevoerd op een gedeelte zonder haar, bijvoorbeeld onder het oor of op de zijkant van de hals.

1. Zorg ervoor dat de huid voor de behandeling geschoren, schoon en droog is (vrij van alle resten van poeder, crème, make-up, antitranspirant of deodorant).

WAARSCHUWING

Reinig de huid IN GEEN GEVAL met brandbare vloeistoffen, zoals alcohol of aceton, kort voordat u de beurer Velvet Skin Pro gebruikt.

2. Stel het apparaat in zoals beschreven in punt 2 tot en met 5 van hoofdstuk 8.1 “Beginnen met de behandeling”.
3. Plaats het lichtvlak van het apparaat op het gewenste testgedeelte van de huid en zorg ervoor dat er volledig contact is met de huid.
4. Het apparaat is automatisch ingesteld op de laagste energiestand. Verzend de eerste impuls met energiestand 1 door op de activeringstoets te drukken. U ziet een felle lichtflits, hoort een knallend geluid en ervaart mogelijk een licht branderig en/of warm gevoel. Het apparaat is binnen max. 3 seconden gereed voor de volgende impuls als het controlelampje op de beurer Velvet Skin Pro continu groen brandt.
5. Haal het lichtvlak van de huid en plaats het op de volgende plek van het testgedeelte.

Aanwijzing

Verhoog de energiestand alleen als de vorige energiestand geen onaangenaam gevoel veroorzaakt. Verhoog de energiestand niet als energiestand 1 een onaangenaam gevoel veroorzaakt.

Aanwijzing

Aanwijzing: U kunt de toets voor automatische huidtypeherkenning gebruiken om de aanbevolen energiestand voor de desbetreffende behandelingsplek automatisch vast te stellen. Zorg ervoor dat de aanbeveling op basis van uw huidtype wordt getroffen. U kunt de energiestand op elk moment aanpassen.

6. Met de energiekeuzetoets “+” kunt u de energiestand met 1 stand verhogen. De energiestandweergave brandt overeenkomstig de geselecteerde energiestand. Verzend de tweede impuls met energiestand 2 door op de activeringstoets te drukken.
7. Herhaal de stappen 5 en 6 alleen als u zich goed voelt, tot u de hoogste energiestand (stand 6) hebt bereikt. Breek de test af als de behandeling een onaangenaam gevoel teweegbrengt, omdat bij het verhogen van de energiestanden het risico op nadelige gevolgen bestaat. Breek de test onmiddellijk af als u nadelige effecten constateert, zoals een extreem rode huid of de vorming van blaasjes.
8. Wacht 48 uur en onderzoek dan de behandelde oppervlakken.
Als de behandelde huid er normaal uitziet (geen reactie of lichte roodheid), kunt u beginnen met een volledige behandeling op de hoogste energiestand die u bij de test als aangenaam hebt ervaren. Laat een volledige behandeling van het gedeelte van de huid achterwege als u daar zelfs bij de laagste energiestand extreme roodheid, zwellingen of vorming van blaasjes constateert.

Aanwijzing

Voer geen volledige behandeling uit met een energiestand die u niet eerst hebt getest!
Behandel de geteste oppervlakken op zijn vroegst 1 week na de test.

STAP 3: Plan het ontharen met beurer Velvet Skin Pro voor een optimaal resultaat

Een gemiddelde haargroeycyclus kan 18 tot 24 maanden duren. Tijdens die periode kunnen meerdere behandelingen met de beurer Velvet Skin Pro nodig zijn voor een langdurige ontharing. De effectiviteit van de ontharing verschilt per persoon en is bovendien afhankelijk van lichaamszone en haarkleur en van hoe de beurer Velvet Skin Pro wordt gebruikt.

De standaardplanning voor ontharing met de beurer Velvet Skin Pro gedurende een volledige haargroeiacyclus:

- De eerste 3 tot en met 4 ontharingssessies met de beurer Velvet Skin Pro dienen ongeveer twee weken na elkaar plaats te vinden.
- De ontharingssessies 5 tot en met 7 met de beurer Velvet Skin Pro dienen ongeveer vier weken na elkaar plaats te vinden. Daarna zult u de beurer Velvet Skin Pro normaal gesproken van tijd tot tijd en wanneer nodig gebruiken, tot u een langdurig resultaat hebt bereikt.

Dit komt overeen met het aanbevolen behandelingsschema, waarmee aantoonbaar de beste resultaten worden bereikt. U kunt uw persoonlijke behandelingsschema ook anders inkleden en toch tevredenstellende resultaten bereiken.

Aanwijzing

Als dezelfde delen van het lichaam binnen twee weken meerdere keren worden behandeld, levert dat geen betere ontharingsresultaten op.

Typische nazorg met de beurer Velvet Skin Pro na het bereiken van een langdurige ontharing:

Als gevolg van hormonale of andere fysiologische veranderingen kunnen haarfollikels in de rustfase actief worden. Daarom kunnen van tijd tot tijd ontharingsbehandelingen met de beurer Velvet Skin Pro nodig zijn als nazorg.

STAP 4: Bereid de te behandelen zone voor

Zorg ervoor dat de huid voor de behandeling geschoren, schoon en droog is (vrij van alle resten van poeder, crème, make-up, antitranspirant of deodorant).

WAARSCHUWING

Reinig de huid niet met brandbare vloeistoffen, zoals alcohol of aceton, kort voordat u de beurer Velvet Skin Pro gebruikt.

STAP 5: Stel de energie-intensiteit in / automatische huidtypeherkenning

Energiestand

De energiestand bepaalt de intensiteit van de lichtimpuls die door de beurer Velvet Skin Pro aan de huid wordt afgegeven (van de laagste stand (-) tot de hoogste stand (+)). De energiestandweergave van het apparaat geeft de verhogingen van de energiestand aan. Bij een hogere energiestand nemen ook de ontharingsresultaten toe, evenals het gevaar voor mogelijke bijwerkingen en complicaties. Begin de eerste ontharingssessie altijd met de via de automatische huidtypeherkenning vastgestelde en door de huidverdraagzaamheidstest bevestigde energiestand.

Automatische huidtypeherkenning/huidtypemeting

Met de automatische huidtypeherkenning kunt u de voor uw huidskleur geschikte energiestand op het apparaat laten weergeven.

Aanwijzing

- Kies voor uw veiligheid altijd het donkerste stuk huid (bijvoorbeeld de buitenkant van uw onderbeen of de rug van uw hand).
Belangrijk: alvorens het apparaat op een andere plek op het lichaam te gebruiken, moet u opnieuw een meting uitvoeren.
- Het apparaat verzendt geen lichtimpulsen als het zich in de huidtypeherkenningsmodus bevindt.
- Als u de huidtypeherkenning voortijdig wilt afbreken, kunt u op een van de energiekeuzetoetsen (+ of -) drukken om weer naar de normale modus terug te keren.

Als de huid tijdens of na uw eerste ontharingssessie met de aanbevolen energiestand slechts licht of helemaal niet geïrriteerd raakt, kunt u de energiestand bij de volgende behandelingen telkens met 1 stand verhogen.

⚠ WAARSCHUWING

Verhoog de energiestand niet als u tijdens of na de behandeling met de beurer Velvet Skin Pro abnormale pijn voelt! (Zie stap 6 “Vertrouwd raken met mogelijke bijwerkingen”)

Verhoog de energiestand niet tijdens een ontharingssessie, zelfs niet als u geen onaangenaam gevoel constateert.

De huid kan ook enige tijd na de behandeling tekenen van irritatie vertonen.

STAP 6: Vertrouwd raken met mogelijke bijwerkingen bij het gebruik van de beurer

Velvet Skin Pro

Als u de beurer Velvet Skin Pro volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing gebruikt, komen bijwerkingen en complicaties in samenhang met het gebruik van beurer Velvet Skin Pro zelden voor. Toch is aan het gebruik van elke cosmetische behandelingsmethode, ook aan methoden die zijn ontwikkeld voor privégebruik, een zeker risico verbonden. Daarom is het belangrijk dat u de risico's en complicaties, die kunnen optreden bij ontharingssystemen die zijn gebaseerd op lichtimpulsen, begrijpt en accepteert.

Complicatie	Waarschijnlijkheid van het optreden van de complicatie	Bijwerking	Waarschijnlijkheid van het optreden van de bijwerking
Effect van meerdere impulsen op hetzelfde huidgedeelte	Gering	Lichte irritatie van de huid	Gering
		Roodheid van de huid	Gering
		Verhoogde gevoeligheid van de huid	Gering
		Verwondingen van de huid en brandwonden	Zelden
		Littekenvorming	Zelden
		Pigmentveranderingen	Zelden
		Extreme roodheid en zwellingen	Zelden
		Infecties	Verwaarloosbaar
Hematoom	Verwaarloosbaar		

Een licht pijnlijke huid

Hoewel ontharing met lichtimpulsen thuis over het algemeen geen problemen oplevert, ervaren de meeste gebruikers tijdens de ontharingssessie toch een licht onaangenaam gevoel, dat meestal wordt omschreven als een licht stekend gevoel op de behandelde delen van de huid. Het stekende gevoel duurt normaal gesproken tot het einde van de behandeling of tot enkele minuten daarna. Alles wat dat licht onaangename gevoel overschrijdt, is niet normaal en duidt erop dat u de beurer Velvet Skin Pro niet langer moet gebruiken, omdat het niet voor uw huid geschikt is, of dat de energiestand te hoog is.

Roodheid van de huid

Uw huid kan meteen na het gebruik van de beurer Velvet Skin Pro, maar ook nog binnen de 24 uur daarna rood worden. De roodheid trekt over het algemeen binnen 24 uur weer weg. Raadpleeg uw huisarts als de roodheid niet binnen 2 tot 3 dagen is weggetrokken.

Verhoogde gevoeligheid van de huid

De huid van behandelde lichaamszones is gevoeliger, met mogelijk een droge huid of vervellen tot gevolg.

Verwondingen van de huid en brandwonden

Er is zeer zelden sprake van brandwonden of wonden in de huid na een behandeling. Het kan enkele weken duren voordat de brandwonden of wonden zijn geneeeld en in heel zeldzame gevallen kan een zichtbaar litteken achterblijven.

Littekenvorming

Hoewel het zeer zelden gebeurt, kan blijvend littekenweefsel worden gevormd. Een dergelijk litteken neemt normaal gesproken de vorm aan van een vlakke, witte laesie op de huid (hypotroof). Het kan echter ook breed en rood (hypertroof) of breed en uitdijend over de randen van de verwonding (keloïde) zijn. Mogelijk zijn aanvullende cosmetische behandelingen nodig om het uiterlijk van het litteken te verbeteren.

Pigmentveranderingen

beurer Velvet Skin Pro is gericht op de haarschacht, in het bijzonder op de cellen met pigment in de haarfollikel en op de haarfollikel zelf. Niettemin bestaat het gevaar voor hyperpigmentatie (te veel pigment of bruine verkleuring) of hypopigmentatie (verbleken) van de omliggende huid. Dit risico op veranderingen van de huidpigmentatie is groter bij mensen met een donkere huidskleur. Normaal gesproken zijn de verkleuringen en pigmentveranderingen van voorbijgaande aard; blijvende hyper- of hypopigmentatie treedt slechts zelden op.

Extreme roodheid en zwellingen

In zeldzame gevallen kan de behandelde huid zeer rood worden en opzwellen. Dit komt vaker voor in gevoelige lichaamszones. De roodheid en zwellingen zouden binnen 2 tot 7 dagen moeten afnemen en dienen regelmatig te worden gekoeld met ijs. Voorzichtig reinigen van de huid is geen probleem, maar u dient zonlicht te mijden.

Infecties

Een geïnfecteerde huid treedt uiterst zelden op, maar is wel een mogelijke complicatie bij brandwonden en wonden die zijn veroorzaakt door de beurer Velvet Skin Pro.

Hematoom

Het gebruik van de beurer Velvet Skin Pro heeft in zeer zeldzame gevallen blauwpaarse bloedingstoringen tot gevolg; het kan 5 tot 10 dagen duren voordat die zijn weggetrokken. Na het wegtrekken van de bloedingstoring, kan een mogelijk blijvende, roestbruine verkleuring van de huid achterblijven (hyperpigmentatie).

STAP 7: Wat mag worden verwacht van een behandeling met de beurer Velvet Skin Pro?

Voor veel gebruikers van de beurer Velvet Skin Pro is het wellicht de eerste ervaring met een op lichtimpulsen gebaseerd apparaat dat is ontwikkeld voor privégebruik. beurer Velvet Skin Pro is eenvoudig te bedienen en ontharingssessies zijn kort van duur. Tijdens een sessie met de beurer Velvet Skin Pro zijn de volgende verschijnselen normaal:

- **Ventilatorgeluid** – De ventilator van de koeling van de beurer Velvet Skin Pro maakt een geluid dat doet denken aan dat van een föhn. Dat is normaal.
- **Een knallend geluid bij elke impuls** – Als de beurer Velvet Skin Pro een impuls verzendt, gaat dat gepaard met een lichtflits en een soort knallend geluid; beide zijn normaal.
- **Lichte *afdruk* van het *lichtvlak*** – Dat draagt bij aan en is noodzakelijk voor het plaatsen van aan elkaar grenzende lichtimpulsen; het is een onderdeel van de veiligheidsfunctie van de beurer Velvet Skin Pro.
- **Een *warm en kriebelend gevoel*** – Het is normaal dat u bij elke lichtimpuls een enigszins warm en licht kriebelend gevoel ervaart, veroorzaakt door de lichtenergie. Denk erom dat u het apparaat bij de eerste ontharingssessies altijd met lage energiestanden gebruikt. Tot een uur na het gebruik van de beurer Velvet Skin Pro kunt u een zekere warmte ervaren.

- **Lichtrode of roze kleur van de huid** – Tijdens of direct na een sessie met de beurer Velvet Skin Pro is het niet ongewoon als de huid lichtrood of roze wordt. Normaal gesproken is dit het beste waarneembaar rondom de haren. Breek het gebruik van de beurer Velvet Skin Pro echter onmiddellijk af als de huid volledig rood wordt, bij blaarvorming of bij het ontstaan van brandwonden.

8. Gebruik van de beurer Velvet Skin Pro

WAARSCHUWING

Als u het apparaat voor uw gezicht wilt gebruiken, lees dan eerst de aanwijzingen in hoofdstuk 8.2 tot en met 8.3, voordat u verder gaat met hoofdstuk 8.1 “Beginnen met de behandeling”.

8.1 Beginnen met de behandeling

1. Haal het apparaat uit de verpakking.
2. Controleer het apparaat, de netstekker, opzetstukken en het netsnoer op beschadigingen.
3. Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet.
4. Laad het apparaat voor het eerste gebruik volledig op (laadtijd ca. 2 uur).

Aanwijzing

Zorg ervoor dat de huid voor de behandeling geschoren, schoon en droog is (vrij van alle resten van poeder, crème, make-up, antitranspirant of deodorant).

Laat het apparaat enkele minuten afkoelen wanneer u vindt dat het apparaat onaangenaam heet aanvoelt. Na een korte afkoelfase kunt u de behandeling zoals gebruikelijk voortzetten.

WAARSCHUWING

Reinig de huid niet met brandbare vloeistoffen, zoals alcohol of aceton, kort voordat u de beurer Velvet Skin Pro gebruikt.

5. Druk op de ON/OFF-toets om het apparaat aan te zetten.
6. Selecteer middels de ‘+/-’-toetsen de juiste energiestand voor uw huidskleur of gebruik de automatische huidtypeherkenning (☞).
7. Plaats het apparaat in een hoek van 90 graden op de huid, zodat het opzetstuk volledig contact maakt met de huid. De geïntegreerde huidcontactsensor verhindert lichtimpulsen als er geen contact met de huid wordt gemaakt.
8. Het controlelampje op de achterkant van het apparaat brandt groen om aan te geven dat u verder kunt gaan met de behandeling.
9. Druk op de activeringstoets om een lichtimpuls af te geven.
10. Het apparaat is uitgerust met een “Auto-Flash”-modus. Wanneer u de activeringstoets voor 3 op elkaar volgende lichtimpulsen ingedrukt houdt, wordt deze modus geactiveerd. Het apparaat geeft nu zonder opnieuw de activeringstoets in te drukken automatisch lichtimpulsen af zolang er voldoende huidcontact bestaat.

Aanwijzing

Als u op de *activeringstoets* drukt terwijl uw huid te donker of te sterk gebruikt is, gaat het *controlelampje* van het apparaat rood branden. In dat geval verzendt het apparaat geen impuls naar dit huidgedeelte.

Als u op de activeringstoets drukt terwijl er onvoldoende contact is tussen het apparaat en de huid, gaat het controlelampje op het apparaat oranje branden. In dat geval verzendt het apparaat ook geen impuls naar dit gedeelte van de huid.

WAARSCHUWING

Behandel een gedeelte van de huid niet meer dan één keer per behandelingssessie!
Het meerdere keren behandelen van een gedeelte van de huid tijdens een ontharingsbehandeling vergroot de kans op bijwerkingen.
Probeer elkaar overlappende impulsen te vermijden.

Aanwijzing

Pas de impulsen van de beurer Velvet Skin Pro in rijen toe – van het begin van een rij tot het einde. Op die manier is het gemakkelijker om controle te houden over reeds behandelde huidoppervlakken en te voorkomen dat u een reeds behandeld deel of overlappende delen van de huid opnieuw behandelt. Het *lichtvlak* van de beurer Velvet Skin Pro is zo ontworpen dat het op het behandelde gedeelte van de huid gedurende korte tijd een afdruk achterlaat. Deze zichtbare afdruk kunt u gebruiken om de volgende impuls precies op de juiste plaats te verzenden.

11. Haal het apparaat van de huid en plaats het op het volgende te behandelen gedeelte van de huid. Zorg er bij het verplaatsen voor dat te behandelen huidgedeelten elkaar niet overlappen en dat u ook geen huidgedeelten overslaat. Het apparaat wordt meteen weer opgeladen en is binnen max. 3 seconden (op de hoogste stand) gereed voor de volgende impuls (als het controlelampje op het apparaat continu groen brandt). Herhaal de procedure totdat u het volledige huidoppervlak hebt behandeld.

Na de behandeling met de beurer Velvet Skin Pro

- Druk op de AAN-/UIT-knop om het apparaat uit te schakelen als u de ontharingsbehandeling met de beurer Velvet Skin Pro hebt voltooid.
- Het wordt aanbevolen om het beurer Velvet Skin Pro-apparaat, in het bijzonder het *lichtvlak*, na iedere ontharingssessie te reinigen (zie hoofdstuk 9.1 “Reinigen van beurer Velvet Skin Pro”).
- Na het reinigen kunt u het beurer Velvet Skin Pro-apparaat het beste opbergen in de originele doos en uit de buurt van water.

8.2 Gezichtsbehandeling

WAARSCHUWING

Gebruik de beurer Velvet Skin Pro op het gezicht niet met een hogere energiestand dan stand 3.
Gebruik de beurer Velvet Skin Pro bij vrouwen niet op het gezicht boven de jukbeenderen of bij de ogen, wenkbrauwen en wimpers, omdat dat ernstig oogletsel tot gevolg kan hebben.
Gebruik de beurer Velvet Skin Pro niet op het gezicht, hals of het kingebied van mannen.
Gebruik de beurer Velvet Skin Pro niet op de slijmvliezen bij neus en oren.

De huid van het gezicht is zeer gevoelig en vereist een speciale behandeling. Neem te allen tijde alle waarschuwingen en veiligheidsaanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing in acht om nadelige gevolgen te vermijden. Wij raden u aan eerst een behandeling op het lichaam uit te voeren om het apparaat te leren kennen, voordat u uw gezicht behandelt.

U kunt met het beurer Velvet Skin Pro-apparaat alle zones van het gezicht onder de jukbeenderen behandelen, zoals de bovenlip, de wangen, de kaak, de kin en de hals.

i Aanwijzing

Om de behandeling van het gezicht gemakkelijker te maken, kunt u de meegeleverde precisiekop gebruiken. Dit verkleint het lichtvlak en maakt een nauwkeurigere toepassing mogelijk.

U kunt de precisiekop eenvoudig op de kop van het apparaat zetten door het op het lichtvlak te plaatsen en vast te drukken.

Breng de precisiekop voor het gezicht zo aan dat de inkeping in de precisiekop zich boven de huidcontact-/huidtypesensor bevindt. Als de huidcontact-/huidtypesensor bedekt is, kan er geen lichtimpuls worden verzonden.

Gebruik de precisiekop alleen bij een energiestand van 3 of lager en alleen als uw huidskleur lichter is dan huidtype 5.

Gebruik de precisiekop niet langer dan 80 impulsen achter elkaar.

Anders kan het rode filter te heet worden, wat verbrandingen tot gevolg kan hebben.



1. Voer 48 uur voor de behandeling absoluut een plaatselijke huidverdraagzaamheidstest uit (zie hoofdstuk 7, stap 2). De huidverdraagzaamheidstest dient te worden uitgevoerd op een gedeelte zonder haar, bijvoorbeeld onder het oor of op de zijkant van de hals, om de geschikte energiestand te bepalen.

⚠ WAARSCHUWING

Behandel de geteste oppervlakken op zijn vroegst 1 week na de huidverdraagzaamheidstest.

i Aanwijzing

Gezichtsbeharing kan hormonaal bepaald zijn, zodat voor een langdurige haarreductie wellicht meerdere behandelingssessies noodzakelijk zijn.

8.3 Huidverzorging na een gezichtsbehandeling

- Breng een kalmerende lotion aan, zoals aloë vera.
- Vermijd gedurende minstens 24 uur het gebruik van peelingcrèmes en blekende crèmes of vergelijkbare producten, omdat die een geïrriteerde huid tot gevolg zullen hebben.
- Vermijd gedurende minstens 48 uur na de behandeling blootstelling van meer dan 15 minuten aan direct zonlicht. Als onlangs behandelde huid gedurende die periode wordt blootgesteld aan zonlicht, dient u te allen tijde een beschermend middel tegen zonnebrand met beschermingsfactor 30 of hoger te gebruiken.
- Verwijder geen haren op de behandelde huid door middel van harsen of epileren.

Houd er rekening mee dat een volledige ontharing mogelijk pas resultaat heeft na een volledige haargroeycyclus.

9. Onderhoud van de beurer Velvet Skin Pro

9.1 Reiniging

Het wordt aanbevolen om het beurer Velvet Skin Pro-apparaat, in het bijzonder het *lichtvlak*, na iedere ontharingssessie te reinigen.

⚠ LET OP

Dompel de beurer Velvet Skin Pro of de onderdelen nooit onder in water!

- Gebruik een droge, schone doek en een schoonmaakmiddel dat speciaal is ontwikkeld voor het reinigen van elektronische apparatuur om de oppervlakken van de beurer Velvet Skin Pro en in het bijzonder het lichtvlak zacht af te nemen.

10. Verhelpen van storingen

“Ik kan mijn beurer Velvet Skin Pro niet inschakelen”

- Zorg ervoor dat de accu van het apparaat opgeladen is (zichtbaar middels het groene lampje van de accuniveauweergave).
- Wanneer het IPL-apparaat geen lichtimpuls afgeeft, controleer dan of
 - a. het behandelingsopzetstuk op de juiste wijze op het apparaat bevestigd is (het apparaat werkt niet als dit of niet op de juiste wijze op het apparaat zit).
 - b. het apparaat zich nog in de automatisch geactiveerde veiligheidsmodus bevindt, nadat geen huid-contact of geen toegestane huidskleur is herkend.
 - c. er sprake is van volledig huidcontact.
 - d. de behandelingsplek te klein, gewelfd of knokig is. Het behandelingsvlak moet volledig op de behandelingsplek rusten (probeer om de huid recht te trekken).
 - e. de afgifte van de lichtimpuls geblokkeerd wordt, wanneer het IPL-apparaat een te donkere huidskleur herkent. In dit geval brandt het controlelampje kort rood.
 - f. Bij veiligheidsproblemen en bij het bereiken van de levensduur brandt het controlelampje rood. Het apparaat wordt in dit geval automatisch uitgeschakeld.
- Algemene storingen:
 - a. Het behandelingsvlak moet volgens de aanwijzingen in het desbetreffende hoofdstuk gereinigd worden als het door vuil of stof is verontreinigd. Neem contact op met de klantenservice als u de verontreiniging niet zelf kunt verhelpen.
 - b. Als de lichtimpulsen na een verandering van behandelplek vertraagd worden afgegeven, gebruik het apparaat dan eventueel in een koelere omgeving. De afgifte van lichtimpulsen vertraagt bij een warme omgevingstemperatuur.
 - c. Schakel het apparaat uit wanneer er een algemene storing optreedt, wacht tien seconden en sluit het apparaat vervolgens opnieuw aan.
- Neem contact op met de klantenservice als u nog steeds problemen met het apparaat hebt.

11. Veelgestelde vragen

1. Werkt de beurer Velvet Skin Pro echt?

Ja. In door artsen uitgevoerde klinische tests is aangetoond dat met de technologie in het beurer Velvet Skin Pro-apparaat langdurige ontharingsresultaten kunnen worden behaald. De resultaten kunnen afhankelijk van de groeicyclus van het haar, de gebruikte energiestand en de dikte en de kleur van het haar echter verschillen.

2. Op welke delen van mijn lichaam kan ik de beurer Velvet Skin Pro gebruiken?

De beurer Velvet Skin Pro is ontwikkeld voor volledige ontharing van het lichaam. De lichaamszones die het meest met de beurer Velvet Skin Pro worden behandeld, zijn de benen, oksels, armen, bikinilijn en het gezicht onder de jukbeenderen.

3. Hoe lang duurt een behandelingssessie met de beurer Velvet Skin Pro?

De tijd varieert afhankelijk van de te behandelen lichaamszone. Een behandeling van het complete lichaam (benen, armen, oksels, bikinilijn en gezicht onder de jukbeenderen) neemt ongeveer 21 minuten in beslag op de laagste stand en met het grote opzetstuk.

4. Is de beurer Velvet Skin Pro veilig?

De beurer Velvet Skin Pro is met nadrukkelijke aandacht voor uw veiligheid ontwikkeld en werkt met een klinisch geteste technologie. Toch moet dit apparaat, net als alle andere producten of elektronische apparaten voor de huid, worden gebruikt met inachtneming van de gebruiks- en veiligheidsaanwijzingen voor de gebruiker.

5. Veroorzaakt de beurer Velvet Skin Pro pijn?

Bij een juist gebruik melden de meeste gebruikers van de beurer Velvet Skin Pro dat ze bij het verzenden van de lichtimpuls een enigszins warm gevoel ervaren. Gebruikers met dikkere en donkerdere haren kunnen iets meer onbehagen ervaren, maar dit onbehagen verdwijnt zodra de ontharingsbehandeling is afgerond. De beurer Velvet Skin Pro heeft 6 energiestanden die kunnen worden ingesteld op de gevoeligheid van uw huid.

6. Hoe vaak moet ik de beurer Velvet Skin Pro gebruiken?

Bij het behandelen van lichaamsbeharing met de beurer Velvet Skin Pro dienen de eerste vier sessies om de twee weken plaats te vinden. De vijfde tot en met de zevende sessie dienen om de vier weken plaats te vinden. Daarna dienen behandelingen plaats te vinden als er opnieuw sprake is van haargroei, tot het gewenste resultaat is bereikt.

Bij het behandelen van beharing in het gezicht onder de jukbeenderen dienen de eerste zes sessies om de twee weken plaats te vinden. De zevende tot en met de twaalfde sessie dienen om de vier weken plaats te vinden. Daarna dienen behandelingen plaats te vinden als er opnieuw sprake is van haargroei, tot het gewenste resultaat is bereikt.

7. Werkt de beurer Velvet Skin Pro ook bij wit, grijs of blond haar?

De beurer Velvet Skin Pro functioneert het beste bij donkere haartypen en haar dat meer melanine bevat. Melanine is het pigment dat het haar en de huid kleur geeft en dat de energie uit licht opneemt. Zwart en donkerbruin haar reageert het beste. Bruin en lichtbruin haar reageert ook, maar normaal gesproken zijn bij die haartypen meer ontharings sessies nodig. Bij rood haar is een zeker effect mogelijk. Wit, grijs en blond haar reageren gewoonlijk niet op de beurer Velvet Skin Pro, hoewel enkele gebruikers wel resultaat hebben geconstateerd na meerdere ontharingsbehandelingen.

8. Kan ik de beurer Velvet Skin Pro gebruiken op een bruine of zwarte huid?

Gebruik de beurer Velvet Skin Pro niet bij een van nature donkere huidskleur! Dat werkt niet! De beurer Velvet Skin Pro is een apparaat dat met licht werkt, dat ongewenste beharing verwijderd door middel van selectieve behandeling van het haarpigment. In de omringende huid is daarnaast een verschillende hoeveelheid pigmenten aanwezig. De hoeveelheid pigmenten in de huid van een persoon, die kan worden afgelezen aan de huidskleur, bepaalt de risicograad die verbonden is aan de toepassing van de beurer Velvet Skin Pro. Behandeling van een donkere huid met op licht gebaseerde ontharing kan nadelige gevolgen hebben, bijvoorbeeld verbranding, blaren en verandering van de huidskleur (hyper- of hypopigmentatie). In de beurer Velvet Skin Pro is een *huidtypesensor* geïntegreerd die bij aanvang van elke behandelingssessie en van tijd tot tijd gedurende de sessie de kleur van de behandelde huid meet. De *huidtypesensor* verhindert het verzenden van lichtimpulsen door de beurer Velvet Skin Pro als wordt vastgesteld dat het apparaat wordt gebruikt op een donkere huid.

9. Wanneer zie ik de resultaten van de beurer Velvet Skin Pro?

Net als bij elk ander ontharingsapparaat dat met licht of laser werkt, zijn de resultaten niet meteen zichtbaar; u zou zelfs kunnen denken dat er helemaal niets is gebeurd. Het haar lijkt na een behandelingssessie soms door te groeien, maar normaal gesproken vallen veel van deze haren na twee weken uit. Bovendien groeien haren in drie verschillende fasen en heeft de beurer Velvet Skin Pro alleen invloed op het haar in de actieve groeifase. Dat is een van de belangrijkste redenen waarom meerdere sessies nodig zijn om het beoogde resultaat te bereiken.

10. Kunnen mannen gebruikmaken van de beurer Velvet Skin Pro?

Hoewel de beurer Velvet Skin Pro is ontwikkeld voor vrouwen, kan het apparaat ook geschikt zijn voor mannen. Het haar van mannen, met name het borsthaar, vergt echter meer ontharings sessies dan dat van vrouwen om het gewenste resultaat te bereiken.

11. Waarom groeit het haar, terwijl ik het een week geleden behandeld heb?

Het kan er absoluut alle schijn van hebben dat het haar tot twee weken na een ontharingssessie met de beurer Velvet Skin Pro nog steeds groeit. Dit proces staat bekend als 'uitstoting'; na ongeveer twee weken zult u constateren dat deze haren gewoon uitvallen of dat u ze kunt verwijderen door er licht aan te trekken. (We adviseren u echter om niet aan de haren te trekken – laat de haren op natuurlijke wijze uitvallen.) Het is ook mogelijk dat bij de behandeling met de beurer Velvet Skin Pro een paar haren zijn overgeslagen of dat haren zich in een andere groeifase bevinden. Deze haren worden bij volgende sessies behandeld; dat is ook de reden dat meerdere sessies nodig zijn met de beurer Velvet Skin Pro voor het beste resultaat.

12. Ik heb gehoord dat sommige haren na ontharing met licht dunner en fijner teruggroeien?

Dit fenomeen is uitvoerig gedocumenteerd door artsen en schoonheidsspecialisten die licht- en laserapparaten gebruiken voor ontharing. Het is mogelijk dat sommige haren na een ontharingsbehandeling met de beurer Velvet Skin Pro dunner en fijner teruggroeien. Normaal gesproken vormen deze haren een fractie van de oorspronkelijke beharing en een voortgezette behandeling kan bij deze haren tot het gewenste resultaat leiden.

13. Waarom kan ik me niet behandelen als ik een 'actieve' gebruikte huid heb?

Gebruik de beurer Velvet Skin Pro niet op een gebruikte huid of na het zonnen. Een gebruikte huid, met name na het zonnen, bevat een hoge dosis van het pigment melanine. Dat geldt voor alle huidtypen en huidskleuren, ook voor de huidtypen en huidskleuren die niet zo snel bruin lijken te worden. De aanwezigheid van een grote hoeveelheid melanine betekent een hoger risico dat de huid negatieve gevolgen zal ondervinden van het gebruik van de beurer Velvet Skin Pro, zoals verbranding, blaren en verandering van de huidskleur (hyper- of hypopigmentatie).

14. Is langdurig gebruik van de beurer Velvet Skin Pro gevaarlijk voor mijn huid?

Het gebruik van licht- en laserenergie in de esthetische geneeskunde wordt al meer dan 15 jaar uitvoerig gedocumenteerd in professionele, door experts gecontroleerde vaktijdschriften en door voraanstaande instellingen zoals de Mayo Clinic. Deze tijdschriften en instellingen hebben geen melding gemaakt van enige vorm van bijwerkingen of schadelijke gevolgen van het langdurige gebruik van licht- en laserapparaten.

15. Kan ik de beurer Velvet Skin Pro gebruiken om het haar op mijn kin of andere beharing op mijn gezicht te verwijderen?

De beurer Velvet Skin Pro kan worden gebruikt voor ontharing van het gezicht onder de jukbeenderen. Bij gebruik in het gezicht moet er met name op worden gelet dat het gebied rond de ogen wordt ontzien: de beurer Velvet Skin Pro mag in geen geval rond of op de ogen worden gebruikt. En evenals voor en na de behandeling van andere lichaamsdelen dient ook bij de behandeling met de beurer Velvet Skin Pro van delen van het gezicht blootstelling aan zonlicht te worden vermeden. Goede middelen ter bescherming tegen de zon zijn bedekkende kleding en zonnebrandcrème (ten minste beschermingsfactor 30), die voor en na behandelingen gedragen of aangebracht moeten worden.

16. Hoe lang moet ik na een onbeschermd blootstelling aan de zon wachten met een behandeling met de beurer Velvet Skin Pro?

U dient na een onbeschermd blootstelling aan de zon 2 weken te wachten voordat u een behandeling met de beurer Velvet Skin Pro kunt uitvoeren. Raadpleeg bij twijfels over blootstelling aan de zon uw huisarts.

17. Moet ik nog bepaalde dingen doen voordat ik de beurer Velvet Skin Pro gebruik?

Voorafgaand aan elke behandelingssessie met de beurer Velvet Skin Pro is het belangrijk om de te behandelen lichaamsgedeelten 2 weken lang niet bloot te stellen aan zonlicht. Daarbij kan een uv-zonnebrandcrème (beschermingsfactor 30+) uitkomst bieden, evenals kleren die de te behandelen gedeelten van de huid bedekken. Bovendien moet de te behandelen huid met een milde zeep en water worden gewassen en het haar tot op de huid worden afgeschoren.

18. Hoe moet ik de behandelde delen van de huid na de behandeling met de beurer Velvet Skin Pro verzorgen?

U kunt de huid die met de beurer Velvet Skin Pro is behandeld met in de handel verkrijgbare huidverzorgingsproducten reinigen en verzorgen. Let er vooral op dat u onbeschermd blootstelling aan de zon vermijdt. Zonnebrandcrèmes met een hoge beschermingsfactor (30+) en bedekkende kleding vormen een goede bescherming tegen de zon.

12. Verwijdering

Deponeer de gebruikte, volledig lege accu's in de daarvoor specifiek bestemde afvalbakken of bied ze bij het afvalverwerkingsstation of de elektriciteitszaak aan als chemisch afval. U bent wettelijk verplicht de accu's correct te verwijderen.

Deze tekens kunt u aantreffen op accu's met schadelijke stoffen:

Pb = batterij bevat lood,

Cd = batterij bevat cadmium,

Hg = batterij bevat kwik.





Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil worden weggegooid. Het verwijderen kan via gespecialiseerde verzamelpunten in uw land gebeuren. Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente. De accu van het apparaat moet apart worden verwijderd. De accu mag niet met het huisvuil worden weggegooid.

Voor informatie over de verwijdering neemt u contact op met een geautoriseerde verkoper of de voor de verwijdering verantwoordelijke instantie.

13. Technische gegevens

Type	IPL 8500	
Behandelingsoppervlak	4,5 cm ² / precisiekop 2 cm ²	
Technologie	IPL (Intense Pulsed Light) voor privégebruik	
Golflengte	475–1200 nm (groot opzetstuk), 550–1200 nm (precisiekop)	
Max. energieniveau	max. 5 J/cm ²	
Selecteerbare energiestanden	6	
Snelheid	1 impuls elke max. 3 seconden (op de hoogste stand)	
Max. impulsen per lamp	300.000	
Afmetingen	ca. 200 x 175 x 65 mm	
Gewicht	ca. 480g	
Temperatuur	Gebruik	10–40 °C
	Opbergen	-10–70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	Gebruik	30–70% rel. l.
	Opbergen	0–90% rel. l. bij 55 °C (niet condenserend)
Accu	Li-ion-accu, 7,4 V, 2500 mAh	
Impulsen per lading	550 flitsen	

14. Netvoeding

Modelnummer	YJS024Y-1201800
Ingang	100-240 V ~ 50/60 Hz 500 mA
Uitgang	12 V  1,8 A
Beveiliging	dubbel geïsoleerd
Polariteit	
Classificatie	Veiligheidsklasse II

Haar- und Hautfarbentabelle / Hair and skin colour chart / tableau des couleurs de poils et de peau / tabla de colores de pelo y piel / tabella dei colori dei pelli e della pelle / Tabel voor haar- en huidskleuren

Skin Type Hair	I	II	III	IV	V	VI
Black	Energy 4-5-6	Energy 4-5-6	Energy 3-4	Energy 1-2-3	Energy 1-2-3	✗
Dark brown	Energy 4-5-6	Energy 4-5-6	Energy 3-4	Energy 1-2-3	Energy 1-2-3	✗
Brown	Energy 4-5-6	Energy 4-5-6	Energy 3-4	Energy 1-2-3	Energy 1-2-3	✗
Dark blonde	Energy 4-5-6	Energy 4-5-6	Energy 3-4	Energy 1-2-3	Energy 1-2-3	✗
Light blonde	Energy 4-5-6	Energy 4-5-6	Energy 3-4	Energy 1-2-3	Energy 1-2-3	✗
Red head	Energy 4-5-6	Energy 4-5-6	Energy 3-4	Energy 1-2-3	Energy 1-2-3	✗
Gray/ white	✗	✗	✗	✗	✗	✗



- (D)** * Wählen Sie die Energiestufe vor allem basierend auf Ihrem eigenen Wohlbefinden.
** Je höher die Energiestufe ist, desto effizienter ist die Behandlung
- (GB)** * The energy level should primarily be chosen based on your own comfort.
** The higher the energy level, the more efficient the treatment will be.
- (F)** * L'intensité doit avant tout être réglée en fonction de votre confort personnel.
** Plus l'intensité est élevée, plus l'utilisation est efficace.
- (E)** * En principio, debe seleccionar el nivel de energía con el que se sienta más cómodo
** Quanto mayor sea la energía, más efectivo será el tratamiento
- (I)** * I livelli di potenza devono essere selezionati principalmente in base al comfort personale
** Più elevata è la potenza, più efficace è il trattamento
- (NL)** * Selecteer de energiestand voornamelijk aan de hand van uw persoonlijke comfortervaringen.
** Hoe hoger de energiestand, hoe effectiever de behandeling.

Körper | Body | Corps | Cuerpo | Corpo | Lichaam



Gesicht | Face | Visage | Rostro | Viso | Gezicht

